


Manuel de l'utilisateur de Visit





Tout ce que vous devez savoir sur Visit.

Émetteurs

| | |
|---------------------------------|----|
| Émetteur de porte | 5 |
| Émetteur à bouton-poussoir | 13 |
| Émetteur de téléphone | 17 |
| Émetteur téléphonique Bluetooth | 21 |
| Écoute-bébé | 25 |
| Détecteur de fumée | 29 |

Récepteurs

| | |
|------------------------|----|
| Récepteur flash | 35 |
| Récepteur portatif | 39 |
| Récepteur vibreur | 43 |
| Récepteur pour poignet | 47 |
| Récepteur-réveil | 51 |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|----|
| Kit de montage magnétique | 34 |
| Chargeur pour vibreur de poche | 55 |
| Vibreux de matelas | 57 |
| Support de récepteur flash | 58 |
| Interrupteur magnétique | 59 |
| Tapis de contact | 59 |
| Microphone externe | 60 |
| Câble de déclenchement externe | 60 |

Vue d'ensemble du système

Fiabilité et flexibilité

Le système Visit est très flexible et peut facilement être configuré pour répondre à l'environnement domestique et au mode de vie spécifiques de votre client.

Il offre une détection de sonnette et de téléphone, une surveillance de bébé et une protection contre les incendies.



1 Émetteur de porte
Surveille la sonnette




2 Détecteur de fumée
Détection de la fumée et du feu



3 Écoute-bébé
Surveille votre bébé



4 Émetteur-récepteur Bluetooth
Détection de vos appareils mobiles



5 Récepteur flash
Alarme lumineuse



6 Réveil
Alarme sonore et lumineuse



7 Récepteur portatif
Alarme sonore



8 Récepteur vibreur
Alarme par vibrations



QR CODE


Accès facile aux documents d'assistance

Utilisez les codes QR du produit avec votre mobile ou tablette pour accéder aux informations détaillées du produit, aux images et aux films d'installation sur le Web.



Émetteur de porte Visit

Boutons et connexions



Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1411 Émetteur de porte Visit
- 2 piles alcalines 1,5 V AA
- Velcro pour montage mural
- Vis et cheville

Alimentation et pile

- Alimentation par pile
2 piles alcalines ou lithium
1,5 V AA
- Consommation électrique
Activité < 70 mA
Veille < 15 µA
- Durée de fonctionnement
Environ 5 ans
avec piles alcalines
Environ 10 ans
avec piles au lithium

Dimensions et poids

- Hauteur : 100 mm
- Largeur : 65 mm
- Profondeur : 27 mm
- Poids : 120 g (piles incluses)

Activation

- Les boutons de test et le mic. int.
- Le détecteur électromagnétique
- Le microphone externe accessoire
- La sonnette existante reliée à l'entrée du déclencheur externe

Entrées

- Entrée pour mic. ext. 3,5 mm
- Entrée pour déclencheur externe

Environnement

- Pour usage intérieur uniquement
- Température de fonctionnement
0 à 35 °C
- Humidité relative
15 à 90 % (sans condensation)

Fréquence et portée


- Fréquence : 68,3 MHz
- Portée : 50 à 250 m
La portée dépend de la fréquence radio, des caractéristiques du bâtiment et de la combinaison d'émetteurs et de récepteurs.

Accessoires

- Les accessoires suivants sont disponibles:
- BE9199 Microphone externe 2,5 m

Installation – source sonore unique


- 1 Ôtez la languette de libération des piles pour démarrer l'unité.
Nettoyez le mur à l'aide d'une lingette humide et ôtez le film protecteur de la bande Velcro.
- 2 Installez l'émetteur à gauche de la source sonore de la sonnette, aussi près que possible.
Vous pouvez aussi utiliser la vis et la cheville fournies.



Installation Alternative – source sonore unique

Utilisation avec l'accessoire microphone extern

- 1 Connectez le microphone externe (vendu séparément) à l'émetteur.
Retirez le film protecteur et fixez-le au haut-parleur de l'interphone ou du carillon de la sonnet.
- 2 Tirez sur la languette de la batterie pour démarrer l'émetteur. Retirez le film protecteur du Velcro et fixez l'émetteur au mur.
- 3 Dans les 2 minutes, appuyez 10 fois sur le bouton inférieur pour désactiver le microphone interne. Les LED clignoteront 3 fois en rouge pour confirmer.



Réactiver le microphone interne


Redémarrez l'émetteur en retirant les piles et en les remettant en place. Dans les 2 minutes, appuyez 10 fois sur le bouton inférieur pour réactiver le microphone interne. Les LED clignoteront 3 fois en vert pour confirmer.

Émetteur de porte Visit

Installation – interphone et sonnette électronique

- 1 Enlevez le film protecteur du microphone externe (vendu séparément) et fixez-le au haut-parleur de l'interphone. Connectez le microphone externe à l'entrée de micro externe de l'émetteur de porte.
- 2 Ôtez la languette de libération des piles pour démarrer l'unité.
Nettoyez le mur à l'aide d'une lingette humide et ôtez le film protecteur de la bande Velcro.
- 3 Installez l'émetteur à gauche de la source sonore de la sonnette, aussi près que possible.
Vous pouvez aussi utiliser la vis et la cheville fournies.


Remarque: L'interphone et la sonnette doivent être espacés d'au moins 25 cm pour éviter les interférences sonores.



Installation – interphone et sonnette mécanique



Lorsqu'un interphone et une sonnette mécanique sont présents, deux émetteurs de porte, c'est-à-dire un pour chaque source sonore, pourront s'avérer nécessaires.

- 1 Ôtez la languette de libération des piles de chaque émetteur de porte pour les démarrer.
Nettoyez la surface du mur à l'aide d'une lingette humide et ôtez le film protecteur de la bande Velcro.
- 2 Installez un émetteur de porte à gauche de la sonnette et un autre à gauche du haut-parleur de l'interphone, aussi près que possible des sources sonores.



Installation filaire

- 1 Tirez sur la languette de la batterie pour démarrer l'émetteur. Dans les 2 minutes, appuyez 10 fois sur le bouton inférieur pour désactiver le microphone interne. Les LED clignoteront 3 fois pour confirmer.
- 2 Retirez le couvercle avant pour accéder à la borne à vis. Il y a 3 points de connexions:
 - Utilisez 1 et 2 pour connecter un commutateur actif, tel qu'un relais avec le courant. **Remarque :** le courant doit être compris entre 2 et 30 V CC, indépendant de la polarité ou entre 2 et 24 V CA, 5 à 150 Hz.
 - Utilisez 2 et 3 pour connecter un commutateur passif, tel qu'un bouton-poussoir.
- 3 Remplacez le couvercle avant, retirez le film protecteur du Velcro et fixez l'émetteur au mur.



Utilisation de la détection électromagnétique

L'émetteur de porte peut être configuré pour détecter les champs électromagnétiques émis par les sonnettes électromécaniques. Voici comment procéder :

- **Activation de la détection électromagnétique :** Ouvrez le cache avant de l'émetteur et déplacez le 4ème interrupteur de signal vers le haut (position activée).
- **Désactivation de la détection électromagnétique :** Déplacez le 4ème interrupteur de signal vers le bas (position désactivée).






Émetteur de porte Visit

Programmer l'émetteur de porte

The next step is to teach the transmitter to recognize your doorbell.

- 1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 jusqu'à ce que la LED supérieure commence à clignoter. Relâchez-le pour commencer l'enregistrement.
- 2 **Pour les sonnettes de porte (avec un son continu) :** Appuyez et maintenez enfoncée la sonnette de porte pendant au moins 8 secondes.
Pour les carillons de porte (avec un son "ding-dong") : Appuyez sur la sonnette de porte au moins 8 fois.
- 3 Appuyez sur le bouton 1 de l'émetteur pour arrêter l'enregistrement. Si la LED s'allume en rouge, vous devez répéter les étapes 1 et 2. Si vous avez un interphone, utilisez le bouton 2 et suivez les étapes ci-dessus pour enregistrer le son.

Remarque : Pour supprimer tous les sons enregistrés, appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 pendant 5 secondes. Tous les paramètres des touches radio et des signaux restent intacts.




Tester la connexion

À l'aide du bouton de test

- 1 Appuyez simultanément sur les deux boutons de test de l'émetteur de porte. Le voyant supérieur s'allume en vert pour indiquer qu'un signal radio est transmis.
- 2 Le voyant vert Visit du récepteur s'allume pour indiquer que le signal a été reçu. En outre, le récepteur commence à sonner, à clignoter ou à vibrer (en fonction du modèle).


Remarque : si vous avez modifié le modèle du signal, il réagira en fonction du tableau de la page suivante.



Utiliser la sonnette ou l'interphone

- 1 Appuyez sur le bouton de la sonnette ou l'interphone. Le voyant de l'émetteur s'allume en vert pour indiquer que le son est détecté.
- 2 Le voyant vert Visit du récepteur s'allume pour indiquer que le signal radio a été reçu. En outre, le récepteur commence à sonner, à clignoter ou à vibrer (en fonction du modèle).

Remarque : si vous avez modifié le modèle du signal, il réagira en fonction du tableau de la page suivante.



Modèle de signal par défaut

Lorsque l'émetteur de porte est activé, il se produit ce qui suit :

- 1 Le voyant de l'émetteur s'allume en vert pour indiquer qu'il envoie des signaux au récepteur.
- 2 Le voyant VISIT du récepteur s'allume en vert et il commence à sonner, à clignoter ou à vibrer selon un certain rythme, appelé modèle de signal. L'émetteur et les accessoires connectés déterminent le modèle du signal. La valeur par défaut est la suivante :

| Émetteur | | Modèle de signal du récepteur | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Source | Voyant | Voyant | Sonore | Vibration | Clignotement |
| ■ Microphone interne | Vert, en haut | Voyant vert | 1 carillon, faible | Lent | ■□□□ Oui |
| ■ Microphone externe | Vert, en bas | Clignotement vert | 2 carillons, fort | Lent | ■□□□ Oui |
| ■ Sonnette connectée | Vert, en haut | 3 clignotements verts | 1 carillon, fort | Lent | ■□□□ Oui |

Modifier le modèle de signal

L'émetteur contrôle le modèle du signal. Ouvrez le cache avant de l'émetteur et poussez les interrupteurs de signal selon le tableau ci-dessous pour le modifier :



| Émetteur | | Modèle de signal du récepteur | | | |
|--------------|--|--|---|------------------------|------------------------------------|
| Interrupteur | Source | Voyant | Sonore | Vibration | Clignotement |
| 1 2 3 4 | Mic. interne / signal appris 1 / test Mic. externe / signal appris 2 Sonnette connectée | Voyant vert Clignotement vert 3×clignotements verts | 1 carillon, faible 2 carillons, fort 1 carillon, fort | Lent Lent Lent | ■□□□ Oui ■□□□ Oui ■□□□ Oui |
| 1 2 3 4 | Mic. interne / signal appris 1 / test Mic. externe / signal appris 2 Sonnette connectée | 2×clignotements verts 3×clignotements verts Clignotement vert | 2 carillons, faible 1 carillon, fort 2 carillons, fort | Lent Lent Lent | ■□□□ Oui ■□□□ Oui ■□□□ Oui |
| 1 2 3 4 | Mic. interne / signal appris 1 / test Mic. externe / signal appris 2 Sonnette connectée | 3×clignotements verts 2×clignotements verts 3×clignotements orange | 1 carillon, fort 2 carillons, faible Mélodie pour bébé | Lent Lent Rapide | ■□□□ Oui ■□□□ Oui ■■■■■■ Oui |
| 1 2 3 4 | Mic. interne / signal appris 1 / test Mic. externe / signal appris 2 Sonnette connectée | Clignotement vert Voyant vert Clignotement orange | 2 carillons, fort 1 carillon, faible Mélodie pour bébé | Lent Lent Rapide | ■□□□ Oui ■□□□ Oui ■■■■■■ Oui |
| 1 2 3 4 | Mic. interne / signal appris 1 / test Mic. externe / signal appris 2 Sonnette connectée | Voyant vert 3×clignotements verts 2×clignotements verts | 1 carillon, faible 1 carillon, fort 2 carillons, faible | Lent Lent Lent | ■□□□ Oui ■□□□ Oui ■□□□ Oui |
| 1 2 3 4 | Mic. interne / signal appris 1 / test Mic. externe / signal appris 2 Sonnette connectée | Voyant vert Clignotement vert Clignotement jaunes | 1 carillon, faible 2 carillons, fort 2 sonneries, fort | Lent Lent Int. | ■□□□ Oui ■□□□ Oui ■□■□ Oui |
| 1 2 3 4 | Mic. interne / signal appris 1 / test Mic. externe / signal appris 22 Sonnette connectée | 3×clignotements verts Voyant vert Voyant rouge + orange | 1 carillon, fort 1 carillon, faible Alarme d'urgence | Lent Lent Long | ■□□□ Oui ■□□□ Oui ■■■■ Oui |
| 1 2 3 4 | Mic. interne / signal appris 1 / test Mic. externe / signal appris 2 Sonnette connectée | Clignotement vert 2×clignotements verts Clignotements rouges | 2 carillons, fort 2 carillons, faible Alarme incendie | Lent Lent Long | ■□□□ Oui ■□□□ Oui ■■■■ Oui |


Émetteur de porte Visit

Modifier le canal radio


Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du votre le déclenche. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier le codage de la fréquence radio de toutes les unités. Les interrupteurs de fréquence radio sont situés sous le cache de l'émetteur.

Voici comment changer la fréquence radio :

- 1 Ouvrez le cache avant de l'émetteur et poussez le(s) interrupteur(s) vers le haut (= ON) afin de modifier la fréquence radio. Par défaut, tous les interrupteurs de fréquence radio sont poussés vers le bas (= OFF).
- 2 Maintenez le bouton de test/fonction du récepteur enfoncé jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 3 Appuyez simultanément sur les deux boutons de test de l'émetteur dans les 30 secondes pour envoyer la nouvelle fréquence radio.
- 4 Les voyants du Récepteur Visit clignotent 5 fois pour indiquer que la fréquence radio a été modifiée. Il repasse ensuite en mode normal.



Remarque : toutes les unités Visit doivent à l'aide de la même fréquence radio pouvoir fonctionner comme un groupe.




Dépannage

| Si | Essayez la procédure suivante |
|---|--|
| Les voyants clignotent en orange toutes les minutes | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Remplacez les piles. N'utilisez que des piles lithium ou alcalines de 1,5 V AA (LR6). |
| Les voyants de l'émetteur clignotent en orange toutes les secondes | <ul style="list-style-type: none"> ▪ D'autres sources sonores concurrentes se trouvent autour de l'émetteur de porte. Désactivez ou éteignez-les. ▪ Déconnectez le microphone externe pour vous assurer qu'il n'est pas défectueux. |
| Le voyant de l'émetteur s'allume lorsque j'appuie sur la sonnette ou l'interphone, mais le récepteur n'est pas activé | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifiez les piles de l'émetteur et les piles et connexions du récepteur. ▪ Rapprochez le récepteur de l'émetteur pour vous assurer qu'il se trouve dans la portée de transmission radio. ▪ Vérifiez que l'émetteur de porte et le récepteur sont réglés sur la même fréquence radio. Pour plus d'informations, consultez la section Modifier la fréquence radio. |
| Le voyant de l'émetteur ne s'allume pas lorsque j'utilise la sonnette ou l'interphone | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Faites sonner la sonnette tout en rapprochant et éloignant l'émetteur de la source sonore. La distance idéale est inférieure à 3 cm. ▪ Programmez l'émetteur pour qu'il reconnaisse la sonnerie de la sonnette. ▪ Si le signal fluctue beaucoup, passez à la détection magnétique. ▪ Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 et maintenez-les enfoncés pendant 5 s pour effacer les sons enregistrés et répétez la procédure indiquée ci-dessus. |
| Le récepteur est activé sans aucune raison | <ul style="list-style-type: none"> ▪ C'est probablement dû à un autre système Visit installé dans le voisinage qui déclenche votre système. Modifiez la fréquence radio sur toutes les unités. |

Émetteur à bouton-poussoir Visit

Boutons et connexions



Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage :

- BE1420 Émetteur de bouton-poussoir Visit avec une pile alcaline PX28G/PX28M 6V pré installée.
- Cordon avec fermoir de sécurité
- Ruban adhésif, vis et chevilles

Alimentation et pile

- Type de pile
1 x 6 V PX28G/PX28M alcaline ou
1 x 6 V PX28L lithium
- Consommation électrique
Activité < 35 mA
Veille < 0,05 µA
- Durée de fonctionnement
Environ 2 ans avec une pile alcaline
Environ 5 ans avec une pile au lithium

Dimensions et poids

- Hauteur : 66 mm
- Largeur : 48 mm
- Profondeur : 23 mm
- Poids : 50 g (pile incluse)

Activation

- À l'aide du bouton avant

Entretien et nettoyage

- Ne nécessite aucun entretien
Nettoyez avec un chiffon sec
- N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers, de vaporisateurs d'aérosol, de solvants, d'alcool, d'ammoniaque ou d'abrasifs

Fréquence et portée

- Fréquence : 868,3 MHz
- Portée : 50 à 250 m
La portée dépend de la fréquence radio, des caractéristiques du bâtiment et de la combinaison d'émetteurs et de récepteurs.

Environnement


- Pour usage intérieur ou usage extérieur sous abri. Ne résiste pas à l'eau et à la pluie. (IP42)
- Température de fonctionnement
-10 à 40 °C
- Humidité relative
15 à 90 % (sans condensation)

Utilisé comme bouton d'alerte

L'émetteur peut être porté autour de votre cou et utilisé comme bouton d'appel sans fil.

Voici comment l'utiliser :

- 1 Fixez le cordon à l'émetteur.
- 2 Accrochez l'émetteur autour de votre cou.




Utiliser comme sonnette

L'émetteur peut également être utilisé comme sonnette sans fil. Voici comment le configurer :


Monter avec des vis

- 1 Ouvrez avec précaution le cache avant de l'émetteur et percez deux trous sur les centrages.
- 2 Fixez l'unité au mur à l'aide des vis fournies et remettez le cache.



Monter avec une bande adhésive

- 1 Fixez le ruban adhésif fourni à l'arrière de l'émetteur. Nettoyez le mur à l'aide d'une lingette humide et ôtez le film protecteur de la bande.
- 2 Montez l'appareil dans une zone à l'abri des intempéries près de la porte d'entrée




Émetteur à bouton-poussoir Visit

Tester la connexion

Utiliser le bouton avant

- 1 Appuyez sur le bouton avant de l'émetteur. Le voyant s'allume en vert pour indiquer qu'un signal radio est transmis
- 2 Le voyant vert Visit du récepteur s'allume pour indiquer que le signal a été reçu. En outre, il commence à sonner, à clignotement ou à vibrer selon un certain rythme, appelé modèle de signal.

Les émetteurs déterminent le modèle de signal. Le signal par défaut est le suivant :



Modèle de signal par défaut

| Émetteur | Modèle de signal du récepteur | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Voyant | Voyant | Sonore | Vibration | Clignotement |
| ■ Voyant vert | Voyant vert | 1 carillon, faible | Lent ■□□□ | Oui |

Modifier le modèle de signal

Vous pouvez modifier le modèle de signal très facilement. Ouvrez le cache avant de l'émetteur et poussez les interrupteurs de signal n°8, 9 et 0 selon le tableau ci-dessous :





| Émetteur | Modèle de signal du récepteur | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Interrupteur | Voyant | Sonore | Vibration | Clignotement |
| | Voyant vert | 1 carillon, faible | Lent ■□□□ | Oui |
| | 2 clignotements verts | 2 carillons, faible | Lent ■□□□ | Oui |
| | 3 clignotements vert | 1 carillon, fort | Lent ■□□□ | Oui |
| | Clignotement vert | 2 carillons, fort | Lent ■□□□ | Oui |
| | Voyant orange | Mélodie pour bébé | Rapide ■■■■■■ | Oui |
| | Clignotements orange | Mélodie pour bébé | Rapide ■■■■■■ | Oui |
| | Voyant jaune | 1 sonnerie, faible | Intermédiaire ■□■□ | Oui |
| | Clignotements jaunes | 2 sonneries, fort | Intermédiaire ■□■□ | Oui |

Modifier le canal radio

Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du vôtre le déclenche. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier la fréquence radio de toutes les unités. Les interrupteurs de fréquence radio sont situés sous le cache de l'émetteur.

Voici comment changer la fréquence radio :

- 1 Retirez le cache avant de l'émetteur et poussez un des interrupteurs de fréquence radio vers le haut (= ON) afin de modifier la fréquence radio. Par défaut, tous les interrupteurs de fréquence radio sont positionnés en bas (= OFF).
- 2 Maintenez le bouton de test/fonction du récepteur enfoncé jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 3 Appuyez sur le bouton avant de l'émetteur dans les 30 secondes pour envoyer la nouvelle fréquence radio.
- 4 Les voyants du Récepteur Visit clignotent 5 fois pour indiquer que la fréquence radio a été modifiée. Il repasse ensuite en mode normal.




Dépannage

| Si | Essayez la procédure suivante |
|---|--|
| Le voyant de l'émetteur s'allume en jaune lorsque j'appuie sur le bouton | <ul style="list-style-type: none"> La pile est quasiment déchargée. Remplacez-la par une pile alcaline PX28A ou lithium PX28L. |
| Le voyant de l'émetteur ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la pile est correctement positionnée. Remplacez la pile par une pile alcaline PX28A ou lithium PX28L. |
| Le voyant de l'émetteur s'allume en vert mais le récepteur n'est pas activé | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les piles de l'émetteur et les connexions. Rapprochez le récepteur de l'émetteur pour vous assurer qu'il se trouve dans la portée de transmission radio. Vérifiez que les unités sont réglées sur la même fréquence radio (voir Changer la fréquence radio). |
| Le récepteur est activé sans aucune raison | <ul style="list-style-type: none"> C'est probablement dû à un autre système Visit installé dans le voisinage qui déclenche votre système. Modifiez la fréquence radio sur toutes les unités. |

Émetteur de téléphone Visit

Boutons et connexions



Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1431 Émetteur de téléphone Visit
- 2 piles alcalines 1,5 V AA
- Cordon de téléphone et adaptateur
- Vis et cheville

Alimentation et pile

- Alimentation par pile
 - 2 piles alcalines ou lithium 1,5 V AA
- Consommation électrique
 - Activité < 70 mA
 - Veille < 15 µA
- Durée de fonctionnement
 - Environ 5 ans avec piles alcalines
 - Environ 10 ans avec piles au lithium

Dimensions et poids

- Hauteur : 100 mm
- Largeur : 65 mm
- Profondeur : 27 mm
- Poids : 120 g (piles incluses)

Activation

- Les boutons de test
- Un téléphone fixe
- BE9026 ou BE9023
- Une sonnette reliée au déclencheur externe

Fréquence et portée

- Fréquence : 868,3 MHz
- Portée : 50 à 250 m. La portée dépend de la fréquence radio, des caractéristiques du bâtiment et de la combinaison d'émetteurs et de récepteurs.

Accessoires

- BE9023 Interrupteur magnétique
- BE9026 Tapis de contact
- BE9253 Câble décl. ext. 3,5 mm

Entrées

- Entrée RJ11 téléphonique analogique
- Entrée déclencheur externe 2,5 mm
- Entrée déclencheur externe 3,5 mm


Environnement

- Pour usage intérieur uniquement
- Température de fonctionnement : 0 à 35 °C
- Humidité relative : 15 à 90 % (sans condensation)

Configurer l'émetteur

- Ôtez la languette de protection de la pile pour activer l'unité. Nettoyez le mur à l'aide d'une lingette humide et ôtez le film protecteur de la bande Velcro.
- Fixez l'émetteur sur le mur. Vous pouvez aussi utiliser la vis et la cheville fournies.
- Branchez l'adaptateur téléphonique comme indiqué ci-dessous.

Remarque : l'apparence de l'adaptateur peut varier selon les territoires.



Tester la connexion

À l'aide du bouton de test


- Appuyez simultanément sur les deux boutons de test de l'émetteur de téléphone. Le voyant supérieur s'allume en vert pour indiquer qu'un signal radio est transmis.
- Le voyant jaune Visit du récepteur s'allume pour indiquer que le signal a été reçu. En outre, le récepteur commence à sonner, à clignoter ou à vibrer (en fonction du modèle).

Remarque : si vous avez modifié le modèle du signal, il réagira en fonction du tableau de la page suivante.

Utiliser un téléphone mobile

- Utilisez par exemple un téléphone mobile pour appeler le téléphone fixe. Le voyant supérieur de l'émetteur s'allume en vert pour indiquer que l'appel entrant est détecté.
- Le voyant jaune Visit du récepteur s'allume pour indiquer que le signal a été reçu. En outre, le récepteur commence à sonner, à clignoter ou à vibrer (en fonction du modèle).

Remarque : si vous avez modifié le modèle du signal, il réagira en fonction du tableau de la page suivante.



Émetteur de téléphone Visit

Modèle de signal par défaut

Lorsque l'émetteur téléphonique est activé par un appel entrant ou un accessoire déclenché, il se produit ce qui suit :

- 1 Le voyant de l'émetteur s'allume pour indiquer qu'il envoie des signaux au récepteur.
- 2 Le voyant VISIT du récepteur s'allume et commence à sonner, à clignotement ou à vibrer selon un certain rythme, appelé modèle de signal. L'émetteur et les accessoires connectés déterminent le modèle du signal. La valeur par défaut est la suivante :

| Émetteur | | Modèle de signal du récepteur | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----|
| Source | Voyant | Voyant | Sonore | Vibration | Clignotement | |
| ■ Téléphone fixe | Vert, en haut | Voyant jaune | 1 sonnerie, faible | Intermédiaire | ■□■□ | Oui |
| ■ Autres accessoires | Vert, en bas | Voyant vert | 1 carillon, faible | Lent | ■□□□ | Oui |

Modifier le modèle de signal

L'émetteur contrôle le modèle du signal. Ouvrez le cache avant de l'émetteur et poussez les interrupteurs de signal selon le tableau ci-dessous pour le modifier :

| Émetteur | | Modèle de signal du récepteur | | | | |
|--------------|---|--|---|--------------------------------|--------------|------------|
| Interrupteur | Source | Voyant | Sonore | Vibration | Clignotement | |
| | Téléphone fixe / bouton de test Autres accessoires | Voyant jaune Voyant vert | 1 sonnerie, faible 1 carillon, faible | Intermédiaire Slow | ■□■□ ■□□□ | Oui Oui |
| | Téléphone fixe / bouton de test Autres accessoires | Voyant jaune 2 clignotements verts | 1 sonnerie, faible 2 carillons, faible | Intermédiaire Slow | ■□■□ ■□□□ | Oui Oui |
| | Téléphone fixe / bouton de test Autres accessoires | Voyant jaune 3 clignotements jaunes | 1 sonnerie, faible 1 sonnerie, fort | Intermédiaire Intermédiaire | ■□■□ ■□□□ | Oui Oui |
| | Téléphone fixe / bouton de test Autres accessoires | Voyant jaune 2 clignotements orange | 1 sonnerie, faible Mélodie pour bébé | Intermédiaire Fast | ■□■□ ■□□□ | Oui Oui |
| | Téléphone fixe / bouton de test Autres accessoires | 2 clignotements jaunes 3 clignotements orange | 2 sonnerie, faible Mélodie pour bébé | Intermédiaire Fast | ■□■□ ■□□□ | Oui Oui |
| | Téléphone fixe / bouton de test Autres accessoires | 2 clignotements jaunes Clignotements verts | 2 sonneries, faible 2 carillons, fort | Intermédiaire Slow | ■□■□ ■□□□ | Oui Oui |
| | Téléphone fixe / bouton de test Autres accessoires | Clignotements orange 2 clignotements verts | Mélodie pour bébé 2 carillons, faible | Fast Slow | ■□□□ ■□□□ | Oui Oui |
| | Téléphone fixe / bouton de test Autres accessoires | 3 clignotements jaunes Clignotements verts | 1 sonnerie, fort 2 carillons, fort | Intermédiaire Slow | ■□■□ ■□□□ | Oui Oui |




Modifier le canal radio

Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du vôtre le déclenche. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier la fréquence radio de toutes les unités. Les interrupteurs de fréquence radio sont situés sous le cache de l'émetteur.

Voici comment changer la fréquence radio :

- 1 Ouvrez le cache avant de l'émetteur et poussez le(s) interrupteur(s) vers le haut (= ON) afin de modifier la fréquence radio. Par défaut, tous les interrupteurs de fréquence radio sont positionnés en bas (= OFF).
- 2 Maintenez le bouton de test/fonction du récepteur enfoncé jusqu'à ce que les voyants vert et jaune clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 3 Appuyez simultanément sur les deux boutons de test de l'émetteur dans les 30 secondes pour envoyer la nouvelle fréquence radio.
- 4 Les voyants du Récepteur Visit clignotent 5 fois pour indiquer que la fréquence radio a été modifiée. Il repasse ensuite en mode normal.

Remarque : toutes les unités Visit doivent à l'aide de la même fréquence radio pouvoir fonctionner comme un groupe.




Dépannage

| Si | Essayez la procédure suivante |
|--|--|
| Les voyants clignotent en orange toutes les minutes | ■ Remplacez les piles. N'utilisez que des piles lithium ou alcalines de 1,5 V AA (LR6). |
| Le voyant de l'émetteur s'allume en vert mais le récepteur ne répond pas | ■ Vérifiez les piles de l'émetteur et les piles et connexions du récepteur. ■ Rapprochez le récepteur de l'émetteur pour vous assurer qu'il se trouve dans la portée de transmission radio. ■ Vérifiez que les unités sont réglées sur la même fréquence radio, voir Changer la fréquence radio . |
| Le voyant de l'émetteur ne s'allume pas lorsque le téléphone sonne ou lorsqu'un accessoire est déclenché | ■ Appuyez sur les boutons de test de l'émetteur. Si le voyant s'allume en vert, vérifiez toutes les connexions. Si le voyant ne s'allume pas en vert, changez les piles. N'utilisez que des piles lithium ou alcalines de 1,5 V AA (LR6). |
| Le voyant de l'émetteur ne s'allume pas lorsque j'appuie sur les boutons de test | ■ Remplacez les piles. N'utilisez que des piles lithium ou alcalines de 1,5 V AA (LR6). Si le voyant ne s'allume pas, contactez votre revendeur pour vous renseigner sur les réparations. |
| Le récepteur est activé sans aucune raison | ■ C'est probablement dû à un autre système Visit installé dans le voisinage qui déclenche votre système. Modifiez la fréquence radio sur toutes les unités. |

Émetteur-récepteur Bluetooth

Boutons et connexions



Caractéristiques techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1433 Émetteur-récepteur Visit
- Alimentation et câble d'alimentation
- 2 Piles alcalines 1,5 V AA
- Cordon téléphonique prémonté
- Répartiteur téléphonique
- Vis et prise murale

Compatibilité

- iOS11 et ultérieurs
Android 6 et ultérieurs
- iPhone 6S et ultérieurs
Appareils modernes Android

Puissance et batterie

- Alimentation réseau :
5 V DC/1000 mA
- Piles :
2×Piles alcalines 1,5 V AA

Dimensions et poids

- La taille : 100 mm
- Largeur : 65 mm
- Profondeur : 27 mm
- Poids : 120 g, avec les piles

Activation

- Un smartphone via Bluetooth
- Un téléphone fixe
- Un tapis de contact ou un interrupteur magnétique
- Un carillon connecté au déclench. ext.
- Les boutons de test

Environnement

- À n'utiliser qu'à l'intérieur.
- Température : 0 à 35 °C.
- Humidité : 15% à 90% (sans condensation)

Connectique

- Entrée du téléphone analogique RJ11
- Entrée de déclench. ext de 3,5 mm pour accessoires
- Prise d'alimentation électrique
- Bluetooth 5.0

Fréquence et portée

- Fréquence ISM : 868,3 MHz
- Portée ISM : Jusqu'à 250 m
- Fréquence Bluetooth : 2402-2480 MHz
- Portée Bluetooth : Jusqu'à 250 m


Accessoires

- BE9023 Interrupteur magnétique
- BE9026 Tapis de contact
- BE9253 Déclench. ext. 3,5 mm

Installation de l'appli

1 Activez le Bluetooth®


Balayez l'écran du haut vers le bas et appuyez sur l'icône Bluetooth.



2 Installez l'application Visit



Téléchargez l'application **Bellman Visit** via App Store® ou Google Play™ et suivez les instructions de configuration.



Montage de l'émetteur

3 Montage

Ôtez le film protecteur de la bande Velcro à l'arrière de l'émetteur et fixez ce dernier sur le mur. Sinon, vous pouvez utiliser la vis et la cheville fournies.

4 Mise en marche

Ôtez la languette des piles pour démarrer l'émetteur. Les indicateurs s'allument en vert pour montrer qu'il est allumé.

5 Branchez-le


Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur. Puis, branchez l'adaptateur sur une prise murale. Si vous avez un téléphone fixe, branchez-le sur la prise téléphonique à l'aide du répartiteur fourni.

6 Testez le portable

Demandez à quelqu'un de vous appeler sur votre portable. Le voyant jaune du récepteur Visit s'allume et commence à clignoter, sonner ou vibrer (selon le récepteur).

7 Testez le téléphone fixe

Appelez sur votre téléphone fixe. Le voyant jaune du récepteur Visit s'allume et commence à clignoter, sonner ou vibrer (selon le récepteur).



Émetteur-récepteur Bluetooth

À l'aide de l'appli

Une fois l'appli Visit installée, vous recevrez des notifications Visit sur votre téléphone. De plus, votre récepteur Visit vous avertira lors des appels et messages. Il est facile de contrôler votre système depuis l'appli. Ce que vous pouvez faire:



Gérer les notifications

Activer, désactiver ou supprimer une notification par un simple toucher.



Contrôler vos appareils

Obtenez une vue d'ensemble de vos appareils connectés et touchez + pour en rajouter un.




Voir l'historique

Suivre vos dernières notifications, triées par date et heure.



En apprendre plus

Touchez **Mode d'emploi** dans le menu pour en apprendre plus sur les fonctionnalités.



Modèle de signal par défaut

Quand l'émetteur téléphonique est activé par un appel entrant ou par le déclenchement d'un accessoire, voici ce qui se produit:

- 1 La LED de l'émetteur s'allume pour indiquer qu'elle envoie un signal au récepteur.
- 2 La LED Visit du récepteur s'allume, et il se met à produire un son, des flashes ou des vibrations à un rythme donné, appelé modèle de signal. L'émetteur et les accessoires connectés déterminent le modèle de signal. La valeur par défaut est la suivante:

Modification du modèle de signal

L'émetteur contrôle le modèle de signal. Ouvrez le cache avant de l'émetteur et déplacez les interrupteurs de signaux; voir **Modifier le modèle de signal** sur le BE1431.

Modifier la touche radio

Si votre système Visit se déclenche sans raison, c'est qu'il y a probablement à proximité un autre système qui le déclenche. Pour éviter les interférences radio, il faut modifier la clé radio de tous les appareils : voir **Modifier la clé radio** du BE1431.

| Émetteur | | Modèle de signal du récepteur | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| Origine | Voyant | Voyant | Son | Vibration | Éclat |
| ■ Téléphone fixe | Vert, au-dessus | Lumière jaune | 1× Sonnerie de signal, faible | Moyen ■□■□ | Oui |
| ■ Téléphone portable | Vert, au-dessus | Clignote jaune | 2× Sonnerie de signal, forte | Moyen ■□■□ | Oui |
| ■ Accessoire | Vert, bas | Lumière verte | 1× Carillon de porte, faible | Lent ■□□□ | Oui |


Dépannage

Voir mode d'emploi > dépannage dans l'application Visit



Écoute-bébé Visit

Boutons et connexions



⚠️ Veillez toujours à maintenir l'écoute-bébé hors de portée de l'enfant. Ne placez jamais l'écoute-bébé dans le berceau ou dans le parc de l'enfant.

BE9026 Tapis de contact

Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1491 Écoute-bébé Visit
- 2 piles alcalines 1,5 V AA
- Support pour table pré-monté
- Vis et cheville

Alimentation et pile

- Alimentation par pile
2 piles alcalines ou lithium 1,5 V AA
- Consommation électrique
Activité < 70 mA
Veille < 400 µA
- Durée de fonctionnement
Environ 6 mois avec piles alcalines
Environ 1 an avec piles au lithium

Dimensions et poids

- Hauteur : 100 mm
- Largeur : 65 mm
- Profondeur : 27 mm
- Poids : 118 g (piles incluses)

Activation

- Les boutons de test et le microphone interne
- Le tapis de contact disponible comme accessoire

Réglages

- Sensibilité : 65 dB, 75 dB, 85 dB
- Temps de réaction : 30 s, 10 s, 1 s

Environnement

- À n'utiliser qu'à l'intérieur.
- Température : 0 à 35 °C
- Humidité : 15% à 90% (sans condensation)

Fréquence et portée


- Fréquence : 868,3 MHz
- Portée : 50 à 250 m
La portée dépend de la fréquence radio, des caractéristiques du bâtiment et de la combinaison d'émetteurs et de récepteurs.

Accessoires

- BE9026 Tapis de contact Vous prévient si votre enfant sort de son lit

Configurer l'écoute-bébé

- 1 Ôtez la languette de libération des piles pour démarrer l'unité. Vous pouvez maintenir les deux boutons de test enfoncés pendant 3 secondes pour l'allumer/éteindre.
- 2 Placez l'écoute-bébé sur la table de chevet ou montez-le sur le mur à l'aide de la vis et de la cheville fournies. La distance recommandée est de 0,5 à 2 m, hors de portée de l'enfant.



Tester la connexion

À l'aide du bouton de test


- 1 Appuyez simultanément sur les deux boutons de test de l'écoute-bébé. Le voyant supérieur s'allume en vert pour indiquer qu'un signal radio est transmis.
- 2 Le voyant orange Visit du récepteur s'allume pour indiquer que le signal a été reçu. En outre, le récepteur commence à sonner, à clignoter ou à vibrer (en fonction du modèle).

Remarque : si vous avez modifié le modèle du signal, il réagira en fonction du tableau de la page suivante.

Utiliser votre voix

- 1 Demandez à quelqu'un de se tenir près de l'écoute-bébé et de faire du bruit. Le voyant supérieur de l'émetteur s'allume en vert pour indiquer que le son est détecté.
- 2 Le voyant orange Visit du récepteur s'allume pour indiquer que le signal a été reçu. En outre, le récepteur commence à sonner, à clignoter ou à vibrer (en fonction du modèle).

Remarque : si vous avez modifié le modèle du signal, il réagira en fonction du tableau de la page suivante.





Écoute-bébé Visit

Ajuster les réglages

Les boutons permettant de régler la sensibilité et le temps de réaction se trouvent sur le côté gauche de l'écoute-bébé. Lorsque vous appuyez sur le bouton, le voyant affiche la couleur correspondant au réglage en cours. Appuyez ensuite à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le réglage souhaité.


- Si l'écoute-bébé ne s'active pas quand l'enfant pleure, augmentez la sensibilité.
- Si l'écoute-bébé s'active trop facilement, diminuez la sensibilité.
- Si l'écoute-bébé s'active trop tôt ou trop tard, réglez le temps de réaction.

Réglages de la sensibili

| | | |
|--|-------|--------|
| | 65 dB | Rouge |
| | 75 dB | Orange |
| | 85 dB | Vert |

Reglages du temps de réaction

| | | |
|--|------|--------|
| | 30 s | Rouge |
| | 10 s | Orange |
| | 1 s | Vert |



Modèle de signal par défaut

Lorsque l'écoute-bébé est activé par la voix du bébé ou le tapis de contact, il se produit ce qui suit :

- Le voyant de l'écoute-bébé s'allume en vert pour indiquer qu'il envoie des signaux au récepteur.
- Le voyant VISIT du récepteur s'allume en orange et commence à sonner, à clignotement ou à vibrer selon un certain rythme, appelé modèle de signal. L'écoute-bébé et le tapis de contact déterminent le modèle du signal. La valeur par défaut est la suivante :

| Écoute-bébé | | Modèle de signal du récepteur | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| Source | Voyant | Voyant | Sonore | Vibration | Clignotement |
| Voix du bébé | Vert, en haut | Voyant orange | Mélodie pour bébé | Rapide | Oui |
| Tapis de contact | Vert, en bas | Voyant vert | 1 carillon, faible | Lent | Oui |

Modifier le modèle de signal

Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez définir un modèle de voyant Visit sur chaque écoute-bébé. Ouvrez le cache avant et poussez l'un des interrupteurs de signal vers le haut (= ON) tout en vous assurant que les autres interrupteurs sont positionnés en bas (= OFF).



| Écoute-bébé | | Modèle de signal du récepteur | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| Interrupteur | Source | Voyant | Sonore | Vibration | Clignotement |
| | Écoute-bébé 1 | 1 Voyant orange | Mélodie pour bébé | Rapide | Oui |
| | Tapis de contact 1 | Voyant vert | Mélodie pour bébé | Rapide | Oui |
| | Écoute-bébé 2 | 2 clignotements orange | Mélodie pour bébé | Rapide | Oui |
| | Tapis de contact 2 | 2 clignotements verts | Mélodie pour bébé | Rapide | Oui |
| | Écoute-bébé 3 | 3 clignotements orange | Mélodie pour bébé | Rapide | Oui |
| | Tapis de contact 3 | 3 clignotements orange | Mélodie pour bébé | Rapide | Oui |
| | Écoute-bébé 4 | Clignotements orange | Mélodie pour bébé | Rapide | Oui |
| | Tapis de contact 4 | Clignotements orange | Mélodie pour bébé | Rapide | Oui |

Modifier le canal radio


Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du vôtre le déclenche. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier le codage de la fréquence radio de toutes les unités. Les interrupteurs de fréquence radio sont situés sous le cache de l'écoute-bébé.

Voici comment changer la fréquence radio :

- Ouvrez avec précaution le support de table et le cache avant de l'écoute-bébé. Poussez un des interrupteurs de fréquence radio vers le haut (= ON) afin de modifier la fréquence radio.
- Maintenez le bouton de test/fonction du récepteur enfoncé jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- Appuyez simultanément sur les deux boutons de test de l'écoute-bébé dans les 30 secondes pour envoyer la nouvelle fréquence radio.
- Les voyants du Récepteur Visit clignotent 5 fois pour indiquer que la fréquence radio a été modifiée. Il repasse ensuite en mode normal.



Remarque : toutes les unités Visit doivent à l'aide de la même fréquence radio pouvoir fonctionner comme un groupe.




Dépannage

| Si | Essayez la procédure suivante |
|--|--|
| Les voyants clignotent en orange toutes les minutes | <ul style="list-style-type: none"> Remplacez les piles. N'utilisez que des piles lithium ou alcalines de 1,5 V AA (LR6). |
| Le voyant de l'écoute-bébé s'allume en vert mais le récepteur n'est pas activé | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les piles de l'écoute-bébé et les piles et connexions du récepteur. Rapprochez le récepteur de l'écoute-bébé pour vous assurer qu'il se trouve dans sa portée. Vérifiez que les unités sont réglées sur la même fréquence radio (voir Changer la fréquence radio). |
| Mon bébé pleure, mais le voyant de l'écoute-bébé ne s'allume pas | <ul style="list-style-type: none"> Rapprochez l'écoute-bébé de l'enfant ou augmentez la sensibilité du microphone (voir Ajuster les réglages). Remarque : veillez toujours à maintenir l'écoute-bébé hors de portée de l'enfant. Ne placez jamais l'écoute-bébé dans le berceau ou dans le parc de l'enfant. |
| L'écoute-bébé s'active trop facilement | <ul style="list-style-type: none"> Diminuez la sensibilité ou éloignez l'écoute-bébé du berceau. Pour plus d'informations, lisez la section Ajuster les réglages. |
| L'écoute-bébé s'active trop vite | <ul style="list-style-type: none"> Augmentez le temps de réaction. Pour plus d'informations, voir Ajuster les réglages. |
| L'écoute-bébé s'active trop tard | <ul style="list-style-type: none"> Diminuez le temps de réaction. Pour plus d'informations, voir Ajuster les réglages. |
| Le récepteur est activé sans aucune raison | <ul style="list-style-type: none"> C'est probablement dû à un autre système Visit installé dans le voisinage qui déclenche votre système. Modifiez la fréquence radio sur toutes les unités. |

Détecteur de fumée Visit – optothermique

Boutons et connexions



Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1481 Détecteur de fumée Visit
- 2×Piles lithium 1,5 V AA
- 2×Vis et chevilles
- Plaque de montage
- Manuel d'utilisation

Puissance et batterie

- Type de batterie
2×Energizer Lithium L91 1,5 V AA
- Consommation électrique
Actif < 75 mA
Inactif < 15 µA
- Temps de fonctionnement
Minimum 5 ans

Dimensions et poids

- Diamètre : 120 mm
- Profondeur : 37 mm
- Poids : 165 g avec les piles

Type de capteur

- Détection optique de la fumée et de la température Min 85 dB(A) @ 3m, fréquence : 3,2 kHz

Activation

- Via le bouton de test
- Via le détecteur de fumée
Sensibilité à la fumée :
0.115 à 0.168 dB/m
- Via le capteur thermique
Sensibilité à la chaleur :
54° à 70 °C

Fréquence et portée


- Fréquence radio :
868.3 MHz
- Portée :
Jusqu'à 200 m, ligne de visée dégagée. Tout dépend des caractéristiques du bâtiment et des conditions radio.

Environnement

- À n'utiliser qu'à l'intérieur
- Températures de fonctionnement :
4 à 40 °C
- Humidité relative :
15% à 95% de taux d'humidité (sans condensation)

Installation du détecteur de fumée



- 1 Retirez le support de fixation du détecteur de fumée en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et insérez les piles fournies pour allumer l'appareil.
- 2 Fixez le support de fixation au plafond à l'aide des vis et des chevilles fournies. Assurez-vous qu'il est placé à au moins 50 cm, (20 po) des murs et autres obstacles ; voir **Emplacement et positionnement**. Pour d'autres options de montage, voir p. 34.
- 3 Installez le détecteur de fumée sur le support en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Emplacement et positionnement

Installez les détecteurs de fumée au milieu du plafond à l'extérieur des chambres, à au moins 50 cm (20 po) d'un mur. Si les chambres se trouvent dans des zones différentes de la maison, il est recommandé d'installer plusieurs détecteurs de fumée. Si la maison comporte des étages, installez au moins un détecteur de fumée par étage.

Évitez les cuisines, les cheminées ou les garages, car les fumées de cuisson et les gaz d'échappement peuvent provoquer de fausses alarmes. Le détecteur de fumée ne doit pas être installé dans des espaces humides, à proximité de ventilateurs, etc., ni dans des bâtiments agricoles.




- = Minimum
- = Autre détecteur de fumée

Testez la connexion

- 1 Appuyez sur le bouton de test du détecteur de fumée jusqu'à ce que l'alarme sonore se mette à sonner et que l'indicateur de statut clignote. Le détecteur de fumée transmet un signal radio au récepteur.
- 2 La LED rouge Visit du récepteur s'allume pour indiquer que le signal a été reçu. De plus, il se met à sonner, à clignoter ou à vibrer en fonction du récepteur.

Remarque: Le détecteur de fumée s'arrêtera de sonner peu après que vous aurez relâché le bouton, et le récepteur s'éteindra dans la minute qui suit.



Détecteur de fumée Visit – optothermique

Modèle de signal

Le voyant de statut du détecteur de fumée clignote en rouge toutes les 50 s pour indiquer qu'il fonctionne correctement.

Selon l'origine de l'alarme, les modèles de signaux sont les suivants:

| Détecteur de fumée | | | Modèle de signal du récepteur | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|-------|
| Origine | Voyant d'état | Son | Voyants Visit | Son | Vibrations | Éclat |
| ■ Fumée | Clignotant en rouge | ■ ■ ■ □ | Clignotant en rouge | Alarme incendie | Long | Oui |
| ■ Chaleur | Clignotant en rouge | ■ ■ ■ ■ ■ ■ | Clignotant en rouge | Alarme incendie | Long | Oui |
| ■ Batterie faible | 1 clignotement/50 s | 1 pépier / 50 s | Clignotant en rouge | - | - | - |
| ■ Appareil défectueux | 1 clignotement/50 s | 1 pépier / 50 s | - | - | - | - |

Utilisation de la télédiffusion

Si vous souhaitez que le signal du détecteur de fumée soit transmis à *tous* les récepteurs Visit à la portée de la radio, vous pouvez activer le mode diffusion. Cela écrasera le réglage de la clé radio.

Pour activer la télédiffusion

- Appuyez sur le bouton de test trois fois de suite rapidement. Le détecteur de fumée émet un léger signal sonore et clignote trois fois pour confirmer que la télédiffusion est activée. Veuillez noter que les alertes de batterie faible ne seront transmises qu'aux récepteurs avec la même clé radio.

Remarque: En mode télédiffusion, le détecteur ne peut pas être activé à l'aide du bouton de test. Utilisez un aérosol pour détecteur de fumée.

Pour désactiver la télédiffusion

- Le détecteur de fumée émet un son et une lumière continue pendant 2 secondes pour confirmer que la télédiffusion est désactivée. Le détecteur de fumée est maintenant revenu au dernier réglage enregistré de la clé radio.

Fonction silence

Utilisation de la fonction silence

- En cas d'alarme intempestive, appuyez sur le bouton de test pendant 2 s pour l'arrêter temporairement. L'indicateur de statut confirme l'action en clignotant en rouge toutes les 16 s. Pour des raisons de sécurité, le mode silence s'arrête automatiquement au bout de 10 minutes.

Test et maintenance

Effectuez des tests réguliers du détecteur de fumée et de la connexion radio, de préférence chaque semaine, par ex. lors du nettoyage, au moins une fois par mois. Testez-le toujours immédiatement après des vacances ou des périodes d'absence prolongées. Nettoyez-le avec un chiffon humide. Après avoir changé la batterie, aspirez avec un embout à brosse douce. Ne mettez pas de peinture sur le détecteur de fumée.

| Si | Essayez ceci |
|---|---|
| Rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton de test du détecteur de fumée | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que les piles sont correctement installées. ■ Remplacez les piles du détecteur de fumée. N'utilisez que des piles AA Energizer au lithium L91. ■ Vérifiez l'âge de l'appareil ; voir l'étiquette "Remplacer d'ici" sur l'appareil. |
| Le détecteur de fumée émet un bip quand j'appuie sur le bouton de test, mais le récepteur Visit ne réagit pas | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez les batteries du détecteur de fumée et du récepteur Visit ainsi que les branchements. ■ Rapprochez le récepteur Visit du détecteur de fumée pour vous assurer qu'il est à la portée de la radio. ■ Vérifiez que la clé radio de chaque appareil est réglée de la même façon ; voir Modifier la clé radio. |
| Le récepteur Visit est activé sans raison apparente | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une fausse alarme provoquée par de la fumée ou de la vapeur s'échappant de la cuisine ou de la salle de bain. ■ Vérifiez si la LED Visit signale une batterie faible. Si c'est le cas, remplacez les piles du détecteur de fumée. ■ Si le problème subsiste, c'est qu'il y a probablement un autre système Visit à proximité qui déclenche le vôtre. Modifiez la clé radio de tous les appareils ; voir Modifier la clé radio. ■ Vérifiez s'il y a un autre système en mode télédiffusion à proximité. |
| Le détecteur de fumée émet des bips sans raison | <ul style="list-style-type: none"> ■ Enlevez les toiles d'araignées et la poussière. Si le problème subsiste, remplacez l'appareil. |

Modifier la touche radio


Si votre système Visit se déclenche sans raison, c'est qu'il y a probablement à proximité un autre système qui le déclenche. Pour éviter les interférences radio, il faut modifier la clé radio de tous les appareils. La procédure peut être différente en fonction du réglage de votre système.

Systèmes dotés de différents types d'émetteurs

Modifiez d'abord la clé radio de tous les autres émetteurs du système en déplaçant un des interrupteurs de la clé radio ; voir le manuel d'utilisation correspondant. **Remarque:** Tous les émetteurs doivent avoir leur clé radio réglée de la même façon pour fonctionner en tant que groupe.

Étape 1: Modifier la clé radio du détecteur de fumée BE1481

- 1 Retirez l'une des piles pour éteindre le détecteur de fumée et attendez au moins 30 s. Maintenez le bouton de test appuyé et réinsérez la pile. Maintenez le bouton de test appuyé jusqu'à ce que l'indicateur de statut se mette à clignoter. Puis relâchez le bouton. L'indicateur de statut va se mettre à clignoter rapidement pour indiquer que le détecteur de fumée est prêt à recevoir la nouvelle clé radio.
- 2 Appuyez sur le bouton de test d'un **autre** émetteur dans les 25 s pour transmettre la nouvelle clé radio.
- 3 L'indicateur de statut du détecteur de fumée émet une lumière continue pour indiquer que la clé radio a bien été reçue. Appuyez sur le bouton de test du détecteur de fumée pour enregistrer la nouvelle clé radio et sortir du mode de programmation.



Étape 2: Modifier la clé radio du récepteur Visit

- 1 Appuyez sur le bouton test du récepteur jusqu'à ce que les LEDs Visit verte et jaune clignotent alternativement.
- 2 Appuyez sur le bouton de test d'un autre émetteur dans les 25 s pour transmettre la nouvelle clé radio.
- 3 Toutes les LEDs du récepteur clignotent 5 fois pour indiquer que la clé radio a été modifiée.



Détecteur de fumée Visit – optothermique


Modifier la touche radio

Systèmes dotés *uniquement* de détecteurs de fumée BE1481

Étape 1: Modifier la clé radio du détecteur de fumée BE1481

- 1 Retirez l'une des piles pour éteindre le détecteur de fumée et attendez au moins 30 s. Maintenez le bouton de test appuyé et réinsérez la pile. Maintenez le bouton de test appuyé jusqu'à ce que l'indicateur de statut se mette à clignoter. Relâchez le bouton pour entrer en mode de programmation.
- 2 Le détecteur de fumée est réinitialisé sur la touche radio par défaut 0 et la LED d'état s'allume pour confirmer.
- 3 Dans les 4 s, appuyez sur le bouton de test et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne pour sélectionner la touche radio suivante. La touche radio 1 est maintenant sélectionnée et la LED d'état s'allume pour confirmer. Suivez cette procédure pour passer à la clé radio suivante. Il y a 9 touches radio disponibles. Si vous continuez au-delà de la touche radio 9, l'appareil se réinitialise sur la touche radio 0.
- 4 Après 4 s, le détecteur de fumée quitte automatiquement le mode de programmation et la LED s'éteint pour confirmer.

Remarque: Suivez les étapes ci-dessus pour changer la clé radio de tous les détecteurs de fumée BE1481 de votre système Visit.



Étape 2: Modifier la clé radio du récepteur Visit

- 1 Appuyez sur le bouton test du récepteur jusqu'à ce que les LEDs verte et jaune clignotent alternativement. Relâchez le bouton.
- 2 Appuyez sur le bouton de test de n'importe quel émetteur dans les 25 s pour transmettre la nouvelle clé radio.
- 3 Toutes les Visit LED du récepteur clignotent 5 fois pour indiquer que la clé radio a été modifiée.



Visit accessoire



BE9175

Kit de montage magnétique

Pour un montage facile des alarmes incendie

Le kit de montage magnétique est une solution alternative rapide et facile aux vis et chevilles traditionnelles. Le système consiste en une plaque autocollante à fixer au plafond et une plaque autocollante magnétique à fixer au détecteur de fumée.





Comment utiliser le kit de montage

- 1 Retirez le film protecteur de la plaque de montage.
- 2 Posez la plaque au plafond et maintenez-la pendant 10 secondes.
- 3 Retirez le film protecteur de la plaque de montage et fixez-la au détecteur incendie. Maintenez-la pendant 10 s.
- 4 Fixez l'alarme incendie à la plaque de fixation du plafond.

Remarque: Le kit de montage ne convient pas aux surfaces lisses comme les revêtements en vinyle, en silicone ou en téflon. Le diamètre de l'alarme incendie ne doit pas être inférieur à 70 mm.

Caractéristiques techniques


- Diamètre 70 mm
- Poids 25 g
- Couleur Métallique
- Environnement À n'utiliser qu'à l'intérieur





Récepteur flash Visit

Boutons et commandes



Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1441 Récepteur flash ou BE1442 Récepteur flash avec pile de secours
- Alimentation
- 4 piles NiMH 1,2 V AAA (modèle BE1442 uniquement)

Alimentation et pile

- Alimentation secteur : 7,5 V CC / 1 500 mA
Unité d'alimentation externe
- Consommation électrique :
Activité 750 mA , Veille 8 mA
- Piles de secours (modèle BE1442 uniquement) 4 piles NiMH 1,2 V AAA rechargeables
- Durée de vie de la pile de secours Environ 48 h avec charge complète

Environnement

- À n'utiliser qu'à l'intérieur.
Température : 0 à 35 °C
- Humidité : 15% à 90% (sans condensation)

Dimensions et poids

- Hauteur BE1441 : 140 mm
BE1442 : 155 mm
- Diamètre BE1441 : 70 mm
BE1442 : 78 mm
- Poids 308 g

Voyants Visit

Les voyants Visit fournissent en général les informations suivantes :

- Voyant orange, symbole de tétine
L'écoute-bébé est activé
- Voyant vert, symbole de porte
L'émetteur de porte est activé
- Voyant jaune, symbole de téléphone
L'émetteur de téléphone est activé
- Voyant rouge, symbole de feu
Le détecteur de fumée est activé
- Voyant orange et rouge clignotent
Le détecteur CO est activé

Accessoires

- BE9075 Support mural
- BE1270 Vibreur de matelas
- BE9105 Câble téléphonique

Fréquence et portée


- Fréquence radio : 868,3 MHz
- Portée : 50 à 250 m
La portée dépend de la fréquence radio, des caractéristiques du bâtiment et de la combinaison d'émetteurs et de récepteurs.

Sortie

- Environ 30 lampes au xénon
Candela intégrées.
- Attention !** Les clignotements peuvent provoquer des crises épileptiques.

Démarrage

- Raccordez le récepteur à l'alimentation, puis branchez l'alimentation à une prise secteur. Retirez la languette de libération des piles en bas (BE1442 uniquement). Placez le récepteur sur une surface plane ou montez-le sur le mur à l'aide de l'accessoire du support mural (voir les instructions spécifiques).
- Pour tester la liaison radio, vous avez besoin d'un émetteur Visit. Appuyez sur le(s) bouton(s) de test sur l'émetteur.
- Le récepteur allume un voyant Visit, qui commence à clignoter. Si un vibreur de matelas est connecté, il vibrera. Appuyez rapidement sur le bouton silencieux/de test pour répéter la dernière indication. Si rien ne se produit, voir **Dépannage**.



Modèle de signal par défaut

Lorsqu'un émetteur est activé, le récepteur flash allume un voyant, celui-ci clignote et le vibreur de matelas commence à vibrer à un certain rythme. C'est qu'on appelle le modèle de signal. Les émetteurs déterminent le modèle de signal, et le signal par défaut est le suivant :

| Émetteur | Récepteur flash | | Vibreur de matelas |
|--|-----------------|--------------|--------------------|
| Source activée | Voyant Visit | Clignotement | Vibration |
| Émetteur de porte / émetteur à bouton-poussoir | Vert | Oui | Lent ■□□□ |
| Émetteur de téléphone / téléphone connecté | Jaune | Oui | Intermédiaire ■□■□ |
| Écoute-bébé | Orange | Oui | Rapide ■■■■■□ |
| Détecteur de fumée | Rouge | Oui | Long ■■■■□ |
| Détecteur CO | Orange et rouge | Oui | Long ■■■■□ |

Modifier le modèle de signal

Le modèle de signal ne peut être modifié que sur les émetteurs. Voir **Modifier le modèle de signal** de l'émetteur concerné.

Indications des voyants d'alimentation

Lorsque le récepteur flash est connecté au secteur, le voyant d'alimentation s'allume en vert. Le modèle BE1442 est aussi équipé d'une pile de secours et le voyant d'alimentation indique ce qui suit :

Voyant d'alimentation

- Voyant vert
- Clignotement vert
- Voyant rouge
- Clignotements rouges

État

- Le récepteur flash est connecté au secteur. Les piles de secours sont détectées.
- Le récepteur flash est connecté au secteur. Aucune pile de secours n'est détectée.
- Le récepteur flash est alimenté par la pile de secours.
- Les piles de secours sont presque épuisées.




Récepteur flash Visit

Modifier le canal radio


Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du vôtre le déclenche. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier le codage de la fréquence radio de toutes les unités. Les interrupteurs de fréquence radio sont situés sur les **émetteurs**.

Voici comment changer la fréquence radio :

- Ouvrez le cache de l'émetteur et poussez le(s) interrupteur(s) vers le haut (= ON) afin de modifier la fréquence radio. Reportez-vous à la section **Modifier la fréquence radio** de l'émetteur concerné.
- Maintenez le bouton silencieux / de test enfoncé en haut de l'émetteur jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- Appuyez sur le(s) bouton(s) de test de l'émetteur dans les 30 secondes pour envoyer la nouvelle fréquence radio.
- Les voyants du Récepteur Visit clignotent 5 fois pour indiquer que la fréquence radio a été modifiée. Il repasse ensuite en mode normal.




Remarque : toutes les unités Visit doivent à l'aide de la même fréquence radio pour pouvoir fonctionner comme un groupe.



Accessoires

Le récepteur flash peut être complété par les accessoires suivants :

- BE1270 Vibreur de matelas**
Vous réveille par des vibrations sous l'oreiller ou le matelas.
- BE9105 Câble téléphonique**
Utilisez-le pour connecter le récepteur à votre téléphone fixe et être alerté par des clignotements lorsque le téléphone sonne.
- BE9075 Support mural**



Diriger le flash

Le récepteur flash dispose d'un dessus rotatif qui permet de diriger la lumière facilement. Pointez-le par exemple vers un mur si le clignotement est trop intense. Un couvercle en silicone facile à poser est également disponible dans différentes couleurs (n° d'art. BE9164-BE9167).

Programmation avancée

La programmation avancée vous permet de personnaliser le modèle de signal lié à un émetteur et un événement spécifiques, en affichant la couleur de voyant et le modèle de vibration de votre choix. La programmation avancée contourne la fréquence radio et jumelle les unités via le numéro de série.

Remarque : pour des raisons de sécurité, les détecteurs de fumée ne peuvent pas être programmés. L'émetteur doit être activé car il est destiné à être utilisé dans le système pour générer le bon signal. Cela signifie que vous ne pouvez pas toujours utiliser le bouton de test de l'émetteur (voir **Modèle de signal par défaut** pour l'émetteur concerné).

Voici comment programmer le récepteur :

- Maintenez le bouton silencieux/de test enfoncée sur le récepteur. Les voyants vert et jaune Visit commencent à clignoter l'un après l'autre. Tout en maintenant le bouton enfoncé, activez l'émetteur comme prévu. Relâchez le bouton.
- Parcourez les différentes **options de voyant Visit** en appuyant sur le bouton silencieux/de test du récepteur. Sélectionnez la couleur souhaitée du voyant Visit en maintenant le bouton de silencieux/de test Visit jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne et s'allume à nouveau.
- Parcourez les différentes **options de vibration** en appuyant sur le bouton de test du récepteur (nécessite le vibreur de matelas). Sélectionnez le modèle de vibration souhaité en maintenant le bouton de silencieux/de test enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne et s'allume à nouveau.
- Le récepteur affichera la nouvelle couleur de voyant Visit et le nouveau modèle de vibration sera activé. Appuyez rapidement sur le bouton silencieux/de test pour mettre fin à la démonstration. Après un court moment, le mode normal sera de nouveau actif.

Supprimer la programmation avancée

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer la programmation avancée.


- Maintenez le bouton silencieux/de test enfoncé sur l'émetteur jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- Appuyez sur le bouton silencieux/de test sur le récepteur 3 fois rapidement.
- Tous les voyants VISIT s'allumeront pendant environ 2 secondes pour indiquer que la programmation a été supprimée.

Dépannage

| Si | Essayez la procédure suivante |
|---|---|
| Le récepteur semble être éteint | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'alimentation est correctement connectée. Chargez les piles de secours pendant au moins 24 heures (BE1442 uniquement). |
| Le voyant d'alimentation clignote en rouge | <ul style="list-style-type: none"> Les piles de secours sont presque épuisées et l'alimentation est déconnectée. Connectez l'alimentation et chargez les piles pendant au moins 24 heures. |
| Le voyant d'alimentation clignote en vert | <ul style="list-style-type: none"> Le récepteur ne détecte aucune pile de secours. Retirez la languette d'activation de pile (voir Démarrage). |
| Le récepteur ne répond pas lorsqu'un émetteur est activé, mais fonctionne lorsque j'utilise le bouton de test | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les piles et les connexions de l'émetteur. Rapprochez le récepteur de l'émetteur pour vous assurer qu'il se trouve dans la portée de transmission radio. Vérifiez que le récepteur est réglé sur la même fréquence radio que les autres unités de système Visit. |
| Le récepteur est activé sans aucune raison | <ul style="list-style-type: none"> C'est probablement dû à un autre système Visit installé dans le voisinage qui déclenche votre système. Modifiez la fréquence radio sur toutes les unités. |
| Le clignotement est trop intense | <ul style="list-style-type: none"> Redirigez la lumière en tournant le dessus ou utilisez un couvercle en silicone pour atténuer l'intensité lumineuse. |

Récepteur portatif Visit

Boutons et commandes



Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1450 Récepteur portatif
- 4 piles 1,5 V LR14
- Support mural
- Vis et chevilles

Alimentation et pile

- Alimentation secteur 7,5 V CC / 1500 mA, Unité d'alimentation électrique en option. Numéro de l'article BE9201
- Alimentation par pile : 4 piles alcalines 1,5 V LR14
- Durée de vie : 2 à 3 ans avec les piles alcalines
- Consommation électrique : Activité 1000 mA, Veille 0,1 mA

Accessoires

- BE1270 Vibreur de matelas
- Bellman & Symfon Unité d'alimentation

Dimensions et poids

- Hauteur : 165 mm
- Largeur : 130 mm
- Profondeur : 36 mm
- Poids : 590 g (piles incluses)

Voyants Visit

Les voyants Visit fournissent en général les informations suivantes :

- Voyant orange, symbole de tétine L'écoute-bébé est activé
- Voyant vert, symbole de porte L'émetteur de porte est activé
- Voyant jaune, symbole de téléphone L'émetteur de téléphone est activé
- Voyant rouge, symbole de feu Le détecteur de fumée est activé
- Voyant orange et rouge clignotent Le détecteur CO est activé

Sortie

- Signal sonore ajustable : Max 93 dBA à 1 m, gamme de fréquences 500 - 1000 Hz
- Sortie pour vibreur de matelas : 2-4 V CC

Fréquence et portée

- Fréquence radio : 868,3 MHz
- Portée : 50 à 250 m La portée dépend de la fréquence radio, des caractéristiques du bâtiment et de la combinaison d'émetteurs et de récepteurs.

Environnement

- À n'utiliser qu'à l'intérieur
- Températures de fonctionnement : 0 à 35 °C
- Taux d'humidité : 15 % à 95 % (sans condensation)

Démarrage

- Ouvrez le couvercle du compartiment à pile, installez les piles et refermez le couvercle. Placez le récepteur sur une surface plane ou montez-le sur le mur à l'aide du support mural.
- Pour tester la liaison radio, vous avez besoin d'un émetteur Visit. Appuyez sur le(s) bouton(s) de test sur l'émetteur.
- Le récepteur allume un voyant Visit, qui commence à clignoter, et le récepteur sonne. Si un vibreur de matelas est connecté, il vibrera. Appuyez rapidement sur le bouton de test pour répéter la dernière indication. Si rien ne se produit, consultez la section Dépannage.



Modèle de signal par défaut

Lorsqu'un émetteur est activé, le récepteur sonne et allume un voyant, celui-ci clignote et le vibreur de matelas commence à vibrer à un certain rythme. C'est qu'on appelle le modèle de signal. Les émetteurs déterminent le modèle de signal, et le signal par défaut est le suivant :

| Émetteur | Récepteur portatif | | | Vibreur de matelas | |
|--|--------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Émetteur activé | Visit | Voyant | Sonore | Clignotement | Vibration |
| Émetteur de porte/émetteur à bouton-poussoir | Vert | Carillon | Oui | Oui | Lent ■■■■ |
| Émetteur de téléphone | Jaune | Sonnerie | Oui | Oui | Intermédiaire ■■■■ |
| Écoute-bébé | Orange | Mélodie pour bébé | Oui | Oui | Rapide ■■■■ |
| Détecteur de fumée | Rouge | Alarme incendie | Oui | Oui | Long ■■■■ |
| Détecteur CO | Rouge | Alarme d'urgence | Oui | Oui | Long ■■■■ |

Modifier le modèle de signal

Le modèle de signal ne peut être modifié que sur les émetteurs. Voir **Modifier le modèle de signal** de l'émetteur concerné.

Régler le volume et le clignotement

Ajustez le volume à l'aide de la molette de volume rouge en haut du récepteur. Il va de 0 à 93 dBA à 1 m avec une gamme de fréquences principale de 500 à 1000 Hz. Utilisez l'interrupteur Marche/Arrêt dévoyant clignotant à l'arrière du récepteur pour l'éteindre/l'allumer.

Remplacer les piles

Si le voyant d'alimentation s'allume en jaune lorsque le récepteur est activé, cela signifie que les piles sont presque épuisées.

- Ouvrez le couvercle du compartiment à pile en le faisant glisser. Remplacez les anciennes piles par quatre nouvelles piles alcalines 1,5 V LR14, et regardez les indications à l'intérieur du compartiment pour savoir comment les positionner correctement.


Récepteur portatif Visit

Modifier le canal radio


Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du vôtre le déclenche. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier le codage de la fréquence radio de toutes les unités. Les interrupteurs de fréquence radio sont situés sur les *émetteurs*.

Voici comment changer la fréquence radio :

- 1 Ouvrez le cache de l'émetteur et poussez le(s) interrupteur(s) vers le haut (= ON) afin de modifier la fréquence radio. Voir Modifier la fréquence radio de l'émetteur concerné.
- 2 Maintenez le bouton de test enfoncé en bas du récepteur portatif jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 3 Appuyez sur le(s) bouton(s) de test de l'émetteur dans les 30 secondes pour envoyer la nouvelle fréquence radio.
- 4 Les voyants du Récepteur Visit clignotent 5 fois pour indiquer que la fréquence radio a été modifiée. Il repasse ensuite en mode normal.



Remarque : toutes les unités Visit doivent à l'aide de la même fréquence radio pour pouvoir fonctionner comme un groupe.



Accessoires


Le récepteur portatif peut être complété par les accessoires suivants :

■ BE1270 Vibreur de matelas

Vous réveille par des vibrations si quelque chose se produit pendant votre sommeil. Connectez-le au récepteur et glissez-le sous votre oreiller ou votre matelas.

■ Bellman & Symfon Unité d'alimentation

Si votre récepteur est placé à un endroit fixe, vous pouvez le connecter au secteur, et ne plus avoir à vous soucier des piles.



Programmation avancée

La programmation avancée vous permet de personnaliser le modèle de signal lié à un émetteur et un événement spécifiques, en affichant la couleur de voyant et le modèle de vibration de votre choix. La programmation avancée contourne la fréquence radio et jumelle les unités via le numéro de série.

Remarque : pour des raisons de sécurité, les détecteurs de fumée ne peuvent pas être programmés. L'émetteur doit être activé car il est destiné à être utilisé dans le système pour générer le bon signal. Cela signifie que vous ne pouvez pas toujours utiliser le bouton de test de l'émetteur (voir **Modèle de signal par défaut** pour l'émetteur concerné).

Voici comment programmer le récepteur :

- 1 Maintenez le bouton de test enfoncée sur le récepteur. Les voyants vert et jaune Visit commencent à clignoter l'un après l'autre. Tout en maintenant le bouton enfoncé, activez l'émetteur comme prévu. Le voyant d'alimentation du récepteur s'allume en jaune pour indiquer que vous êtes en mode de programmation avancée. Relâchez le bouton.
- 2 Parcourez les différentes **options de voyant Visit** en appuyant sur le bouton de test du récepteur. Sélectionnez la couleur souhaitée de voyant Visit en maintenant le bouton de test enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne et s'allume à nouveau.
- 3 Parcourez les différentes **options sonores** en appuyant sur le bouton de test du récepteur. Sélectionnez le son souhaité en maintenant le bouton de test enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne et s'allume à nouveau.
- 4 Parcourez les différentes **options de vibration** en appuyant sur le bouton de test du récepteur (nécessite le vibreur de matelas). Sélectionnez le modèle de vibration souhaité en maintenant le bouton de test enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne et s'allume à nouveau.
- 5 Le récepteur affichera la nouvelle couleur de voyant Visit, et les nouveaux son et modèle de vibration seront activés. Appuyez rapidement sur le bouton de test pour mettre fin à la démonstration. Après un court moment, le mode normal sera de nouveau actif.

Supprimer la programmation avancée


- 1 Maintenez le bouton de test enfoncé sur l'émetteur jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 2 Appuyez sur le bouton de test sur le récepteur 3 fois rapidement.
- 3 Tous les voyants VISIT s'allumeront pendant environ 2 secondes pour indiquer que la programmation a été supprimée.

Dépannage

| Si | Essayez la procédure suivante |
|---|--|
| Le récepteur semble être éteint | <ul style="list-style-type: none"> Les piles de secours sont épuisées. Remplacez-les par 4 piles alcalines 1,5 V LR14. |
| Le voyant d'alimentation est jaune lorsque le récepteur est activé | <ul style="list-style-type: none"> Le niveau de la pile est faible. Remplacez-les par 4 piles alcalines 1,5 V LR14. |
| Le récepteur ne répond pas lorsqu'un émetteur est activé, mais fonctionne lorsque j'utilise le bouton de test | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les piles et les connexions de l'émetteur. Rapprochez le récepteur de l'émetteur pour vous assurer qu'il se trouve dans la portée de transmission radio. Vérifiez que le récepteur est réglé sur la même fréquence radio que les autres unités de système Visit (voir Changer la fréquence radio). |
| Le récepteur est activé sans aucune raison | <ul style="list-style-type: none"> C'est probablement dû à un autre système Visit installé dans le voisinage qui déclenche votre système. Modifiez la fréquence radio sur toutes les unités. |
| Le récepteur est trop silencieux | <ul style="list-style-type: none"> Montez le volume à l'aide de la molette de volume rouge en haut de l'unité. |
| Le récepteur ne clignote pas | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'interrupteur de signal clignotant à l'arrière de l'appareil est réglé sur ON. |

Récepteur vibrateur Visit

Boutons et commandes



Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1470 Récepteur vibrateur Visit
- Cordon de sécurité avec attache
- Étiquette avant supplémentaire

Alimentation et pile

- Alimentation secteur
7,5 V CC 1500 mA via le chargeur
- Alimentation par pile
Pile alcaline 1,5 V AAA ou
Pile NiMH 1,2 V AAA rechargeable
- Durée de fonctionnement
Avec pile alcaline : 2 à 3 semaines
Avec pile NiMH : environ 1 semaine
- Consommation électrique :
Active: 220 mA, Idle position: ≤1 mA

Dimensions et poids

- Hauteur : 86 mm
- Largeur : 57 mm
- Profondeur : 29 mm
- Poids : 70 g (pile incluse)

Voyants Visit

Les voyants Visit fournissent en général les informations suivantes :

- Voyant orange, symbole de tétine
L'écoute-bébé est activé
- Voyant vert, symbole de porte
L'émetteur de porte est activé
- Voyant jaune, symbole de téléphone
L'émetteur de téléphone est activé
- Voyant rouge, symbole de feu
Le détecteur de fumée est activé
- Voyants orange et rouge clignotent
Le détecteur CO est activé

Environnement

- À n'utiliser qu'à l'intérieur
- Températures de fonctionnement : 0 à 35 °C
- Taux d'humidité : 15 % à 95 %
(sans condensation)

Fréquence et portée


- Fréquence radio
868,3 MHz
- Portée : 50 à 250 m
La portée dépend de la fréquence radio, des caractéristiques du bâtiment et de la combinaison d'émetteurs et de récepteurs.

Accessoires

- BE1260 Chargeur de vibrateur
- BE1270 Vibreur de matelas

Démarrage

- Ouvrez le couvercle du compartiment à pile, installez la pile et refermez le couvercle. Fixez le vibrateur à votre ceinture à l'aide de la pince pour ceinture. Pour plus de sécurité, utilisez le cordon de sécurité fourni.
- Pour tester la liaison radio, vous avez besoin d'un émetteur Visit. Appuyez sur le(s) bouton(s) de test sur l'émetteur.
- Le vibrateur commence à vibrer et un voyant Visit s'allume. Si un vibreur de matelas est connecté pendant le chargement, il vibrera. Si rien ne se produit, consultez la section **Dépannage**.



Modèle de signal par défaut

Lorsqu'un émetteur est activé, le vibrateur allume un voyant Visit et commence à vibrer à un certain rythme. C'est qu'on appelle le modèle de signal. Les émetteurs déterminent le modèle de signal, et le signal par défaut est le suivant :

| Émetteur activé | Voyant de vibreur | Vibration de vibreur/vibreur de matelas |
|----------------------------|-------------------|---|
| Émetteur de porte | Vert | Lent ■□□□ |
| Émetteur à bouton-poussoir | Vert | Lent ■□□□ |
| Émetteur de téléphone | Jaune | Intermédiaire ■□■□ |
| Écoute-bébé | Orange | Rapide ■■■■■■ |
| Détecteur de fumée | Rouge | Long ■■■■□ |
| Détecteur CO | Rouge | Long ■■■■□ |

Modifier le modèle de signal

Le modèle de signal ne peut être modifié que sur les émetteurs. Voir **Modifier le modèle de signal** de l'émetteur concerné.

Changer l'étiquette avant

Si vous souhaitez utiliser Visit à d'autres fins, l'étiquette avant du vibrateur peut être remplacée par une étiquette personnalisée.

- Ouvrez le couvercle du compartiment à pile, remplacez l'étiquette d'origine par l'étiquette supplémentaire fournie et refermez le couvercle.

Remplacer la pile

Lorsque le voyant de pile commence à clignoter en jaune, cela signifie que la pile est presque déchargée.

- Ouvrez le couvercle du compartiment à pile et appuyez sur le bouton d'éjection de la pile pour retirer l'ancienne pile. Insérez une pile alcaline 1,5 V AAA ou une pile NiMH 1,2 V AAA rechargeable si vous utilisez l'accessoire de chargeur BE1260.


Récepteur vibreur Visit

Modifier le canal radio


Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du vôtre le déclenche. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier le codage de la fréquence radio de toutes les unités. Les interrupteurs de fréquence radio sont situés sur les *émetteurs*.

Voici comment changer la fréquence radio :

- 1 Ouvrez le cache de l'émetteur et poussez le(s) interrupteur(s) vers le haut (= ON) afin de modifier la fréquence radio. Reportez-vous à la section **Modifier la fréquence radio** de l'émetteur concerné.
- 2 Maintenez le bouton de fonction enfoncé sur le récepteur jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 3 Appuyez sur le(s) bouton(s) de test de l'émetteur dans les 30 secondes pour envoyer la nouvelle fréquence radio.
- 4 Les voyants du Récepteur Visit clignotent 5 fois pour indiquer que la fréquence radio a été modifiée. Il repasse ensuite en mode normal.



Remarque : toutes les unités Visit doivent à l'aide de la même fréquence radio pour pouvoir fonctionner comme un groupe.



Accessoires de vibreur


Le vibreur peut être complété par les accessoires suivants :

BE1260 Chargeur de vibreur

Chargez votre vibreur pendant la nuit. Placez-le sur la table de nuit et raccordez-y jusqu'à deux vibreurs de matelas. Remarque : le vibreur ne vibre pas en charge, mais les voyants Visit s'allument normalement.

BE1270 Vibreur de matelas

Vous réveille par des vibrations si quelque chose se produit pendant votre sommeil. Raccordez-le au chargeur du vibreur et glissez-le sous votre oreiller ou matelas.



Attention ! Lorsque vous utilisez le chargeur du vibreur, **UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES NiMH RECHARGEABLES** dans le vibreur. Les piles non rechargeables commenceront à fuir si le vibreur est placé dans le chargeur et l'acide des piles endommagera les composants électroniques. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Programmation avancée

La programmation avancée vous permet de personnaliser le modèle de signal lié à un émetteur et un événement spécifiques, en affichant la couleur de voyant et le modèle de vibration de votre choix. La programmation avancée contourne la fréquence radio et jumelle les unités via le numéro de série.

Remarque : pour des raisons de sécurité, les détecteurs de fumée ne peuvent pas être programmés. L'émetteur doit être activé car il est destiné à être utilisé dans le système pour générer le bon signal. Cela signifie que vous ne pouvez pas toujours utiliser le bouton de test de l'émetteur (voir **Modèle de signal par défaut** pour l'émetteur concerné).

Voici comment programmer le vibreur :

- 1 Maintenez le bouton de fonction enfoncé sur le vibreur. Les voyants vert et jaune Visit commencent à clignoter l'un après l'autre. Tout en maintenant le bouton enfoncé, activez l'émetteur comme prévu. Le voyant jaune de la pile du vibreur s'allume pour indiquer que vous êtes en mode de programmation avancée. Relâchez le bouton.
- 2 Parcourez les différentes **options de voyant Visit** en appuyant sur le bouton de fonction du vibreur. Sélectionnez le modèle de voyant Visit souhaité en maintenant le bouton de fonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant de pile s'éteigne et s'allume à nouveau.
- 3 Parcourez les différentes **options de vibration** en appuyant sur le bouton de fonction du vibreur. Sélectionnez le modèle de vibration souhaité en maintenant le bouton de fonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant de pile s'éteigne et s'allume à nouveau.
- 4 Le vibreur affichera la nouvelle couleur de voyant Visit et le nouveau modèle de vibration sera activé. Appuyez rapidement sur le bouton de fonction pour mettre fin à la démonstration. Après un court moment, le mode normal sera de nouveau actif.

Supprimer la programmation avancée

- 1 Maintenez le bouton de fonction enfoncé sur le vibreur jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 2 Appuyez sur le bouton de fonction du vibreur 3 fois rapidement.
- 3 Tous les voyants VISIT s'allumeront pendant environ 2 secondes pour indiquer que la programmation a été supprimée.


Dépannage

| Si | Essayez la procédure suivante |
|--|--|
| Le vibreur semble éteint | <ul style="list-style-type: none"> La pile est déchargée. Remplacez-la par une pile alcaline 1,5 V AAA. Important ! Si vous disposez d'un chargeur de vibreur, utilisez uniquement une pile NiMH 1,2 V AAA rechargeable dans le vibreur. |
| Le voyant de pile clignote en jaune | <ul style="list-style-type: none"> Le niveau de la pile est faible. Remplacez-la par une pile alcaline 1,5 V AAA. Important ! Si vous disposez d'un chargeur de vibreur, utilisez uniquement une pile NiMH 1,2 V AAA rechargeable dans le vibreur. |
| Le vibreur ne répond pas lorsqu'un émetteur est activé | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les piles des émetteurs. Rapprochez le vibreur de l'émetteur pour vous assurer qu'il se trouve à portée de transmission radio. Vérifiez que le vibreur est réglé sur la même fréquence radio que les autres unités de système Visit (voir Changer la fréquence radio). |
| Le vibreur est activé sans aucune raison apparente | <ul style="list-style-type: none"> C'est probablement dû à un autre système Visit installé dans le voisinage qui déclenche votre système. Modifiez la fréquence radio sur toutes les unités. |



Récepteur pour poignet Visit

Boutons et commandes



Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1560 Récepteur pour poignet Visit
- BE1570 Chargeur
- Bracelet élastique
- Alimentation

Alimentation et pile

- Alimentation secteur: 7,5V CC / 1500 mA
- Consommation électrique
Récepteur : Activité 100 mA , Veille 3 mA
Chargeur : Activité 650 mA , Veille 70 mA
- Alimentation par pile
Récepteur : 1 pile 1,2V V40H rechargeable
Chargeur : 4 piles NiMH 1,2V rechargeables
- Durées de vie et de chargement
Récepteur : ~ 30 h
Durée de chargement : ~ 10 h
Chargeur : Durée de chargement : ~ 24 h

Dimensions et poids

| | Récepteur | Chargeur |
|----------------|-----------|----------|
| ■ Hauteur : | 49 mm | 100 mm |
| ■ Largeur : | 38 mm | 95 mm |
| ■ Profondeur : | 12 mm | 117 mm |
| ■ Poids : | 30 g | 300 g |

Voyants Visit

Les voyants Visit fournissent en général les informations suivantes :

- Voyant orange, symbole de tétine
L'écoute-bébé est activé
- Voyant vert, symbole de porte
L'émetteur de porte est activé
- Voyant jaune, symbole de téléphone
L'émetteur de téléphone est activé
- Voyant rouge, symbole de feu
Le détecteur de fumée est activé
- Voyant orange et rouge clignotent
Le détecteur CO est activé

Environnement

- À n'utiliser qu'à l'intérieur
- Températures de fonctionnement : 0 à 35 °C
- Taux d'humidité : 15 % à 95 % (sans condensation)

Fréquence et portée


- Fréquence radio 868,3 MHz
- Portée : 50 à 250 m
La portée dépend de la fréquence radio, des caractéristiques du bâtiment et de la combinaison d'émetteurs et de récepteurs.

Accessoires

- BE1270 Vibreur de matelas

Démarrage

- 1 Tirez la languette des piles sur le chargeur et branchez l'alimentation au secteur. Le voyant principal s'allume en vert. Placez le récepteur pour poignet dans le chargeur et chargez-le pendant au moins 2 heures. Le voyant de chargement est vert pendant le chargement.
- 2 Pour tester la liaison radio, vous avez besoin d'un émetteur Visit. Appuyez sur le(s) bouton(s) de test sur l'émetteur.
- 3 Le récepteur commence à vibrer et un voyant Visit s'allume. Si un vibreur de matelas est connecté pendant le chargement, il vibrera. Si rien ne se produit, consultez la section **Dépannage**.



Modèle de signal par défaut

Lorsqu'un émetteur est activé, le récepteur pour poignet allume un voyant et commence à vibrer à un certain rythme. C'est qu'on appelle le modèle de signal. Les émetteurs déterminent le modèle de signal, et le signal par défaut est le suivant :

Émetteur activé

- Émetteur de porte
- Émetteur à bouton-poussoir
- Émetteur de téléphone
- Écoute-bébé
- Détecteur de fumée
- Détecteur CO

Voyant du récepteur

- Vert
- Vert
- Jaune
- Orange
- Rouge
- Rouge

Vibration du récepteur / vibreur de matelas

- Lent ■□□□
- Lent ■□□□
- Intermédiaire ■□■□
- Rapide ■■■■■■
- Long ■■■■□
- Long ■■■■□

Modifier le modèle de signal

Le modèle de signal ne peut être modifié que sur les émetteurs. Voir **Modifier le modèle de signal** de l'émetteur concerné.

Indications des voyants

Lorsque la pile du récepteur pour poignet est presque épuisée, le voyant de pile commence à clignoter en jaune. La durée du chargement est de 8 heures maximum. Le chargeur est équipé d'une pile de secours et les voyants du chargeur indiquent ce qui suit :

| Voyant | Indication | État |
|----------------------|-------------------|---|
| Voyant de chargement | Voyant vert | La pile du récepteur est en cours de chargement. |
| Voyant de secteur | Voyant vert | Le chargeur est alimenté par une tension secteur. |
| Voyant de secteur | Clignotement vert | Le chargeur est alimenté par la pile de secours. |


Récepteur pour poignet Visit

Modifier le canal radio


Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du vôtre le déclenche. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier le codage de la fréquence radio de toutes les unités. Les interrupteurs de fréquence radio sont situés sur les *émetteurs*.

Voici comment changer la fréquence radio :

- 1 Ouvrez le cache de l'émetteur et poussez le(s) interrupteur(s) vers le haut (= ON) afin de modifier la fréquence radio. Reportez-vous à la section **Modifier la fréquence radio** de l'émetteur concerné.
- 2 Maintenez le bouton de fonction du récepteur pour poignet enfoncé jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 3 Appuyez sur le(s) bouton(s) de test de l'émetteur dans les 30 secondes pour envoyer la nouvelle fréquence radio.
- 4 Les voyants du Récepteur Visit clignotent 5 fois pour indiquer que la fréquence radio a été modifiée. Il repasse ensuite en mode normal.



Remarque : toutes les unités Visit doivent à l'aide de la même fréquence radio pouvoir fonctionner comme un groupe.



Accessoires


Le récepteur pour poignet peut être complété par les accessoires suivants :

BE1270 Vibreur de matelas

Vous réveille par des vibrations si quelque chose se produit pendant votre sommeil. Raccordez-le au chargeur et glissez-le sous votre oreiller ou matelas.

Remarque : Le vibreur de matelas ne fonctionne que lorsque le récepteur pour poignet est placé dans le chargeur. Le récepteur ne vibre pas pendant le chargement, mais les voyants Visit fonctionneront normalement.

Appuyez sur le bouton de test du vibreur de matelas sur le dessus du chargeur pour essayer les vibrations du vibreur de matelas.



Attention ! Lorsque vous utilisez le récepteur pour poignet et le chargeur, **UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES NiMH RECHARGEABLES**. Les piles non rechargeables commenceront à fuir pendant le chargement et l'acide des piles endommagera le récepteur pour poignet et le chargeur. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Programmation avancée

La programmation avancée vous permet de personnaliser le modèle de signal lié à un émetteur et un événement spécifiques, en affichant la couleur de voyant et le modèle de vibration de votre choix. La programmation avancée contourne la fréquence radio et jumelle les unités via le numéro de série.

Remarque : pour des raisons de sécurité, les détecteurs de fumée ne peuvent pas être programmés. L'émetteur doit être activé car il est destiné à être utilisé dans le système pour générer le bon signal. Cela signifie que vous ne pouvez pas toujours utiliser le bouton de test de l'émetteur (voir **Modèle de signal par défaut** pour l'émetteur concerné).

Voici comment programmer le récepteur pour poignet :

- 1 Maintenez enfoncé le bouton de fonction sur le récepteur. Les voyants vert et jaune Visit commencent à clignoter l'un après l'autre. Tout en maintenant le bouton enfoncé, activez l'émetteur comme prévu. Le voyant d'alimentation du récepteur s'allume en jaune pour indiquer que vous êtes en mode de programmation avancée. Relâchez le bouton.
- 2 Parcourez les différentes **options de voyant Visit** en appuyant sur le bouton de fonction du récepteur. Sélectionnez la couleur de voyant Visit souhaitée en maintenant le bouton de fonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant de pile s'éteigne et s'allume à nouveau.
- 3 Parcourez les différentes **options de vibration** en appuyant sur le bouton de fonction du récepteur. Sélectionnez le modèle de vibration souhaité en maintenant le bouton de fonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant de pile s'éteigne et s'allume à nouveau.
- 4 Le récepteur pour poignet affichera la nouvelle couleur de voyant Visit et le nouveau modèle de vibration sera activé. Appuyez rapidement sur le bouton de fonction pour mettre fin à la démonstration. Après un court moment, le mode normal sera de nouveau actif.

Supprimer la programmation avancée


- 1 Maintenez le bouton de fonction enfoncé sur le récepteur jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 2 Appuyez sur le bouton de fonction du récepteur 3 fois rapidement.
- 3 Tous les voyants VISIT s'allumeront pendant environ 2 secondes pour indiquer que la programmation a été supprimée.

Dépannage

| Si | Essayez la procédure suivante |
|--|---|
| Le récepteur semble être éteint | <ul style="list-style-type: none"> La pile est déchargée. Chargez-la ou remplacez-la par une pile NiMH VARTA V40H. |
| Le voyant de pile clignote en jaune | <ul style="list-style-type: none"> Le niveau de la pile est faible. Chargez-la ou remplacez-la par une pile NiMH VARTA V40H. |
| Le récepteur ne charge pas | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le récepteur est correctement placé dans le chargeur et que l'alimentation est branchée. Le voyant de secteur et le voyant de chargement devraient être allumés. Chargez ou remplacez les piles de secours avec 4 piles NiMH 1,2 V rechargeables. |
| Le récepteur ne répond pas lorsqu'un émetteur est activé | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les piles et les connexions de l'émetteur. Rapprochez le récepteur de l'émetteur pour vous assurer qu'il se trouve dans la portée de transmission radio. Vérifiez que le récepteur est réglé sur la même fréquence radio que les autres unités de système Visit. |
| Le récepteur est activé sans aucune raison | <ul style="list-style-type: none"> C'est probablement dû à un autre système Visit installé dans le voisinage qui déclenche votre système. Modifiez la fréquence radio sur toutes les unités (voir Modifier la fréquence radio). |
| Le vibreur de matelas ne vibre pas | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le vibreur de matelas est connecté et que le récepteur est placé dans le chargeur. |

Récepteur-réveil Visit

Boutons et commandes



Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1580 Réveil Visit
- BE1270 Vibreur de matelas
- Alimentation
- 4 piles NiMH 1,2 V AAA

Alimentation et pile

- Alimentation secteur : 7,5 V CC / 1,5 A Unité d'alimentation externe
- Piles de secours : 4 piles NiMH 1,2 V AAA rechargeables
- Durée de vie de la pile de secours : Environ ~ 24 h avec charge complète
- Durée de chargement de la pile de secours : Environ ~ 10 h lorsque totalement vide

Signaux de sortie

- Signal sonore 100 dB à 10 cm, 950 Hz – 3 kHz
- 4 voyants clignotants haute intensité
- Alimentation du vibreur de matelas : 2,0 – 4,0 V CC

Dimensions et poids

- Hauteur : 109 mm
- Largeur : 121 mm
- Profondeur : 92 mm
- Profondeur : 92 mm

Voyants Visit

Les voyants Visit fournissent en général les informations suivantes :

- Voyant orange, symbole de tétine L'écoute-bébé est activé
- Voyant vert, symbole de porte L'émetteur de porte est activé
- Voyant jaune, symbole de téléphone L'émetteur de téléphone est activé
- Voyant rouge, symbole de feu Le détecteur de fumée est activé
- Voyant orange et rouge clignotent Le détecteur CO est activé

Fréquence et portée

- Fréquence radio 868,3 MHz
- Portée : 50 à 250 m La portée dépend de la fréquence radio, des caractéristiques du bâtiment et de la combinaison d'émetteurs et de récepteurs.

Environnement


- À n'utiliser qu'à l'intérieur
- Températures de fonctionnement : 0 à 35 °C
- Taux d'humidité : 15 % à 95 % (sans condensation)

Accessoires

- BE1270 Vibreur de matelas
- BE9023 Interrupteur magnétique
- BE9026 Tapis de contact
- BE9105 Cordon téléphonique

Démarrage

- Tirez la languette des piles, branchez l'alimentation au réveil, puis l'alimentation au secteur. Branchez le vibreur de matelas, placez-le sous votre oreiller ou matelas, puis placez le réveil sur votre table de chevet.
- Pour tester la liaison radio, vous avez besoin d'un émetteur Visit. Appuyez sur le(s) bouton(s) de test sur l'émetteur.
- Le réveil allume un voyant Visit, qui commence à clignotement, et le réveil sonne. Le vibreur de matelas vibre. Si rien ne se produit, consultez la section **Dépannage**.



Modèle de signal par défaut

Lorsqu'un émetteur est activé, le réveil sonne et allume un voyant, celui-ci clignote et le vibreur de matelas commence à vibrer à un certain rythme. C'est qu'on appelle le modèle de signal. Les émetteurs déterminent le modèle de signal, et le signal par défaut est le suivant :

| Émetteur | Réveil | | | Vibreur de matelas | |
|--|--------|-------------------|--------------|--------------------|--------|
| | Voyant | Sonore | Clignotement | Vibration | |
| Émetteur de porte/émetteur à bouton-poussoir | Vert | Carillon | Oui | Lent | ■□□□ |
| Émetteur de téléphone/téléphone connecté | Jaune | Sonnerie | Oui | Intermédiaire | ■□■□ |
| Écoute-bébé | Orange | Mélodie pour bébé | Oui | Rapide | ■□■□■□ |
| Détecteur de fumée | Rouge | Alarme incendie | Oui | Long | ■□ |
| Détecteur CO | Rouge | Alarme d'urgence | Oui | Long | ■□ |

Modifier le modèle de signal

Le modèle de signal ne peut être modifié que sur les émetteurs. Voir **Modifier le modèle de signal** de l'émetteur concerné.

Réglages

Marche/arrêt clignotement et son

Appuyez plusieurs fois sur le bouton de marche/arrêt du clignotement et du son comportant un(e) à l'arrière du réveil pour essayer les différentes options disponibles. Un(e) s'affichera sur l'avant du réveil quand le clignotement est désactivé et un(e) lorsque le son est désactivé.

Intensité du rétroéclairage

Appuyez plusieurs fois sur le bouton de rétroéclairage comportant un(e) à l'arrière du réveil pour choisir l'un des cinq niveaux d'intensité successifs.


Format de l'heure

Appuyez sur le bouton de format de l'heure comportant 12/24h à l'arrière du réveil pour commuter entre l'affichage 24h et l'affichage 12h.

Récepteur-réveil Visit


Configurer l'heure

Tournez la molette **gauche** pour régler les heures. Pour régler les minutes, tournez de nouveau la molette. Appuyez une dernière fois pour enregistrer les réglages.




Configurer l'alarme

Tournez la molette **droite** pour régler les heures. Pour régler les minutes, tournez de nouveau la molette. Appuyez une dernière fois pour enregistrer les réglages.




Activer l'alarme

Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour activer l'alarme. L'indicateur d'alarme s'allume en rouge. Pour désactiver l'alarme, appuyez de nouveau sur le bouton.




Utiliser la répétition et la veilleuse

Appuyez sur le bouton de répétition brièvement pour répéter l'alarme *. Maintenez le bouton de répétition enfoncé pendant 3 secondes pour activer la veilleuse. Appuyez de nouveau pour la désactiver.



Accessoires de réveil

- **BE1270 Vibreur de matelas**
Connectez-le à la sortie externe du réveil et placez-le sous l'oreiller pour vous réveiller avec des vibrations lorsque le réveil est activé.
- **BE9026 Tapis de contact**
Connectez-le à l'entrée de déclencheur externe pour être averti(e) lorsque votre conjoint sort du lit.
- **BE9105 Cordon téléphonique**
Utilisez-le pour connecter la prise RJ11 de votre réveil à votre téléphone fixe et être alerté lorsque le téléphone sonne.



Modifier le canal radio


Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du vôtre le déclenche. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier le codage de la fréquence radio de toutes les unités. Les interrupteurs de fréquence radio sont situés sur les *émetteurs*.

Voici comment changer la fréquence radio :

- 1 Ouvrez le cache de l'émetteur et poussez le(s) interrupteur(s) vers le haut (= ON) afin de modifier la fréquence radio. Reportez-vous à la section **Modifier la fréquence radio** de l'émetteur concerné.
- 2 Maintenez le bouton de répétition enfoncé sur le réveil jusqu'à ce que les voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 3 Appuyez sur le(s) bouton(s) de test de l'émetteur dans les 30 secondes pour envoyer la nouvelle fréquence radio.
- 4 Les voyants du Récepteur Visit clignotent 5 fois pour indiquer que la fréquence radio a été modifiée. Il repasse ensuite en mode normal.



Remarque : toutes les unités Visit doivent à l'aide de la même fréquence radio pouvoir fonctionner comme un groupe.



Dépannage


| Si | Essayez la procédure suivante |
|--|---|
| Le réveil semble éteint | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifiez que l'alimentation est correctement connectée. ▪ Chargez les piles de secours pendant 2 heures. |
| L'icône  sur l'avant du réveil se met à clignoter | <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'alimentation est débranchée et les piles de secours sont presque vides. Connectez l'alimentation et chargez les piles de secours pendant 2 heures. |
| Une icône  apparaît sur l'avant du réveil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le récepteur ne détecte aucune pile de secours. Retirez la languette d'activation de pile (voir Démarrage). |
| Le réveil ne répond pas lorsqu'un émetteur est activé | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifiez les piles et les connexions de l'émetteur. ▪ Rapprochez le réveil de l'émetteur pour vous assurer qu'il se trouve à portée de transmission radio. ▪ Vérifiez que le réveil est réglé sur la même fréquence radio que les autres unités de système Visit. |
| Le réveil est activé sans aucune raison apparente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ C'est probablement dû à un autre système Visit installé dans le voisinage qui déclenche votre système. Modifiez la fréquence radio sur toutes les unités. |
| Le volume de l'alarme est trop bas | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le volume monte progressivement jusqu'à plus de 100 dB. |



Chargeur de vibreur

Boutons et commandes


Supports de chargeur



Broches de chargement

Voyant de chargement

BE1270 Vibreur de matelas



2 prises pour vibreur de matelas

Pieds de soutien

Spécifications techniques

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1260 Chargeur de vibreur
- Alimentation externe
- 1 pile NiMH 1,2V AAA rechargeable destinée au vibreur
- Pieds de soutien et vis + chevilles

Voyant de chargement

- Vert : le vibreur est en cours de chargement.
- Aucune lumière : le vibreur est entièrement chargé ou l'alimentation n'est pas connectée au secteur.

Alimentation et pile

- Alimentation secteur : 8 V CC/800 mA
 - Alimentation par pile 4 piles NiMH 1,2V rechargeables
- Remarque :** les piles doivent être changées par un centre de réparation

- Durée de chargement du vibreur
Durée de chargement normale : ~ 6 h
Avec des piles de secours vides : ~ 24 h

- Alimentation du vibreur : 2,0 - 4,0 V CC

Dimensions et poids

- Hauteur : 78 mm
- Largeur : 88 mm
- Profondeur : 43 mm
- Poids : 200 g, batterie et adaptateur secteur incluse

Environnement


- Pour usage intérieur uniquement

Accessoires

- BE1270 Vibreur de matelas, permet de brancher jusqu'à deux vibreurs de matelas

Démarrage

- Important !** Remplacez l'ancienne pile alcaline par la pile 1,2 V NiMH rechargeable fournie.
- Montez les pieds de soutien à l'arrière du chargeur et placez-le sur une surface plane. Vous pouvez également le fixer au mur en utilisant les vis et chevilles fournies.
- Branchez l'alimentation dans une prise secteur et placez le vibreur sur le chargeur. Le voyant de chargement s'allume en vert pendant le chargement et s'éteint quand le vibreur est totalement chargé. Connectez le vibreur de matelas et placez-le sous l'oreiller ou matelas.



Tester la connexion

Remarque : chargez les piles de secours pendant 24 heures avant de les utiliser dans le vibreur de matelas.

- Pour tester la liaison radio, vous avez besoin d'un vibreur et d'un émetteur Visit. Maintenez les boutons de test enfoncés sur l'émetteur (voir la section Tester la connexion de l'émetteur concerné).
- Si le vibreur est placé dans le chargeur, il allume un voyant Visit et le vibreur de matelas commence à vibrer. Si rien ne se produit, consultez la section **Dépannage**.

Dépannage

La plupart des problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer avec le chargeur peuvent être résolus rapidement en suivant les conseils ci-dessous.

Si

Le vibreur ne se charge pas quand il est placé sur le chargeur

Le vibreur de matelas ne vibre pas quand le vibreur est activé.

Essayez la procédure suivante

- Vérifiez que le vibreur est correctement placé dans le chargeur. Le voyant s'allume en vert pour indiquer que le vibreur est en cours de chargement.
- Si aucun voyant de chargement ne s'allume, cela signifie que les piles de secours sont vides. Connectez l'alimentation au secteur et chargez les piles de secours.
- Vérifiez que le vibreur de matelas est connecté correctement au chargeur.
- Vérifiez que le vibreur est correctement placé dans le chargeur. Le voyant s'allume en vert pour indiquer que le vibreur est en cours de chargement.
- Si aucun voyant de chargement ne s'allume, cela signifie que les piles de secours sont vides. Connectez l'alimentation au secteur et chargez les piles de secours.



Attention ! Lorsque vous utilisez le chargeur du vibreur, **UTILISEZ UNIQUEMENT DES PILES NiMH RECHARGEABLES** dans le vibreur. Les piles non rechargeables commenceront à fuir si le vibreur est placé dans le chargeur et l'acide des piles endommagera les composants électroniques. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.


Vibreux de matelas



BE1270

Connexions


Surface antidérapante



Tapis vibrant

Récepteur portatif

Récepteur flash



Chargeur de vibreur

Récepteur pour poignet

Spécifications techniques

Fonction

Vous réveille par des vibrations sous l'oreiller ou le matelas. Ne nécessite pas de batterie interne et se connecte à tous les récepteurs Visit, accessoires de charge et réveils autonomes.

Vous trouverez dans l'emballage

- BE1270 Vibreur de matelas

Consommation électrique

- Tension de fonctionnement : 2,0 - 4,0 V CC depuis un récepteur Visit
- Consommation électrique : 250 - 750 mA

Câbles et connecteurs

- Longueur du câble : 2 m
- Connecteur : prise audio mono 3,5 mm

Dimensions et poids

- Hauteur : 88 mm
- Largeur : 88 mm
- Profondeur : 27 mm
- Poids : 120 g

Environnement

- À n'utiliser qu'à l'intérieur
- Températures de fonctionnement : 0 à 35 °C
- Taux d'humidité : 15 % à 95 % (sans condensation)

Entretien et nettoyage

- Nettoyez avec un chiffon sec
- N'utilisez pas de nettoyants ménagers, de vaporisateurs d'aérosol, de solvants, d'alcool, d'ammoniaque ou d'abrasifs.

Compatibilité

Le vibreur de lit peut être connecté aux produits et accessoires suivants :

- BE1260 Accessoire de chargeur de vibreur pour le récepteur vibreur BE1470 de Visit
- BE1350 Réveil
- BE1370 Réveil
- BE1441 Récepteur flash Visit
- BE1442 Récepteur flash Visit avec pile de secours
- BE1450 Récepteur portatif Visit
- BE1570 Chargeur de récepteur pour poignet Visit
- BE1580 Récepteur-réveil Visit

Support mural de récepteur flash




BE9075

Utiliser un récepteur flash

BE1441


- Utilisez le gabarit de perçage pour marquer et percer les trous pour vis et chevilles.
- Retirez le support de table du récepteur flash à l'aide de la clé Allen.
- Montez le support mural sur le mur. Fixez la partie inférieure et montez le récepteur flash sur le support mural.



Utiliser un récepteur flash avec pile de secours

BE1442/BE1444

- Utilisez le gabarit de perçage pour marquer et percer les trous pour vis et chevilles.
- Retirez la vis marquée en rouge, située au bas du récepteur flash.
- Montez le support mural sur le mur. Remettez la vis pour monter le récepteur flash sur le support mural.



Accessoires Visit


Interrupteur magnétique

Surveillance votre porte et votre fenêtre

Fixez l'interrupteur magnétique au cadre de porte ou de fenêtre et connectez-le à l'émetteur de téléphone. Lorsque les aimants sont séparés, l'émetteur envoie un signal au récepteur Visit.

Spécifications techniques

- Dimensions 25 x 62 x 13 mm
- Poids 25 g
- Connecteur 3.5 mm mono jack plug
- Câble 0.5 m
- Rupteur
 - Porte ouverte > 2 cm de l'aimant
 - Porte fermée < 1 cm de l'aimant
- Couleur Blanc
- Environnement Pour usage intérieur uniquement



BE9023




Microphone externe

Étend la portée de l'émetteur de porte

Un microphone externe peut être utilisé avec l'émetteur de porte lorsque la source sonore se trouve trop loin du microphone interne ou lorsque vous avez besoin de notifications individuelles de la sonnette et de l'interphone, par exemple.

Spécifications techniques

- Dimensions 33 x 36 x 4 mm
- Poids 15 g
- Connecteur prise audio mono 3,5 mm
- Câble BE9199: 2.5 m
- Microphone Piézoélectrique
- Couleur Blanc
- Environnement Pour usage intérieur uniquement



BE9199



Tapis de contact

Émet un signal dès que quelqu'un marche dessus


Placez le devant la porte d'entrée ou au pied du lit et connectez-le à l'émetteur téléphonique ou à l'écoute-bébé pour être alerté lorsque quelqu'un pénètre dans une pièce ou sort du lit.

Spécifications techniques

- Dimensions 540 x 395 x 4.6 mm
- Poids 255 g
- Connecteur Prise audio mono 3,5 mm
- Câble 200 cm
- Résiste à la poussière et degré de protection IP65 (non étanche)

Fonctionnement

- Contact N/O normalement ouvert
- Résistance 100 Ω (selon la pression)
- Pression >5 kg sur un disque de diamètre 50 mm.
- Température -15 à 65 °C



BE9026



Valeurs maximales

- Capacité des contacts 10 VA
- Tension d'interruption 25 VDC
- Courant d'interruption 0.25 Amps DC résistive
- Courant de charge 0.25 Amps DC résistive

Câble de déclenchement externe

Connectez une source de déclenchement externe à Visit

Le câble de déclenchement externe est utilisé pour connecter une source de déclenchement externe à un produit Visit. Utilisez-le par exemple pour connecter une sonnette existante à l'émetteur de téléphone et être averti(e) lorsque quelqu'un sonne à la porte.


Spécifications techniques

- Poids 25 g
- Connecteur 3.5 mm stéréo
- Câble 0.5 m
- Couleur Blanc


Tension

- Ⓢ 2 – 30 V CC
- 3 – 24 V CA

Consultez la section du produit Visit concerné pour obtenir des informations détaillées.



BE9253





Nous avons le ferme intention de contribuer positivement à la vie des personnes malentendantes, sourdes et/ou séniors. Nous concrétisons cet engagement en offrant des solutions qui favorisent l'autonomie des individus, augmentent leur sécurité, leur indépendance et leur activité sociale. Notre siège social mondial est situé à Göteborg en Suède, et nous sommes présents à travers des représentants régionaux, des bureaux et un réseau de partenaires qualifiés en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Suède
Téléphone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: Visit_001ART005_FR
Date of issue: 2024-03-05
TM and © 2024 Bellman & Symfon AB.
Tous droits réservés.



bellman.com