

Alarm clock Pro+

BE8049



 Bellman & Symfon®



Funktionen

- 1** Extra lauter Alarm mit bis zu 100dB*
Aufsteigendes Multitonsignal
- 2** 4 hochintensive LED-Leuchten
Selbst bei Tageslicht sehr gut erkennbar
- 3** Leistungsstarker Vibrationsalarm
Vibriert und gibt Tonsignal ab.
- 4** Nachtlicht
Leitet Sie sicher zu Ihrem Bett
- 5** Ausfall-Akku
Bei Stromausfall aktiv
- 6** Intelligente Schlummerfunktion
Verringert das Schlummerintervall
- 7** Telefon Benachrichtigung
Festnetz- und/oder Mobiltelefone

* 100 dBA bei 10 cm, 4 Zoll, 94 dBA bei 30 cm, 12 Zoll

Wecken und Informieren – alles in einem

Der Wecker Pro+ von Bellman & Symfon weckt Sie mit einem lauten Alarm, hellem Blinklicht und starken Vibrationen (z.B. unter dem Kissen). Der akustische Alarm durchläuft verschiedene Tonfrequenzen, d. h., egal, welche Frequenzen Sie schlecht hören können, eine für Sie hörbare Frequenz ist auf jeden Fall dabei! Der Alarm steigt in seiner Lautstärke langsam auf bis zu 100 dB an.

Mit dem klaren Display und den großen, ergonomischen Bedienelementen ist die Einstellung von Uhrzeit und Weckzeit ganz einfach. Der BE1370 verfügt auch über Ausfall-Akkus und ein Nachtlicht in sanftem Blau. Dies eignet sich perfekt für nächtliches

Aufwachen, wenn Sie Ihre helle Nachttischlampe nicht einschalten wollen, um Ihren Partner nicht aufzuwecken.

Benachrichtigung während eines kurzen Schlafes
Für z.B. einen kurzen Schlaf am Mittag können Sie nun immer sicher sein, dass Sie keinen Anruf mehr verpassen werden. Jetzt können Sie Ihr Festnetz- und/oder Mobiltelefon an den Wecker anschließen und sich sofort benachrichtigen lassen, wenn Sie einen Anruf oder eine Nachricht erhalten – oder auch, wenn ein Termin in Ihrem Kalender bevorsteht. Dies funktioniert natürlich auch bei Ihrem Tablet.



Technische Daten

Größe und Gewicht

- Höhe: **108 mm, 4.3"**
Breite: **121 mm, 4.7"**
Tiefe: **92 mm, 3.6"**
Gewicht: **390 g, 13.7 oz** (inkl. Ausfall-Akkus)



Anschlüsse

- Externer Trigger-Eingang (3,5 mm Klinke)
- Modularer Telefonstecker RJ-11 für analoge Netze: 26 bis 120 V RMS, 15 bis 100 Hz

Ausgabesignale

- Ton**
100 dB(A) bei 10 cm, 94 dB(A) bei 30 cm, 12 Zoll
Integriertes Mehrfrequenzsignal mit einer Hauptfrequenz von 950 Hz bis 3000 Hz.
- LED-Blitz**
4 hochintensive, pulsierende LEDs
Warnung! Blitzlichter können epileptische Anfälle hervorrufen.
- Vibrationskissen**
Strom für Vibration: 2,0 bis 4,0 V DC
Gibt einen Ton aus

Anzeige

- Typ: Twisted Nematic (TN)-LCD
- In 5 Schritten anpassbare Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung wird mit der Schlummertaste aktiviert
- Wahlweise permanente Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Dauer der Anzeige: 8 Sekunden

Umweltbestimmungen

- Betriebstemperatur: 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Weckalarm und Schlummer

- Dauer des Alarms: 20 Minuten
- Verkürzung des Schlummerintervalls von 9 auf 2 Minuten in Zwei-Minuten-Schritten

Nachtlicht

- Integrierte Nachtleuchte – ein sanftes blaues Licht weist Ihnen den Weg zu Ihrem Bett
- Typ: Elektrolumineszenz-Licht (EL)
- Ein/Ausschalten mit Schlummertaste
- Dauer der Anzeige: 1 Stunde bei Netzbetrieb, 15 Min. bei Akkubetrieb

Betrieb

- Separate Dreh- und Drucktasten zum Einstellen von Zeit und Alarm
- Taste zum Wechseln zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitformat
- Taste zu Anpassung der Hintergrundbeleuchtung in fünf Stufen
- Taste zum Ein-/Ausschalten der LED-Blitzlichter und des Alarmtons
- Akkuüberwachung, die den Status der Ausfall-Akkus überwacht und anzeigt.
- Die Ausfall-Akkus werden für Ton, Vibrationskissen, LED-Blitz und Nachtlicht bei Stromausfall benötigt.

Lieferumfang

- BE1370 Wecker mit Ausfall-Akkus
- BE1272 Vibrationskissen
- Netzadapter, 7,5 VDC, 1000 mA
- BE9250 Mobile phone sensor
- Mobile phone sensor-Batterieadapter
- 1 x Alkaline-Batterie (AAA)
- Bedienungsanleitung

Zubehör

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- BE9086 Kabel für externen Trigger
- BE9105 RJ11-Anschlusskabel für Telefon
- TAE-Adapter
BE9013 für Deutschland
BE9014 für Österreich

Gesetzliche Anforderungen

- Entspricht folgenden Anforderungen:
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne Punkt



Tasten und Steuerelemente



Mobile Phone Sensor

- Größe und Gewicht**
Ø 0.9" x 1.3", Ø 24 mm x 34 mm, 1.6 oz, 47 g



- Erkennung**
Optisch: Wird aktiviert, wenn das Display des Mobiltelefons oder Tablets eingeschaltet wird
Lichtempfindlichkeit: Sichtbares Licht > 3 Lux
- Strom und Batterie**
Batterietyp: 1 x Alkaline-Batterie (1,5 V; AAA)
Betriebsdauer: > 1 Jahr bei normalem Gebrauch
- Verbindungen**
Mobile phone sensor: 2,5 mm Monostecker
Adapter: 3,5 mm Monostecker

© 2019 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE8049_001DSH007_DE

bellman.com