




BE1481/ BE1481-DE
Visit Smoke Alarm





Visit Smoke Alarm

4	User manual
26	Bedienungsanleitung
48	Brugervejledning
70	Manual del usuario
92	Käyttöopas
114	Mode d'emploi
136	Manuale d'uso
158	Gebruikshandleiding
180	Brukermanual
202	Instrukcja obsługi
224	Bruksanvisning
246	Používateľská príručka

EN

DE

DK

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PL

SE

SK

Veillez commencer par lire ceci

Ce livret vous explique comment utiliser et entretenir votre nouveau détecteur de fumée Visit. Veillez à lire attentivement ce livret, y compris la section Avertissements. Si vous avez d'autres questions, contactez votre audioprothésiste.

À propos du Détecteur de Fumée Visit BE1481/-DE

Destination

Les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone Visit sont destinés à détecter la fumée et les feux couvants ou le monoxyde de carbone à un stade précoce et à transmettre un signal directement aux récepteurs du système d'alerte de Visit.

Groupe d'utilisateurs cible

Le groupe d'utilisateurs visé est constitué de personnes de tous âges souffrant d'une perte auditive légère à sévère qui ont besoin d'un système d'alerte supplémentaire pour détecter les alarmes d'incendie ou de CO dans un environnement intérieur.

Utilisateur cible

L'utilisateur cible des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone est une personne souffrant d'une perte auditive légère à sévère, ayant besoin d'une amélioration des avertissements d'incendie ou de monoxyde de carbone, en utilisant des alertes audio/visuelles/sensorielles dans un environnement intérieur.


Principe de fonctionnement

Les avertisseurs d'incendie et de CO font partie du système d'alerte de Visit. Le système d'alerte de Visit se compose de différents émetteurs, qui communiquent sans fil avec un certain nombre de récepteurs. Lorsqu'il est déclenché, l'émetteur enverra un signal sans fil aux récepteurs connectés qui, selon la fonction assignée à l'appareil, utiliseront des modèles de flash, de son ou de vibration pour alerter l'utilisateur. Les avertisseurs d'incendie ou de CO détectent la fumée, les feux couvants ou le monoxyde de carbone à un stade précoce et transmettent l'alarme directement aux récepteurs Visit.

 Un avertisseur de fumée est un dispositif d'alerte précoce. Utilisé correctement, il vous offre, à vous et à votre famille, un temps supplémentaire précieux pour vous échapper. Lorsque l'alarme retentit, évacuez immédiatement les lieux sans effectuer le moindre contrôle.

 Ce dispositif ne rétablira pas une audition normale et ne permettra pas d'empêcher ou d'améliorer une insuffisance ou une surdité liée à des causes biologiques.

Vue d'ensemble




FR

Installation

Configurer le détecteur de fumée


- 1 Retirez le support de montage du détecteur de fumée en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Insérez les piles fournies pour démarrer l'unité.
- 2 Fixez le support de montage au plafond à l'aide des vis et chevilles fournies. Vérifiez qu'il se trouve à au moins 50 cm des murs et autres obstacles, cf. la rubrique **Emplacement et positionnement**.
- 3 Placez le détecteur de fumée sur le support en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il tienne en place.



Tester la connexion

- 1 Appuyez sur le bouton de test du détecteur d'alarme et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'alarme résonne et que le témoin d'état commence à clignoter. Le détecteur de fumée transmet un signal radio au récepteur.
- 2 Le voyant rouge Visité du récepteur s'allume pour indiquer que le signal a été reçu. En outre, le récepteur commence à sonner, à clignoter ou à vibrer (en fonction du modèle).

i L'alarme du détecteur de fumée s'arrêtera peu après que vous avez relâché le bouton, et le récepteur Visité s'arrêtera en moins d'une minute.



Modèle de signal

Le témoin du détecteur de fumée clignote en rouge toutes les 50 s pour montrer qu'il fonctionne correctement. Suivant la cause de l'alarme, les modèles de signal sont les suivants:

Cause	Signal sonore	Témoin d'état	Récepteur Visité
▪ Activé par la fumée	■ ■ ■ ■ □	Clignotement rapide	Alarme incendie
▪ Activé par la chaleur	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Clignotement rapide	Alarme incendie
▪ Pile faible	Sifflement toutes les 50 secondes	Clignotement toutes les 50 secondes	Témoin clignotant en rouge
▪ Appareil défectueux	Sifflement toutes les 50 secondes	Clignotement toutes les 50 secondes	-

i Lorsque l'avertissement de pile faible s'enclenche pour la première fois, il vous reste au moins 30 jours pour la remplacer. Vous pouvez appuyer sur le bouton de test pour couper temporairement cet avertissement pendant 10 heures.

Utiliser le mode de diffusion

Activez le mode de diffusion si vous souhaitez que le signal du détecteur de fumée soit transmis à **tous** les récepteurs Visité se trouvant dans la portée de transmission radio. Cela contournera les paramètres du canal radio.

Pour activer le mode de diffusion : Appuyez sur le bouton de test du détecteur de fumée trois fois rapidement. Le détecteur de fumée sifflera et clignotera trois fois pour indiquer l'activation du mode de diffusion.

! Les avertissements de batterie faible et les tests d'alarme effectués à l'aide du bouton de test ne seront transmis qu'aux récepteurs possédant la même clé radio.

Pour désactiver le mode de diffusion : Appuyez sur le bouton de test du détecteur de fumée trois fois rapidement. L'alarme émet un bruit constant et de la lumière pendant deux secondes. Le détecteur de fumée revient alors sur le dernier canal radio enregistré.

Mode silencieux

Si le bruit de l'alarme vous gêne, maintenez le bouton de test enfoncé pendant 2 secondes pour mettre temporairement l'alarme en mode silencieux. Le voyant d'état clignote toutes les 16 secondes pour indiquer que l'alarme est en mode silencieux.

i Le mode silencieux s'éteindra automatiquement après 10 minutes.

Modifier le canal radio

Si votre système Visit est activé sans raison, c'est qu'un système proche du vôtre le déclenche sans doute. Pour éviter les interférences radio, vous devez modifier le canal radio de tous les appareils. La marche à suivre diffère en fonction de la configuration de votre système.


Systèmes équipés de plusieurs types d'émetteurs

Tout d'abord, modifiez le canal radio sur tous les **autres** émetteurs du système en déplaçant l'un quelconque des commutateurs du canal radio, cf. le manuel d'utilisation de l'émetteur correspondant. À noter que tous les émetteurs doivent être réglés sur le même canal radio pour fonctionner comme un groupe.



Étape 1 : Changer le canal radio sur le détecteur de fumée

- 1 Retirez l'une des piles pour éteindre le détecteur de fumée et attendez au min. 30 secondes. Appuyez sur le bouton de test et maintenez-le enfoncé tout en remettant la pile. Maintenez le bouton de test enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'état commence à clignoter. Relâchez alors le bouton. Le témoin d'état clignotera rapidement pour indiquer que le détecteur de fumée est prêt à recevoir le nouveau canal radio.
- 2 Appuyez sur le bouton de test de n'importe quel **autre** émetteur dans les 25 secondes pour envoyer le nouveau canal radio.
- 3 Le témoin d'état du détecteur de fumée émet une lumière constante pour indiquer que le canal radio a été modifié. Appuyez sur le bouton de test du détecteur de fumée pour enregistrer le nouveau canal radio et quitter le mode appairage.



Étape 2 : Changer le canal radio sur le récepteur

- 1 Maintenez le bouton de test/fonction du récepteur enfoncé jusqu'à ce que les deux voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 2 Appuyez sur le bouton de test de n'importe quel émetteur dans les 25 secondes pour envoyer le nouveau canal radio.
- 3 Tous les voyants Visit du récepteur clignotent cinq fois pour indiquer que le canal radio a été modifié.




Modifier le canal radio

Systèmes *uniquement* équipés des Détecteurs de Fumée Visit BE1481/-DE

Étape 1 : Changer le canal radio sur le détecteur de fumée

- 1 Retirez l'une des piles pour éteindre le détecteur de fumée et attendez au min. 30 secondes. Appuyez sur le bouton test et maintenez-le enfoncé tout en remettant la pile, jusqu'à ce que le voyant d'état passe d'un clignotement lent à rapide. Relâchez le bouton pour entrer en mode de programmation.
- 2 L'alarme du détecteur de fumée est reprogrammée sur le canal radio 0 et le voyant d'état s'allume pour vous permettre de confirmer.
- 3 **Pendant ce délai de 4 secondes**, appuyez sur le bouton de test et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne pour sélectionner le canal radio suivant. Le canal radio 1 est maintenant sélectionné et le voyant reste allumé pendant 4 secondes pour vous permettre de confirmer. Répétez cette procédure pour passer au canal radio suivant. Neuf canaux radio sont disponibles. Si vous dépassez le canal radio 9, l'appareil se remettra sur le canal radio 0.
- 4 Au bout de 4 secondes, le détecteur de fumée quittera automatiquement le mode de programmation et le voyant s'éteindra pour confirmer.

i Suivez la procédure ci-dessus pour changer le canal radio sur tous les détecteurs de fumée de votre système.



Ne relâchez pas le bouton tant que le voyant ne se mette pas à clignoter rapidement.

Le canal radio 0 est sélectionné. Le voyant s'allume pour vous permettre de confirmer.

Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne pour sélectionner le canal radio suivant.

Étape 2 : Changer le canal radio sur le récepteur

- 1 Maintenez le bouton de test/fonction du récepteur enfoncé jusqu'à ce que les deux voyants vert et jaune Visit clignotent l'un après l'autre. Relâchez le bouton.
- 2 Appuyez sur le bouton de test de n'importe quel détecteur de fumée dans les 25 secondes pour envoyer le nouveau canal radio.
- 3 Tous les voyants Visit du récepteur clignotent cinq fois pour indiquer que le canal radio a été modifié.



FR

Emplacement et positionnement

Une quantité suffisante de fumée doit pénétrer à l'intérieur du détecteur pour qu'il se déclenche. Votre détecteur de fumée doit être situé à 7,5 m ou moins de l'incendie pour réagir rapidement. Les détecteurs de fumée doivent également être positionnés de sorte qu'ils puissent être entendus partout dans la propriété et vous réveiller à temps, vous et votre famille, afin que vous puissiez évacuer les lieux. Un détecteur de fumée unique, s'il est bien installé, vous offrira la protection dont vous avez besoin. Toutefois, la plupart des foyers en nécessiteront deux ou plus pour que l'alerte soit rapide. À des fins de protection optimale, nous vous recommandons d'installer un détecteur de fumée dans toutes les pièces où un incendie est susceptible de se déclarer (à l'exception de la cuisine et de la salle de bain).

Votre premier détecteur de fumée doit être situé entre la zone de repos et les sources les plus probables d'incendie (le salon par exemple). Il ne doit toutefois pas se trouver à plus de 7,5 m de la porte d'une pièce où un incendie est susceptible de se déclarer et de bloquer votre évacuation.

Logement à un étage

Si votre propriété ne compte qu'un seul étage, vous pouvez installer votre premier détecteur de fumée dans un couloir ou un corridor entre les zones de repos et le salon. Placez-le aussi près que possible du salon, mais assurez-vous qu'il peut être entendu dans la chambre à coucher et réveiller les personnes qui s'y trouvent, cf. **Figure 1**.

i De préférence, les détecteurs de fumée doivent être connectés à un récepteur Visit de sorte que l'alerte soit audible dans toute la propriété.

! Si votre domicile est très grand et que le couloir ou corridor fait plus de 15 mètres, un seul détecteur de fumée ne suffira pas. En effet, où que vous le placiez, il serait situé à plus de 7,5 mètres des incendies potentiels.

Pour une protection minimale

- À chaque étage
- Dans chaque zone de repos
- Dans les couloirs et les pièces, tous les 7,5 m
- À 3 m de distance de la porte de chaque chambre à coucher

Dans les maisons comptant plusieurs zones de repos, les détecteurs de fumée doivent être placés entre chaque zone de repos et le salon, cf. **Figure 2**.

Logements à plusieurs étages

Si votre logement compte plusieurs étages, un détecteur de fumée doit au minimum être installé à chaque étage, cf. **Figure 3**.

i L'interconnexion des détecteurs de fumée à un ou plusieurs récepteurs Visit permettra de s'assurer que l'alarme est audible dans toute la propriété.

Protection recommandée

Les services incendie vous recommandent d'installer des détecteurs de fumée dans toutes les pièces où un incendie est susceptible de se déclencher (à l'exception des zones à éviter, comme indiqué ci-dessous) ou à proximité de ces pièces. Le salon est l'endroit le plus probable où un incendie peut naître la nuit. Viennent ensuite la cuisine et la salle à manger. Pensez également à installer des détecteurs de fumée dans toute chambre à coucher où un incendie pourrait se déclarer, par exemple, en présence d'un appareil électrique comme une couverture chauffante ou un radiateur et lorsque son occupant est fumeur. Réfléchissez également à installer des détecteurs de fumée dans les pièces où l'occupant serait dans l'incapacité de réagir rapidement en cas d'incendie dans la pièce, par exemple une personne âgée ou un enfant en bas âge.

Pour une protection recommandée

- En plus :
 - Dans chaque pièce, sauf les salles de bain et les cuisines




Figure 1 Logement à un étage




Figure 2 Logement à un étage avec zones de repos distinctes




Figure 3 Logement à plusieurs étages

Vérifier que les alarmes sont audibles

Vérifiez que lorsque l'alarme se déclenche dans un lieu spécifique, qu'elle est audible dans chaque chambre à coucher, porte fermée, et qu'elle n'est pas couverte par le son du téléviseur et des systèmes audio. Les téléviseurs et les systèmes audio doivent être réglés sur le niveau sonore de conversations parfaitement audibles. Si vous ne parvenez pas à entendre l'alarme lorsque le téléviseur ou les systèmes audio fonctionnent, il est probable qu'elle ne vous réveillera pas.

i L'interconnexion des détecteurs de fumée à un ou plusieurs récepteurs Visit permettra de s'assurer que l'alarme est audible dans toute la propriété.

Positionnement

Au plafond

La fumée chaude s'élève et se répand. C'est pourquoi une installation centrale au plafond est recommandée. L'air est « stagnant » et ne se déplace pas dans les coins, c'est pourquoi les détecteurs de fumée doivent être montés à l'écart des coins. Installez-les à au moins 0,5 m de tout luminaire ou objet décoratif susceptible d'empêcher la fumée de pénétrer dans le détecteur. Conservez une distance minimale 0,5 m avec les murs et les coins, cf. **Figure 4**.

Sur un plafond incliné

Dans les zones où les plafonds sont inclinés ou en pointe, installez votre détecteur d'alarme à 0,9 m du point le plus élevé, mesuré à l'horizontale, car l'« air stagnant » au sommet risque d'empêcher la fumée d'atteindre l'appareil, cf. **Figure 5**.



Figure 4




Figure 5



Emplacements à éviter

Ne placez pas votre détecteur de fumée dans les zones suivantes :

- Salles de bain, cuisine, douches, garages ou autres pièces où le détecteur de fumée peut être déclenché par de la vapeur d'eau, de la condensation, de la fumée normale ou des émanations ;
- Un grenier (non isolé) ou d'autres endroits où la température peut atteindre un niveau extrême (moins de 4 °C et plus de 40 °C) ;

- À proximité d'un objet décoratif, d'une porte, d'un luminaire, d'une moulure de fenêtre, etc. qui est susceptible d'empêcher la fumée de pénétrer dans le détecteur ;
- les surfaces qui sont généralement plus chaudes ou plus froides que le reste de la pièce (p. ex. : trappes de grenier, murs extérieurs non isolés, etc.). Les différences de température peuvent empêcher la fumée d'atteindre l'appareil ;
- À moins de 1,5 m des luminaires fluorescents, car le « bruit » électrique ou le sifflement peut perturber l'appareil ;
- Dans les endroits très élevés ou bizarres où il peut être difficile d'atteindre le détecteur pour le vérifier ou remplacer ses piles ;
- À proximité ou directement au-dessus des chauffages ou des grilles de climatisation, des fenêtres, des conduits d'évacuation murales, ou autres, qui peuvent changer la direction du courant d'air ;
- À proximité des zones poussiéreuses ou sales dans la mesure où l'accumulation de poussière dans la pièce peut rendre l'appareil trop sensible et déclencher l'alarme. La fumée peut aussi être bloquée à travers les moustiquaires et ne pas pénétrer à l'intérieur du boîtier du détecteur ;
- Dans des zones infestées d'insectes. De petits insectes qui se glissent dans le boîtier du détecteur peuvent générer des alarmes intermittentes.

Test et entretien

Votre détecteur de fumée peut sauver des vies. C'est pourquoi il doit faire l'objet de vérifications régulières. Vérifiez régulièrement que le témoin d'état des détecteurs de fumée clignote une fois par minute pour indiquer que les appareils sont bien allumés. Remplacez les piles si le témoin ne clignote plus.

Test manuel de vos détecteurs de fumée

Il est recommandé de tester vos détecteurs de fumée après l'installation, puis au moins une fois par semaine afin de vous assurer que les appareils fonctionnent. Cela vous permettra également, ainsi qu'à votre famille, de vous familiariser avec le son des alarmes.

- Appuyez sur le bouton de test du détecteur d'alarme et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'alarme résonne, cf. la rubrique **Installation**. L'alarme redeviendra silencieuse une fois le bouton relâché.
- En cas d'utilisation d'un récepteur Visit supplémentaire, vérifiez que son témoin Visit rouge s'allume et que le récepteur commence à faire du bruit, à clignoter ou à vibrer, suivant le modèle. Voir la rubrique **Installation** et le manuel d'utilisation du récepteur Visit correspondant.
- Le récepteur s'éteindra dans un délai de 40 secondes.
- Répétez cette procédure pour tous les autres détecteurs de fumée du système.

Ne testez pas l'appareil avec des flammes.

Vous pourriez mettre le feu au détecteur de fumée et endommager la maison. Nous ne recommandons pas de tester les détecteurs avec de la fumée dans la mesure où les résultats peuvent être trompeurs, à moins d'utiliser un appareil spécial.

Le bouton de test simule l'effet de la fumée dans un détecteur de fumée comme en cas d'incendie réel. Il n'est donc pas nécessaire de tester les détecteurs de fumée au moyen de flammes ou de fumée.

Fausse alarmes

Si, lorsque l'alarme se déclenche, aucun signe de fumée ou d'incendie n'est visible ou audible pour indiquer qu'il y a un incendie, commencez par mettre votre famille à l'abri avant de regarder ce qui ne va pas.

- Vérifiez la maison attentivement afin de détecter un début d'incendie potentiel.
- Vérifiez la présence éventuelle de fumées ou d'émanations, par exemple dues à la cuisson d'aliments, ayant pu affecter le détecteur. Si c'est le cas, dissipez la fumée avec un journal ou un autre objet similaire.
- Si la cause de l'alarme n'est pas claire, il faut partir de l'hypothèse que l'alarme est due à un vrai incendie et évacuer les lieux immédiatement.

 Si les fausses alarmes sont fréquentes, il peut s'avérer nécessaire de repositionner le détecteur de fumée à distance des sources d'émanations. Nous recommandons l'utilisation d'un détecteur de chaleur dans la cuisine afin d'éviter les fausses alarmes.

Nettoyage de votre détecteur de fumée

Nettoyez votre détecteur régulièrement. Utilisez une brosse à poils doux ou l'élément brosse de votre aspirateur pour retirer la poussière et les toiles d'araignée des fentes latérales et des couvercles par lesquels la fumée pénètre dans l'appareil. Laissez le couvercle pendant le nettoyage. N'aspirez ni ne brossez à l'intérieur du détecteur de fumée.

 Ne peignez pas votre détecteur de fumée. En dehors de l'entretien et du nettoyage décrits dans ce manuel, aucune autre tâche liée à l'entretien n'est requise de la part du client. Les réparations, le cas échéant, doivent être effectuées par le fabricant.

Contamination par la poussière et les insectes

Tous les détecteurs de fumée peuvent provoquer de fausses alarmes à cause de l'intrusion de la poussière et des insectes. Les plus récents matériaux, ainsi que les dernières conceptions et techniques de fabrication ont été utilisés dans la fabrication de nos détecteurs pour minimiser les effets de la contamination. Il est toutefois impossible d'éliminer complètement l'effet de la

contamination par la poussière et les insectes. C'est pourquoi, pour prolonger la durée de vie de votre détecteur, vous devez vous assurer de sa propreté pour éviter l'accumulation de poussière.

 La présence d'insectes ou de toiles d'araignée à proximité du détecteur de fumée doit être éliminée rapidement. Dans certaines circonstances, la contamination peut s'accumuler dans le boîtier détecteur de fumée, même lorsque le détecteur est nettoyé régulièrement. L'alarme peut alors se déclencher. Si cela se produit, le détecteur doit être envoyé au service d'entretien ou être remplacé.

 La contamination est entièrement imprévisible et relève du phénomène normal d'usure de l'appareil. C'est pourquoi la contamination n'est pas couverte par la garantie et toute tâche d'entretien ou de réparation en résultant sera à la charge du client.

Remplacer les piles

Une pile au lithium neuve devrait durer plus de cinq ans. Lorsque l'indicateur de pile est faible et qu'un remplacement est nécessaire, l'alarme émettra un sifflement et le témoin rouge clignotera toutes les 50 secondes pendant au moins 30 jours. Les piles doivent donc être remplacées.

Remplacez aussi les piles si le détecteur n'émet pas de son lorsque le bouton de test est enfoncé.

- Pour une fiabilité optimale, vérifiez les piles au moins une fois par an. Lorsque vous remplacez les piles, vous devez appuyer sur le bouton de test pour vérifier que le détecteur fonctionne correctement.
- Utilisez uniquement des piles de la marque et du type indiqués dans les instructions, au risque de provoquer un incendie ou des blessures.
- **Ne jetez pas les piles au feu.**
Les piles doivent être mises au rebut de manière sûre et écologique dans votre centre local de recyclage. Contactez votre autorité locale pour obtenir de plus amples renseignements.

Fin de vie

Le détecteur de fumée complet doit être remplacé si : l'appareil est installé depuis plus de 10 ans (vérifiez la date « remplacer en » figurant sur le côté de l'appareil).

- **Ne jetez pas le détecteur au feu.**

Le détecteur de fumée doit être mis au rebut de manière sûre et écologique dans votre centre local de recyclage. Contactez votre autorité locale pour obtenir de plus amples renseignements.

⚠ Conseils en matière de prévention d'incendie

Lorsque vous utilisez des appareils de protection de la maison, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris celles figurant dans la liste suivante.

- Veuillez lire les instructions dans leur intégralité.
- Répétez les plans d'évacuation de sorte que tous les habitants de la maison sachent ce qu'ils doivent faire lorsque l'alarme se déclenche.
- Utilisez le bouton de test du détecteur pour familiariser votre famille au son de l'alarme et exécutez régulièrement des exercices d'évacuation auxquels doivent également participer tous les membres de votre famille. Dessinez un plan des lieux qui mettra en évidence pour chaque membre de votre famille au moins deux itinéraires d'évacuation à partir de chaque pièce. Les enfants ont tendance à se cacher lorsqu'ils ne savent pas quoi faire. Apprenez aux enfants comment s'échapper, ouvrir les fenêtres et utiliser des échelles mobiles et des escabeaux sans l'aide d'adultes. Assurez-vous qu'ils savent quoi faire lorsque l'alarme se déclenche.
- Des expositions constantes à des températures élevées ou basses ou à une humidité importante peuvent réduire la durée de vie des piles.
- Les fausses alarmes peuvent être insonorisées rapidement en dispersant la fumée au moyen d'un journal ou d'un objet similaire ou en appuyant sur le bouton de test.
- N'essayez pas de retirer, de recharger ou de brûler les piles, au risque de les faire exploser.
- S'il s'avère nécessaire de retirer les piles pour les jeter, manipulez-les avec soin de manière à éviter toute blessure aux yeux ou irritation de la peau si les piles présentent des fuites ou de la corrosion.
- N'apportez aucune modification au boîtier du détecteur. Vous pouvez remplacer les piles et nettoyer le détecteur de fumée sans danger en suivant les instructions de ce manuel.
- Afin de préserver la sensibilité à la fumée du détecteur, ne le peignez pas et ne le recouvrez pas de quelque manière que ce soit. Ne laissez pas la poussière, la graisse ou les toiles d'araignée s'accumuler.
- Si le détecteur a été endommagé ou ne fonctionne pas de manière adéquate, n'essayez pas de le réparer. Faites-le réparer, cf. la rubrique **Service et assistance**.
- Cet appareil est destiné **UNIQUEMENT** aux environnements de type résidentiel.
- Il ne s'agit pas d'un produit portatif. Il doit être installé conformément aux instructions figurant dans ce manuel.
- Les détecteurs de fumée ne se substituent pas aux assurances. Le fournisseur ou le fabricant n'est pas votre assureur.

⚠ Conseils concernant la prévention des incendies

- Stockez le carburant et tout autre matériel inflammable dans des conteneurs adaptés.
- Éliminez les chiffons gras ou inflammables.
- Utilisez toujours un pare-feu pour cheminée et assurez-vous de l'entretien régulier de vos cheminées.
- Remplacez les prises, interrupteurs, câblages et câbles, fiches et cordons électriques usés, abîmés, fissurés ou effilochés.
- Ne surchargez pas les circuits électriques.
- Conservez les allumettes hors de la portée des enfants.
- Ne fumez jamais au lit. Dans les pièces où vous fumez, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de cigarette en combustion et de cendre sous les coussins.
- Assurez-vous de l'entretien régulier des systèmes de chauffage.
- Assurez-vous que tous les appareils et outils électriques sont homologués.
- Cet appareil ne peut pas protéger toutes les personnes à tout moment. Il peut ne pas assurer de protection contre les trois causes les plus fréquentes d'incendie mortel :
 - fumer au lit ;
 - laisser des enfants seuls à la maison ;
 - nettoyer au moyen de liquides inflammables tels que de l'essence.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du service d'incendie.

Planifier l'itinéraire d'évacuation

- 1 Vérifiez les portes des pièces pour détecter la présence de chaleur ou de fumée. N'ouvrez pas de porte chaude. Utilisez un itinéraire d'évacuation différent. Fermez les portes derrière vous lorsque vous quittez les lieux.
- 2 Si la fumée est dense, rampez vers l'extérieur en restant près du sol. Prenez de courtes inspirations, si possible à travers un tissu humide, ou retenez votre respiration. L'inhalation de fumées cause plus de décès que les flammes elles-mêmes.
- 3 Sortez aussi rapidement que possible. Ne vous arrêtez pas pour prendre des affaires. Convenez au préalable d'un lieu de rassemblement pour tous les membres de votre famille. Vérifiez que tout le monde est là.
- 4 Appelez les pompiers depuis la maison d'un voisin ou de votre portable. N'oubliez pas de donner votre nom et votre adresse.
- 5 Ne retournez **JAMAIS** dans une maison en feu.



Limites des alarmes

Limites des détecteurs de fumée

Les détecteurs de fumée ont contribué de manière significative à réduire le nombre de décès dus aux incendies dans les pays où ils sont largement installés. Cependant, des autorités indépendantes ont déclaré qu'ils pouvaient être inefficaces dans certaines circonstances. Il y a plusieurs raisons à cela :

- Les détecteurs de fumée ne fonctionneront pas si les piles sont usées ou s'ils ne sont pas connectés. Testez régulièrement l'appareil et remplacez-le lorsqu'il ne fonctionne pas ;
 - Les détecteurs de fumée ne détecteront pas d'incendie s'ils ne sont pas atteints par une quantité suffisante de fumée.
 - La fumée peut ne pas parvenir au détecteur si l'incendie est trop éloigné, s'il se trouve par exemple à un autre étage, derrière une porte fermée, dans une cheminée, dans la cavité d'un mur ou si le courant d'air principal chasse la fumée ou la chaleur.
 - Placer des détecteurs de fumée des deux côtés des portes fermées et installer plusieurs détecteurs tel que le recommande ce manuel augmentent considérablement la probabilité d'une détection précoce ;
 - Les détecteurs de fumée peuvent ne pas être audibles ;
 - Le module radiofréquence peut ne pas communiquer avec les récepteurs Visit
- supplémentaires en raison d'interférence ou parce que le signal est bloqué par des meubles, des rénovations, etc. ;
 - Un détecteur de fumée peut ne pas réveiller une personne qui aurait pris des drogues ou bu de l'alcool ;
 - Les détecteurs de fumée peuvent ne pas détecter tous les types d'incendies pour donner l'avertissement nécessaire. Ils se révèlent particulièrement inefficaces : dans le cas d'incendies causés par des personnes fumant au lit, une fuite de gaz, de violentes explosions, un stockage inadéquat de chiffons ou de liquides inflammables (par exemple, de l'essence, de la peinture, des spiritueux, etc.), une surcharge de circuits électriques, des incendies volontaires, des enfants jouant avec des allumettes ;
 - Les détecteurs de fumée ne durent pas indéfiniment. Par précaution, nous recommandons de les remplacer après dix ans.

Limites des signaux radio

Le détecteur de fumée Bellman & Symfon est très fiable et respecte des normes élevées. Toutefois, en raison de sa puissance de transmission relativement faible et de sa portée de transmission radio limitée (requis par les organismes de réglementation), il présente certaines limites dont il faut tenir compte :

- Les récepteurs peuvent être bloqués par des signaux radio émis à leurs fréquences de
- fonctionnement ou proches de celles-ci, quels que soient les paramètres radio ;

- L'équipement de l'émetteur radio doit être testé régulièrement, chaque semaine au minimum. Ces tests servent à déterminer s'il existe des sources d'interférence empêchant la communication pour que les circuits radio ne soient pas perturbés en déplaçant des meubles ou en effectuant des rénovations, et les tests servent donc en général à protéger ces circuits et à prévenir d'autres pannes ;
- Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux réceptions de signaux de radio et de télévision. Cependant,

il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause de telles interférences, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil (en retirant une pile), on encourage l'utilisateur à essayer de supprimer ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'appareil ;
- Augmenter la distance entre le détecteur de fumée et l'appareil qui est perturbé ;
- S'adresser au fournisseur ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

Service et assistance

Si le dispositif semble être endommagé ou ne fonctionne pas correctement, suivez les instructions consignées dans le guide d'utilisateur et cette brochure. Si le produit ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez votre audioprothésiste pour vous renseigner sur le service et la garantie.

Conditions de fonctionnement

Utilisez le dispositif dans un environnement sec, dans le respect des limites de température et d'humidité indiquées dans cette brochure. Si le dispositif est mouillé ou exposé à l'humidité, il n'est plus fiable et il faut le remplacer.

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. Évitez que de l'humidité ne pénètre dans les orifices. N'utilisez pas de nettoyant ménager, de vaporisateur, de solvant, d'alcool, d'ammoniaque ni de produit abrasif. Cet appareil n'a pas besoin d'être stérilisé.

Conditions de garantie

Bellman & Symfon garantit ce produit pendant deux (2) ans à partir de la date d'achat pour tout défaut lié à des problèmes de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions normales d'utilisation et de service, et n'inclut pas les dommages liés à un accident, à la négligence, à une mauvaise utilisation, à un démontage non autorisé ou à une contamination,

quelle qu'en soit la cause. Cette garantie exclut les dommages indirects ou consécutifs. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, comme les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient selon le territoire où vous vous trouvez. Certains pays ou lieux de juridiction n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, ni les limitations à la durée des garanties tacites ; dans ce cas, la limitation mentionnée ci-dessus ne s'appliquera pas à vous. Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur. La garantie ci-dessus ne peut pas être modifiée, sauf par un document écrit signé par les deux parties concernées.

Modèle, type et classification

Les informations sont disponibles au dos du détecteur de fumée.

Explication du symbole

MD

Indique qu'il s'agit d'un dispositif médical.



Ce symbole indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.

UDI

Indique un transporteur qui contient des informations sur l'identifiant unique de l'appareil.



Ce symbole indique qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou que la situation actuelle nécessite une prise de conscience ou une action de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.



Indique que le produit ne doit pas être jeté comme un déchet non trié, mais doit être envoyé dans des installations de collecte séparée pour être récupéré et recyclé.

SN

Indique le numéro de série du fabricant afin de permettre l'identification d'un dispositif médical spécifique.



Identifier un lieu où l'on peut trouver des informations, notamment en cas d'urgence.

REF

Indique le numéro de catalogue du fabricant afin de permettre l'identification du dispositif médical.



Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.



Indique le fabricant du dispositif médical.



Indique la plage d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.

Dépannage

Si

Rien ne se produit lorsque j'appuie sur le bouton de test du détecteur de fumée.

Essayez la procédure suivante

- Vérifiez que les piles sont bien placées.
- Remplacez les piles du détecteur de fumée. Utilisez uniquement des piles AA Energizer L91 au lithium.
- Vérifiez l'âge de l'appareil, consultez l'étiquette « Remplacer en » sur l'appareil.

Le détecteur de fumée émet un bip quand j'appuie sur le bouton de test, mais le récepteur Visit ne répond pas.

- Vérifiez les piles du récepteur et les connexions.
- Rapprochez le récepteur du détecteur de fumée pour vous assurer qu'il se trouve dans la portée de transmission radio.
- Vérifiez que les appareils sont réglés sur le même canal radio (voir **Modifier le canal radio**).

Le récepteur Visit est activé sans aucune raison apparente.

- Vérifiez la présence d'émanations, de vapeur d'eau, etc. provenant de la cuisine ou de la salle de bain. La peinture et d'autres émanations peuvent causer de fausses alarmes.
- Remplacez les piles du détecteur de fumée si le témoin rouge du récepteur clignote toutes les 400 secondes, cf. la rubrique **Modèle de signal**.
- Si le problème persiste, c'est qu'un autre système Visit proche du vôtre le déclenche. Modifiez le canal radio de tous les appareils (cf. la rubrique **Modifier le canal radio**).

Le détecteur de fumée émet des bips et des sifflements sans aucune raison apparente.

- Vérifiez s'il y a un signe de contamination tel que des toiles d'araignée ou de la poussière. Si nécessaire, nettoyez le détecteur, cf. la rubrique **Nettoyage de votre détecteur de fumée**.
- Si le problème persiste, le détecteur de fumée est défectueux et doit être remplacé.

Spécifications techniques

Caractéristiques

Type de capteur	Détection de fumée optique et détection thermique
Sensibilité à la fumée	0,115-0,168 dB/m Respecte les critères de la norme EN 14604:2005+AC:2008
Sensibilité à la chaleur	62°C (+/- 8°C)
Alarme sonore	Min. 85 dB(A) à 3 m Fréquence : 3.2 kHz
Connexion radio	Est équipé d'un module radio distinct à l'intérieur du détecteur de fumée
Avertissement de pile faible	Transmet le signal du détecteur à tous les récepteurs Visit ayant le même canal et se trouvant dans la portée de transmission radio
Fonction diffusion	Transmet l'alarme de fumée et de chaleur à tous les autres récepteurs Visit se trouvant dans la portée de transmission, tout en remplaçant les paramètres du canal radio

Alimentation

Alimentation par piles	2× piles AA Energizer L91 au lithium de 1,5V
Consommation électrique	Inactif < 15 µA, Actif < 75 mA
Durée de fonctionnement	5 ans

Fonction radio

Fréquence radio	868.30 MHz
Puissance de sortie max	4,7 dBm
Portée	Jusqu'à 200 m sans obstruction La portée est réduite par la présence de murs, d'objets volumineux ou d'autres émetteurs radio, comme les téléviseurs et les téléphones portables

Activation

Par la fumée et/ou la chaleur et par le bouton de test

Exigences environnementales

Pour usage intérieur uniquement
Température de fonctionnement : 4 à 40 °C
Plage d'humidité : 15 % à 95 % HR (sans condensation)

Dimensions et poids

Dimensions : Ø 120×37 mm (Ø 4.7" × 1.5")
Poids : 150 g (5.27 oz.), piles incluses

Configuration

Cet émetteur peut être utilisé avec tous les récepteurs Visit

In the box

- BE1481/-DE Détecteur de Fumée Visit
- Soutien
- Piles
- Vis

Site web :



FR

 Ce détecteur de fumée est équipé d'un module radio qui transmet des signaux radio à un ou plusieurs récepteurs Visit supplémentaires. Un récepteur Visit permet de s'assurer que l'alarme est remarquée dans l'ensemble de la propriété. Le modèle d'alerte et de signal du récepteur Visit est expliqué dans le mode d'emploi du produit.

Informations sur la conformité

Par la présente, Bellman & Symfon déclare qu'en Europe, ce produit est conforme aux exigences essentielles du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux et de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques. Le texte intégral de la déclaration de conformité peut être obtenu sur le site internet de Bellman & Symfon bellman.com.

Ce produit est également conforme au règlement sur les produits de construction (UE) No 305/2011 pour les détecteurs de fumée.

Lees dit eerst

In dit boekje kunt u lezen hoe u uw nieuwe Visit rookmelder kunt gebruiken en onderhouden. Zorg ervoor dat u dit boekje zorgvuldig doorleest, inclusief het gedeelte Waarschuwingen. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.

Over de BE1481/-DE Visit rookmelder

Beoogd doel

De rook- en koolmonoxidemelders van Visit zijn bedoeld om rook en smeulend vuur of koolmonoxide in een vroeg stadium te detecteren en onmiddellijk een signaal door te geven aan de ontvangers van het Visit-waarschuwingssysteem.

Beoogde gebruikersgroep

De beoogde gebruikersgroep zijn mensen van alle leeftijden met licht tot ernstig gehoorverlies die behoefte hebben aan een extra waarschuwingssysteem voor de detectie van brand- of koolmonoxidemelders binnenshuis.

Beoogde gebruiker

De beoogde gebruiker van de rook- en koolmonoxidemelders is een persoon met licht tot ernstig gehoorverlies, die behoefte heeft aan duidelijkere brand- of koolmonoxidemeldingen, met gebruik van audio/visuele/sensorische waarschuwingen in een binnenomgeving.


Werkingsprincipe

De brand- en koolmonoxidemelders zijn onderdeel van het Visit-waarschuwingssysteem. Het Visit-waarschuwingssysteem bestaat uit verschillende zenders, die draadloos communiceren met een aantal ontvangers. Bij activering, stuurt de zender een draadloos signaal naar de aangesloten ontvangers die, afhankelijk van de toegewezen functie van het apparaat, gebruik maken van flitsend licht, geluid of trillingspatronen om de gebruiker te waarschuwen. Brand- of koolmonoxidemelders detecteren rook, smeulend vuur of koolmonoxide in een vroeg stadium en sturen de melding direct door naar de Visit-ontvangers.

⚠ Een rookmelder is een apparaat voor vroegtijdige waarschuwing. Bij correct gebruik geeft het u en uw gezin waardevolle extra tijd om te vluchten. Als het alarm afgaat, evacueert u onmiddellijk de woning voordat u op onderzoek uitgaat.

⚠ Dit apparaat herstelt het normale gehoor niet en voorkomt of verbetert gehoorverlies of doofheid niet.


Overzicht



Installatie

De rookmelder monteren


- 1 Verwijder de bevestigingssteun van de rookmelder door deze linksom te draaien. Plaats de meegeleverde batterijen om de module te starten.
- 2 Bevestig de montagesteun met behulp van de schroeven en pluggen aan het plafond. Bevestig de melder op ten minste 50 cm afstand van muren en andere obstakels, zie **Plaats en plaatsbepaling**.
- 3 Breng de rookmelder rechtsom draaiend aan in de steun totdat deze vastklikt.



De verbinding testen

- 1 Houd de testknop van de rookmelder ingedrukt totdat het alarm afgaat en het indicatielampje gaat knipperen. De rookmelder verstuurt een radiosignaal naar de ontvanger.
- 2 Het rode Visit-indicatielampje op de ontvanger gaat branden als het signaal is ontvangen. Daarnaast zal de ontvanger geluid maken, knipperen of trillen, afhankelijk van het model.

i Het geluid van de rookmelder stopt kort nadat u de knop hebt losgelaten en de Visit-ontvanger stopt binnen een minuut.



Signaalpatroon

Het indicatielampje van de rookmelder knippert één keer elke 50 seconden rood als de melder correct werkt. Afhankelijk van het alarm zijn de signaalpatronen als volgt:

Oorzaak	Geluid	Indicatielampje	Visit-ontvanger
▪ Rook	■ ■ ■ ■ □	Snel knipperen	Brandalarm
▪ Warmte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Snel knipperen	Brandalarm
▪ Batterij bijna leeg	Piepton elke 50 s	Knipperen elke 50 s	Knipperend rood lampje
▪ Defect apparaat	Piepton elke 50 s	Knipperen elke 50 s	-

i Als de rookmelder voor het eerst aangeeft dat de batterijen bijna leeg zijn, hebt u nog minimaal 30 dagen om deze te vervangen. Als u op de testknop drukt, wordt de waarschuwing voor batterijen bijna leeg tijdelijk gedurende 10 uur niet meer gegeven.

Uitzenden gebruiken

Als u wilt dat het signaal van de rookmelder naar **alle** Visit-ontvangers binnen het radiobereik wordt verstuurd, kunt u de uitzendmodus activeren.

Uitzenden activeren: Druk drie keer snel achter elkaar op de testknop van de rookmelder. De rookmelder piept en knippert drie keer als de uitzendmodus is geactiveerd.

! Waarschuwingen voor bijna lege batterijen en het testen van de melder met de testknop worden alleen verstuurd naar ontvangers met dezelfde radiocode.

Uitzenden uitschakelen: Druk drie keer snel achter elkaar op de testknop van de rookmelder. De rookmelder geeft 2 seconden lang continu geluid en licht. De rookmelder is nu weer ingesteld op de laatst opgeslagen radiocode.

Stiltemodus

Last van loze alarmmeldingen? Houd de testknop dan gedurende 2 seconden ingedrukt om het alarm tijdelijk het zwijgen op te leggen. Het indicatielampje knippert om de 16 seconden om aan te geven dat het alarm is onderdrukt.

i Na 10 minuten wordt de stiltemodus automatisch uitgeschakeld.

De radiocode wijzigen

Als uw Visit-systeem zonder reden wordt geactiveerd, komt dat waarschijnlijk door een ander systeem in de buurt. U moet de radiocode op alle eenheden wijzigen om radiostoring te voorkomen. De procedure verschilt afhankelijk van uw systeeminstellingen.


Systemen met *verschillende typen zenders*

Wijzig eerst de radiocode op alle **andere** zenders in het systeem door een van de radiocodeschakelaars om te zetten (zie de gebruikershandleiding van de betreffende zender). Alle zenders moeten op dezelfde radiocode zijn ingesteld om als één groep te kunnen werken.



Stap 1: De radiocode op de rookmelder wijzigen

- 1 Verwijder een van de batterijen om de rookmelder uit te schakelen en wacht minstens 30 seconden. Houd de testknop ingedrukt terwijl u de batterij terugplaatst. Houd de testknop ingedrukt totdat het indicatielampje begint te knipperen. Laat de knop los. Het indicatielampje knippert snel om aan te geven dat de rookmelder de nieuwe radiocode kan ontvangen.
- 2 Druk binnen 25 seconden op de testknop op een **andere** zender om de nieuwe radiocode te versturen.
- 3 Het indicatielampje van de rookmelder blijft continu branden om aan te geven dat de radiocode is gewijzigd. Druk op de testknop op de rookmelder om de nieuwe radiocode op te slaan en de koppelmodus af te sluiten.



Stap 2: De radiocode op de ontvanger wijzigen

- 1 Houd de testknop/functieknop op de ontvanger ingedrukt totdat de groene en gele Visit-indicatielampjes om beurten knipperen. Laat de knop los.
- 2 Druk binnen 25 seconden op de testknop op een willekeurige zender om de nieuwe radiocode te versturen.
- 3 Alle Visit-indicatielampjes op de ontvanger knipperen vijf keer als de radiocode is gewijzigd.




De radiocode wijzigen

Systemen met *uitsluitend* BE1481/-DE Visit Rookmelders

Stap 1: De radiocode op de rookmelder wijzigen


- 1 Verwijder een van de batterijen om de rookmelder uit te schakelen en wacht minstens 30 seconden. Houd de testknop ingedrukt terwijl u de batterij terugplaatst en houd de knop ingedrukt totdat het indicatielampje sneller begint te knipperen. Laat de knop los om de programmeermodus te openen.
- 2 Het rookalarm wordt teruggezet op radiocode 0 en het indicatielampje licht op ter bevestiging.
- 3 Druk **binnen 4 seconden** op de testknop en houd deze ingedrukt totdat het indicatielampje uit gaat om de volgende radiocode te selecteren. Radiocode 1 is nu geselecteerd en het indicatielampje gaat maximaal 4 seconden branden om dit te bevestigen. Na dit proces kunt u naar de volgende radiocode gaan. Er zijn 9 radiocodes beschikbaar. Als u verder gaat na radiocode 9, gaat het apparaat terug naar radiocode 0.
- 4 Na 4 seconden sluit de rookmelder de programmeermodus automatisch af en gaat het indicatielampje uit om dat te bevestigen.

i Voer de bovenstaande stappen uit om de radiocode op alle rookmelders in uw systeem te wijzigen.



Stap 2: De radiocode op de ontvanger wijzigen

- 1 Houd de testknop/functieknop op de ontvanger ingedrukt totdat de groene en gele Visit-indicatielampjes om beurten knipperen. Laat de knop los.
- 2 Druk binnen 25 seconden op de testknop op een van de rookmelders om de nieuwe radiocode te versturen.
- 3 Alle Visit-indicatielampjes op de ontvanger knipperen vijf keer als de radiocode is gewijzigd.



Plaats en plaatsbepaling

Er moet voldoende rook in de rookmelder komen voordat deze zal afgaan. Uw rookmelder moet zich binnen 7,5 meter van de brand bevinden om snel af te kunnen gaan. Bovendien moet u de rookmelders daar plaatsen waar ze in de hele woning hoorbaar zijn, zodat u en uw gezin er op tijd wakker van worden om te kunnen vluchten. Eén enkele rookmelder biedt enige bescherming als deze goed is geïnstalleerd, maar in de meeste huizen zijn er twee of meer nodig om ervoor te zorgen dat een betrouwbare vroegtijdige waarschuwing wordt gegeven. Voor de aanbevolen bescherming moet u in alle kamers waar de kans op het uitbreken van brand het grootst is (behalve de keuken en de badkamer) afzonderlijke rookmelders plaatsen.

Plaats de eerste rookmelder tussen het slaapgedeelte en de meest waarschijnlijke brandbronnen (bijvoorbeeld de woonkamer), maar niet verder dan 7,5 meter van de deur naar een kamer waar een brand kan uitbreken en de vluchtweg uit het huis kan versperren.

Gelijkvloerse woning

In een gelijkvloerse woning moet u de eerste rookmelder in een gang of hal tussen het slaap- en woongedeelte plaatsen. Plaats de rookmelder zo dicht mogelijk bij het woongedeelte, maar zorg ervoor dat hij zo hard hoorbaar is dat u er in de slaapkamer wakker van wordt (zie **Afbeelding 1**).

i De rookmelders zijn bij voorkeur verbonden met een Visit-ontvanger om door het hele huis een extra waarschuwing te geven.

! Als uw huis erg groot is en de gang of hal langer is dan circa 15 meter, is één rookmelder niet voldoende. In dat geval kan de rookmelder namelijk ongeacht zijn plaatsing altijd in één of meerdere richtingen meer dan 7,5 meter van een potentiële brand verwijderd zijn.

Minimaal beschermingsniveau

- Op elke verdieping
- In elk slaapgedeelte
- Elke 7,5 meter van gangen en kamers
- Binnen 3 meter van elke slaapkamerdeur

In huizen met meer dan één slaapgedeelte moet er tussen elk slaapgedeelte en het woongedeelte een rookmelder worden geplaatst (zie **Afbeelding 2**).

Woning met meer verdiepingen

Als uw woning meer dan één verdieping telt, moet u op elke verdieping ten minste één rookmelder installeren (zie **Afbeelding 3**).


i Door de rookmelders met een of meer Visit-ontvangers te verbinden, kunt u ervoor zorgen dat het alarm in de hele woning wordt opgemerkt.

Aanbevolen bescherming


De brandweer adviseert om aparte rookmelders te plaatsen in of bij alle kamers waar de kans op het uitbreken van brand het grootst is (behalve de te vermijden plaatsen, zie hieronder). In de woonkamer is de kans het grootst dat er 's nachts brand uitbreekt, gevolgd door de keuken en de eetkamer. Overweeg ook om een rookmelder te plaatsen in slaapkamers waar brand kan uitbreken door bijvoorbeeld een elektrisch apparaat zoals een elektrische deken of verwarming, of waar iemand slaapt die rookt. U kunt ook overwegen om een rookmelder te plaatsen in de kamer van iemand die niet goed op een uitbrekende brand in de kamer kan reageren, zoals een oudere, een zieke of een zeer jong kind.

Aanbevolen beschermingsniveau


- !** Daarbij:
- in elke kamer, behalve badkamers en keukens



Afbeelding 1 Gelijkvloerse woning



Afbeelding 3
Woning met meer verdiepingen



Afbeelding 2 Gelijkvloerse woning
met gescheiden slaapgedeelten

De hoorbaarheid van het alarm controleren

Controleer als de rookmelders op de beoogde plaats afgaan of het alarm in elke slaapkamer te horen is met de deur dicht, boven het geluid van eventuele tv's of audiosystemen uit. Stel de tv's en audiosystemen hierbij in op een redelijk luide weergave van gesproken tekst. Indien u het alarm niet boven het geluid van de tv of het audiosysteem uit kunt horen, bestaat de kans dat u er niet wakker van wordt.

i Door de rookmelders met een of meer Visit-ontvangers te verbinden, kunt u ervoor zorgen dat het alarm in de hele woning wordt opgemerkt.

Plaatsbepaling

Op een plafond

Warme rook stijgt op en verspreidt zich, dus de aanbevolen plaats is in het midden van een plafond. De lucht is 'dood' en beweegt niet naar de hoeken. Daarom moeten rookmelders niet bij een hoek worden opgehangen. Plaats de eenheid op ten minste 0,5 m afstand van een verlichtingsarmatuur of voorwerp waardoor de rook mogelijk niet in de rookmelder kan komen. Houd ten minste 0,5 m afstand van muren en hoeken (zie **Afbeelding 4**).

Op een schuin plafond


Installeer uw rookmelder in ruimtes met een schuin of puntig plafond op 0,90 m afstand van het hoogste punt, horizontaal gemeten, omdat 'dode lucht' in de nok ervoor kan zorgen dat de rook niet bij de eenheid komt (zie **Afbeelding 5**).

Ideaal in het midden van het plafond



Afbeelding 4

Nok



Afbeelding 5



Te vermijden plaatsen

Plaats uw rookmelder niet op een van de volgende plaatsen:

- Badkamers, keuken, doucheruimtes, garages of andere kamers waar de rookmelder af kan gaan door stoom, condens, normale rook of damp.
- Zolders (ongeisoleerd) of andere plaatsen waar extreme temperaturen kunnen voorkomen (lager dan 4 °C of hoger dan 40 °C).

- Dicht bij een siervoorwerp, deur, verlichtingsarmatuur, raamkozijn enz. waardoor de rook mogelijk niet in de rookmelder kan komen.
- Oppervlakken die normaal warmer of kouder zijn dan de rest van de kamer (zolderluiken, ongeïsoleerde buitenmuren enz.). Door de temperatuurverschillen bereikt de rook de eenheid mogelijk niet.
- Naast of direct boven een verwarming of airconditioning, raam, ventilatieopening enz. waardoor de richting van de luchtstroom kan veranderen.
- Erg hoge of onhandige ruimtes waar de rookmelder moeilijk te bereiken is om deze te testen of de batterij te vervangen.
- Op minder dan 1,5 m afstand van tl-armaturen, omdat elektrische 'ruis' en/of flirkerend licht van invloed kan zijn op de eenheid.
- In de buurt van zeer stoffige of vuile ruimtes, omdat de eenheid door ophoping van stof in de kamer te gevoelig kan worden en kan afgaan. Hierdoor kan ook het insectengas geblokkeerd worden en worden belet dat rook de kamer binnenkomt.
- Ruimtes waar veel insecten zijn. Doordat kleine insecten de kamer binnengaan, kan het alarm met tussenpozen afgaan.

Testen en onderhoud

Uw rookmelder is een levensreddend apparaat en moet periodiek worden gecontroleerd. Controleer regelmatig of het indicatielampje op de rookmelder één keer per minuut knippert ten teken dat de apparaten zijn ingeschakeld. Vervang de batterij zodra het lampje niet meer knippert.

Uw rookmelder handmatig testen

Wij raden u aan de rookmelders na installatie te testen en vervolgens ten minste eenmaal per week, om er zeker van te zijn dat de eenheden werken. Hierdoor kunnen u en uw gezin ook vertrouwd raken met het geluid van de rookmelders.

- Houd de testknop ingedrukt tot het alarm afgaat (zie Installatie). Het geluid stopt kort nadat u de knop hebt losgelaten.
- Als u een extra Visit-ontvanger gebruikt, controleert u of het rode Visit-indicatielampje op de ontvanger gaat branden en de ontvanger geluid gaat maken, gaat knipperen of trillen, afhankelijk van het model. Zie **Installatie** en de gebruikershandleiding van de betreffende Visit-ontvanger.

- De ontvanger stopt binnen 40 seconden.
- Herhaal deze procedure voor alle andere rookmelders in het systeem.

Test de melder niet met een vlam

Daardoor kan de rookmelder in brand vliegen en het huis beschadigd raken. Wij raden af om met rook te testen. De resultaten kunnen namelijk misleidend zijn, tenzij u speciale apparatuur gebruikt. Als u op de testknop drukt, simuleert u daarmee het effect van rook in een rookmelder dat tijdens een echte brand zou kunnen optreden. U hoeft een rookmelder dan ook niet met rook of een vlam te testen.

Loos alarm

Als er, wanneer het alarm afgaat, geen rook, hitte of lawaai ten teken van een brand te bekennen is, dient u eerst uw gezin op een veilige plaats te brengen voordat u op onderzoek uitgaat.

- Controleer het huis zorgvuldig voor het geval er ergens een brandje ligt te smeulen.
- Ga na of er een bron van rook of damp is, bijvoorbeeld kookdampen die door een afzuigkap langs de rookmelder worden gezogen. Als dit het geval is, waaiert u de rook gewoon weg met een krant of iets dergelijks.
- Als de oorzaak van het alarm niet duidelijk is, moet worden aangenomen dat de oorzaak een werkelijke brand is en moet de woning onmiddellijk worden geëvacueerd.

 Als er regelmatig ongewenst/loos alarm is, kan het nodig zijn om de rookmelder op een andere plaats te hangen, uit de buurt van de bron van de damp. Wij adviseren u in de keuken een warmtemelder te gebruiken om dergelijk loos alarm te voorkomen.

Uw rookmelder reinigen

Reinig uw rookmelder regelmatig. Gebruik een zachte borstel of het borstelopzetstuk van uw stofzuiger om stof en spinnenwebben te verwijderen van de zijanten en de gleuven in het deksel waar de rook binnenkomt. Houd het deksel gesloten tijdens het reinigen.

 Stofzuig of borstel niet binnenin de rookmelder. Verf de rookmelder niet. Behalve het onderhoud en de reiniging zoals beschreven in dit boekje, hoeft de klant verder geen onderhoud aan dit product uit te voeren. Reparaties moeten, indien nodig, door de fabrikant worden verricht.

Vervuiling door stof en insecten

Elke rookmelder is gevoelig voor het binnendringen van stof en insecten, wat een vals alarm kan veroorzaken. Bij de constructie van onze rookmelders zijn het nieuwste ontwerp en de

modernste materialen en fabricagetechnieken toegepast om de gevolgen van vervuiling tot een minimum te beperken. De gevolgen van vervuiling door stof en insecten kunnen echter niet volledig worden weggenomen. Om de levensduur van de rookmelder te verlengen moet u er dus voor zorgen dat deze schoon blijft en zich geen overtollig stof ophoopt.

-  Alle insecten en spinnenwebben in de buurt van de rookmelder moet u onmiddellijk verwijderen. In bepaalde omstandigheden kan vervuiling zich, zelfs bij regelmatig reinigen, ophopen in de rooksensorkamer, waardoor de melder afgaat. Als dit gebeurt, moet u de rookmelder naar ons terugsturen voor onderhoud of vervanging.
-  Vervuiling valt buiten onze controle, is totaal onvoorspelbaar en wordt als normale slijtage beschouwd. Daarom valt vervuiling niet onder de garantie en worden de kosten voor dergelijk onderhoudswerk in rekening gebracht.

De batterijen vervangen

Nieuwe lithiumbatterijen moeten meer dan vijf jaar meegaan. Als de batterij bijna leeg is en moet worden vervangen, piept de rookmelder en knippert het rode lampje elke 50 s gedurende minimaal 30 dagen. De batterijen moeten dan worden vervangen. Vervang de batterijen ook als de melder niet afgaat wanneer u op de testknop drukt.

- Voor maximale betrouwbaarheid kijkt u de batterij ten minste één keer per jaar na. Als u de batterij vervangt, drukt u op de testknop om te controleren of de melder het goed doet.
- Gebruik alleen batterijen van het merk en type uit de instructies. Wanneer u andere batterijen gebruikt, kan er brand of letsel ontstaan.
- **Gooi de batterij niet in vuur**
U dient de batterij op veilige en milieuvriendelijke wijze af te voeren via het recyclecentrum bij u in de buurt. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor verder advies.

Einde van de levensduur

De hele rookmelder moet worden vervangen als de eenheid langer dan 10 jaar geleden is geïnstalleerd (controleer de datum bij 'vervangen vóór' aan de zijkant van de eenheid).

- **Gooi de rookmelder niet in vuur**
U dient de rookmelder op veilige en milieuvriendelijke wijze af te voeren via het recyclecentrum bij u in de buurt. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor verder advies.

Brandveiligheidsinstructies

Bij het gebruik van huishoudelijke beschermingsapparatuur dient u altijd de veiligheidsinstructies op te volgen, waaronder de onderstaande.

- Lees alle instructies.
- Oefen het noodvluchtplan zodat iedereen in huis weet wat hij of zij moet doen als het alarm afgaat.
- Gebruik de testknop op de rookmelder om uw gezin vertrouwd te maken met het alarmgeluid en om regelmatig brandoefeningen te houden met alle gezinsleden. Teken een plattegrond waarop vanuit elke kamer in het huis ten minste twee vluchtroutes staan aangegeven.
- Kinderen zijn geneigd zich te verstoppelen als ze niet weten wat ze moeten doen. Leer kinderen hoe ze kunnen vluchten, ramen kunnen openen en een opgerolde vlucht ladder en een opstapje kunnen gebruiken zonder hulp van een volwassene. Zorg ervoor dat ze weten wat ze moeten doen als het alarm afgaat.
- Constante blootstelling aan hoge of lage temperaturen of een hoge luchtvochtigheid kan de levensduur van de batterij verkorten.
- Om loos alarm snel af te zetten waaiert u krachtig met een krant of iets dergelijks om de rook weg te krijgen of drukt u op de testknop.
- Probeer niet om de batterij te verwijderen, op te laden of te verbranden, omdat deze kan ontploffen.
- Als u de batterij moet verwijderen om deze apart af te voeren, behandelt u deze voorzichtig om oogletsel of huidirritatie te voorkomen als de batterij heeft gelekt of is verroest.
- Kom niet aan de kamer. U kunt veilig de batterij vervangen en de rookmelder reinigen volgens de instructies in dit boekje.
- Om ervoor te zorgen dat de melder gevoelig blijft voor rook, verf of bedekt u de rookmelder niet; voorkom ophoping van spinnenwebben, stof of vet.
- Als de rookmelder beschadigd is of niet goed werkt, probeert u deze niet te repareren. Laat uw rookmelder onderhouden (zie **Service en ondersteuning**).
- Dit apparaat is **UITSLUITEND** bedoeld voor gebouwen met een woonfunctie.
- Dit is geen draagbaar product. Het moet worden bevestigd volgens de instructies.
- Rookmelders vormen geen vervanging voor verzekering. De leverancier of fabrikant is niet uw verzekeraar.

Brandveiligheidsaanwijzingen

- Gooi vette en brandbare lappen weg.
- Bewaar benzine en andere brandbare materialen in geschikte containers.
- Rook niet in bed. Controleer in de kamers waar wordt gerookt altijd of er zich onder de kussens geen smeulende sigaretten en as bevindt.
- Houd lucifers uit de buurt van kinderen.
- Overbelast de elektrische circuits niet.
- Gebruik altijd een metalen haardscherm en laat schoorstenen regelmatig vegen.
- Vervang versleten of beschadigde contactdozen, schakelaars, elektrische bedrading in huis en gescheurde of versleten elektriciteitskabels en stekkers.
- Zorg voor regelmatig onderhoud aan het centrale verwarmingssysteem.
- Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten en gereedschappen een erkend keurmerk hebben. Dit apparaat kan niet te allen tijde iedereen beschermen. Het beschermt niet altijd tegen de drie meest voorkomende oorzaken van dodelijke branden:
 - Oken in bed;
 - Kinderen alleen thuislaten;
 - Schoonmaken met brandbare vloeistoffen, zoals benzine.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de brandweer.

Uw vluchtroute voorbereiden

- 1 Controleer de kamerdeuren op warmte of rook. Maak een warme deur niet open. Gebruik een alternatieve vluchtroute. Sluit deuren bij vertrek achter u.
- 2 Bij dichte rook kruipt u naar buiten en blijft u dicht bij de vloer. Adem kort in, indien mogelijk door een natte doek, of houd uw adem in. Er overlijden meer mensen door het inademen van rook dan door vlammen.
- 3 Ga zo snel mogelijk naar buiten. Stop niet om spullen te pakken. Spreek van tevoren een plaats buiten af waar alle gezinsleden bij elkaar komen. Controleer of iedereen er is.
- 4 Bel de brandweer bij een van de burens of met een mobiele telefoon. Denk eraan om uw naam en adres op te geven.
- 5 Ga **NOOIT** terug naar binnen in een brandend huis.



i Beperkingen van de melder

Beperkingen van rookmelders

Rookmelders hebben er aanzienlijk toe bijgedragen dat er door brand minder doden vallen in de landen waar ze op grote schaal worden geïnstalleerd. Onafhankelijke instanties hebben echter verklaard dat rookmelders in bepaalde omstandigheden niet altijd effectief zijn. Hier zijn diverse redenen voor te noemen:

- Een rookmelder doet het niet als de batterij leeg is of niet is aangesloten. Test regelmatig en vervang de hele rookmelder als deze het niet doet.
- Een rookmelder detecteert een brand niet als er onvoldoende rook bij de rookmelder komt.
- Rook kan bijvoorbeeld niet bij de rookmelder komen als de brand te ver weg is, als de brand op een andere verdieping is, achter een gesloten deur, in een schoorsteen, in een spouwmuur, of als de rook of warmte door de heersende luchtstromingen wordt weggevoerd.
- Door aan beide zijden van gesloten deuren rookmelders te installeren en door meer dan één rookmelder te installeren zoals aanbevolen in dit boekje, verbetert u de kans op vroegtijdige detectie aanzienlijk.
- De radioverbinding met de aanvullende Visit-ontvangers werkt mogelijk niet door storing of doordat het signaal wordt geblokkeerd door meubilair, een verbouwing enz.
- Iemand die verdovende middelen of alcohol heeft gebruikt, wordt niet altijd wakker van een rookmelder.
- Rookmelders zijn niet altijd hoorbaar.
- Het is mogelijk dat een rookmelder niet elk soort brand detecteert om vroeg genoeg te waarschuwen. Rookmelders zijn met name ontoereikend bij: brand door roken in bed, ontsnapt gas, krachtige explosies, slechte opslag van brandbare lappen en/of vloeistoffen (zoals benzine, verf, alcohol enz.), overbelaste elektrische circuits, brandstichting, kinderen die met lucifers spelen.
- Rookmelders hebben niet het eeuwige leven. Wij raden u aan een rookmelder uit voorzorg na tien jaar te vervangen.

Beperkingen van radiosignalen

De BE1481/-DE Visit Rookmelder van Bellman & Symfon is zeer betrouwbaar en getest volgens de hoogste normen. Door het relatief lage zendvermogen en het beperkte radiobereik (vereist door regelgevende instanties), moet echter rekening worden gehouden met een aantal beperkingen.

- Ontvangers kunnen worden geblokkeerd door radiosignalen op of dicht bij hun bedrijfsfrequentie, ongeacht de radio-instellingen.
- Radiozendontvangstapparatuur moet regelmatig worden getest, ten minste wekelijks. Dit is om vast te stellen of er storingsbronnen zijn die communicatie verhinderen, of het radiopad niet verstoord is door verplaatst meubilair of een verbouwing, en zo in het algemeen bescherming te bieden tegen deze en andere storingen.
- Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, kan

het een schadelijke storing in de radio- en televisieontvangst veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storingen zullen optreden. Als het apparaat een dergelijke storing veroorzaakt, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te schakelen, adviseren wij u de storing op te heffen door middel van een of meer van de volgende maatregelen:

- Stel de eenheid opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de rookmelder en het apparaat dat wordt beïnvloed.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisietechnicus

Service en ondersteuning

Indien het product beschadigd is of niet goed werkt, volgt u de instructies in deze gebruikershandleiding. Indien het product dan nog steeds niet werkt zoals het hoort, neemt u contact op met uw lokale dealer voor informatie over service en garantie.

Operationele voorwaarden

Gebruik het apparaat in een droge omgeving binnen de temperatuur- en vochtigheidsgrenzen die in deze bijsluiters worden vermeld. Als het apparaat nat wordt of wordt blootgesteld aan vocht, moet het niet langer als betrouwbaar worden beschouwd en moet het worden vervangen.

Reiniging

Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen. Dit apparaat vereist geen sterilisatie.

Garantievoorwaarden

Bellman & Symfon geeft op dit product (exclusief de batterij) een garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum tegen defecten die te wijten zijn aan defecte materialen of fabricagefouten. Deze garantie is alleen van toepassing op normale gebruiks- en servicevoorwaarden en omvat geen schade als gevolg van een ongeval, verwaarlozing, misbruik, ongeautoriseerde demontage of vervuiling door welke oorzaak dan ook. Deze garantie is exclusief incidentele schade en gevolgschade. Bovendien dekt de garantie geen overmacht, zoals brand, overstromingen, orkanen en tornado's. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u ook andere rechten die per regio kunnen verschillen. In sommige landen of rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of beperkingen van de duur van een impliciete garantie, niet toegestaan, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie komt bovenop uw wettelijke rechten als consument. De bovenstaande garantie mag niet worden gewijzigd tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen.

Model, type en classificatie

Deze informatie staat vermeld op de achterzijde van de rookmelder.

Symbool uitleg

	Geeft aan dat het artikel een medisch apparaat is.
	Geeft een drager aan die unieke informatie over apparaatidentificatie bevat.
	Geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terugwinning en recycling.
	Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.
	Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische apparaat geïdentificeerd kan worden.
	Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan.

	Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
	Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie vraagt om oplettendheid of actie van de operator om ongewenste gevolgen te voorkomen.
	Een plaats aanduiden waar informatie kan worden gevonden, vooral in noodgevallen.
	Geeft de temperatuurlimieten aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.
	Geeft het bereik van de vochtigheid aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

Problemen oplossen

Als	Probeer dan dit
Er niets gebeurt als ik op de testknop van de rookmelder druk.	<ul style="list-style-type: none">Controleer of de batterijen goed zijn aangesloten.Vervang de batterij van de rookmelder. Gebruik uitsluitend batterijen van het type AA Energizer Lithium L91.Controleer hoe oud de rookmelder is; zie de datum bij 'vervangen vóór' op het apparaat.
De rookmelder piept als ik op de testknop druk, maar de Visit-ontvanger niet reageert.	<ul style="list-style-type: none">Controleer de batterijen van de ontvanger en de verbinding.Plaats de ontvanger dichterbij de rookmelder zodat u zeker weet dat deze binnen radiobereik is.Controleer of de eenheden zijn ingesteld op dezelfde radiocode (zie De radiocode wijzigen).
De Visit-ontvanger zonder reden wordt geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none">Controleer op damp, stoom enz. uit de keuken of badkamer. Verf en andere dampen kunnen loos alarm veroorzaken.Vervang de batterij van de rookmelder als het rode Visitindicatielampje op de ontvanger elke 400 s knippert (zie Signaalpatroon).Als het probleem zich blijft voordoen, is er waarschijnlijk een ander Visit-systeem in de buurt waardoor uw ontvanger wordt geactiveerd. Wijzig de radiocode op alle eenheden (zie De radiocode wijzigen).
De rookmelder zonder reden piept.	<ul style="list-style-type: none">Controleer op tekenen van vervuiling zoals spinnenwebben of stof. Indien nodig reinigt u de melder (zie Uw rookmelder reinigen).Als het probleem zich blijft voordoen, is de rookmelder defect en moet u deze vervangen.

Technische specificaties

Kenmerken

Sensortype	Optische rookdetectie en warmtedetectie.
Rookgevoeligheid	0,115 – 0,168 dB/m Voldoet aan de vereisten van EN 14604:2005+AC:2008
Warmtegevoeligheid	62°C (+/- 8°C)
Hoorbaar alarm	Min 85 dB(A) @ 3m (10'), Frequency: 3.2 kHz
Radioverbinding	Bevat een aparte radiomodule in de rookmelder
Waarschuwing batterij bijna leeg	Geeft het alarmsignaal door aan alle Visit-ontvangers met dezelfde radiocode binnen het radiobereik.
Uitzendfunctie	Verstuurt het rook- en warmtealarm naar alle andere Visit-ontvangers binnen het bereik en negeert daarbij de radiocode-instellingen.

Voeding

Batterijvoeding	2 × AA-batterijen van 1,5 V, type Energizer Lithium L91
Stroomverbruik	In stand-by < 15 µA, Actief < 75 mA
Gebruikstijd	5 jaar

Radiofunctie

Radiofrequentie	868.30 MHz
Maximale uitgangsstroom	4.2 dBm
Dekking	Tot 200 m, vrije zichtlijn. Het bereik wordt beperkt door muren, grote objecten en andere radiozenders zoals tv's en mobiele telefoons.

Activeren

Omgevings vereisten

Via rook en/of warmte en via de testknop
Alleen voor gebruik binnenshuis
Gebruikstemperatuur: 4 tot 40 °C
Vochtigheidsbereik: 15 tot 95% relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)

Afmetingen en gewicht

Afmetingen: Ø 120 × 37 mm (Ø 4.7" × 1.5")
Gewicht 150 g (5.27 oz.), including batteries

Configuratie

Deze zender kan met alle ontvangers van Visit worden gebruikt.

In de doos

- BE1481/-DE Rookmelder
- Beugel
- Batterijen
- Schroeven



Website:



Deze rookmelder is uitgerust met een radiomodule die radiosignalen doorgeeft aan één of meerdere Visit ontvangers. Een Visit ontvanger zorgt ervoor dat het alarm in het hele pand wordt opgemerkt. Het waarschuwings- en signaalpatroon voor de Visit ontvanger wordt uitgelegd in de gebruikshandleiding van het product.

Informatie over naleving

Hierbij verklaart Bellman & Symfon dat dit product in Europa voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en de Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de Bellman & Symfon website bellman.com.

Dit product voldoet ook aan de Bouwproductenverordening (EU) nr. 305/2011 voor rookmelder apparaten.

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warmington,
Peterborough, PE8 6UT, UK

CH REP

Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1481_012MAN4.0
Date of issue: 2024-12-02

TM and © 2024 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.