





BE2022
Maxi Pro TV Streamer





BE2022 Maxi Pro TV Streamer

4	User manual
16	Bedienungsanleitung
28	Brugervejledning
40	Manual del usuario
52	Käyttöopas
64	Mode d'emploi
76	Manuale d'uso
88	Gebruikshandleiding
100	Brukermanual
112	Instrukcja obsługi
124	Bruksanvisning
136	Používateľská príručka
148	用戶手冊
160	用戶手冊
172	ユーザーマニュアル

EN
DE
DK
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PL
SE
SK
CN _{SI}
CN _{TR}
JP

Lisez d'abord ceci

Ce livret vous guide dans l'utilisation et l'entretien de votre nouvel Amplificateur TV Maxi Pro. Veuillez à lire attentivement ce livret, y compris la section **Avertissements**. Si vous avez d'autres questions, contactez votre audioprothésiste.

A propos du streamer TV

L'amplificateur TV Maxi Pro vous permet d'écouter la télévision à un volume qui vous convient, sans affecter le volume des autres personnes présentes dans la pièce. Il transmet le son en stéréo via Bluetooth à votre Amplificateur Personnel Maxi Pro.

Groupe d'utilisateurs prévu

Personnes de tous âges.


Utilisateur prévu

Un utilisateur qui souhaite contrôler la syntonisation et le volume d'écoute.

Principe de fonctionnement

La famille de produits audio se compose de plusieurs amplificateurs et émetteurs de son qui ont été spécialement conçus pour améliorer le son, même dans des situations exigeantes. Selon la fonction assignée à l'amplificateur ou à l'émetteur sonore, différents microphones peuvent être utilisés pour capter le son direct ou améliorer le son ambiant.

Vue d'ensemble



FR

Contenu de l'emballage

Les articles suivants sont fournis avec le TV Streamer :

Un câble mini-stérééo



Un adaptateur mini-stérééo vers RCA



Un câble à fibres optiques




Un cordon connecteur CC vers USB




Éléments nécessaires à la mise en route

Les éléments suivants sont également requis:

Une télévision avec une sortie RCA, un port casque ou un port audio optique



Un Amplificateur personnel Maxi Pro



Configurer le TV Streamer


Étape 1 : Connexion audio

Il existe plusieurs moyens de connecter le TV Streamer à votre télévision. Le choix du moyen dépend des ports audio disponibles sur votre télévision.

Utiliser la sortie RCA de la télévision

- 1 Branchez une extrémité du câble mini-stérééo sur l'entrée audio à l'arrière du TV Streamer.
- 2 Branchez l'autre extrémité sur l'adaptateur mini-stérééo vers RCA.
- 3 Branchez les fiches RCA sur la sortie audio de votre télévision.


Vous pouvez également connecter le câble mini-stérééo directement sur la sortie casque de votre télévision. Notez que cela pourrait couper le son des haut-parleurs sur certains modèles de télévision.



Utiliser la sortie optique de la télévision

Si votre télévision est dotée d'une sortie optique, vous pouvez utiliser le câble à fibres optiques pour connecter le TV Streamer à la télévision. Voici comment le connecter :


- 1 Branchez une extrémité du câble sur l'entrée optique à l'arrière du TV Streamer.
- 2 Branchez l'autre extrémité sur la sortie optique de votre télévision.



Étape 2: Branchement du câble d'alimentation

- 1 Raccordez l'extrémité du cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation à l'arrière de l'émetteur TV.
- 2 Raccordez la fiche USB à l'adaptateur secteur du Maxi.
- 3 Insérez la prise dans l'adaptateur secteur, puis branchez celui-ci sur une prise murale. Le témoin d'alimentation s'allume en vert.

Vous pouvez également alimenter l'appareil en raccordant la fiche USB du cordon d'alimentation à un port USB du téléviseur. Toutefois, ceci peut entraîner un décalage avec le son du téléviseur diffusé dans votre casque pendant la reconnexion.



Étape 3 : Appairage

Veuillez noter que si le streamer TV est livré avec votre Maxi Pro, vous n'avez pas besoin de coupler les unités.

- 1 **Sur le TV streamer:** appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote en bleu.
- 2 **Sur votre Maxi Pro:** appuyez sur le sélecteur de microphone. Appuyez sur le sélecteur Bluetooth et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote en bleu.
- 3 Les deux indicateurs Bluetooth émettront une lumière bleue continue pour indiquer que l'appairage a été effectué avec succès.

Utiliser le TV Streamer


Tant que votre émetteur TV est raccordé à l'alimentation, il reste allumé et se reconnecte automatiquement à votre Maxi Pro lorsqu'il se trouve à portée du signal Bluetooth. Les deux indicateurs Bluetooth s'allument en bleu lorsque les appareils sont connectés.

Si vous alimentez l'émetteur TV depuis le téléviseur, l'émetteur démarre automatiquement lorsque vous allumez le téléviseur et se reconnecte à votre Maxi dans un délai de 10 secondes.

Recharger votre Maxi Pro

Comment charger votre Maxi depuis l'émetteur TV:

- 1 Branchez l'extrémité USB du câble de charge du Maxi sur la sortie de charge USB à l'arrière du TV Streamer.
- 2 Connectez l'autre extrémité à la prise de charge Maxi.
- 3 L'indicateur de batterie du Maxi clignote en vert pendant le chargement. Au bout de 3 heures, il émet une lumière verte continue pour indiquer que le Maxi est complètement chargé.



Avertissements généraux

Cette section contient des informations importantes sur la sécurité, la manipulation et les conditions d'utilisation. Conservez ce livret pour une utilisation ultérieure. Si vous venez d'installer l'appareil, ce livret doit être remis au propriétaire de la maison.

Avertissements de danger

- Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres blessures ou dommages à l'appareil ou à d'autres biens.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- N'utilisez pas et ne rangez pas cet appareil à proximité de sources

de chaleur telles que des flammes nues, des radiateurs, des fours ou d'autres appareils produisant de la chaleur.

- Protégez les câbles de toute source potentielle de dommage.
- Protégez l'appareil des chocs pendant le stockage et le transport.
- L'utilisation de cet appareil à côté ou empilé avec d'autres appareils doit être évitée car elle pourrait entraîner un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet appareil et les autres appareils doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
- L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et un fonctionnement incorrect.
- Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute partie de cet appareil, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, les performances de l'appareil risquent d'être altérées.
- L'adaptateur secteur ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et les objets contenant des liquides, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil. Pour déconnecter complètement l'adaptateur secteur, la fiche de l'adaptateur doit être débranchée de la prise secteur. La prise de l'adaptateur ne doit pas être bloquée et doit être facile d'accès pour l'utilisation prévue. Les caractéristiques techniques sont indiquées à l'arrière de l'appareil.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- N'allez pas à l'encontre de l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise, consultez un électricien pour qu'il remplace la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier au niveau des prises et de leur sortie de l'appareil.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

- Ne démontez pas l'appareil, il y a un risque d'électrocution. L'altération ou le démontage de l'appareil annule la garantie.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur uniquement. N'exposez pas l'appareil à l'humidité.
- N'utilisez que les adaptateurs secteur et les accessoires spécifiés dans ce livret.

Informations sur la sécurité des produits

- Le non-respect de ces instructions peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- Ne laissez pas tomber votre appareil. Une chute sur une surface dure peut l'endommager.
- L'appareil ne peut être réparé que par un centre de service agréé.
- Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, contactez le point de vente, votre bureau local Bellman & Symfon ou le fabricant. Visitez le site bellman.com pour obtenir les coordonnées des personnes à contacter.
- Les piles rechargeables doivent être complètement chargées avant la première utilisation de l'appareil. Ne chargez les batteries qu'à une température comprise entre 0° et 35°C, 32° et 95° F.
- Les piles rechargeables ne doivent être changées que par Bellman & Symfon ou un centre de service agréé. Il y a un risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement.
- N'utilisez pas l'appareil dans les zones où les équipements électroniques sont interdits.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à bord d'un avion, sauf autorisation expresse du personnel navigant.

Conditions d'utilisation

Utilisez l'appareil dans un environnement sec, dans les limites de température et d'humidité indiquées dans ce livret. Si l'appareil est mouillé ou exposé à l'humidité, il ne doit plus être considéré comme fiable et doit donc être remplacé.

Nettoyage

Débranchez tous les câbles avant de nettoyer votre appareil. Utilisez un chiffon doux et non pelucheux. Évitez de faire pénétrer de l'humidité dans les ouvertures. N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers, d'aérosols, de solvants, d'alcool, d'ammoniaque ou de produits abrasifs. Cet appareil ne nécessite pas de stérilisation.

Service et assistance

Si l'appareil semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement, suivez les instructions de ce livret. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas comme prévu, contactez votre audioprothésiste local pour obtenir des informations sur le service et la garantie.

Conditions de garantie

Bellman & Symfon garantit ce produit pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat contre tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication.

Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions normales d'utilisation et de service, et ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage non autorisé ou d'une contamination, quelle qu'en soit la cause. Cette garantie exclut les dommages accessoires et indirects. En outre, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient en fonction du territoire. Certains pays ou juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur. La garantie ci-dessus ne peut être modifiée que par un écrit signé par les deux parties.

Certifié Bluetooth®

Cet appareil comprend un module Bluetooth qui a passé le certificat QBQ. La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Bellman & Symfon se fait sous licence.

Informations sur l'élimination et le recyclage du produit

Conformément aux lois et réglementations locales, votre produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Le recyclage de votre produit contribuera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

Informations sur la conformité

Par la présente, Bellman & Symfon déclare qu'en Europe, ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques. Le texte intégral de la déclaration de conformité peut être obtenu sur le site web de Bellman & Symfon, bellman.com.

Explication du symbole

-  Indique le numéro de série du fabricant afin de permettre l'identification d'un dispositif médical spécifique.
-  Indique que le produit ne doit pas être jeté comme un déchet non trié, mais doit être envoyé dans des installations de collecte séparée pour être récupéré et recyclé.
-  Indique le fabricant du dispositif médical.
-  Ce symbole indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.
-  Ce symbole indique qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou que la situation actuelle nécessite une prise de conscience ou une action de la part de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.
-  Identifier un lieu où l'on peut trouver des informations, notamment en cas d'urgence.
-  Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.
-  Indique la plage d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.

Dépannage

Si	Essayez la procédure suivante
Rien ne se produit lorsque j'appuie sur le bouton Bluetooth du TV Streamer.	Assurez-vous que le TV Streamer est branché à l'alimentation électrique (voir la section Branchement du câble d'alimentation).
Je n'entends pas le son de ma télévision dans mon casque.	Assurez-vous que le Maxi se trouve à portée et qu'il est appairé avec votre TV Streamer (voir la rubrique Appairage).
Le son de la télévision disparaît lorsque je branche le câble mini-stéréo sur la sortie casque.	- Certains modèles de télévision présentent cette particularité. - Utilisez plutôt la sortie RCA ou optique de votre télévision (voir la rubrique Connexion audio).

Spécifications techniques

Dimensions	Taille: 88 × 24 × 48 mm, 3,5 × 0,9 × 1,9"
Poids	70 g, 2,5 oz.
Fréquence	Fréquence Bluetooth : 2400 – 2483.5 MHz
Couverture	Jusqu'à 25 m, 27,5 yd, champ libre. Connectivité : Qualcomm® aptX™ LL
Puissance	Consommation électrique : 31 mA
Connexions	Entrée audio : Prise mini-stéréo 3,5 mm Sensibilité de l'entrée audio @ max 2Vrms : +6 dBV Entrée optique : 44,1KHz, 48KHz Sensibilité de l'entrée optique : 0 dBFS Entrée chargeur : 100 - 240V~, DC 5V, 1.0A Sortie de charge : USB type A
Fonctionnement	Température : 0° – 35 ° C, 32° – 95° F Humidité : 15% – 90%, sans condensation
Dans la boîte	- BE2022 Écoute TV Maxi Pro - BE9123 Kit de câble audio Amplificateur TV Maxi Pro - BE9228 Câble à fibre optique, blanc - BE9254 Câble de charge USB, blanc
Accessoires	- BE2021/BE2021-C/BE2021-P01 Amplificateur personnel Maxi Pro - Adaptateur secteur, blanc - Fiche de l'adaptateur secteur, blanc



Lees dit eerst

Dit boekje helpt u bij het gebruik en onderhoud van uw nieuwe Maxi Pro TV-streamer. Zorg ervoor dat u dit boekje zorgvuldig doorleest, inclusief het gedeelte **Waarschuwingen**. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.

Over de TV-streamer

Met de Maxi Pro TV-streamer kunt u de tv horen op het volume dat bij u past, zonder dat dit invloed heeft op het volume van anderen in de kamer. Het streamt het geluid in volledige stereo via Bluetooth naar uw Maxi Pro Persoonlijke Versterker.

Beoogde gebruikersgroep

Mensen van alle leeftijden.


Beoogde gebruiker

Een gebruiker die het afstemmen en het luistervolume wil regelen.

Prinsipp for drift

De audioproductfamilie bestaat uit verschillende versterkers en zenders die speciaal zijn ontwikkeld om zelfs in veeleisende situaties voor geluidsverbetering te zorgen. Afhankelijk van de toegewezen functie van de specifieke versterker of zender kunnen verschillende microfoons worden gebruikt om direct geluid op te vangen of het omgevingsgeluid te versterken.

Overzicht



Dit zit in de verpakking

Naast de tv-streamer zijn de volgende onderdelen bijgesloten:

Een ministereokabel



Een miniadapter van stereo naar RCA



Een glasvezelkabel




Een kabel van DC-connector naar USB




Wat u nodig hebt om aan de slag te gaan

Om uw tv-streamer in te stellen, hebt u ook nodig:

Een tv met een RCA-, hoofdtelefoon- of optische-audiopoort



Een Maxi Pro Persoonlijke Versterker



De tv-streamer instellen


Stap 1: De audio verbinden

U kunt de tv-streamer op verschillende manieren op uw tv aansluiten. Dit hangt af van welk soort audiopoorten uw tv heeft.

De RCA-uitgang van de tv gebruiken

- 1 Sluit één uiteinde van de ministereokabel aan op de audio-ingang aan de achterkant van de tv-streamer.
- 2 Sluit het andere uiteinde aan op de miniadapter van stereo naar RCA.
- 3 Steek de RCA-stekkers in de audio-uitgang van uw tv.

U kunt de ministereokabel ook rechtstreeks op de hoofdtelefoonuitgang van uw tv aansluiten. Bij sommige tv-modellen kan hierdoor het geluid van de luidsprekers worden uitgeschakeld.




De optische uitgang van de tv gebruiken

Als er op uw tv een optische uitgang zit, kunt u de glasvezelkabel gebruiken om de tv-streamer op uw tv aan te sluiten.

Zo sluit u deze aan:


- 1 Sluit één uiteinde van de kabel aan op de optische ingang aan de achterkant van de tv-streamer.
- 2 Sluit het andere uiteinde aan op de optische uitgang van uw tv.



Stap 2: Het netsnoer aansluiten

- 1 Sluit het DC-uiteinde van het stroomsnoer aan op de voedingsingang aan de achterzijde van de TV-streamer.
- 2 Sluit het USB-uiteinde aan op de Maxi-voedingsadapter.
- 3 Sluit de adapterstekker aan op de voedingsadapter en sluit deze aan op een stopcontact. De voedingsindicator gaat groen branden.

U kunt ook voeding leveren door het USB-uiteinde van het stroomsnoer aan te sluiten op een USB-poort van de tv. Dit kan echter leiden tot vertraging van het tv-geluid in uw hoofdtelefoon wanneer opnieuw verbinding wordt gemaakt.



Stap 3: Koppelen

Houd er rekening mee dat als de tv-streamer bij uw Maxi Pro is geleverd, u de apparaten niet hoeft te koppelen.

- 1 **Op de tv-streamer:** houd de Bluetoothknop ingedrukt totdat de Bluetoothindicator blauw begint te knipperen.
- 2 **Op uw Maxi Pro:** druk op de microfoonkiezer. Houd de Bluetoothkiezer ingedrukt totdat de Bluetoothindicator blauw begint te knipperen.
- 3 Beide Bluetoothindicatoren blijven constant blauw branden als de koppeling is gelukt.

Uw tv-streamer gebruiken


Zolang uw tv-streamer aangesloten is op stroom, blijft de streamer ingeschakeld en wordt er automatisch opnieuw verbinding gemaakt met uw Maxi Pro wanneer deze weer binnen het Bluetooth-bereik komt. Beide Bluetooth-indicators gaan blauw branden wanneer de eenheden aangesloten zijn.

Als u de tv-streamer van stroom voorziet via uw tv, dan wordt de streamer automatisch gestart zodra u de tv aanzet en wordt er binnen 10 seconden automatisch opnieuw verbinding gemaakt met uw Maxi.

Uw Maxi Pro opladen

U laadt uw Maxi als volgt vanaf de tv-streamer op:

- 1 Sluit het USB-uiteinde van de oplaadkabel van de Maxi aan op de USB-uitgang voor opladen aan de achterkant van de tv-zender.
- 2 Sluit het andere uiteinde aan op de Maxi laadaansluiting.
- 3 De batterij-indicator van de Maxi knippert groen tijdens het opladen. Na ongeveer drie uur gaat de indicator constant groen branden als de Maxi volledig is opgeladen.



Algemene waarschuwingen

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over veiligheid, bediening en gebruiksomstandigheden. Bewaar dit boekje voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat alleen installeert, moet u dit boekje aan de huiseigenaar geven.

Waarschuwingen voor gevaar

- Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- Gebruik of bewaar dit apparaat niet in de buurt van

warmtebronnen zoals open vuur, radiatoren, ovens of andere apparaten die warmte produceren.

- Bescherm kabels tegen mogelijke schadebronnen.
- Bescherm het apparaat tegen schokken tijdens opslag en transport.
- Gebruik van dit apparaat naast of gestapeld met andere apparaten moet worden vermeden omdat dit kan leiden tot onjuiste werking. Als een dergelijk gebruik toch noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparatuur in de gaten worden gehouden om te controleren of ze normaal functioneren.
- Het gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan die welke door de fabrikant van deze apparatuur zijn gespecificeerd of geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en een onjuiste werking tot gevolg hebben.
- Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij dan 30 cm van een onderdeel van dit apparaat worden gebruikt, inclusief de kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kunnen de prestaties van dit apparaat verslechteren.
- De oplader mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of -spetters en objecten die vloeistoffen bevatten, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst. Om de stroom volledig uit te schakelen, moet de stekker van de oplader uit het stopcontact worden getrokken. De adapterstekker mag niet geblokkeerd zijn en moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor het beoogde gebruik. Informatie over de classificatie staat op de achterkant.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardingspin. De brede pin of het derde contact zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen.
- Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij de stekkers en het punt waar ze uit het apparaat komen.

- Trek de stekker uit het stopcontact bij onweer of als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Demonteer het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Als u met het apparaat knoeit of het uit elkaar haalt, vervalt de garantie.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Gebruik alleen opladers en accessoires die in dit boekje worden genoemd.

Informatie over productveiligheid

- Als u deze instructies niet opvolgt, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.
- Laat uw apparaat niet vallen. Als u het op een hard oppervlak laat vallen, kan het beschadigd raken.
- Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkend servicecentrum.
- Als u problemen ondervindt met uw apparaat, neem dan contact op met het verkooppunt, uw plaatselijke Bellman & Symfon kantoor of de fabrikant. Visit **bellman.com** voor contactgegevens.
- Oplaadbare batterijen moeten volledig worden opgeladen voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Laad batterijen alleen op bij een temperatuur tussen 0°- 35°C.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden vervangen door Bellman & Symfon of een erkend servicecentrum. Er bestaat explosiegevaar als de batterijen niet op de juiste manier worden vervangen.
- Gebruik het apparaat niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.
- Dit apparaat mag niet in vliegtuigen worden gebruikt, tenzij het vlucht personeel hiervoor specifiek toestemming heeft gegeven.

Gebruiksomstandigheden

Gebruik het apparaat in een droge omgeving binnen de temperatuur- en vochtigheidslimieten die in dit boekje worden vermeld. Als het apparaat nat wordt of wordt blootgesteld aan vocht, mag het niet langer als betrouwbaar worden beschouwd en moet het daarom worden vervangen.

Reinigen

Koppel alle kabels los voordat u uw apparaat schoonmaakt. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in openingen komt. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen. Dit apparaat hoeft niet gesteriliseerd te worden.

Service en ondersteuning

Als het apparaat beschadigd lijkt of niet goed werkt, volg dan de instructies in dit boekje. Als het product nog steeds niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met uw audicien voor informatie over service en garantie.

Garantievoorwaarden

Bellman & Symfon garandeert dit product gedurende twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum tegen defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten.

Deze garantie geldt alleen voor normale gebruiks- en serviceomstandigheden en omvat geen schade als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd gebruik, onbevoegde demontage of verontreiniging door welke oorzaak dan ook. Deze garantie sluit incidentele schade en gevolgschade uit. Bovendien dekt de garantie geen overmacht, zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per land verschillen. Sommige landen of rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toe, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als consument. De bovenstaande garantie kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen.

Bluetooth® gecertificeerd

Dit apparaat bevat een Bluetooth-module die voldoet aan het BQB-certificaat. Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Bellman & Symfon gebeurt onder licentie.

Informatie over productverwijdering en recycling

In overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving moet uw product gescheiden van het huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt,

moet u het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt brengen. Door uw product te recylen, spaart u natuurlijke hulpbronnen en zorgt u ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt.

Informatie over naleving

Hierbij verklaart Bellman & Symfon dat dit product in Europa voldoet aan de essentiële eisen van de Radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de Bellman & Symfon website bellman.com.

Symbool uitleg



Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.



Geeft aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terugwinning en recycling.



Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan.



Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.



Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie vraagt om oplettendheid of actie van de operator om ongewenste gevolgen te voorkomen.



Een plaats aanduiden waar informatie kan worden gevonden, vooral in noodgevallen.



Geeft de temperatuurlimieten aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.



Geeft het bereik van de vochtigheid aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

Probleemoplossing

Als	Probeer dit
Er gebeurt niets als ik op de knop Bluetooth van de TV-streamer druk.	Zorg ervoor dat de TV-streamer op stroom is aangesloten, zie Stroom aansluiten.
Ik hoor het geluid van de TV niet in mijn hoofdtelefoon.	Zorg ervoor dat Maxi Pro binnen bereik is en gekoppeld is met uw TV-streamer, zie Koppelen.
Het TV-geluid verdwijnt wanneer ik de mini-stereokabel aansluit op de hoofdtelefoonuitgang.	Dit is een functie op sommige tv-modellen. Gebruik in plaats daarvan de RCA- of optische uitgang op uw tv, zie Audio aansluiten.

Technische specificaties

Afmetingen	Afmetingen: 88 × 24 × 48 mm
Gewicht	70 g
Frequentie	Bluetooth-freq: 2400 – 2483.5 MHz
Dekking	Tot 25 m, vrij veld. Connectiviteit: Qualcomm® aptX™ LL
Vermogen	Stroomverbruik: 31 mA
Aansluitingen	Audio-ingang: 3,5 mm mini-stereo aansluiting Gevoeligheid audio-ingang @ max 2Vrms: +6 dBV Optische ingang: 44,1KHz, 48KHz Gevoeligheid optische ingang: 0 dBFS Laderingang: 100 – 240V~, GELUIKSTROOM 5V, 1.0A Oplaaduitgang: USB type A
Werking	Temperatuur: 0° – 35° C Vochtigheid: 15% – 90%, niet condenserend
In de doos	- BE2022 Maxi Pro TV-streamer - BE9123 Audiokabel kit Maxi Pro TV-streamer - BE9228 Glasvezelkabel, wit - BE9254 Oplaadkabel USB, wit
Accessoires	- BE2021/BE2021-C/BE2021-P01 Maxi Pro Persoonlijke Versterker - Oplader, wit - Stekker oplader, wit

Website:



NL

Bellman & Symfon North America Inc.
PO Box 1388, Morrisville,
North Carolina 27560, USA
Phone: (910) 239-5796
Customer support: (833) BELLMAN
or (833) 235-5626



Bellman & Symfon Asia Ltd.
1401 & 1408, Laifung International Centre
33 Jie Fang Road South
Guangzhou, China
Phone: +86 20 8318 2950

DESIGN FOR EARS™



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE2022-01_003MAN3.0
Date of issue: 2025-01-13
TM and © 2025 Bellman & Symfon AB.
All rights reserved.