






BE1411 Visit door transmitter





---

**04** Bedienungsanleitung

---

**24** Brugervejledning

---

**44** User manual

---

**64** Manual de usuario

---

**84** Käyttöopas

---

**104** Mode d'emploi

---

**124** Gebruiksaanwijzing

---

**144** Brukermanual

---

**164** Bruksanvisning

---

**185** Appendix (EN)

---

DE

DK

EN

ES

FI

FR

NL

NO

SE

App

## Les dette først

Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder din nye dørsender. Sørg for at du leser den nøye, inkludert delen **Advarsler**. Dette vil hjelpe deg å få mest mulig utbytte av produktet ditt. Hvis du har flere spørsmål, kontakt din audiograf.

### Tiltenkt formål

Dette Visit varslings-systemet er ment å varsle døve og hørselshemmede om viktige signaler i hjemmet.

### Tiltenkt bruker

Den tiltenkte brukeren er en person med mild til alvorlig hørselstap eller døvhets.


### Tiltenkt bruker-gruppe

Den tiltenkte brukergruppen består av mennesker i alle aldre med mild til alvorlig hørselstap eller døvhets som trenger lyd, visuell eller sensorisk forsterkning.

### Prinsipp for drift


Visit varslings-system består av et sett sendere og mottakere som er trådløst sammenkoblet og plassert i hele hjemmet. Når en sender oppdager en aktivitet, sender den et signal til Visit-mottakeren som varsler brukeren med lyd, blinking eller vibrasjoner. For å bruke systemet må du minimum ha en sender og en mottaker.

## Oversikt




## Grunnleggende installasjon – en enkelt lydkilde

- 1 Trekk ut fliken fra batteriet for å starte senderen. Rengjør veggen med våtservietten og fjern beskyttelsesfilmen fra borrelåsen.
- 2 Monter dørsenderen til venstre for dørklokkens lydkilde og så nær den som mulig. Du kan også bruke den medfølgende skruen og pluggen.



## Installasjon – porttelefon og elektronisk dørklokke

- 1 Koble den eksterne mikrofonen til dørsenderen. Fjern beskyttelsesfilmen fra mikrofonen og fest den på intercomhøytaleren.
- 2 Trekk ut fliken fra batteriet for å starte senderen. Rengjør veggen med våtservietten og fjern beskyttelsesfilmen fra borrelåsen.
- 3 Monter dørsenderen til venstre for dørklokkens lydkilde og så nær den som mulig. **Merk:** Porttelefonen og dørklokken må være minst 25 cm fra hverandre for å unngå lydforstyrrelser.




## Installasjon – porttelefon og mekanisk dørklokke

Hvis du har en porttelefon og en mekanisk dørklokke er det mulig du trenger to dørsendere, dvs. en for hver lydkilde. Gjør slik:

- 1 Trekk ut fliken fra batteriet for å starte hver sender. Rengjør veggoverflaten med våtservietten og fjern beskyttelsesfilmen fra borrelåsen.
- 2 Monter en dørsender til venstre for dørklokken og en annen til venstre for høyttaleren til porttelefonen, så nær lydkildene som mulig.


148



## Optimere dørklokke-gjenkjenning

Neste trinn er å lære senderen å gjenkjenne dørklokken.


- 1 Hold inne knapp 1 til den øverste LED-indikatoren begynner å blinke. Slipp den for å starte opptaket.
- 2 **For døråpnere:** Hold inne knappen til dørklokken i minst 8 sekunder. **For dørklokkesignaler:** Trykk minst 8 ganger på dørklokken.
- 3 Trykk knapp 1 på senderen for å stoppe opptaket. Hvis LED-indikatoren lyser rødt, må du gjenta trinnene 1 og 2. Følg de samme trinnene. Du kan bruke knapp 2 til å ta opp lyden fra porttelefonen.



149

## Tester signalet

- 1 Ring på dørklokken eller intercomen.
- 2 LED-indikatoren på Visit-mottakeren lyser grønt og mottakeren begynner å lage lyd, blinke eller vibrere (avhengig av modellen). Hvis den ikke reagerer, se **Feilsøking**.



## Generelle advarsler

Denne delen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og driftsforhold. Oppbevar dette heftet for fremtidig bruk. Hvis du kun installerer enheten, må dette heftet gis til bruker.

### **⚠ Advarsler om fare**

- Hvis man ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen skade på apparatet eller annen eiendom.
- Sørg for å holde dette apparatet utenfor rekkevidde for barn under 3 år.
- Merk at du kan gå glipp av alarmer og varsler dersom batteriene slutter å fungere.
- Bruk kun batterityper som er spesifisert i denne brosjyren.
- Denne enheten er kun beregnet for bruk innendørs. Ikke utsett enheten for fuktighet.
- Beskytt apparatet mot støt og slag under oppbevaring og transport.
- Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Den må derfor installeres og brukes i samsvar med brukerveiledningen, siden det kan

forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjonen.

- Du må ikke bruke eller oppbevare dette apparatet i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatorer, ovner eller andre apparater som produserer varme.
- Du må ikke ta fra hverandre apparatet; det finnes risiko for elektrisk støt. Dersom man forsøker å endre på eller demontere apparatet, vil det gjøre garantien ugyldig.
- Beskytt kablene mot potensiell skade.
- Du må ikke foreta endringer eller modifiseringer av dette apparatet. Bruk kun originalt tilbehør fra Bellman & Symfon for å unngå elektrisk støt.
- Batterier er giftige. Ikke svelg dem! Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hvis de svelges, må du umiddelbart kontakte lege!

## **i** Informasjon om produktsikkerhet

- Hvis man ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på apparatet og at garantien blir ugyldig.
- Ikke utsett batteriene for brann eller for direkte sollys.
- Ikke slipp apparatet i bakken. Apparatet kan ta skade hvis det slippes ned på en hard overflate.

- Ikke bruk enheten i områder der bruk av elektronisk utstyr er forbudt.
- Apparatet må kun repareres av et autorisert servicesenter.
- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med bruk av dette apparatet, må du kontakte produsenten eller en annen relevant instans.
- Hvis det oppstår problemer med apparatet ditt, må du kontakte stedet der du kjøpte apparatet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. Besøk **bellman.com** for kontaktinformasjon.
- Uten tillatelse gitt av NCC, har ingen selskaper, foretak eller brukere lov til å endre frekvensen, forbedre sendekraften eller endre de opprinnelige egenskapene eller ytelsen på en godkjent lavfrekvent radiofrekvens-enhet.
- Dette apparatet skal ikke brukes på fly med mindre det er spesifikt tillatt av flypersonell.

## Driftsforhold

Bruk apparatet i et tørt miljø innenfor det temperaturområdet og de fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Dersom apparatet blir vått eller blir utsatt for fuktighet, bør det ikke lenger regnes som pålitelig og må derfor erstattes.

## Rengjøring

Koble fra alle kabler før du rengjør apparatet. Bruk en myk klut som ikke loer. Unngå at fuktighet kommer inn i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler for husholdningsbruk, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler. Dette apparatet krever ikke desinfisering.

## Service og support

Hvis apparatet ser ut til å være skadet eller ikke fungerer korrekt, må du følge instruksjonene i dette heftet. Hvis produktet fremdeles ikke fungerer som det skal, må du kontakte din hørselsspesialist for informasjon om service og garanti.

## Garantibetingelser

Bellman & Symfon tilbyr garanti for dette produktet (unntatt batteriet) i to (2) år fra kjøpsdatoen mot alle defekter som skyldes feil på materialer eller konstruksjonsfeil. Denne garantien gjelder kun for vanlige bruksforhold og service, og omfatter ikke skade som skyldes ulykke, vanskjøtsel, feilaktig bruk, uautorisert demontering eller kontaminering, uansett hvordan dette er oppstått. Denne garantien omfatter ikke

tilfeldig eller indirekte skade. Videre dekker ikke garantien force majeure, slik som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan også ha andre rettigheter som varierer i forhold til hvor du bor. Enkelte land og jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfeldige eller indirekte skader, eller begrensninger på hvor lenge en implisitt garanti varer, derfor er det mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker. Garantien ovenfor kan ikke endres med mindre begge parter samtykker i dette skriftlig.

## Konfigurasjonsalternativer

Denne dørsenderen kan konfigureres med følgende Visit mottakere og tilbehør:

### Kompatible Visit mottakere

- BE1450 Visit bærbar mottaker
- BE1441 Visit flashmottaker
- BE1442 Visit flashmottaker
- BE1580 Visit alarmklokkemottaker
- BE1470 Visit personsøker mottaker
- BE1560 Visit håndleddsmottaker

### Tilgjengelig tilbehør

- BE9199 Ekstern mikrofon 2,5 m
- BE9200 Ekstern mikrofon 0,75 m

For detaljert produktinformasjon se den tilsvarende brukermanualen.



## Samsvarsinformasjon

Med dette erklærer Bellman & Symfon at dette produktet i Europa oppfyller de grunnleggende kravene i EUs forordning for medisinsk utstyr EU 2017/745, i tillegg til de direktivene og forskriftene som står oppført nedenfor. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen kan innhentes fra Bellman & Symfon eller fra din lokale Bellman & Symfon-representant. Besøk **bellman.com** for kontaktinformasjon.

---

Radioutstyrsdirektivet (RED)

---

Forordningen om medisinsk utstyr (MDR)

---

Direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)

---

RoHS-direktivet

---

REACH-reguleringen

---

EU sitt batteridirektiv

---

## Påbudssymboler

**MD**

Med dette symboler bekrefter Bellman & Symfon at produktet oppfyller EU sin forordning om regulering av medisinsk utstyr EU 2017/745.

**SN**

Dette symbolet angir produsentens serienummer, som gjør at et bestemt medisinsk apparat kan identifiseres. Det er tilgjengelig på produktet og emballasjen.

**REF**

Dette symbolet indikerer produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres. Det er tilgjengelig på produktet og emballasjen.



Dette symbolet angir produsenten av det medisinske utstyret, som definert i EU-direktivene 90/385/EØS, 93/42/EØS og 98/79/EU.



Dette symbolet indikerer at brukeren bør se i brukerveilederen.



Dette symbolet angir at det er viktig for brukeren å være oppmerksom på de relevante advarslene i brukerveiledningene.



Dette symbolet angir viktig informasjon om håndtering og produksikkerhet.



Temperatur under transport og oppbevaring:  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  til  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $14\text{ }^{\circ}\text{F}$  til  $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).  
Temperatur under drift:  $0\text{ }^{\circ}$  til  $35\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}$  til  $95\text{ }^{\circ}\text{F}$ )



Fuktighet under transport og oppbevaring:  $< 90\%$ , ikke-kondenserende  
Fuktighet under drift:  $15\%$  til  $90\%$ , ikke-kondenserende



Atmosfærisk trykk under drift, transport og oppbevaring:  $700\text{ hpa}$  til  $1060\text{ hpa}$

**Drifts-  
forhold**

Dette apparatet er designet slik at det fungerer uten problemer eller begrensninger dersom det brukes til det tiltenkte formålet, med mindre noe annet er oppgitt i denne veiledningen.



Med dette CE-symbolet bekrefter Bellman & Symfon at produktet oppfyller EU-standarder for helse, sikkerhet og miljøvern så vel som Direktivet for radioutstyr 2014/53/EU.



Dette symbolet indikerer at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Vennligst lever inn ditt gamle eller ubrukte produkt ved et relevant innsamlingspunkt for resirkulering av elektronisk og elektronisk utstyr eller ta med deg ditt gamle produkt til hørselsspesialisten din for korrekt avfallshåndtering. Ved å sørge for at dette produktet kastes på korrekt måte bidrar du til å forhindre potensiell negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

## ISO-sertifisering av lovlig produsent

Bellman er sertifisert i samsvar med SS-EN ISO 9001 og SS-EN ISO 13485.  
SS-EN ISO 9001 sert.nr.: CN19/42071, SS-EN ISO 13485 sert.nr.: CN19/42070

### Sertifiseringsorgan

SGS United Kingdom Ltd, Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK

NO

## Feilsøking

| Hvis   | Prøv dette  |
|--|---|
| LED-Indikatoren blinker oransje hvert minutt   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Skift batteriene. Bruk kun 1,5 V AA (LR6) litium- eller alkaliske batterier.</li></ul>  |
| LED-Indikatorene blinker oransje hvert sekund  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Det finnes andre konkurrerende lydkilder rundt dørsenderen. Slå dem av eller skru ned volumet.</li><li>▪ Koble fra den eksterne mikrofonen for å forsikre deg om at den ikke er defekt.</li></ul>   |
| Den LED-indikatoren tennes når jeg trykker på dørklokken – men senderen aktiveres ikke | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kontroller dørsenderens og mottakerens batterier og kontakter.</li><li>▪ Flytt mottakeren nærmere dørsenderen.</li><li>▪ Kontroller at dørsenderen og mottakeren er innstilt på samme radiokanal. Se <b>Changing the radio key</b> i Appendix (kun på engelsk).</li></ul> |

### Hvis

Det tennes ikke noe lys på dørsenderen når du trykker på dørklokken

### Prøv dette

- Sørg for at du har montert senderen til venstre for dørklokkens lydkilde og ikke mer enn 3 cm fra hverandre.
- Hvis du bruker en ekstern mikrofon, må du sørge for at den er tilkoblet. Hvis du bruker hustelefon, må du sørge for at avstanden mellom hustelefonen og senderen er minst 25 cm eller at den interne mikrofonen er slått av.
- Prøv igjen, slik at senderen gjenkjenner lyden til dørklokken, se **Optimere dørklokke-gjenkjenning**.
- Hvis dørklokkesignalet varierer mye, endrer du til magnetisk gjenkjenning, se **Electromagnetic detection** i Appendix (kun på engelsk).

Mottakeren aktiveres uten noen årsak

- Et annet Visit-system i nærheten kan utløse systemet ditt. Skift radiokanal på alle enheter, se **Changing the radio key** i Appendix (kun på engelsk).

NO

## Tekniske spesifikasjoner

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Mål</b>                    | 100 × 65 × 27 mm, 4,0 × 2,6 × 1,1"   |
| <b>Vekt</b>                   | 100-118 g, 3,5–4,2 oz. avhengig av batteritype   |
| <b>Strøm og batteri</b>       | Batteri: 2 × 1,5 V AA (LR6) litium eller alkalisk<br>Strømforbruk: Aktiv <70 mA, ledig posisjon <15 µA<br>Driftstid: Alkalisk ~ 5 år, litium ~ 10 år |
| <b>Aktivering</b>             | Via testknappene, den interne eller eksterne mikrofonen, via elektromagnetisk deteksjon eller den eksterne triggerinngangen                          |
| <b>Radiofrekvens</b>          | 868,30MHz  |
| <b>Maksimal utgangseffekt</b> | 4,7 dBm  |
| <b>Dekning</b>                | 50-250 m, avhengig av bygningens egenskaper/byggingstetthet.   |
| <b>Antall radiotaster</b>     | 64 som standard. Opptil 256 med valgfri programvare.   |
| <b>I esken</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ BE1411 Visit dørsender</li><li>▪ 1,5V alkaliske AA-batterier</li><li>▪ Borrelås, skruer og plugg</li></ul>   |

## Appendix (EN)

---

**186** Installation using the External microphone

---

**187** Hardwiring your doorbell

---

**188** Testing the signal

---

**190** Default signal pattern

---

**190** Changing the signal pattern

---

**191** Using electromagnetic detection

---


**192** Changing the radio key

---

## Alternative installation – single sound source


### Using the external microphone accessory

- 1 Connect the external microphone (sold separately) to the transmitter. Remove the protective film and attach it to the doorbell's sound source.
- 2 Pull the battery tab to start the transmitter. Remove the protective film from the Velcro and mount the transmitter on the wall.
- 3 Within 2 min, press the lower button 10 times to turn off the internal microphone. The LEDs will blink 3 times in red to confirm.  
**Note:** If you exceed 2 minutes, you need to restart the transmitter by removing the batteries and putting them back in again.



## Installation – hardwiring your doorbell

- 1 Pull the battery tab to start the transmitter. Within 2 min, press the lower button 10 times to turn off the internal mic. The LEDs will blink 3 times to confirm.
- 2 Remove the front cover to access the screw terminal. There are 3 connection points:
  - Use **1** and **2** to connect an **active** switch, like a relay with current (2–30VDC, polarity independent or 2–24VAC, 5 - 150Hz).
  - Use **2** and **3** to connect a **passive** switch, like a push button.
- 3 Put the front cover back, remove the protective film from the Velcro and mount the door transmitter on the wall.




## Testing the signal

### Using the test buttons

- 1 Press both test buttons simultaneously on the transmitter. The top LED lights up in green to show that a radio signal is being transmitted.
- 2 The green Visit LED on the receiver lights up to show that the signal was received. In addition, it starts to sound, flash or vibrate depending on the receiver.

**Note:** If you have changed the signal pattern, it will react in accordance with the tables on page 191 to 192.




## Testing the signal

### Using the doorbell or intercom

- 1 Press the button on the doorbell or intercom. The LED on the transmitter lights up in green to show that the sound is detected.
- 2 The green Visit LED on the receiver lights up to show that the radio signal was received. In addition, it starts to sound, flash or vibrate depending on the receiver.

**Note:** If you have changed the signal pattern, it will react in accordance with the tables on page 191 to 192.



## Default signal pattern

When the transmitter or a connected accessory is activated, the following happens:

- 1 The LED on the transmitter lights up in green to show that it is signalling the receiver.
- 2 The Visit LED on the receiver lights up in green and it starts to sound, flash or vibrate with a certain pace, called signal pattern. The transmitter determine the signal pattern and the default is as follows:

| Transmitter   |               | Visit receiver  |                     |           |       |
|---------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|
| Source        | LED           | LED             | Sound               | Vibration | Flash |
| Internal mic. | Green, top    | Green light     | 1x door chime, low  | Slow      | Yes   |
| External mic. | Green, bottom | Green blinks    | 2x door chime, low  | Slow      | Yes   |
| Doorbell con. | Green, top    | 3x green blinks | 1x door chime, high | Slow      | Yes   |

## Changing the signal pattern

The transmitter controls the signal pattern. Open the transmitter front cover and move the signal switches according to the tables to change it:


### Transmitter

| Switch  | Source                              | LED               | Sound                | Vibration   | Flash |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------|
|  | Int. mic. / learned signal 1 / test | Green light       | 1 x door chime, low  | Slow ■□□□   | Yes   |
|   | Ext. mic. / learned signal 2        | Green blink       | 2 x door chime, high | Slow ■□□□   | Yes   |
|   | Connected doorbell                  | 3 x green blinks  | 1 x door chime, high | Slow ■□□□   | Yes   |
|  | Int. mic. / learned signal 1 / test | 2 x green blinks  | 2 x door chime low   | Slow ■□□□   | Yes   |
|   | Ext. mic. / learned signal 2        | 3 x green blinks  | 1 x door chime, high | Slow ■□□□   | Yes   |
|   | Connected doorbell                  | Green blinks      | 2 x door chime, high | Slow ■□□□   | Yes   |
|  | Int. mic. / learned signal 1 / test | 3 x green blinks  | 1 x door chime, high | Slow ■□□□   | Yes   |
|   | Ext. mic. / learned signal 2        | 2 x green blinks  | 2 x door chime, low  | Slow ■□□□   | Yes   |
|   | Connected doorbell                  | 3 x orange blinks | Baby melody          | Fast ■■■■■■ | Yes   |
|  | Int. mic. / learned signal 1 / test | Green blinks      | 2 x door chime, high | Slow ■□□□   | Yes   |
|   | Ext. mic. / learned signal 2        | Green light       | 1 x door chime, low  | Slow ■□□□   | Yes   |
|   | Connected doorbell                  | Orange blinks     | Baby melody          | Fast ■■■■■■ | Yes   |



## Transmitter


## Receiver signal pattern

| Switch  | Source                              | LED                 | Sound                 | Vibration | Flash    |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|
|  | Int. mic. / learned signal 1 / test | Green light         | 1 x door chime, low   | Slow      | ■□□□ Yes |
|   | Ext. mic. / learned signal 2        | 3 x green blinks    | 1 x door chime, high  | Slow      | ■□□□ Yes |
|   | Connected doorbell                  | 2 x green blinks    | 2 x door chime, low   | Slow      | ■□□□ Yes |
|  | Int. mic. / learned signal 1 / test | Green light         | 1 x door chime low    | Slow      | ■□□□ Yes |
|   | Ext. mic. / learned signal 2        | Green blinks        | 2 x door chime, high  | Slow      | ■□□□ Yes |
|   | Connected doorbell                  | Yellow blinks       | 2 x ring signal, high | Medium    | ■□□□ Yes |
|  | Int. mic. / learned signal 1 / test | 3 x green blinks    | 1 x door chime, high  | Slow      | ■□□□ Yes |
|   | Ext. mic. / learned signal 2        | Green light         | 1 x door chime, low   | Slow      | ■□□□ Yes |
|   | Connected doorbell                  | Red + orange blinks | Emergency siren       | Long      | ■□□□ Yes |
|  | Int. mic. / learned signal 1 / test | Green blinks        | 2 x door chime, high  | Slow      | ■□□□ Yes |
|   | Ext. mic. / learned signal 2        | 2 x green blinks    | 2 x door chime, low   | Slow      | ■□□□ Yes |
|   | Connected doorbell                  | Red blinks          | Fire alarm            | Long      | ■□□□ Yes |

## Using electromagnetic detection

The door transmitter can be set to detect electromagnetic fields emitted by electromechanical doorbells. Here is how it's done:

- Activating electromagnetic detection**  
 Move the 4th signal-switch (1) to the Up=On position.
- Deactivating electromagnetic detection**  
 Move the 4th signal-switch to the Down=Off position.







## Changing the radio key

If your Visit system is activated for no reason, there is probably a nearby system that triggers yours. In order to avoid radio interference, you need to change the radio key on all units. The radio key switches are located under the transmitter cover.

### Here is how you change the radio key:

- 1 Carefully open the front cover on the transmitter. Move any radio key switch to the up (on) position to change the radio key.
- 2 Press and hold the test/function button on the receiver until the green and yellow Visit LEDs blink alternately. Release the button.
- 3 Press both test buttons simultaneously on the transmitter within 30 s to send the new radio key.
- 4 All Visit LEDs on the receiver blink 5 times to show that the radio key has been changed. It then returns to normal mode.

Please note that all Visit units must be set to the same radio key in order to operate as a group.





## Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim Sweden  
Phone +46 31 68 28 20  
E-mail [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)  
[bellman.com](http://bellman.com)



Revision: BE1411\_209MAN1.0

Date of issue: 2022-08-31

TM and © 2022 Bellman & Symfon AB.

All rights reserved.