



BE1491
Visit baby monitor





Manufacturer


Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1491_084MAN1.0

Date of issue: 2022-02-21

TM and © 2022 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.



Baby monitor

BE1491

Brugervejledning	DA
------------------	-----------

Benutzerhandbuch	DE
------------------	-----------

User manual	EN
-------------	-----------

Manual del usuario	ES
--------------------	-----------

Käyttöopas	FI
------------	-----------

Mode d'emploi	FR
---------------	-----------

Gebruiksaanwijzing	NL
--------------------	-----------


Brukerhåndbok	NO
---------------	-----------

Bruksanvisning	SE
----------------	-----------

Installer's guide	EN
-------------------	-----------

Oversigt


Tænd/Sluk og indstillinger Lysdioder Ext. trig indgang Mikrofon



Sluk: Tryk og hold begge knapper nede i 3 sec.
Tænd: Tryk og hold begge knapper nede i 1 sec.


Installation

- 1 Fjern beskyttelsesfilmen ved batteriet inden babyovervågningen tages i brug.
- 2 Placér babyovervågningen på natbordet eller monter den på væggen vha. medfølgende skrue og rawplugs. Den anbefalede afstand fra barnet er 0,5 – 2,0 meter, uden for barnets rækkevidde.



Test:

- 1 Stil Dem ved barnets seng og lav noget lyd.
- 2 Babyovervågningens modtager indikerer med "Sut" symbol, lys eller vibration(afhængig af modtagertype), at den opfanger lyden. Hvis ingen reaktion, læs afsnittet **Indstillinger**.



Indstillinger

Knapperne for følsomhed og forsinkelse findes på babyovervågningens venstre side. Ved tryk på knappen indikerer lysdioden den aktuelle indstilling. Tryk gentagne gange for at ændre indstillingerne.

- Hvis babyovervågningen ikke aktiveres når barnet græder – forøges følsomheden.
Hvis babyovervågningen aktiveres for nemt – reduceres følsomheden.
- Hvis babyovervågningen aktiveres for hurtigt eller for langsomt – justeres forsinkelsen.




Følsomhed

Rød Lysdiode	65 dB
Orange Lysdiode	75 dB
Grøn Lysdiode	85 dB




Forsinkelse

Rød Lysdiode	30 s
Orange Lysdiode	10 s
Grøn Lysdiode	1 s



Installation af Trædemåtte

Ved brug af trædemåtten, kan man blive alarmeret, hvis barnet forlader sengen. Placér måtten ved sengen og tilslut denne til babyovervågningen, som aktiveres når dit barn træder på måtten.



Teknisk information

Strømforsyning

Batterier: 2 x 1.5 V AA (LR6) lithium eller alkaline batterier.

Strømforbrug

Aktiv < 70 mA, Stand-by position < 400 μ A

Driftstid

Alkaline ~ 6 måneder, Lithium ~ 1 år

Aktivering

Via testknapperne, mikrofon eller trædemåtte isat stikket ext. trig **DA**

Sendefrekvens

314.91 MHz, 433.92 MHz eller 868.3 MHz afhængig af region

Maksimal udgangseffekt

4,7 dBm

Dækningsområde

50-250 m afhængig af sendefrekvens. Dækningsområdet reduceres af vægge, store objekter, eller andre radiosendere.

Antal radio nøgler

Standard 64 stk. Kan udvides med op til 256 stk. ved indstilling i software.

Yderligere information



Bemærk venligst: Af sikkerhedsmæssige årsager skal babyovervågningen være uden for barnets rækkevidde. Placér aldrig babyovervågningen i Barnets seng eller kravlegård.

Brug, transport og opbevaring

For oplysning, se **Installer's Guide**.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri. Rengør med tør klud. Kan ikke genanvendes.

Sikkerhed og regler

For oplysning, se **Installer's Guide**.

Service og support

For oplysning, se **Installer's Guide**.

Fejlsøgning

Problem	Løsningsforslag
Lysdiode lyser grønt på babyovervågningen, men ingen lyd aktiverer modtageren.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér babyovervågningens og modtagerens batterier og tilslutninger.• Formindsk afstanden mellem modtager og babyovervågningen.• Kontrollér at babyovervågningen og modtageren er indstillet med samme radionøgle. Se Ændring af radionøgle i Installationsmanualen.
Babyovervågningen aktiveres ikke, selvom barnet græder.	<ul style="list-style-type: none">• Flyt babyovervågningens modtager tættere på barnet eller forøg mikrofonens følsomhed, se Indstillinger.• Bemærk venligst: Af sikkerhedsmæssige årsager skal babyovervågningen være uden for barnets rækkevidde. Placér aldrig babyovervågningen i Barnets seng eller kravlegård.

Problem	Løsningsforslag
Babyovervågningen aktiveres for ofte/nemt	<ul style="list-style-type: none">• Formindsk følsomheden eller flyt babyovervågningen endnu længere væk fra sengen, se Indstillinger.
Babyovervågningen aktiveres for hurtigt	<ul style="list-style-type: none">• Forøg forsinkelsen For yderligere information, læs afsnittet Indstillinger.
Babyovervågningen aktiveres for langsomt	<ul style="list-style-type: none">• Formindsk forsinkelsen. For yderligere information, læs afsnittet Indstillinger.
Babyovervågningen aktiveres uden årsag eller grund	<ul style="list-style-type: none">• Formentligt er et andet Visit system installeret i nærheden, som aktiverer dit system. Udskift radionøglen på alle enheder. Se Changing the radio key i Installer's Guide.
To lysdioder lyser orange hvert 10. sek	<ul style="list-style-type: none">• Udskift batterierne. Kun 1.5 V AA (LR6) lithium eller alkaline batterier kan benyttes.


Übersicht

An/Aus und Einstellung

LED Anzeige


Ext. Trigger Eingang

Mikrofon Eingang




Installation

- 1 Ziehen Sie am Batterie Streifen um den Babyruf-Sender zu aktivieren.
- 2 Stellen Sie den Babyruf-Sender auf dem Nachttisch oder hängen Sie ihn mit der Schraube an die Wand. Der empfohlene Abstand ist 0,5 bis 2 m, außerhalb der Reichweite des Kindes.



Testen

- 1 Stellen Sie sich an das Bett des Kindes und machen Lärm.
- 2 Am Visit Empfänger leuchtet ein Schnuller Symbol auf und benachrichtigt mit Ton, Licht oder Vibrationen (je nach Empfänger). Wenn er nicht reagiert, lesen Sie den Abschnitt **Settings**.



Einstellungen

Die Tasten für die Empfindlichkeit und Verzögerung sind auf der linken Seite des Babyruf-Senders. Wenn Sie die Taste drücken, zeigt die LED die aktuelle Einstellung. Drücken Sie mehrmals, um die Einstellung anzupassen.

- Wenn der Babyruf-Sender nicht auslöst, wenn das Baby schreit – erhöhen Sie die Empfindlichkeit. DE
- Wenn der Babyruf-Sender zu leicht auslöst - reduzieren Sie die Empfindlichkeit.
- Wenn der Babyruf-Sender zu schnell oder zu langsam aktiviert wird – variieren Sie die Einstellung der Verzögerung.




Empfindlichkeit

Rote LED	65 dB
Orange LED	75 dB
Grüne LED	85 dB




Verzögerung

Rote LED	30 s
Orange LED	10 s
Grüne LED	1 s



Installieren einer Kontaktmatte

Durch die Verwendung einer Kontaktmatte können Sie auch benachrichtigt werden, wenn Ihr Kind aus dem Bett steigt. Legen Sie einfach die Matte vor das Bett, verbinden Sie diese mit dem Babyruf-Sender und es wird signalisiert, wenn Ihr Kind aufsteht.



Technische Information

Stromversorgung	Batterieleistung : 2 x 1,5 V AA (LR6) Lithium oder Alkali-Batterien.
Leistungsaufnahme	Aktiv < 70 mA, inaktiv < 400 µA
Betriebsdauer	Alkali ~ 6 Monate, Lithium ~1 Jahr
Aktivierung	Über Testknopf, Mikrofon oder eine Kontaktmatte über ext. Trigger
Funkfrequenz	314,91 MHz, 433,92 MHz oder 868,3 MHz je nach Region
Max Ausgangsleistung	4,7 dBm
Reichweite	Von 50 bis 250 m, je nach Funkfrequenz. Die Reichweite wird durch Wände, große Objekte und andere Funksender reduziert.
Anzahl der Funkschlüssel	64 als Standard. Bis zu 256 mit optionaler Software.

Zusätzliche Informationen

! Beachten Sie: Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals in die Wiege, Bett oder Kinderlaufstall des Kindes.


Verwendung, Transport und Lagerung	Informationen finden Sie im Installer's Guide .
Wartung und Reinigung	Wartungsfrei. Reinigung mit einem nur leicht feuchten Tuch. Nicht für den Wiedereinsatz durch andere Personen vorgesehen.
Sicherheit und Vorschriften	Informationen finden Sie im Installer's Guide .
Service und Support	Informationen finden Sie im Installer's Guide .

Fehlerbehebung

Wenn	Versuchen sie
Ein grünes Licht am Babyruf - Sender erscheint - aber der Empfänger wird nicht aktiviert	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Batterien und Stecker des Babyruf-Senders und des Empfängers. Platzieren Sie den Empfänger näher zum Babyruf-Sender. Überprüfen Sie, dass die Babyruf-Sender und Empfänger auf den gleichen Funkkanal eingestellt sind. Siehe Changing the radio key im Installer's Guide.
Der Babyruf-Sender nicht aktiviert wird, wenn das Baby weint	<ul style="list-style-type: none"> Platzieren Sie den Babyruf-Sender näher zum Kind oder erhöhen Sie die Empfindlichkeit, siehe Einstellungen. Bitte beachten Sie: Achten Sie darauf, dass der Babyruf-Sender außerhalb der Reichweite des Kindes ist. Stellen Sie den Babyruf-Sender niemals in die Wiege, Bett oder Kinderlaufstall.


Wenn	Versuchen sie
Der Babyruf-Sender zu leicht aktiviert wird	<ul style="list-style-type: none"> Reduzieren Sie die Empfindlichkeit oder bewegen Sie den Babyruf-Sender weiter vom Kind weg, siehe Settings.
Der Babyruf-Sender zu schnell aktiviert wird	<ul style="list-style-type: none"> Erhöhen Sie die Verzögerung, siehe Settings.
Der Babyruf-Sender zu langsam aktiviert wird	<ul style="list-style-type: none"> Reduzieren Sie die Verzögerung, siehe Settings.
Der Empfänger ohne Grund aktiviert wird	<ul style="list-style-type: none"> Ein anderes Visit System könnte in der Nähe Ihres Systems auslösen. Ändern Sie den Funkschlüssel bei allen Geräten, siehe Changing the radio key im Installer's Guide.
Zwei orangefarbene Lichter leuchten alle 10 s auf	<ul style="list-style-type: none"> Wechseln Sie die Batterien. Verwenden Sie nur 1,5 V AA (LR6) Lithium oder Alkalie-Batterien.

Overview




Installation

- 1 Remove the battery pull tab to start the baby monitor.
- 2 Place the baby monitor on the nightstand or hang it on the wall with the screw and plug. The recommended distance is 0.5-2 m, out of reach from the child.



Testing

- 1 Stand by the child's bed and make a noise.
- 2 The Visit receiver lights up a pacifier symbol and indicates with sound, lights or vibrations (depending on the receiver). If it doesn't react, read the section **Settings**.



Settings

The buttons for sensitivity and delay are located on the baby monitor's left side. When you press the button, the LED shows the current setting. Then press repeatedly to adjust the setting.

- If the baby monitor isn't activated when the baby cries – increase the sensitivity. If the baby monitor is activated too easily – reduce the sensitivity.
- If the baby monitor is activated too fast or too slow – adjust the delay.




Sensitivity

Red LED	65 dB
Orange LED	75 dB
Green LED	85 dB




Delay

Red LED	30 s
Orange LED	10 s
Green LED	1 s



Installing a contact mat


By using a contact mat, you can also be notified if your child gets out of bed. Just place the mat in front of the crib, connect it to the baby monitor and it will tell you when your child steps on it.



Technical information

Power supply	Battery power: 2 x 1.5 V AA (LR6) lithium or alkaline batteries.
Power consumption	Active < 70 mA, Idle position < 400 μ A
Operating time	Alkaline ~ 6 months, Lithium ~ 1 year
Activation	Via the test buttons, microphone or a contact mat via the ext trig
Radio frequency	314.91 MHz, 433.92 MHz or 868.3 MHz depending on region
Maximum output power	4,7 dBm
Coverage	50 - 250m (55 - 273yd) depending on radio frequency. Coverage is reduced by walls, large objects and other radio transmitters.
Number of radio keys	64 as standard. Up to 256 with optional software.

Additional information

-  Please note: Always make sure the baby monitor is out of the child's reach. Never place the baby monitor in the child's crib or playpen.


Operation, transport and storage	For information, see the Installer's Guide .
Maintenance and cleaning	Maintenance free. Clean with a dry cloth. Don't use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia, or abrasives.
Safety and regulations	For information, see the Installer's Guide .
Service and support	For information, see the Installer's Guide .

Trouble shooting

If	Try this
A green light appears on the baby monitor but the receiver is not activated	<ul style="list-style-type: none">• Check the baby monitor's and the receiver's batteries and plugs.• Move the receiver closer to the baby monitor.• Check that the baby monitor and the receiver are set to the same radio key, see Changing the radio key in the Installer's Guide.
The baby monitor is not activated even though the baby is crying	<ul style="list-style-type: none">• Move the baby monitor closer to the baby or increase the microphone's sensitivity, see Settings.• Please note: Always make sure the baby monitor is out of the child's reach. Never place the baby monitor in the child's crib or playpen.


If	Try this
The baby monitor is activated <i>too easily</i>	<ul style="list-style-type: none">• Reduce the sensitivity or move the baby monitor further away from the crib, see Settings.
The baby monitor is activated <i>too fast</i>	<ul style="list-style-type: none">• Increase the delay. For more information, read the section Settings.
The baby monitor is activated <i>too slow</i>	<ul style="list-style-type: none">• Reduce the delay. For more information, read the section Settings.
The receiver is activated for no reason	<ul style="list-style-type: none">• There is probably another Visit system nearby that triggers your system. Change the radio key on all units, see Changing the radio key in the Installer's Guide.
Two orange lights appear every 10s	<ul style="list-style-type: none">• Change the batteries. Only use 1.5 V AA (LR6) lithium or alkaline batteries.

Descripción general




Instalación

- 1 Retire la pestaña de las pilas para iniciar el monitor para bebés.
- 2 Coloque el monitor para bebés en la mesilla de noche o cuélguelo de la pared con el tornillo y el enganche. La distancia recomendada es entre 0,5 y 2 m del alcance del niño.



Comprobación


- 1 Póngase junto a la cama del niño y haga ruido.
- 2 En el receptor Visit se ilumina un símbolo de chupete y se emite sonido, luz o vibraciones (según el receptor). Si no reacciona, lea el apartado **Ajustes**.





Ajustes

Los botones de sensibilidad y retardo están situados en el lado izquierdo del monitor para bebés. Cuando pulsa un botón, el LED indica el ajuste actual. Pulse repetidamente para configurar el ajuste.

- Si el monitor para bebés no se activa cuando el bebé llora – aumente la sensibilidad. Si el monitor para bebés se activa con demasiada facilidad – reduzca la sensibilidad.
- Si el monitor para bebés tarda muy poco o mucho en activarse – ajuste el retardo.


	Sensibilidad	
	LED rojo	65 dB
	LED naranja	75 dB
	LED verde	85 dB

	Retardo	
	LED rojo	30 s
	LED naranja	10 s
	LED verde	1 s



Instalación de una esterilla de contacto

Con una esterilla de contacto también puede saber si su hijo sale de la cama. Solo tiene que colocar la esterilla delante de la cuna, conectarla al monitor para bebés y este le avisará cuando el niño la pise.



Información técnica

Fuente de alimentación

Consumo eléctrico

Tiempo de funcionamiento

Activación

Radiofrecuencia

Potencia de salida máxima

Cobertura

Número de claves de radio

Funciona con pilas: 2 pilas alcalinas o de litio AA de 1,5 V (LR6).

Activo: < 70 mA; en reposo: < 400 μ A

Alcalinas: ~ 6 meses; litio: ~ 1 año

Mediante los botones de prueba, micrófono, esterilla de contacto

314,91 MHz, 433,92 MHz o 868,3 MHz según la región

4,7 dBm

50 - 250 m según la radiofrecuencia. Las paredes, los objetos de grandes dimensiones y otros transmisores por radio reducen la cobertura.

64 estándar. Hasta 256 con software opcional.

Información adicional



¡Atención! Asegúrese en todo momento de que el monitor para bebés está fuera del alcance del niño. Nunca coloque el monitor para bebés en la cuna o el parque del niño.

Uso, transporte y almacenamiento Para obtener información, consulte la *Installer's Guide*.

Mantenimiento y limpieza Sin mantenimiento. Límpielo con un paño seco.

Seguridad y normativas Para obtener información, consulte la *Installer's Guide*.

Servicio técnico Para obtener información, consulte la *Installer's Guide*.

Localización y solución de averías

Si	Intente esto
Aparece una luz verde en el monitor para bebés, pero el receptor no se activa.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe las pilas y conexiones del monitor para bebés y el receptor. • Acerque el receptor al monitor para bebés. • Compruebe que el monitor para bebés y el receptor están ajustados en la misma clave de radiofrecuencia. Consulte Changing the radio key en la Installer's Guide.
El monitor para bebés no se activa ni cuando el bebé llora.	<ul style="list-style-type: none"> • Acerque el monitor para bebés al bebé o aumente la sensibilidad del micrófono; consulte Ajustes. • ¡Atención! Asegúrese en todo momento de que el monitor para bebés está fuera del alcance del niño. Nunca coloque el monitor para bebés en la cuna o el parque del niño.

Si	Intente esto
El monitor para bebés se activa con demasiada facilidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca la sensibilidad o aleje el monitor para bebés de la cuna; consulte Ajustes.
El monitor para bebés tarda muy poco en activarse.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente el tiempo de retardo. Para obtener más información, lea el apartado Ajustes.
El monitor para bebés tarda demasiado en activarse.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzca el tiempo de retardo. Para obtener más información, lea el apartado Ajustes.
El receptor se activa sin motivo	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que otro sistema Visit cercano active su sistema. Cambie la clave de radio de todas las unidades. Consulte Changing the radio key en la Installer's Guide.
Aparecen dos luces naranjas una vez cada 10 s	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie las pilas. Utilice solo pilas alcalinas o de litio AA de 1,5 V (LR6).


Kuvaus laitteesta

On/Off ja asetukset

LED valot

Ulk. akt. liitin


Mikrofoni



Sammuta: Paina ja pidä painettuna molempia nappeja 3 s
Käynnistä: Paina ja pidä painettuna molempia nappeja 1 s


Asennus

- 1 Poista itkuhälyttimen sisään menevä paristojen suojaliuska.
- 2 Aseta itkuhälytin yöpöydälle tai ripusta se seinälle, käyttäen ruuvia ja proppua. Laitteen ja lapsen väliseksi etäisyydeksi suositellaan n. 0.5-2 m.



Testaus

- 1 Seiso lapsen sängyn vieressä ja ääntele.
- 2 Kun itkuhälytín aktivoituu, vastaanottimen tuttia kuvaavan merkkivalon tulisi syttyä ja laitteen reagoida äänellä, valolla tai värinällä (riippuen vastaanottimesta). Jos laite ei reagoi, lue kohta **Ongelmatilanteet**.





Asetukset

Itkuhälyttimen vasemmalla puolella sijaitsevat napit herkkyuden ja viiveajan säätöä varten. Painettaessa nappia, LED valo osoittaa nykyisen asetuksen. Vaihtaaksesi asetusta, paina nappia useasti.

- Mikäli itkuhälytín ei reagoi lapsen itkemiseen – lisää herkkyyttä.
Mikäli itkuhälytín reagoi liian herkästi – vähennä herkkyyttä.
- Mikäli itkuhälytín aktivoituu liian nopeasti tai liian hitaasti – säädä viiveaikaa.


	Herkkyys	
	Punainen LED	65 dB
	Oranssi LED	75 dB
	Vihreä LED	85 dB

	Viive	
	Punainen LED	30 s
	Oranssi LED	10 s
	Vihreä LED	1 s



Kontaktimaton käyttö

Kontaktimaton avulla voit havaita lapsen poistumisen sängystä. Aseta matto pinnasängyn eteen ja liitä siinä oleva johto itkuhälyttimeen. Itkuhälytin ilmaisee heti kun maton päälle astutaan.



Tekniset tiedot

Virtalähde	Paristot: 2 x 1.5 V AA (LR6) lithium- tai alkaliparistot.
Virrankulutus	Aktiivisena < 70 mA, lepotilassa < 400 µA
Toiminta-aika	Alkali ~ 6 kuukautta, Lithium ~ 1 vuosi
Aktivointi	Testinapilla, mikrofonilla tai kontaktimatolla (kont.matto on lisävaruste)
Radiotaajuus	314.91 MHz, 433.92 MHz tai 868.3 MHz (maakohtainen)
Maksimiteho	4,7 dBm
Toimintaetäisyys	50 - 250 m riippuen radiotaajuudesta. Toimintaetäisyyttä lyhentää seinät, laitteiden välissä olevat suuret kohteet ja muut radiolähtimet.
Radiokoodien määrä	Vakiona: 64. Erikoisohjelmalla: 256.

Lisätiedot

! **Huomio:** Varmista aina, että itkuhälytin ei ole lapsen tavoitettavissa. Älä koskaan laita itkuhälytintä lapsen pinnasänkyyn tai leikkikehään.


Käyttö, kuljetus ja säilytys	Lisätietoa katso Installer's Guide .
Huolenpito ja puhdistus	Huoltovapaa. Puhdista kuivalla kankaalla. Älä käytä kodin puhdistusaineita, aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia, tai hankausaineita. Ei kertakäyttöpyyhkeitä.
Turvallisuus ja määräykset	Lisätietoa katso Installer's Guide .
Huolto ja tuki	Lisätietoa katso Installer's Guide .

Ongelmatilanteet

Mikäli	Kokeile seuraavia ohjeita
Vihreä LED- valo syttyy kun itkuhälytin aktivoituu – mutta vastaanotin ei reagoi mitenkään	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista itkuhälyttimen ja vastaanottimen paristot ja liittimet. Siirrä vastaanotin lähemmäksi itkuhälytintä. Varmista, että itkuhälytin ja vastaanotin ovat samalla radiokoodilla. Katso Installer's Guide > Changing the radio key.
Itkuhälytin ei aktivoidu vaikka lapsi itkee	<ul style="list-style-type: none"> Siirrä itkuhälytin lähemmäksi lasta tai lisää mikrofonin herkkyyttä, katso kohta Asetukset. HUOM: Varmista aina, että itkuhälytin ei ole lapsen tavoitettavissa. Älä koskaan laita itkuhälytintä lapsen pinnasänkyyn, leikkikehään tai vastaavaan.


Mikäli	Kokeile seuraavia ohjeita
Itkuhälytin aktivoituu liian helposti	<ul style="list-style-type: none"> Vähennä herkkyyttä tai siirrä itkuhälytin kauemmaksi lapsesta, katso kohta Asetukset.
Itkuhälytin aktivoituu liian nopeasti	<ul style="list-style-type: none"> Lisää viiveaikaa. Lisätietoa löydät kohdasta Asetukset.
Itkuhälytin aktivoituu liian hitaasti	<ul style="list-style-type: none"> Vähennä viiveaikaa. Lisätietoa löydät kohdasta Asetukset.
Vastaanotin aktivoituu ilman syytä	<ul style="list-style-type: none"> Todennäköisesti lähistölle on asennettu toinen Visit järjestelmä, joka aktivoi sinun laitteistosi. Vaihda radiokoodi kaikkiin laitteisiin. Katso Installer's Guide > Changing the radio key.
Kaksi oranssia valoa ilmestyy 10 sekunnin välein	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda paristot. Käytä vain 1.5 V:n AA (LR6) lithium- tai alkali- paristoja.

Vue d'ensemble




Installation

- 1 Ôtez la languette de libération des piles pour démarrer l'écoute-bébé.
- 2 Placez l'écoute-bébé sur la table de chevet ou suspendez-le au mur à l'aide de la vis et de la cheville. La distance recommandée est 0,5-2 m, hors de portée de l'enfant.



Test

- 1 Tenez-vous à côté du lit de l'enfant et faites un bruit.
- 2 Un symbole de tétine sur le récepteur Visit s'allume et une sonnerie, une lumière ou des vibrations se manifestent (en fonction du récepteur). Si aucune réaction ne se produit, reportez-vous à la section **Réglages**.



Réglages

Les boutons permettant de régler la sensibilité et le temps de réaction se trouvent sur le côté gauche de l'écoute-bébé. Lorsque vous appuyez sur le bouton, la diode affiche le réglage en cours. Appuyez ensuite à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le réglage souhaité.

- Si l'écoute-bébé ne s'active pas quand l'enfant pleure – augmentez la sensibilité. Si l'écoute-bébé s'active trop facilement – diminuez la sensibilité.
- Si l'écoute-bébé s'active trop vite ou trop lentement – réglez le temps de réaction.




Sensibilité

Diode rouge	65 dB
Diode orange	75 dB
Diode verte	85 dB




Délai

Diode rouge	30 s
Diode orange	10 s
Diode verte	1 s



Installation d'un tapis de contact

Un tapis de contact vous permet de savoir si votre enfant sort du lit. Il vous suffit de le placer devant le berceau, de le relier à l'écoute-bébé et il vous indiquera dès que votre enfant met le pied dessus.



Informations techniques

Alimentation électrique	Puissance de batterie : 2 piles alcalines ou lithium 1,5 V AA (LR6).
Consommation électrique	En activité < 70 mA, en veille < 400 μ A
Autonomie	Alcalines ~ 6 mois, lithium ~ 1 ans
Activation	Boutons d'essai, microphone ou tapis de contact via déclenchement externe
Fréquence radio	314,91 MHz, 433,92 MHz ou 868,3 MHz en fonction de la région
Puissance de sortie max	4,7 dBm
Portée	50 - 250 m en fonction de la fréquence radio. La portée est réduite par la présence de murs, de gros objets et d'autres émetteurs radio.
Nombre de canaux radio	64 en standard. Jusqu'à 256 avec un logiciel en option.

Informations complémentaires



À noter! Veillez toujours à maintenir l'écoute-bébé hors de portée de l'enfant. Ne placez jamais l'écoute-bébé dans le berceau ou dans le parc de l'enfant.

Usage, transport et stockage	Pour plus d'informations, consultez le Installer's Guide .
Maintenance et nettoyage	Ne nécessite aucune maintenance. Nettoyez avec un chiffon sec.
Sécurité et réglementations	Pour plus d'informations, consultez le Installer's Guide .
Service et assistance	Pour plus d'informations, consultez le Installer's Guide .


Dépannage

Si	Essayez la procédure suivante
Une lumière verte apparaît sur l'écoute-bébé sans que le récepteur ne soit activé	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les piles et les connexions de l'écoute-bébé et du récepteur.• Rapprochez le récepteur de l'écoute-bébé.• Vérifiez que l'écoute-bébé et le récepteur sont bien réglés sur le même canal radio. Reportez-vous à la section Changing the radio key de l'Installer's Guide.
L'écoute-bébé ne s'active pas même si l'enfant pleure	<ul style="list-style-type: none">• Rapprochez l'écoute-bébé de l'enfant ou augmentez la sensibilité du microphone, reportez-vous à la section Réglages.• Veillez noter : veillez toujours à maintenir l'écoute-bébé hors de portée de l'enfant. Ne placez jamais l'écoute-bébé dans le berceau ou dans le parc de l'enfant.

Si	Essayez la procédure suivante
L'écoute-bébé s'active trop facilement	<ul style="list-style-type: none">• Diminuez la sensibilité ou éloignez l'écoute-bébé du berceau, reportez-vous à la section Réglages.
L'écoute-bébé s'active trop rapidement	<ul style="list-style-type: none">• Augmentez le temps de réaction. Pour plus d'informations, lisez la section Réglages.
L'écoute-bébé s'active trop lentement	<ul style="list-style-type: none">• Diminuez le temps de réaction. Pour plus d'informations, lisez la section Réglages.
Le récepteur est activé sans aucune raison	<ul style="list-style-type: none">• Un autre système Visit environnant déclenche probablement votre système. Changez le canal radio sur toutes les unités. Reportez-vous à la section Changing the radio key de l'Installer's Guide.
Deux lumières oranges s'allument toutes les 10 s	<ul style="list-style-type: none">• Changez les piles. N'utilisez que des piles lithium ou alcalines de 1,5 V AA (LR6).

Overzicht


Aan/uit en instellingen Led-lampjes Ingang ext. trig Microfoon



Uitschakelen: Houd beide knoppen 3 sec. ingedrukt
Inschakelen: Houd beide knoppen 1 sec. ingedrukt


Installatie

- 1 Verwijder het lipje van de batterij om de babyfoon te starten.
- 2 Plaats de babyfoon op het nachtkastje of hang deze met een schroef en plug aan de wand. De aanbevolen afstand is 0,5-2 m, buiten het bereik van uw kind.



Testen

- 1 Ga bij het kinderbedje staan en maak een geluid.
- 2 Op de Visit-ontvanger licht een fopspeensymbool op en er volgt een geluids-, licht- of trillingssignaal (afhankelijk van de ontvanger) Als dit niet het geval is, raadpleegt u het gedeelte **Instellingen**.




Instellingen

De knoppen voor gevoeligheid en vertraging vindt u aan de linkerkant van de babyfoon. Wanneer u op de knop drukt, geeft het led-lampje de huidige instelling aan. Druk herhaaldelijk op de knop om de instelling aan te passen.

- Als de babyfoon niet wordt geactiveerd wanneer de baby huilt – verhoog de gevoeligheid.
Als de babyfoon te gemakkelijk wordt geactiveerd – verminder de gevoeligheid.
- Als de babyfoon te snel of te langzaam wordt geactiveerd – pas de vertraging aan.


 Gevoeligheid	
Rood led-lampje	65 dB
Oranje led-lampje	75 dB
Groen led-lampje	85 dB

 Vertraging	
Rood led-lampje	30 sec
Oranje led-lampje	10 sec
Groen led-lampje	1 sec



Een contactmat installeren

Als u een contactmat gebruikt, weet u ook wanneer uw kind uit bed komt. Plaats de mat voor het ledikantje, sluit deze aan op de babyfoon en u krijgt een teken als uw kind erop stapt.



Technische informatie

Voeding	Batterijvermogen: 2 x 1,5 V AA (LR6) lithium- of alkalinebatterijen.
Energieverbruik	Actief < 70 mA, inactief < 400 μ A
Bedrijfstijd	Alkaline ~ 6 maanden, lithium ~ 1 jaar
Activering	Via de testknoppen, microfoon of een contactmat via de ext. trig
Radiofrequentie	314,91 MHz, 433,92 MHz of 868,3 MHz, afhankelijk van de regio
Maximale uitgangsstroom	4,7 dBm
Dekking	50 - 250 m, afhankelijk van de radiofrequentie. De dekking wordt verkleind door muren, grote objecten en andere radiozenders.
Aantal radioknoppen	Standaard 64. Tot 256 met optionele software.

Aanvullende informatie



Let op: Zorg ervoor dat de babyfoon altijd buiten het bereik van uw kind is. Plaats de babyfoon nooit in het kinderbedje of in de box.

Gebruik, transport en opslag	Raadpleeg de Installer's Guide voor informatie.
Onderhoud en reiniging	Onderhoudsvrij. Reinigen met een droge doek. Niet geschikt voor hergebruik.
Veiligheid en voorschriften	Raadpleeg de Installer's Guide voor informatie.
Service en ondersteuning	Raadpleeg de Installer's Guide voor informatie.


Problemen oplossen

Indien	Probeer dit
Er gaat een groen lampje branden op de babyfoon, maar de ontvanger wordt niet geactiveerd	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de batterijen en aansluitingen van de babyfoon en de ontvanger. Bevestig de ontvanger dichterbij de babyfoon. Controleer of de babyfoon en de ontvanger op dezelfde radioknop zijn ingesteld. Raadpleeg Changing the radio key in de Installer's Guide.
De babyfoon wordt niet geactiveerd hoewel de baby huult	<ul style="list-style-type: none"> Plaats de babyfoon dichterbij de baby of verhoog de gevoeligheid, zie Instellingen. Let op: Zorg ervoor dat de babyfoon altijd buiten het bereik van uw kind is. Plaats de babyfoon nooit in het kinderbedje of in de box.

Indien	Probeer dit
De babyfoon wordt te gemakkelijk geactiveerd	<ul style="list-style-type: none"> Verminder de gevoeligheid of plaats de babyfoon verder van het bedje af, zie Instellingen.
De babyfoon wordt te snel geactiveerd	<ul style="list-style-type: none"> Vergroot de vertraging. Meer informatie vindt u in het gedeelte Instellingen.
De babyfoon wordt te langzaam geactiveerd	<ul style="list-style-type: none"> Verminder de vertraging. Meer informatie vindt u in het gedeelte Instellingen.
De ontvanger wordt zonder reden geactiveerd	<ul style="list-style-type: none"> Mogelijk is er een ander Visit-systeem dichtbij dat uw systeem start. Wijzig de radioknoppen op alle units. Raadpleeg Changing the radio key in de Installer's Guide.
Elke 10 seconden gaan er twee oranje lampjes branden	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen. Gebruik alleen 1,5 V AA (LR6) lithium- of alkalinebatterijen.

Oversikt


På/Av og innstillinger LED-lamper Ext. trig-inngang Mikrofon



Slå av: Trykk og hold begge knapper i 3 sek.
Slå på: Trykk og hold begge knapper i 1 sek.


Montering

- 1 Fjern uttrekkslappen på batteriet for å starte babyvakten.
- 2 Plasser babyvakten på nattbordet eller heng den på veggen med skruen og pluggen. Den anbefalte avstanden er 0,5 - 2 m, utenfor barnets rekkevidde.



Testing


- 1 Stå ved barnesengen og lag noe støy.
- 2 Visit-mottakeren tenner et smokksymbol og indikerer med lyd, lys eller vibrasjoner (avhengig av mottakeren). Hvis den ikke reagerer, må du lese avsnittet **Innstillinger**.





Innstillinger

Knappene for følsomhet og forsinkelse er plassert på babyvaktens venstre side. Når du trykker på knappen viser LED-indikatoren den aktuelle innstillingen. Trykk så gjentatte ganger for å justere innstillingen.

- Hvis babyvaktens følsomhet ikke blir aktivert når barnet skriker – øker du følsomheten. Hvis babyvaktens følsomhet aktiveres for lett – reduserer du følsomheten.
- Hvis babyvaktens forsinkelse aktiveres for raskt eller for langsomt – justerer du forsinkelsen.


 Følsomhet	
Rød indikator	65 dB
Oransje indikator	75 dB
Grønn indikator	85 dB

 Forsinkelse	
Rød indikator	30 s
Oransje indikator	10 s
Grønn indikator	1 s



Montere en kontaktmatte

Ved å bruke en kontaktmatte kan du også få beskjed hvis barnet ditt kommer ut av sengen. Plasser matten ganske enkelt foran barnesengen, koble den til babyvakten og den vil fortelle deg om barnet ditt trår på den.



Teknisk informasjon

Strømforsyning	Batteristrøm: 2 x 1.5 V AA (LR6) litium- eller alkaliske batterier.
Strømforbruk	Aktiv < 70 mA, Ventestilling < 400 μ A
Driftstid	Alkaliske ~ 6 måneder, Litium ~ 1 år
Aktivering	Via testknappene, mikrofonen eller en kontaktmatte via ext. trig-inngangen
Radiofrekvens	314.91 MHz, 433.92 MHz eller 868.3 MHz avhengig av region
Maksimal utgangseffekt	4,7 dBm
Dekning	50 - 250 m avhengig av radiofrekvens. Dekningen reduseres av vegger, store gjenstander eller andre radiosendere.
Antall radiokanaler	64 som standard Opp til 256 med tilleggsprogramvare.

Tilleggsinformasjon

! Merk: Pass alltid på at babyvakten er utenfor barnets rekkevidde. Du må aldri plassere babyvakten i barnesengen eller lekegrinden.

Bruk, transport og oppbevaring	For informasjon, se Installer's Guide .
Vedlikehold og rengjøring	Vedlikeholdsfri. Rengjøres med en tørr klut. Ikke bruk husholdningsvaskemidler, aerosolspray, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller skuremidler. Kan ikke gjenbrukes.
Sikkerhet og forskrifter	For informasjon, se Installer's Guide .
Service og kundestøtte	For informasjon, se Installer's Guide .

Feilsøking

Hvis	Prøv dette
Et grønt lys tennes på babyvakten, men mottakeren aktiveres ikke	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller babyvaktens og mottakerens batterier og kontakter.• Flytt mottakeren nærmere babyvakten.• Kontroller at babyvakten og mottakeren er innstilt på samme radiokanal. Se Changing the radio key i Installer's Guide.
Babyvakten aktiveres ikke selv om barnet skriker	<ul style="list-style-type: none">• Flytt babyvakten nærmere barnet eller øk mikrofonens følsomhet, se Innstillinger.• Merk: Pass alltid på at babyvakten er utenfor barnets rekkevidde. Du må aldri plassere babyvakten i barnesengen eller lekegrinden.

Hvis	Prøv dette
Babyvakten aktiveres for lett	<ul style="list-style-type: none">• Reduser følsomheten eller flytt babyvakten lenger bort fra barnesengen, se Innstillinger.
Babyvakten aktiveres for tidlig	<ul style="list-style-type: none">• Øk forsinkelsen. For mer informasjon, les avsnittet Innstillinger.
Babyvakten aktiveres for sent	<ul style="list-style-type: none">• Reduser forsinkelsen. For mer informasjon, les avsnittet Innstillinger.
Mottakeren aktiveres uten noen årsak	<ul style="list-style-type: none">• Det finnes antakelig et annet Visit-system installert i nærheten som utløser systemet ditt. Skift radiokanal på alle enheter. Se Changing the radio key i Installer's Guide.
To oransje lys tennes hvert 10. sekund	<ul style="list-style-type: none">• Skift batteriene. Bruk kun 1,5 V AA (LR6) litium- eller alkaliske batterier.


Översikt

Av/på och inställningar

Lysdioder

Extern trig


Mikrofon



Stänga av: Tryck och håll nere båda knappar i 3 s
Sätta på: Tryck och håll nere båda knappar i 1 s


Montera

- 1 Dra bort batterilappen för att starta babyvakten.
- 2 Ställ babyvakten på nattduksbordet eller häng den på väggen med medföljande skruv och plugg. Lämpligt avstånd är 0,5–2 m, utom räckhåll från barnet.



Testa

- 1 Ställ dig vid barnets säng och väsnas.
- 2 Din Visitmottagare indikerar då med ljud, ljus eller vibrationer (beroende på mottagare) och en upplyst nappsymbol. Om den inte reagerar, läs mer i avsnittet **Inställningar**.



Inställningar

Knapparna för känslighet och fördröjning sitter på babyvaktens vänstra sida. När du trycker på knappen visar lysdioderna aktuell inställning. Tryck sedan upprepade gånger för att justera inställningen.

- Om babyvakten inte aktiveras trots att babyn skriker – öka känsligheten. Om babyvakten aktiveras vid för svaga ljud – minska känsligheten.
- Om babyvakten aktiveras för snabbt eller långsamt – justera fördröjningen.




Känslighet

Röd diod	65 dB
Orange diod	75 dB
Grön diod	85 dB




Fördröjning

Röd diod	30 s
Orange diod	10 s
Grön diod	1 s



Installera trampmatta

Genom att använda en trampmatta, kan du också få reda på om barnet tar sig ur sängen. Placera mattan framför spjålsängen och anslut den till babyvakten så talar den om när barnet trampar på den.



Teknisk information

Strömförsörjning	Batteridrift: 2 x 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.
Strömförbrukning	Aktiv < 70 mA, Vänteläge < 400 µA
Drifttid	Alkaliskt batteri ~ 6 mån, Litiumbatteri ~ 1 år
Aktivering	Via testknappar, mikrofon och trampmatta kopplad till ext. trigg.
Radiofrekvens	868,3 MHz, 433,92 MHz eller 314,91 MHz beroende på region
Maximal uteffekt	4,7 dBm
Räckvidd	50 - 250 m fri sikt beroende på radiofrekvens. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare.
Antal radionycklar	64 som standard. Upp till 256 med extra programvara.

Övrig information

! Observera: Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barnet. Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.

Användning, transport och lagring

Information om detta finns i **Installer's Guide**

Rengöring och underhåll

Underhållsfri. Rengör endast med mjuk duk. Använd inte rengöringsmedel, lösningsmedel, ammoniak eller alkohol. Ej återanvändbar.

Säkerhet

Information om bestämmelser och säkerhet finns i **Installer's Guide**.

Service och support

Information om garanti, service och support finns i **Installer's Guide**.

Felsökning

Om	Gör så här
Lysdioderna blinkar orange varje 10:e sekund	<ul style="list-style-type: none">• Byt batterier. Använd endast 1,5 V AA (LR6) litium eller alkaliska batterier.
Lydioden lyser grönt utan att mottagaren aktiveras	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera batterierna i mottagaren och babyvakten.• Flytta mottagaren närmare babyvakten.• Kontrollera att mottagaren och babyvakten är inställda på samma radionyckel. Se vidare under Changing the radio key i Installer's Guide.
Babyvakten aktiveras inte trots att barnet skriker	<ul style="list-style-type: none">• Flytta babyvakten närmare barnet eller öka mikrofonens känslighet. Se vidare under Inställningar.• OBS! Se alltid till att babyvakten är utom räckhåll för barnet. Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.

Om	Gör så här
Babyvakten aktiveras för lätt	<ul style="list-style-type: none">• Minska mikrofonens känslighet eller flytta babyvakten längre ifrån barnet. Se vidare under Inställningar.
Babyvakten aktiveras för snabbt	<ul style="list-style-type: none">• Öka fördröjningen på babyvakten. Se vidare under Inställningar.
Babyvakten aktiveras för långsamt	<ul style="list-style-type: none">• Minska fördröjningen på babyvakten. Se vidare under Inställningar.
Visitmottagaren aktiveras utan anledning	<ul style="list-style-type: none">• Det finns troligen ett annat Visitsystem i närheten som aktiverar din mottagare. Byt radionyckel på alla enheter. Se under Changing the radio key i Installer's Guide.

Installer's Guide



78 Introduction

80 Installation

82 Testing

84 Settings

85 Default indication and signals

86 Changing the radio key

90 Trouble shooting

92 Technical information

Introduction

Function

The baby monitor is part of the Visit alerting system that helps people with hearing loss to notice signals in their home. When your child cries, the baby monitor signals the Visit receiver that notifies you with sound, lights or vibrations (depending on the receiver). This way you are always close to your baby.

Activation


The baby monitor can be activated by either:

- The test buttons (press simultaneously)
- The built-in microphone
- The BE9026 Contact mat accessory (connected to the Ext trig input)

Settings


The baby monitor allows you to adjust the sensitivity and delay and you can set a unique signal for each child, so you know who needs your attention.

Overview




Installation

- 1 Remove the battery pull tab to start the baby monitor.
- 2 Place the baby monitor on the nightstand or hang it on the wall with the screw and plug. The recommended distance is 0.5 - 2 m, out of reach from the child.



Installing a contact mat


By using a contact mat, you can also be notified if your child gets out of bed. Just place the mat in front of the crib, connect it to the baby monitor and it will tell you when your child steps on it.



BE9026 Contact mat
(sold separately)

Testing

- 1 Stand by the child's bed and make a noise.
- 2 The Visit receiver lights up a pacifier symbol and indicates with sound, lights or vibrations (depending on the receiver). If it doesn't react, read the section **Advanced testing**.



Advanced testing

Testing the baby monitor is easy. First, make sure that the baby monitor is installed properly. For instructions, read the section **Installation**.

Using the test button

Press both test buttons simultaneously.

- 1 The baby monitor's LED lights up to show that a radio signal is transmitted.
- 2 The receiver's pacifier symbol lights up to show that the signal was received.

Using the microphone

Activate the baby monitor by whistling or speaking into the microphone.

- 1 The baby monitor's LED lights up to show that a radio signal is transmitted.
If you have adjusted the delay, it will be postponed as shown on page 84.
- 2 The receiver's pacifier symbol lights up to show that the signal was received.
If you have customized the signal pattern, it will blink as shown on page 88.

If it doesn't work as described, read the section **Troubleshooting**.

Settings

The buttons for sensitivity and delay are located on the baby monitor's left side. When you press the button, the LED shows the current setting. Then press repeatedly to adjust the setting.

- If the baby monitor isn't activated when the baby cries – increase the sensitivity.
If the baby monitor is activated too easily – reduce the sensitivity.
- If the baby monitor is activated too fast or too slow – adjust the delay.




Sensitivity

Red LED	65 dB
Orange LED	75 dB
Green LED	85 dB



Delay

Red LED	30 s
Orange LED	10 s
Green LED	1 s



Default indication and signal

Transmitter indication

When the baby monitor is activated, the LED indicator lights up in green. This means that the batteries are in good condition. If an orange light appears, it's time to change the batteries. Only use 1.5 V AA (LR6) lithium or alkaline batteries.

Receiver signal

When a receiver is activated, it signals with sound, flashes or vibrations. The default signal pattern is as follows:

Signal pattern 868/315 MHz 433 MHz

Baby monitor		Receiver signal pattern			
Source	LED	LED	Sound	Vibration	Flash
Baby voice	Green, top	Orange light	Baby melody	Fast	Yes
Contact mat	Green, bottom	Green light	1 x door chime, low	Slow	Yes
Baby voice	Green, top	Orange light	Baby melody	Long	Yes
Contact mat	Green, bottom	Green light	1 x door chime, low	Long	Yes


Changing the radio key

If you install multiple systems, you can set a unique radio key for each system to avoid interference. Move any radio key switch **A** to the up=on position to change radio key.

Please note:

All Visit products within the same system must be set to the same radio key in order to operate as a group.

All radio key switches are positioned down=off per default.







Customizing the signal





The baby monitor controls the signal pattern on the receiver. By moving a signal switch **B** up=on you can set a unique signal for each baby. Note that you need to move the other switches down.



Signal output for 868 MHz and 315 MHz

Baby monitor		Receiver signal pattern			
Switch	Source	LED	Sound	Vibration	Flash
 1 2 3 4	Test button or Baby monitor 1	Orange light	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
	Contact mat 1	Green light	1 x door chime, low	Slow ■□□□	Yes
 1 2 3 4	Test button or Baby monitor 2	2 x orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
	Contact mat 2	2 x green blinks	2 x door chime, low	Slow ■□□□	Yes
 1 2 3 4	Test button or Baby monitor 3	3 x orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
	Contact mat 3	3 x orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
 1 2 3 4	Test button or Baby monitor 4	Orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
	Contact mat 4	Orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes

Signal output for 433 MHz

Baby monitor		Receiver signal pattern			
Switch	Source	LED	Sound	Vibration	Flash
 1 2 3 4	Test button or Baby monitor 1	Orange light	Baby melody	Long ■□	Yes
	Contact mat 1	Green light	1 x door chime, low	Long ■□	Yes
 1 2 3 4	Test button or Baby monitor 2	Orange light	2x ring signal, low	Medium ■□■□	Yes
	Contact mat 2	Green light	1x ring signal, high	Medium ■□■□	Yes
 1 2 3 4	Test button or Baby monitor 3	Orange light	2x door chime, low	Long ■□	Yes
	Contact mat 3	Orange light	2x door chime, low	Long ■□	Yes
 1 2 3 4	Test button or Baby monitor 4	Orange light	Baby melody	Long ■□	Yes
	Contact mat 4	Orange light	Baby melody	Long ■□	Yes

Trouble shooting


If	Try this
A green light appears on the baby monitor but the receiver is not activated	<ul style="list-style-type: none">• Check the baby monitor's and the receiver's batteries and plugs.• Move the receiver closer to the baby monitor.• Check that the baby monitor and the receiver are set to the same radio key. For more information, read the section Changing the radio key.
The baby monitor is not activated even though the baby is crying	<ul style="list-style-type: none">• Move the baby monitor closer to the baby or increase the microphone's sensitivity, see Settings.• Please note: Always make sure the baby monitor is out of the child's reach. Never place the baby monitor in the child's crib or playpen.

If	Try this
The baby monitor is activated <i>too easily</i>	<ul style="list-style-type: none">• Reduce the sensitivity or move the baby monitor further away from the crib, see Settings.
The baby monitor is activated <i>too fast</i>	<ul style="list-style-type: none">• Increase the delay. For more information, read the section Settings.
The baby monitor is activated <i>too slow</i>	<ul style="list-style-type: none">• Reduce the delay. For more information, read the section Settings.
The receiver is activated for no reason	<ul style="list-style-type: none">• There is probably another Visit system nearby that triggers your system. Change the radio key on all units, see Changing the radio key.
Two orange lights appear every 10s	<ul style="list-style-type: none">• Change the batteries. Only use 1.5 V AA (LR6) lithium or alkaline batteries.

Technical information

Power supply	Battery power: 2 x 1.5 V AA (LR6) lithium or alkaline batteries.
Power consumption	Active < 70 mA, Idle position < 400 µA
Operating time	Alkaline ~ 6 months, Lithium ~ 1 year
Activation	Via the test buttons, microphone or a contact mat via the ext trig
Radio frequency	314.91 MHz, 433.92 MHz or 868.3 MHz depending on region
Coverage	50 - 250m (55 - 273yd) depending on radio frequency. Coverage is reduced by walls, large objects and other radio transmitters.
Number of radio keys	64 as standard. Up to 256 with optional software.

Additional information

Security	 Always make sure the baby monitor is out of the child's reach. Never place the baby monitor in the child's crib or playpen.
Operating temperature	0° – 35° C, 32° – 95° F
Transport and storage temp.	-10° – 50° C, 14° – 122° F
Relative humidity	15% – 90% (non condensing)
Maintenance and cleaning	Maintenance free. Clean with a dry cloth. Don't use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia, or abrasives.
Warranty and service	If the product appears to be damaged or doesn't function properly, follow the advice in this booklet. If it still doesn't function properly, contact your retailer for info about obtaining warranty service.

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: WMSBETXBC

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For a complete Declaration of Conformity please contact the Bellman & Symfon European office.

Industry Canada statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interfer-

ence.(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with the Canadian ICES-003.

IC: 6693A-BETXTE2

Zusätzliche Information

Nur Innen verwenden. Wartungsfrei. Reinigung mit einem nur leicht feuchten Tuch.

HMV 16.99.09.0045