

Handleiding


NL

De trilschijf is onderdeel van een signaleringssysteem, ook wel wek- en waarschuwingssysteem genoemd, en kan in combinatie met andere Visit-producten worden gebruikt.

Ingebruikname

- 1 Sluit de trilschijf aan door de stekker te steken in de daartoe bestemde uitgang van de ontvanger.
- 2 Druk op de testknop van de zender voor het Visit-systeem en controleer of het trilkussen een signaal geeft.

Belangrijk! Bij het aansluiten op de Visit-pager zal het trilkussen alleen dan functioneren wanneer de pager in de lader geplaatst is.



Veiledning


NO

Sengevibratoren kan brukes til flere produkter, blant annet Visit Lader og Visit Bærbar Mottaker, for å vekke gjennom vibrasjoner.

Gjør som følger

- 1 Tilslutt sengevibratoren ved å sette kontakten i anvist uttak på Bellman Visit Lader eller Bellman Visit Bærbar Mottaker.
- 2 Trykk inn testknappen på de senderne du har til Visitsystemet og kontroller at sengevibratoren avgir signal.

Obs! Når du tilslutter sengevibratoren til Visit Lader må lommevibratoren sitte i laderen for at sengevibratoren skal fungere.



Bruksanvisning


SE

Sängvibratoren kan du använda tillsammans med din Visit-laddare eller Visitmottagare. Den väcker dig med vibrationer under madrassen eller huvudkudden.

Gör så här

- 1 Anslut sängvibratoren genom att sätta i kontakten i sängvibratoruttaget på laddaren eller mottagaren (se nedan).
- 2 Tryck på testknappen på någon av de sändare du har till Visit-systemet och kontrollera att sängvibratoren vibrerar.

Obs! När du ansluter sängvibratoren till pagerladdaren måste pageren sitta i laddaren för att sängvibratoren ska fungera.



Technical information

APP

Operating voltage	2.0 - 4.0 V DC from a Visit receiver or charger
Power consumption	250 - 750 mA
Dimensions	88 x 88 x 27 mm (w x h x d)
Weight	120 g
Colour	White with red rubber anti-skid protector
Cable length	2 meters

Function	The BE1270 Bed shaker is a vibrator for indoor use that is placed in the bed to attract the attention of the user with vibrations.
Installation	The bed shaker is usually placed under a pillow or under the mattress. It is connected to a range of Bellman & Symfon products with vibrator outputs.
Testing	Connect the bed shaker to a Visit receiver or charger with vibrator output and follow the testing procedure.
Usage and storage	For indoor use only. Temperature during transport and storage: -10° to 50° C, 14° to 122° F. Temperature during operation: 0° to 35° C, 32° to 95° F. Relative humidity: 15% -90% (non condensing). Maintenance free. Clean with a soft cloth. Do not use cleaners, solvents, ammonia or alcohol. Not reusable.
Care and cleaning	

Troubleshooting

If	Try this
The bed shaker does not vibrate	<ul style="list-style-type: none">• Check that the plug is connected correctly.• Check that the receiver is picking up signals.

FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1270_020MAN005
Date of issue: 2020-10-28

TM and © 2020 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.