






BE1411 Visit door transmitter





---

**04** Bedienungsanleitung

---

**24** Brugervejledning

---

**44** User manual

---

**64** Manual de usuario

---

**84** Käyttöopas

---

**104** Mode d'emploi

---

**124** Gebruiksaanwijzing

---

**144** Brukermanual

---

**164** Bruksanvisning

---

**185** Appendix (EN)

---

DE

DK

EN

ES

FI

FR

NL

NO

SE

App

## Lees dit eerst

Dit boekje bevat informatie over het gebruik en onderhoud van uw nieuwe deurbelzender. Zorg dat u dit aandachtig doorleest, inclusief het onderdeel **Waarschuwingen**. Zo haalt u het meeste uit uw product. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met uw audicien.

### Beoogd doel

Het doel van het Visit-waarschuwingssysteem is dove en slechthorende mensen te waarschuwen voor belangrijke signalen in hun huis.

### Beoogde gebruiker

De beoogde gebruiker is een persoon met licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid.


### Beoogde gebruikersgroep

De beoogde gebruikersgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden met licht tot ernstig gehoorverlies of doofheid die audio-, visuele of zintuiglijke versterking nodig hebben.

### Werkingsprincipe


Het Visit-waarschuwingssysteem bestaat uit een set draadloos verbonden zenders en ontvangers die verspreid over het huis staan. Wanneer een zender een activiteit detecteert, signaleert hij de Visit-ontvanger die de gebruiker waarschuwt met geluid, flitsen of trillingen. Om het systeem te kunnen gebruiken heeft u minimaal één zender en één ontvanger nodig.

## Overzicht




## Basisinstallatie – enkele geluidsbron

- 1 Trek aan het batterijlipje om de zender te starten. Reinig de wand met het vochtige doekje en verwijder het beschermlaagje van de velcostrip.
- 2 Bevestig de deurbelzender aan de linkerkant van de bel, zo dicht mogelijk bij de geluidsbron. U kunt ook de meegeleverde schroef en plug gebruiken.



## Installatie – intercom en elektrische deurbel


- 1 Sluit de externe microfoon aan op de deurbelzender. Verwijder het beschermlaagje van de microfoon en bevestig deze aan de luidspreker van de intercom.
- 2 Trek aan het batterijlipje om de zender te starten. Reinig de wand met het vochtige doekje en verwijder het beschermlaagje van de velcostrip.
- 3 Bevestig de deurbelzender aan de linkerkant van de bel, zo dicht mogelijk bij de geluidsbron. **Opmerking:** De intercom en de deurbel moeten minstens 25 cm van elkaar verwijderd zijn om geluidsinterferentie te voorkomen.



## Installatie – intercom en mechanische deurbel

Als u een intercom en een mechanische deurbel hebt, hebt u misschien twee deurbelzenders nodig, dus één voor elke geluidsbron. Ga als volgt te werk:


- 1 Trek aan het batterijlipje om elke deurbelzender te starten. Reinig de wand met het vochtige doekje en verwijder het beschermlaagje van de velcostrip.
- 2 Bevestig de ene deurbelzender links van de deurbel en de andere links van de luidspreker van de intercom, zo dicht mogelijk bij de geluidsbronnen.



## De detectie van de deurbel optimaliseren


De volgende stap is om de zender te leren uw deurbel te herkennen.

- 1 Houd knop 1 ingedrukt totdat het bovenste indicatielampje gaat knipperen. Laat de knop los om te beginnen met opnemen.
- 2 **Voor deurzoekers:** Houd de deurbel minstens 8 seconden ingedrukt. **Voor melodieuze deurbellen:** Druk minstens 8 keer op de deurbel.
- 3 Druk op knop 1 op de zender om de opname te stoppen. Als het indicatielampje rood oplicht, moet u stap 1 en 2 herhalen. Door dezelfde stappen te volgen, kunt u knop 2 gebruiken om het geluid van uw intercom op te nemen.



## Het signaal testen

- 1 Laat de bel of de intercom klinken.
- 2 Het indicatielampje op de Visit-ontvanger brandt groen en de ontvanger maakt geluid of begint te knippen of te trillen (afhankelijk van de ontvanger). Als er niets gebeurt, raadpleeg dan **Problemen oplossen**.



## Algemene waarschuwingen

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en operationele voorwaarden. Bewaar dit boekje voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat slechts installeert, moet u dit boekje aan de hoofdbewoner geven.

### ⚠ Waarschuwingen

- Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen.
- Zorg ervoor dat u dit apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaart.
- Houd er rekening mee dat alarmen en meldingen kunnen worden gemist als de batterijen leeg raken.
- Gebruik alleen batterijtypen die in deze bijsluiter worden gespecificeerd.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Bescherm het apparaat tegen schokken tijdens opslag en transport.
- Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de

- gebruikershandleiding, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken.
- Gebruik of bewaar dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals open vuur, radiatoren, ovens of andere apparaten die warmte produceren.
  - Haal het apparaat niet uit elkaar: er bestaat een risico op elektrocutie. Bij manipulatie of demontage van het apparaat vervalt de garantie.
  - Bescherm kabels tegen elke mogelijke bron van schade.
  - Breng geen wijzigingen of modificaties aan dit apparaat aan. Gebruik alleen originele Bellman & Symfon-accessoires om elektrische schokken te voorkomen.
  - Batterijen zijn giftig. Slik ze niet door! Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk uw arts!

## Informatie over productveiligheid

- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie.
- Stel batterijen niet bloot aan vuur of direct zonlicht.
- Laat uw apparaat niet vallen. Als u het apparaat op een hard oppervlak laat vallen, kan het beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.

- Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkend servicecentrum.
- Als er zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot dit apparaat, neem dan contact op met de fabrikant en relevante autoriteit.
- Als u andere problemen met uw apparaat ondervindt, neem dan contact op met het verkooppunt, uw plaatselijke Bellman & Symfon-kantoor of de fabrikant. Bezoek **bellman.com** voor contactgegevens.
- Zonder toestemming verleend door het NCC, is het geen enkel bedrijf, onderneming of gebruiker toegestaan om de frequentie te wijzigen, het zendvermogen te verbeteren of de oorspronkelijke kenmerken of prestaties te wijzigen op een goedgekeurd radiofrequentieapparaat met laag vermogen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt in vliegtuigen, tenzij specifiek toegestaan door het vliegpersoneel.

## Operationele voorwaarden

Gebruik het apparaat in een droge omgeving binnen de temperatuur- en vochtigheidsgrenzen die in deze bijsluiting worden vermeld. Als het product nat wordt of wordt blootgesteld aan vocht, moet het niet langer als betrouwbaar worden beschouwd en moet het worden vervangen.

## Reiniging

Koppel alle kabels los voordat u uw apparaat reinigt. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak, schuurmiddelen of perslucht.

## Service en ondersteuning

Als het product beschadigd lijkt te zijn of niet goed functioneert, volg dan de instructies in de gebruikershandleiding. Als het product nog steeds niet werkt zoals bedoeld, neem dan contact op met uw plaatselijke audicien voor informatie over service en garantie.

## Garantievoorwaarden

Bellman & Symfon geeft op dit product (exclusief de batterij) een garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum tegen defecten die te wijten zijn aan defecte materialen of fabricagefouten. Deze garantie is alleen van toepassing op normale gebruiks- en servicevoorwaarden en omvat geen schade als gevolg van een ongeval, verwaarlozing, misbruik, ongeautoriseerde demontage of vervuiling door welke oorzaak dan ook. Deze garantie is exclusief incidentele schade en gevolgschade. Verder dekt de garantie geen overmacht, zoals brand, overstromingen, orkanen en tornado's. Deze

garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen. In sommige staten of rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of beperkingen op de duur van een impliciete garantie, niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie komt bovenop uw wettelijke rechten als consument. De bovenstaande garantie mag niet worden gewijzigd tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen.

## Configuratie-opties

Deze deurbelzender kan worden geconfigureerd met de volgende Visit-ontvangers en accessoires:

### Visit-ontvangers

- BE1450 Visit draagbare ontvanger
- BE1441 Visit flitsontvanger
- BE1442 Visit flitsontvanger
- BE1580 Ontvanger Visit wekker
- BE1470 Visit pager-ontvanger
- BE1560 Visit pols-ontvanger

### Beschikbare accessoires

- BE9199 Externe microfoon 2,5 m
- BE9200 Externe microfoon 0,75 m

Zie de bijbehorende gebruikershandleiding, voor gedetailleerde productinformatie.



## Nalevingsinformatie

Hierbij verklaart Bellman & Symfon dat dit product in Europa voldoet aan de essentiële vereisten van de Verordening medische hulpmiddelen EU 2017/745 en aan de richtlijnen en regelgeving die hieronder worden vermeld. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij Bellman & Symfon of uw plaatselijke Bellman & Symfon-vertegenwoordiger. Bezoek **bellman.com** voor contactgegevens.

---

Radioapparatuurrichtlijn (RED)

---

Verordening medische hulpmiddelen (MDR)

---

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

---

RoHS-richtlijn

---

REACH-verordening

---

EG-batterijrichtlijn

---

## Wettelijke symbolen

**MD**

Met dit symbool bevestigt Bellman & Symfon dat het product voldoet aan de Verordening medische hulpmiddelen EU 2017/745.

**SN**

Dit symbool geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd. Het is beschikbaar op het product en in de productverpakking.

**REF**

Dit symbool geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd. Het is beschikbaar op het product en in de productverpakking.



Dit symbool geeft de fabrikant van het medische hulpmiddel aan, zoals gedefinieerd in EU-richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.



Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing dient te raadplegen.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de gebruiker aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingen in de gebruikershandleidingen.



Dit symbool geeft belangrijke informatie aan voor het gebruik en de productveiligheid.



Temperatuur tijdens transport en opslag:  $-10^{\circ}$  tot  $50^{\circ}$  C,  $14^{\circ}$  tot  $122^{\circ}$  F  
Temperatuur tijdens gebruik:  $0^{\circ}$  tot  $35^{\circ}$  C,  $32^{\circ}$  tot  $95^{\circ}$  F.



Vochtigheid tijdens transport en opslag:  $<90\%$ , niet condenserend  
Vochtigheid tijdens gebruik:  $15\%$  tot  $90\%$ , niet condenserend



Atmosferische druk tijdens gebruik, transport en opslag: 700hpa tot 1060hpa

**Operati-  
nele voor-  
waarden**

Dit apparaat is zo ontworpen dat het zonder problemen of beperkingen werkt, indien het wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, tenzij anders vermeld in de gebruikershandleiding.



Met dit CE-symbool, bevestigt Bellman & Symfon dat het product voldoet aan de EU-normen voor de gezondheid, veiligheid, en bescherming van het milieu, evenals aan de richtlijn inzake radioapparatuur 2014/53 / EU.



Dit symbool geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Geef uw oude of ongebruikte product af bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur of breng uw oude product naar uw audicien voor correcte verwijdering. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

NL

## ISO-certificering van wettelijke fabrikant

Bellman is gecertificeerd conform SS-EN ISO 9001 en SS-EN ISO 13485.  
SS-EN ISO 9001 Cert. nr.: CN19/42071, SS-EN ISO 13485 Cert. nr.: CN19/42070

### Certificatie-instelling

SGS United Kingdom Ltd, Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK

## Problemen oplossen

Indien	Probeer dit
De indicatielampjes knipperen elke minuut oranje	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vervang de batterijen. Gebruik alleen 1,5 V AA (LR6) lithium- of alkalinebatterijen.</li></ul>
De indicatielampjes knipperen elke seconde oranje	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Er zijn andere geluidsbronnen in de buurt van de deurbelzender. Schakel ze uit of zet het volume lager.</li><li>▪ Koppel de externe microfoon los om te controleren of deze defect is.</li></ul>
Het indicatielampje gaat branden als ik op de deurbel druk, maar de ontvanger wordt niet geactiveerd	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Controleer de batterijen en aansluitingen van de deurbelzender en de ontvanger.</li><li>▪ Bevestig de ontvanger dicht bij de deurbelzender.</li><li>▪ Controleer of de deurbelzender en de ontvanger op dezelfde radioknop zijn ingesteld. Raadpleeg <b>Changing the radio key</b> in de Appendix.</li></ul>

### Indien

### Probeer dit

Er gaat geen lampje branden op de deurbelzender als de bel overgaat

- Zorg ervoor dat u de zender links van de geluidsbron van de deurbel heeft gemonteerd, op maximaal 3 cm van elkaar.
- Als u een externe microfoon gebruikt, controleer dan of deze is aangesloten. Als u een intercom gebruikt, zorg er dan voor dat de afstand tussen de intercom en de zender minstens 25 cm bedraagt of dat de interne microfoon uitgeschakeld is.
- Probeer de zender opnieuw te leren het geluid van uw deurbel te herkennen. Zie hiervoor **De detectie van de deurbel optimaliseren**.
- Als het signaal van de deurbel sterk varieert, ga dan over op magnetische detectie. Zie hiervoor **Electromagnetic detection** in de Appendix.

De ontvanger wordt zonder reden geactiveerd

- Mogelijk start het systeem door een ander Visit-systeem in de buurt. Wijzig de radioknop op alle units, zie **Changing the radio key** in de Appendix.

## Technische specificaties

<b>Afmetingen</b>	100 × 65 × 27 mm, 4,0 × 2,6 × 1,1"
<b>Gewicht</b>	100 – 118 g, 3.5 – 4,2 oz. afhankelijk van de batterijen
<b>Stroom en batterij</b>	Batterij: 2 × 1,5 V AA (LR6) lithium of alkaline Stroomverbruik: Actief <70 mA, inactieve positie <15 µA Gebruiksduur: Alkaline ~ 5 jaar, lithium ~ 10 jaar
<b>Activering</b>	Via de testknoppen, de interne of externe microfoon, via elektromagnetische detectie of de externe triggeringang
<b>Radiofrequentie</b>	868,30MHz
<b>Maximale uitgangsstroom</b>	4,7 dBm
<b>Dekking</b>	Tot 250 m, afhankelijk van de kenmerken van het gebouw.
<b>Aantal radiotoetsen</b>	64 standaard. Maximaal 256 met optionele software.
<b>In de doos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ BE1411 Visit deurbelzender</li><li>▪ 1,5V AA alkalinebatterijen</li><li>▪ Klittenband, schroeven en pluggen</li></ul>

## Appendix (EN)

---

**186** Installation using the External microphone

---

**187** Hardwiring your doorbell

---

**188** Testing the signal

---

**190** Default signal pattern

---

**190** Changing the signal pattern

---

**191** Using electromagnetic detection

---


**192** Changing the radio key

---

## Alternative installation – single sound source


### Using the external microphone accessory

- 1 Connect the external microphone (sold separately) to the transmitter. Remove the protective film and attach it to the doorbell's sound source.
- 2 Pull the battery tab to start the transmitter. Remove the protective film from the Velcro and mount the transmitter on the wall.
- 3 Within 2 min, press the lower button 10 times to turn off the internal microphone. The LEDs will blink 3 times in red to confirm.  
**Note:** If you exceed 2 minutes, you need to restart the transmitter by removing the batteries and putting them back in again.



## Installation – hardwiring your doorbell

- 1 Pull the battery tab to start the transmitter. Within 2 min, press the lower button 10 times to turn off the internal mic. The LEDs will blink 3 times to confirm.
- 2 Remove the front cover to access the screw terminal. There are 3 connection points:
  - Use **1** and **2** to connect an **active** switch, like a relay with current (2–30VDC, polarity independent or 2–24VAC, 5 - 150Hz).
  - Use **2** and **3** to connect a **passive** switch, like a push button.
- 3 Put the front cover back, remove the protective film from the Velcro and mount the door transmitter on the wall.




## Testing the signal

### Using the test buttons

- 1 Press both test buttons simultaneously on the transmitter. The top LED lights up in green to show that a radio signal is being transmitted.
- 2 The green Visit LED on the receiver lights up to show that the signal was received. In addition, it starts to sound, flash or vibrate depending on the receiver.

**Note:** If you have changed the signal pattern, it will react in accordance with the tables on page 191 to 192.




## Testing the signal

### Using the doorbell or intercom

- 1 Press the button on the doorbell or intercom. The LED on the transmitter lights up in green to show that the sound is detected.
- 2 The green Visit LED on the receiver lights up to show that the radio signal was received. In addition, it starts to sound, flash or vibrate depending on the receiver.

**Note:** If you have changed the signal pattern, it will react in accordance with the tables on page 191 to 192.



## Default signal pattern

When the transmitter or a connected accessory is activated, the following happens:

- 1 The LED on the transmitter lights up in green to show that it is signalling the receiver.
- 2 The Visit LED on the receiver lights up in green and it starts to sound, flash or vibrate with a certain pace, called signal pattern. The transmitter determine the signal pattern and the default is as follows:

Transmitter		Visit receiver			
Source	LED	LED	Sound	Vibration	Flash
Internal mic.	Green, top	Green light	1x door chime, low	Slow	Yes
External mic.	Green, bottom	Green blinks	2x door chime, low	Slow	Yes
Doorbell con.	Green, top	3x green blinks	1x door chime, high	Slow	Yes

## Changing the signal pattern

The transmitter controls the signal pattern. Open the transmitter front cover and move the signal switches according to the tables to change it:

### Transmitter

Switch	Source	LED	Sound	Vibration	Flash
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 x door chime, low	Slow ■□□□	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green blink	2 x door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Connected doorbell	3 x green blinks	1 x door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	2 x green blinks	2 x door chime low	Slow ■□□□	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	3 x green blinks	1 x door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Connected doorbell	Green blinks	2 x door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	3 x green blinks	1 x door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	2 x green blinks	2 x door chime, low	Slow ■□□□	Yes
	Connected doorbell	3 x orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green blinks	2 x door chime, high	Slow ■□□□	Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 x door chime, low	Slow ■□□□	Yes
	Connected doorbell	Orange blinks	Baby melody	Fast ■■■■■■	Yes



## Transmitter


## Receiver signal pattern

Switch	Source	LED	Sound	Vibration	Flash
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 x door chime, low	Slow	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	3 x green blinks	1 x door chime, high	Slow	■□□□ Yes
	Connected doorbell	2 x green blinks	2 x door chime, low	Slow	■□□□ Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green light	1 x door chime low	Slow	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green blinks	2 x door chime, high	Slow	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Yellow blinks	2 x ring signal, high	Medium	■□□□ Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	3 x green blinks	1 x door chime, high	Slow	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	Green light	1 x door chime, low	Slow	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Red + orange blinks	Emergency siren	Long	■□□□ Yes
	Int. mic. / learned signal 1 / test	Green blinks	2 x door chime, high	Slow	■□□□ Yes
	Ext. mic. / learned signal 2	2 x green blinks	2 x door chime, low	Slow	■□□□ Yes
	Connected doorbell	Red blinks	Fire alarm	Long	■□□□ Yes

## Using electromagnetic detection

The door transmitter can be set to detect electromagnetic fields emitted by electromechanical doorbells. Here is how it's done:

- Activating electromagnetic detection**  
 Move the 4th signal-switch (1) to the Up=On position.
- Deactivating electromagnetic detection**  
 Move the 4th signal-switch to the Down=Off position.







## Changing the radio key

If your Visit system is activated for no reason, there is probably a nearby system that triggers yours. In order to avoid radio interference, you need to change the radio key on all units. The radio key switches are located under the transmitter cover.

### Here is how you change the radio key:

- 1 Carefully open the front cover on the transmitter. Move any radio key switch to the up (on) position to change the radio key.
- 2 Press and hold the test/function button on the receiver until the green and yellow Visit LEDs blink alternately. Release the button.
- 3 Press both test buttons simultaneously on the transmitter within 30 s to send the new radio key.
- 4 All Visit LEDs on the receiver blink 5 times to show that the radio key has been changed. It then returns to normal mode.

Please note that all Visit units must be set to the same radio key in order to operate as a group.





## Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim Sweden  
Phone +46 31 68 28 20  
E-mail [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)  
[bellman.com](http://bellman.com)



Revision: BE1411\_209MAN1.0

Date of issue: 2022-08-31

TM and © 2022 Bellman & Symfon AB.

All rights reserved.