

BE9122-P02 Headphones

EN	Product information
DE	Produktinformationen
ES	Información del producto
FI	Tuotetiedot
FR	Informations sur le produit
IT	Informazioni sul prodotto
NO	Produktinformasjon
PL	Informacje o produkcie
SE	Produktinformation
SK	Informácie o výrobku



Product information

Read this first

This leaflet guides you on how to use and maintain your new Headphones. Ensure you read this booklet carefully, including the Warnings section. If you have additional questions, contact your hearing care professional.

About the BE9122-P02 Headphones

Intended purpose
The intended purpose of the audio product family is to amplify the volume and improve the speech intelligibility during conversations and TV listening. It can also be used with other sound sources.

Intended user group
The intended user group consists of people of all ages experiencing mild to severe hearing loss who need sound amplification in different situations.

Intended user
The intended user is a person with mild to severe hearing loss who needs sound amplification.

Principle of operation
The audio product family consists of several amplifiers and sound transmitters which have been specifically developed to provide sound enhancement even in demanding situations. Depending on the assigned function of the specific amplifier or sound transmitter, different microphones can be used to pick up direct sound or enhance the ambient sound.

⚠ This device will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment or deafness resulting from organic conditions.

Important safety information

This section contains important information about safety, handling and operating conditions. Keep this leaflet for future use. If you are just installing the device, this leaflet must be given to the householder.

⚠ Hazard warnings

- Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to the device or other property.
- Keep this device out of reach of children under 3 years.
- Do not use or store this device near any heat sources such as naked flames, radiators, ovens or other devices that produce heat.
- Do not dismantle the device; there is a risk of electric shock. Tampering with or dismantling the device will void warranty.
- This device is designed for indoor use only. Do not expose the device to moisture.
- Protect the device from shocks during storage and transport.
- Protect cables from any potential source of damage.
- Do not make any changes or modifications to this device. Use only original Bellman & Symfon accessories to avoid any electrical shock.

- The connected listening device has a very powerful amplifier and the sound level can cause discomfort or, in serious cases, endanger hearing if the product is used carelessly. Always turn the volume down to a low level before putting on the headphones!

Information on product safety

- Failure to follow these instructions could result in damage to the device and void the warranty.
- Do not use the device in areas where electronic equipment is prohibited.
- The device may only be repaired by an authorized service center.
- If you encounter other problems with your device, contact the point of purchase, your local Bellman & Symfon office or the manufacturer. Visit bellman.com for contact info.
- Do not drop your device. Dropping onto a hard surface can damage it.
- If a serious incident occurs in relation to this device, contact the manufacturer and relevant authority.

Operating conditions

Operate the device in a dry environment within the temperature and humidity range stated in this leaflet. If the device gets wet or is exposed to moisture, it should no longer be regarded as reliable and should therefore be replaced.

Cleaning

Use a soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings. Do not use household cleaners, aerosol sprays, solvents, alcohol, ammonia or abrasives. This device does not require sterilization.

Service and support

If the device appears to be damaged or doesn't function properly, follow the instructions in the user guide and this leaflet. If the product still doesn't function as intended, contact your local hearing care professional for information on service and warranty.

Warranty conditions

Bellman & Symfon guarantees this product for 90 days from date of purchase against any defects that are due to faulty materials or workmanship. This guarantee only applies to normal conditions of use and service, and does not include damage resulting from accident, neglect, misuse, unauthorized dismantling, or contamination howsoever caused. This guarantee excludes incidental and consequential damage. Furthermore, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary with territory. Some countries or jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied

warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This guarantee is in addition to your statutory rights as a consumer. The above warranty may not be altered except in writing signed by both parties hereto.

Symbol explanation	
MD	Indicates the item is a medical device.
UDI	Indicates a carrier that contains unique device identifier information.
	Indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.
SN	Indicates the manufacturer's serial number so that a specific medical device can be identified.
REF	Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.
	Indicates the medical device manufacturer.

ⓘ This symbol indicates the need for the user to consult the instructions for use.

⚠ This symbol indicates that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed, or that the current situation needs operator awareness or operator action in order to avoid undesirable consequences.

📍 To identify a place where information may be found, especially in an emergency.

🔧 Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.

📏 Indicates the range of humidity to which the medical device can be safely exposed.

Compliance information

Herby Bellman & Symfon declares that, in Europe, this product is in compliance with the essential requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. The full text of the declaration of conformity can be obtained from the Bellman & Symfon website bellman.com.

Technical specifications

Weight: 57 g
Frequency range: 20 Hz – 20 kHz
Impedance: 32 Ω +/- 10%
Sensitivity: 109 dB/mW @ 1 kHz
Colour: Black
Cable length: 1.25 meters
Connector: 3.5 mm stereo plug
Operation: Temp: 0° to 35° C

Accessories: BE9150 Headphone covers
In the box: BE9122-P02 Headphones

Configuration options

These headphones can be configured with all of Bellman & Symfon's personal amplifiers and listening systems.

ⓘ For detailed product information, see the corresponding user manual.

DE Produktinformationen

Lesen Sie zuerst diese Informationen

Diese Broschüre enthält Anweisungen zur Verwendung und Wartung Ihrer neuen Kopfhörer. Lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, einschließlich des Abschnitts „Warnhinweise“. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.

Über die BE9122-P02 Kopfhörer

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck der Audioproduktfamilie besteht darin, die Lautstärke zu verstärken und die Sprachverständlichkeit bei Gesprächen und beim Fernsehen zu verbessern. Sie kann auch mit anderen Tonquellen verwendet werden.

Vorgesehene Anwendergruppe
Die vorgesehene Anwendergruppe besteht aus Menschen jeden Alters mit leichtem bis schwerem Hörverlust, in vier verschiedenen Situationen eine Schallverstärkung benötigen.

Vorgesehener Anwender
Der vorgesehene Anwender ist eine Person mit leichtem bis schwerem Hörverlust, die eine Schallverstärkung benötigt.

Funktionsprinzip
Die Produktfamilie der Audioprodukte besteht aus mehreren Verstärkern und Sendern, die speziell dafür entwickelt wurden, auch in anspruchsvollen Situationen eine Klangverbesserung zu bieten. Je nach zugewiesener Funktion des jeweiligen Verstärkers oder Senders können verschiedene Mikrofone verwendet werden, um den Direktschall aufzunehmen oder den Umgebungschall zu verstärken.

Dieses Gerät stellt das normale Hörvermögen nicht wieder her und kann eine organisch bedingte Hörminderung oder Taubheit weiter verhindern noch verbessern.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Stromschlägen und Betriebsbedingungen. Bewahren Sie dieses Falblatt für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät gerade installieren, muss dieses Falblatt dem Hausbesitzer ausgehändigt werden.

Gefahrenhinweise

- Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder Schäden am Gerät oder an anderen Personen führen.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht. Durch Manipulationen oder Demontage des Geräts erlischt die Garantie.

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Schützen Sie das Gerät während der Lagerung und des Transports vor Stößen.
- Schützen Sie die Kabel vor möglichen Beschädigungen.
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät vor. Verwenden Sie nur Originalzubehör von Bellman & Symfon, um einen elektrischen Schock zu vermeiden.
- Das angeschlossene Hörgerät verfügt über einen sehr leistungsstarken Verstärker und die Lautstärke kann bei unsachgemäßer Verwendung zu Unbehagen führen oder in schweren Fällen das Gehör gefährden. Drehen Sie die Lautstärke immer auf ein niedriges Niveau, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen!

Informationen zur Produktsicherheit

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen elektronische Geräte verboten sind.
- Das Gerät darf nur von einem autorisierten Service-Center repariert werden.
- Wenn Sie andere Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, Ihr örtliches Bellman & Symfon-Büro oder den Hersteller. Visit bellman.com for Kontaktinformationen.
- Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen. Wenn es auf eine harte Oberfläche fällt, kann es beschädigt werden.
- Wenn es im Zusammenhang mit diesem Gerät zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt, wenden Sie sich an den Hersteller und die zuständige Behörde.

Betriebsbedingungen

Das Gerät in einer trockenen Umgebung innerhalb der in dieser Broschüre angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen betreiben. Wenn das Gerät nass wird oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sollte es nicht mehr als zuverlässig angesehen werden und daher ersetzt werden.

Vermeidung

Reinigen Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie, das Feuchtigkeit in Öffnungen gelangt. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel. Dieses Gerät muss nicht sterilisiert werden.

Dieleinstellungen und Unterstützung

Wenn das Gerät beschädigt zu sein scheint oder nicht richtig funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch und in dieser Broschüre. Wenn das Produkt immer noch nicht wie vorgesehen funktioniert, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Hörgeräteakustiker, um Informationen zu Dienstleistungen und Garantie zu erhalten.

Garantiebedingungen

Bellman & Symfon garantiert für dieses Produkt eine 90-tägige Garantie ab Kaufdatum gegen jegliche Mängel, die auf fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt nur für normale Nutzungs- und Dienstleistungsbedingungen und umfasst keine Schäden, die durch Unfälle, Fahrlässigkeit, Missbrauch, unbefugte Demontage oder Fälschungen, wie auch immer verursacht, entstehen. Diese Garantie schließt zufällige und Folgeschäden aus. Darüber hinaus deckt die Garantie keine Fälle höherer Gewalt ab, wie z. B. Feuer, Überschwemmungen, Hurrikane und Tornados.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Region können Sie andere Rechte haben. In einigen Ländern oder Gerichtsbarkeiten ist die Beschränkung oder der Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden und der Beschreibung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, sodass die oben genannte Beschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft. Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher. Die oben genannte Garantie darf nur durch eine schriftliche Vereinbarung geändert werden, die von beiden Parteien unterzeichnet wurde.

Zeichenerklärung

MD	Gibt an, dass es sich bei dem Artikel um ein medizinisches Gerät handelt.
UDI	Gibt an, dass ein Träger eindeutige Informationen zur Gerätekennung enthält.
	Bedeutet, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern zur Wiederverwertung und zum Recycling an separate Sammelstellen übergeben werden muss.
SN	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes medizinisches Gerät identifiziert werden kann.
REF	Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das medizinische Gerät identifiziert werden kann.
	Gibt den Hersteller des medizinischen Geräts an.
	Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, dass er die Gebrauchsanweisung lesen muss.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners erfordert oder ein Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
	Einem Ort zu finden, an dem Informationen zu finden sind, insbesondere in Notfällen.
	Gibt die Temperaturgrenzen an, denen das medizinische Gerät ausgesetzt werden kann.
	Gibt den Bereich der Luftfeuchtigkeit an, dem das medizinische Gerät sicher ausgesetzt werden kann.

Konformitätserklärung

In compliance with the essential requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. The full text of the declaration of conformity can be obtained from the Bellman & Symfon website bellman.com.

Technische Spezifikationen

Gewicht: 57 g
Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
Impedanz: 32 Ω +/- 10%
Farbe: Schwarz
Kabelänge: 1,25 Meter
Anschluss: 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
Betrieb: Temp: 0° bis 35° C
 Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 %, nicht kondensierend

Zubehör: BE9150 Kopfhörerabdeckungen
Lieferumfang: BE9122-P02 Kopfhörer

Konfigurationsoptionen

Diese Kopfhörer können mit allen persönlichen Verstärkern und Hörsystemen von Bellman & Symfon konfiguriert werden.

ⓘ Detaillierte Produktinformationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

DK Produktinformation

Læs dette først

Denne folder vejleder dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye hovedtelefoner. Sørg for at læse denne pjece omhyggeligt, herunder afsnittet om advarsler. Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du kontakte din høreapparatsspecialist.

Om BE9122-P02 Hovedtelefoner

Tilslutet formal

Det tilsigtede formål med lydproduktfamilien er at forstærke lydstrømmen og forbedre taleforståeligheden under samtaler og tv-lytning. Den kan også bruges sammen med andre lydklidder.

Tilsluttet målgruppe

Den tilsigtede målgruppe består af mennesker i alle aldre med mildt til svært høretab, som har brug for lydforstærkning i forskellige situationer.

Tilsluttet bruger
Den tilsigtede bruger er en person med mildt til svært høretab, der har brug for lydforstærkning.

Funktionsprincip
Audioproduktfamilien består af flere forstærkere og lydsendere, som er specielt udviklet til at give lydforbedring selv i krævede situationer. Afhængigt af den specifikke forstærker og lydsenders tilslidte funktion kan der bruges forskellige mikrofoner til at opfange direkte lyd eller forbedre den omgivende lyd.

⚠ Denne enhed vil ikke genoprette normal høreelse og vil ikke forhindre eller forbedre en høresensetelse eller døvhed som følge af organiske forhold.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, håndtering og driftsbetngelser. Opbevar denne foliet til fremtidig brug. Hvis du kan installere enheden, skal denne folied gives til huseanden.

⚠ Advarsler om farer

- Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan resultere i brand, elektrisk eller anden personskade eller skade på enheden eller anden ejendom.
- Opbevar denne enhed utilgængeligt for børn under 3 år.
- Brug eller opbevar ikke denne enhed i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild, radiatorer, ovne eller andre enheder, der producerer varme.
- Skal ikke enheden ad; der er risiko for elektrisk stød. Garantien gylt nur for normale Nutzungs- og Dienstleistungsbedingungen og omfatter ikke skader, der udrå Unfälle, Fahrlässigkeit, Missbrauch, unbefugte Demontage oder Fälschungen, wie auch immer verursacht, entstehen. Diese Garantie schließt zufällige und Folgeschäden aus. Darüber hinaus deckt die Garantie keine Fälle höherer Gewalt ab, wie z. B. Feuer, Überschwemmungen, Hurrikane und Tornados.
- Beskyt enheden mod stød under opbevaring og transport.
- Beskyt kablerne mod eventuelle pidentil kede til skade.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af denne enhed. Brug kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for at undgå elektrisk stød.
- Den tilsitludte llytteenhed har en meget kraftig forstærker, og lydvæuet kan forårsage ubehag eller i alvorlige tilfælde bringe horenen i fare. Hvis produktet stadig ikke fungerer efter uorsigten, skal du altid ned til et lavt niveau, før du tager hovedtelefonerne på!

Information om produktsikkerhed

- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i ildbrand, elektrisk eller anden personlig ulykke.
- Brug ikke enheden i områder, hvor elektronisk udstyr er forbudt.
- Enheden må kun repareres af et autoriseret servicecenter.
- Hvis du støder på andre problemer med den enhed, skal du kontakte kbsbested, dit lokale Bellman & Symfon-center eller producenten. Visit bellman.com for kontaktoplysninger.
- Tab ikke den enhed. Hvis du taber den på en hård overflade, kan den tage skade.
- Hvis der sker en alvorlig hændelse i forbindelse med denne enhed, skal du kontakte producenten og den relevante myndighed.

Driftsbetingelser

Brug enheden i et tørt miljø inden for de temperatur- og fugtighedsgrænser, der er angivet i denne folder. Hvis enheden bliver våd eller udsat for fugt, bør den ikke længere betragtes som pålidelig og bør derfor erstatte.

Renngoring

Brug en blød, fugtfri klud. Undgå at få fugt ind i åbningerne. Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, aerosolsprays, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller silbermiddel. Denne enhed kræver ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheden ser ud til at være beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du følge de instruktioner i brugervejledningen og denne folder. Hvis produktet stadig ikke fungerer efter hensigten, skal du kontakte din lokale høreapparatsspecialist for at få oplysninger om service og garanti.

Garanti betingelser

Bellman & Symfon garanterer dette produkt i 90 dage fra købsdatoen mod eventuelle defekter, der skyldes materiale- eller fabriksfejl. Denne garanti gælder kun under normale brugs- og serviceforhold og omfatter ikke skader som følge af ulyk, forsømmelse, misbrug, autoriseret demontering eller urenhed, uanset hvordan de er opstået. Denne garanti udelukker tilfælde af skader og følgeskader. Desuden dækker garantien ikke naturkatastrofer som f.eks. brand, oversvømmelse, orkaner og tornadoer.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer med territoriet. Nogle lande eller jurisdiktioner tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af tilfælde af skader eller følgeskader eller begrænsning af, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti er et supplement til de love/bestemte rettigheder som forbruger. Ovenstående garanti må ikke ændres, medmindre det sker skriftligt og er underkredet af begge parter.

Forklaring af symboler

MD Angiver at varen er en medicinsk enhed.

UDI Angiver en bærer, der indeholder unikke oplysninger om enhedens identifikation.

Angiver at produktet ikke må bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til separate indsamlingsanlæg til genbrug og genanvendelse.

SN Angiver producentens serienummer, så et specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.

REF Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.

Angiver producenten af det medicinske udstyr.

ⓘ Dette symbol viser, at brugeren skal læse brugsanvisningen.

⚠ Dette symbol angiver, at der skal udvises forsigtighed ved betjning af enheden eller kontrollen i nærheden af, hvor symbolet er placeret, eller at den aktuelle situation kræver, at operatoren er opmærksom eller handler for at undgå uønskede konsekvenser.

ⓘ At identificere et sted, hvor man kan finde oplysninger, især en nedslutning.

🔧 Angiver de temperaturgrænser, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.

📏 Angiver det fugtighedsområde, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.

Information om overholdelse

Herved erklærer Bellman & Symfon, at dette produkt i Europa er i overensstemmelse med de væsentligste krav i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745. Den fulde tekst til overensstemmelseserklæringen kan hentes på Bellman & Symfon's hjemmeside bellman.com.

Tekniske specifikationer	
Vægt:	57 g
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 Ω +/- 10%
Følsomhed:	109 dB/mW @ 1 kHz
Farve:	Sort
Kabel længde:	1,25 meters
Stik:	3,5 mm stereostik
Drift:	Temperatur: 0° til 35° C, Luftfugtighed: 15 % til 90 %, ikke-kondenserende
Tilbehør:	BE9150 Hovedtelefon-cover
I kassen:	BE9122-P02 Hovedtelefoner

Muligheder for konfiguration

Disse hovedtelefoner kan konfigureres med alle Bellman & Symfon's personlige forstærkere og lyttesystemer.

ⓘ Se den tilsvarende brugervejledning for detaljerede produktoplysninger.

ES Información del producto

Lea esto primero

Este folleto le indica cómo utilizar y mantener sus nuevos auriculares. Asegúrese de leer atentamente este folleto, incluida la sección Advertencias. Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en contacto con su audioprotesista.

Acerca de los Auriculares BE9122-P02

Objetivo previsto

El Objetivo previsto de esta familia de productos de audio es amplificar el volumen y mejorar la comprensión de la audición durante las conversaciones y la escucha de la televisión. También puede utilizarse con otras fuentes de sonido.

Grupo de usuarios previsto

El grupo de usuarios previsto está formado por personas de todas las edades con pérdidas auditivas de leves a severas que necesitan amplificación del sonido en diferentes situaciones.

Usuario previsto

El usuario previsto es una persona con pérdida de audición de leve a severa que necesita amplificación del sonido.

Principio de funcionamiento

La familia de productos de audio consta de varios amplificadores y transmisores de sonido que se han desarrollado específicamente para proporcionar una mejora del sonido incluso en situaciones exigentes. Dependiendo de la función asignada al amplificador o transmisor de sonido, se pueden utilizar distintos micrófonos para captar la declaración de conformidad puede obtenerse en el sitio web de Bellman & Symfon bellman.com.

⚠ Este aparato no restablecerá la audición normal y no evitará ni mejorará una deficiencia auditiva o una sordera derivada de afecciones orgánicas.

Información importante sobre seguridad

Esta sección contiene información importante sobre seguridad, manejo y condiciones de funcionamiento. Conserve este folleto para su uso futuro. Si acaba de instalar el aparato, entregue este folleto al propietario.

⚠ Advertencias de peligro

- El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones o daños al aparato o a otros bienes.
- Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- No utilice ni guarde este aparato cerca de fuentes de calor como llamas, radiadores, hornos u otros aparatos que produzcan calor.
- No desmonte el aparato; existe riesgo de descarga eléctrica. La manipulación o el desmontaje del aparato anulará la garantía.
- Este aparato está diseñado únicamente para su uso en interiores. No exponga el aparato a la humedad.
- Proteja el aparato de golpes durante el almacenamiento y el transporte.
- Proteja los cables de cualquier posible fuente de daños.
- No realice cambios ni modificaciones en este aparato. Utilice únicamente accesorios originales de Bellman & Symfon para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- El aparato de escucha conectado tiene un amplificador muy potente y el nivel de sonido puede causar molestias o, en casos graves, poner en peligro la audición si el producto se utiliza de forma descuidada. Baje siempre el volumen a un nivel bajo antes de ponerse los auriculares.

Información sobre la seguridad de los productos

- El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el aparato y anular la garantía.
- No utilice el aparato en zonas donde esté prohibido el uso de equipos electrónicos.
- El aparato sólo puede ser reparado por un centro de servicio autorizado.
- Si tiene otros problemas con su aparato, póngase en contacto con el punto de compra, con su oficina local de Bellman & Symfon o con el fabricante. Visite bellman.com para obtener información de contacto.
- No deje caer su dispositivo. Dejarlo caer sobre una superficie dura puede dañarlo.
- Si se produce un incidente grave relacionado con este aparato, póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente.

ⓘ Información sobre la seguridad de los productos

NL Productinformatie

Lees dit eerst

Deze bijluster helpt u bij het gebruik en onderhoud van uw nieuwe hoofdtelefoon. Zorg ervoor dat u dit boekje zorgvuldig doorleest, inclusief het gedeelte Waarschuwingen. Als u om vragen heeft, neem dan contact op met uw audicien.

Over de BE9122-P02 Hoofdtelefoon

Beoogd doel

Het beoogd doel van de audiofamilie is het versterken van het volume en het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid tijdens gesprekken en tv- kijken. Het kan ook gebruikt worden met andere geluidsbronnen.

Beoogde gebruikersgroep

De beoogde gebruikersgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden met een licht tot ernstig gehoorverlies die in verschillende situaties geluidsversterking nodig hebben.

Beoogde gebruiker

De beoogde gebruiker is een persoon met een licht tot ernstig gehoorverlies die geluidsversterking nodig heeft.

Werksingsprincipe

De audioductfamilie bestaat uit verschillende versterkers en zenders die speciaal ontwikkeld zijn voor geluidsversterking, zelfs in veeleidelige situaties. Afhankelijk van de toegevoegde functie van de specifieke versterker of zender kunnen verschillende microfoons worden gebruikt om direct geluid op tevangen of het omgevoersig te versterken.

Dit apparaat kan het normale gehoor niet herstellen en kan gehoorverlies of doofheid als gevolg van organische aandoeningen niet voorkomen of verbeteren.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over veiligheid, bediening en bedrijfsomstandigheden. Bewaar deze folder voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat alleen installeert, moet u deze bijluster aan de huisgezinnen geven.

⚠ Geveenswaarschuwingen

- Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel of schade aan het apparaat of andere eigendommen.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.
- Gebruik of bewaar dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals open vuur, radiatoren, ovens of andere apparaten die warmte produceren.
- Demonteer het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Als u met het apparaat knooft of het uit elkaar haalt, vervalt de garantie.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Bescherm het apparaat tegen schokken tijdens opslag en transport.
- Bescherm de kabels tegen mogelijke schadebronnen.
- Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat aan. Gebruik alleen originele Bellman & Symfon accessories om elektrische schokken te voorkomen.
- Het aangesloten apparaat heeft een zeer krachtige versterker en het geluidsniveau kan bij onzorgvuldig gebruik ongemak veroorzaken of, in ernstige gevallen, het gehoor in gevaar brengen. Zet het volume altijd op een laag niveau voordat u de hoofdtelefoon opzet!

① Informatie over productveiligheid

- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie.
- Gebruik het apparaat niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.
- Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkend servicetruum.
- Als u andere problemen niet uw apparaat ondervindt, neem dan contact op met het verkooppunt, uw plaatselijke Bellman & Symfon kantoor of de fabrikant. Visit bellman.com voor contactgegevens.
- Laat uw apparaat niet vallen. Als u het op een hard oppervlak laat vallen, kan het beschadigd raken.
- Als er zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot dit apparaat, neem dan contact op met de fabrikant en de relevante autoriteit.

Bedrijfsomstandigheden

Gebruik het apparaat in een droge omgeving binnen de temperatuur- en vochtigheidslimieten die in deze bijluster worden vermeld. Als het apparaat nat wordt of wordt blootgesteld aan vocht, mag het niet langer als betrouwbaar worden beschouwd en moet het daarna worden vervangen.

Reiniging

Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in openingen komt. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen. Dit apparaat hoeft niet gestiliseerd te worden.

Service en Ondersteuning

Als het apparaat beschadigd lijkt of niet goed werkt, volg dan de instructies in de gebruikershandleiding en deze folder. Als het product nog steeds niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met uw audicien voor informatie over service en garantie.

Garantievoorwaarden

Bellman & Symfon garandeert dit product gedurende 90 dagen vanaf de aankoopdatum tegen defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor normale gebruiks- en serviceomstandigheden en omvat geen schade als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd gebruik, onbevoegde demontage of verontreiniging door welke oorzaak dan ook. Deze garantie sluit incidentele schade en gevolgschade uit. Bovendien dekt de garantie geen overmatk, zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per land verschillen. Sommige landen of rechtengebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toe, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als consument. De bovenstaande garantie kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen.

Symbol uitleg

MD	Geeft aan dat het artikel een medisch apparaat is.
UDI	Geeft een drager aan die unieke informatie over appa-raatidentificatie bevat.
	Geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terugwinning en recycling.
SN	Geeft het serienummer van de fabrikant aan zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.
REF	Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.
	Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan.
	Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
	Dit symbool geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat of de bediening in de buurt van waar het symbool is geplaatst, of dat de huidige situatie vraagt om oplettendheid bij de bediening of actie van de bediener om ongewenste gevolgen te voorkomen.
	Een plaats aanduiden waar informatie kan worden gevonden, vooral in noodgevallen.
	Geeft het bereik van het medische apparaat aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

Geeft het bereik van de vochtigheid aan waaraan het medische apparaat veilig kan worden blootgesteld.

Nalevingsinformatie

Hierbij verklaart Bellman & Symfon dat dit product in Europa voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening (EU) 2017/745 van de Europese Unie met betrekking tot medische hulpmiddelen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de Bellman & Symfon website bellman.com.

Technische specificaties	
Gewicht:	57 g
Frequentiebereik:	20 Hz - 20 kHz
Impedantie:	32 Ω +/- 10%
Gevoeligheid:	99 dB/mW @ 1 kHz
Kleur:	Zwart
Kabel lengte:	1,25 meter
Aansluiting:	3,5 mm stereo stekker
Weking:	Temp: 0° tot 35° C, Vochtigheid: 15% tot 90%, niet-condenserend
Accessoires:	BE9150 Hoofdtelefoonhoorzen
In de doos:	BE9122-P02 Hoofdtelefoon

Configuratie-opties

Deze hoofdtelefoon kan geconfigureerd worden met alle persoonlijke versterkers en luidsysteemen van Bellman & Symfon.

- Zie de bijbehorende gebruikshandleiding voor gedetailleerde productinformatie.

①

NO Produktinformasjon

Les dette først

Denne brosjyren gir deg veiledning i hvordan du bruker og vedlikeholder din nye hodetelefoner. Sørg for at du leser dette heftet nøye, inkludert avsnittet Advvarslinger, hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte audiografen din.

Om BE9122-P02 Hodetelefoner

Tiltenkt formål

Det tiltenkte formålet med lydproduktfamilien er å forsterke volumen og forbedre taleforståeligheten under samtaler og TV-lytting. Den kan også brukes sammen med andre lydlikdler.

Tiltenkt brukergruppe

Den tiltenkte brukergruppen består av personer i alle aldre med mildt til alvorlig hørselstap som har behov for lydforsterking i ulike situasjoner.

Tiltenkt bruker

Den tiltenkte brukeren er en person med mildt til alvorlig hørselstap som trenger lydforsterking.

Prinsipp for drift

Lydproduktfamilien består av flere forsterkere og sendere som er spesielt utviklet for å gi lydforsterking selv i krevende situasjoner. Avhengig av hvilken funksjon den spesifikke forsterkeren eller senderen er tildelt, kan ikke mikrofoner brukes til å fange opp direkte lyd eller forbedre lyden fra omgivelsene.

Denne enheten vil ikke giennopprette normal hørsel og vil ikke forhindre eller forbedre en hørselsnedsettelse eller døvhets som skyldes organiske forhold.

Viktig sikkerhetsinformatasjon

Dette avsnittet inneholder viktig informasjon om sikkerhet, håndtering og driftsforhold. Ta vare på denne brosjyren for fremtidig bruk. Hvis du bare skal installere enheten, må denne brosjyren gis til husets eier.

⚠ Advarsler om farer

- Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann, elektrisk støt eller annen personskade eller skade på enheten eller annen eiendom.
- Oppbevar denne enheten utilgjengelig for barn under 3 år.
- Ikke bruk eller oppbevar denne enheten i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatorer, ovner eller andre enheter som produserer varme.
- Ikke demonter enheten; det er fare for elektrisk støt. Garantien bortfaller hvis enheten manipuleres eller demonteres.
- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke utsett enheten for fuktighet.
- Beskytt enheten mot støt under lagring og transport.
- Beskytt kablene mot personlige kadekilder.
- Ikke gjør endringer eller modifikasjoner på denne enheten. Bruk kun originalt Bellman & Symfon-tilbehør for å unngå elektrisk støt.

- Den tilkobledte lytteenheten har en svært kraftig forsterker, og lydnivået kan forårsake ubehag eller, i alvorlige tilfeller, sette hørselen i fare hvis produktet brukes uforsiktig. Snu alltid ned volumet til et lavt nivå før du tar på deg hodetelefonene!

Driftsforhold

① Informasjon om produktikkerhet

- Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade på enheten og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke bruk enheten i områder der elektronisk utstyr er forbudt.
- Enheten må kun repares av et autorisert servicecenter.
- Hvis du får andre problemer med enheten, må du kontakte kjespissetet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. Visit bellman.com for kontaktinformasjon.
- Ikke slipp enheten din i gulvet. Hvis du mister den på en hard overflate, kan den bli skadet.
- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, må du kontakte produsenten og relevante myndigheter.

Driftsforhold

Bruk enheten i et tørt miljø Innenfor de temperatur- og fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Hvis enheten blir våt eller utsettes for fuktighet, er den ikke lenger å anse som pålitelig og bør derfor skiftes ut.

Rengjøring

Bruk en myk, fuktig klut. Unngå at det kommer fuktighet inn i spinningene. Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler. Denne enheten krever ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheten ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som den skal, følger du instruksjonene i brukerhåndboken og denne brosjyren. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som tiltenkt, kan du kontakte din lokale audiograf for informasjon om service og garanti.

Garantibetingerelser

Bellman & Symfon garanterer dette produktet i 90 dager fra kjøpsdato mot eventuelle defekter som skyldes feil i materialer eller utførelse. Denne garantien gjelder kun ved normal bruk og service, og omfatter ikke skader som skyldes uthell, forsummelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurensning, usansett årsak. Denne garantien omfatter ikke tilfellelige skader og følgeskader. Garantien dekker heller ikke naturkatastrofer som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer med territorium. Noen land eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfellelige skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen overer kanskje ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Ovennevnte garanti kan ikke endres, med mindre den er skriftlig undertegnet av begge parter.

Symbolforklaring

MD	Indikerer at enheten er en medisinsk enhet.
UDI	Indikerer en bærer som inneholder unik informasjon om enhetens identifikator.
	Indikerer at produktet ikke skal kastes som usortert avfall, men må sendes til separate innsamlingsanlegg for gjenvinning og resirkulering.
SN	Angir produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.
REF	Angir produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	Angir produsenten av den medisinske enheten.
	Dette symbolet indikerer at brukeren må lese bruksanvisningen.
	Dette symbolet indikerer at det er nødvendig med forsiktighet ved bruk av enheten eller kontrollenheten i nærheten av der symbolet er plassert, eller at den aktuelle situasjonen krever at operatoren er oppmerksom på eller handler for å unngå uønskede konsekvenser.
	Å identifisere et sted hvor man kan finne informasjon, spesielt i en nødssituasjon.
	Angir temperaturrense som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.
	Angir fuktighetsområdet som den medisinske enheten trygt kan utsettes for.

Samsvarsinformasjon

Bellman & Symfon erklærer herved at dette produktet i Europa er i samsvar med de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. Den fullstendige teksten til samsvarserklæring kan hentes fra Bellman & Symfon-nettsidet bellman.com.

Tekniske spesifikasjoner

Vekt:	57 g
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	32 Ω +/- 10%
Følsomhet:	109 dB/mW @ 1 kHz
Farge:	Svart
Kabel lengde:	1,25 meter
Brusbinding:	3,5 mm stereoplugg
Bruksområde:	Temperatur: 0° til 35° C, Luftfuktighet: 15 % til 90 %, ikke-kondenserende
Tilbehør:	BE9150 Børsm 50 deksler til hodetelefoner
I esken:	BE9122-P02 Hodetelefoner

Konfigurasjonsalternativer

Disse hodetelefonene kan konfigureres med alle Bellman & Symfon's personlige forsterkere og lyttesystemer.

- For detaljert produktinformasjon, se den tilhørende brukermanualen.

PL Informacje o produkcie

Proszę przeczytać najpierw

Niniejsza ulotka zawiera wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji nowych słuchawek nasusznych. Proszę uważnie przeczytać niniejszą broszurę w tym sekcję Ostrzeżenia. W razie dodatkowych pytań proszę skontaktować się z protektykiem sluchu.

Informacje o słuchawkach BE9122-P02 Słuchawki naszuszne

Przeznaczenie

Det tiltenkte formålet for rodziny produktów audio jest wzmacnienie głośności i poprawa zrozumiałości mowy podczas rozmów i słuchania telewizji. Możliwa ich również używać z innymi źródłami dźwięku.

Docelowa grupa użytkowników

Docelowa grupa użytkowników to osoby w każdym wieku z ubytkiem słuchu od lekkiego do ciężkiego, które potrzebują wzmacnienia dźwięku w różnych sytuacjach.

Zamierzony użytkownik

Zamierzony użytkownik to osoba z ubytkiem słuchu od lekkiego do ciężkiego, która potrzebuje wzmacnienia dźwięku.

Zasada działania

Rodzina produktów audio składa się z kilku wzmacniaczy i nadajników dźwięku, które zostały opracowane specjalnie w celu zapewnienia wzmacnienia dźwięku nawet w wymagających sytuacjach. W zależności od przypisanej funkcji konkretnego wzmacniacza lub nadajnika dźwięku, różne mikrofony mogą być używane do odbierania dźwięku bezpośredniego lub wzmacniania dźwięku otoczenia.

To urządzenie nie przywróci normalnego słuchu i nie zapobiegnie ani nie poprawi upośledzenia słuchu lub głośnoty wynikającej z warunków organicznych.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ta sekcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i warunków pracy. Proszę zachować tę ulotkę do wykorzystania w przyszłości. Jeśli dopiero instalują Państwo urządzenie, niniejsza ulotka należy przekazać domownikowi.

⚠ Ostrzeżenia o zagrożeniach

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia ciała będące uszkodzenie urządzenia lub innego mienia.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Proszę nie używać ani nie przechowywać tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwarty ogień, grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- Proszę nie demontować urządzenia; istnieje ryzyko porażenia prądem. Manipulowanie przy urządzeniu lub jego demontaż spowoduje utratę gwarancji.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Proszę nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci.
- Proszę chronić urządzenie przed wstrząsami podczas przechowywania i transportu.
- Proszę chronić kable przed potencjalnymi źródłami uszkodzeń.
- Proszę nie dokonywać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia. Proszę używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów Bellman & Symfon, aby uniknąć porażenia prądem.
- Enheten må kun repares av et autoriseret servicecenter.
- Hvis du får andre problemer med enheten, må du kontakte kjespissetet, ditt lokale Bellman & Symfon-kontor eller produsenten. Visit bellman.com for kontaktinformasjon.
- Ikke slipp enheten din i gulvet. Hvis du mister den på en hard overflate, kan den bli skadet.
- Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, må du kontakte produsenten og relevante myndigheter.

Driftsforhold

Bruk enheten i et tørt miljø Innenfor de temperatur- og fuktighetsgrensene som er angitt i denne brosjyren. Hvis enheten blir våt eller utsettes for fuktighet, er den ikke lenger å anse som pålitelig og bør derfor skiftes ut.

Rengjøring

Bruk en myk, fuktig klut. Unngå at det kommer fuktighet inn i spinningene. Ikke bruk rengjøringsmidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler. Denne enheten krever ikke sterilisering.

Service og støtte

Hvis enheten ser ut til å være skadet eller ikke fungerer som den skal, følger du instruksjonene i brukerhåndboken og denne brosjyren. Hvis produktet fortsatt ikke fungerer som tiltenkt, kan du kontakte din lokale audiograf for informasjon om service og garanti.

Garantibetingerelser

Bellman & Symfon garanterer dette produktet i 90 dager fra kjøpsdato mot eventuelle defekter som skyldes feil i materialer eller utførelse. Denne garantien gjelder kun ved normal bruk og service, og omfatter ikke skader som skyldes uthell, forsummelse, misbruk, uautorisert demontering eller forurensning, usansett årsak. Denne garantien omfatter ikke tilfellelige skader og følgeskader. Garantien dekker heller ikke naturkatastrofer som brann, oversvømmelse, orkaner og tornadoer.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer med territorium. Noen land eller jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfellelige skader eller følgeskader, eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningen overer kanskje ikke gjelder for deg. Denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Ovennevnte garanti kan ikke endres, med mindre den er skriftlig undertegnet av begge parter.

Warunki pracy

Urządzenie należy użytkować w suchym środowisku w granicach temperatury i wilgotności podanych w niniejszej ulotce. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu lub będzie narażone na działanie wilgoci, nie powinno być uważane za niezawodne i należy je wymienić.

Czyszczenie

Proszę używać miękkiej, niestrzepiącej się szmatki. Należy unikać dostania się wilgoci do otworów. Nie używać domowych środków czyszczących, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani materiałów ściernych. To urządzenie nie wymaga sterylizacji.

Usługi serwisowe i wsparcie

Jeśli urządzenie wydaje się być uszkodzone lub nie działa prawidłowo, proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika i niniejszej ulotce. Jeśli produkt nadal nie działa zgodnie z przeznaczeniem, proszę skontaktować się z lokalnym protektykiem sluchu w celu uzyskania informacji na temat usług serwisowych i gwarancji.

Warunki gwarancji

Firma Bellman & Symfon udziela gwarancji na ten produkt na okres 90 dni od daty zakupu na wszelkie wady wynikające z wadliwych materiałów lub wykonania. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do normalnych warunków użytkowania i usług serwisowych i nie obejmuje uszkodzeń wynikających z wypadku, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanego demontaż lub ożyczenia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkody przypadkowej i włotne. Ponadto, gwarancja nie obejmuje kłęk żywiołowych, takich jak pożar, powódź, huragany i tornado.

Niniejsza gwarancja daje Państwu określone prawa i mogą Państwu przysługiwać również inne prawa, które wynikają z w zależności od terytorium. Niektóre kraje lub jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie szkód przypadkowych lub wynikowych, lub ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Państwa. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie ustawowych praw przysługujących Państwu jako konsumentom. Powyższa gwarancja może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez obie strony niniejszej umowy.

Objaśnienie symboli

MD	Wskazuje, że przedmiot jest urządzeniem medycznym.
UDI	Wskazuje nośnik zawierający informacje o unikalnym identyfikatorze urządzenia.
	Wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucany jako nieposortowany odpad, ale musi zostać przekazany do oddzielnych punktów zbiórki w celu odzysku i recyklingu.
SN	Wskazuje numer seryjny producenta, dzięki czemu można zidentyfikować konkretne urządzenie medyczne.
REF	Wskazuje numer katalogowy producenta umożliwiający identyfikację urządzenia medycznego.
	Wskazuje producenta urządzenia medycznego.
	Ten symbol oznacza, że użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi.
	Ten symbol wskazuje, że należy zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia lub elementu sterującego znajdującego się w pobliżu miejsca umieszczenia symbolu lub jego działania wymaga świadomości operatora lub jego działania w celu uniknięcia niepożądanych konsekwencji.
	Określenie miejsca, w którym można znaleźć informacje, zwłaszcza w nagłych wypadkach.
	Wskazuje limity temperatury, na które urządzenie medyczne może być bezpiecznie narażone.
	Wskazuje zakres wilgotności, na którą urządzenie medyczne może być bezpiecznie narażone.

Informacje dotyczące zgodności

Niniejszym firma Bellman & Symfon oświadcza, że w Europie niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745. Pełny tekst deklaracji zgodności można uzyskać na stronie internetowej Bellman & Symfon bellman.com.

Dane techniczne

Waga:	57 g, 2 oz
Zakres częstotliwości:	20 Hz - 20 kHz
Impedancja:	32 Ω +/- 10%
Czułość:	109 dB/mW przy 1 kHz
Kolor:	Czarny
Długość kabla:	1,25 metra
Złącze:	Wtyk stereo 3,5 mm
Działanie:	Temperatura: 0° do 35° C, Wilgotność: 15%