

# 下挂式耳塞

BE9125



 Bellman & Symfon®



## 特色

高分贝扩音  
高达140分贝的声级

简便易用  
易于佩戴和摘除

轻巧  
重量仅 38 克

## 高分贝扩音

下挂式耳塞是为 Bellman & Symfon 系列数字语音放大器和听力系统特别挑选。专门为听力困难者设计，可以传送高达140分贝的音量。

下挂式耳塞轻便，不仅佩戴舒适，而且摘戴简单。

### 技术规格

- 频率范围 800 – 3000 Hz
- 输出功率 124 dB SPL @ 1kHz, 50 mW
- 插头 3.5毫米立体声插头
- 耳塞线长 1.5 米
- 重量 38 克
- 颜色 黑色

### 注意事项

下挂式耳塞特别为听力困难人士而设计，产品可以传送高分贝的音量，如使用不当会对听力造成不利影响。

© 2018, Bellman & Symfon AB. All rights reserved.  
Bellman, Bellman & Symfon and the Bellman & Symfon logo are registered trademarks of Bellman & Symfon AB. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE9125\_001DAS002

[bellman.com](http://bellman.com)