

延长麦克风

BE9127



特色

在会议中
提高了语音清晰度

收听电视
听得更清晰

5米长的电线
方便且满足不同的使用情况


用于开会和收听电视

延长麦克风是专门为 Maxi 和 Mino 数字语音放大器开发的。在会议期间，它可以用作远程麦克风，在嘈杂环境中亦能提升语音清晰度。

延长麦克风也可用于收听电视。只需将麦克风贴近电视扬声器，收听响亮清晰的电视声音。

技术规格

- 线长 5 米
- 插头 2.5 毫米单声道插头
- 方向性 全向
- 重量 35 克
- 颜色 黑色
- 包装内含 延长麦克风
魔术贴
海绵麦套
操作指南



© 2018, Bellman & Symfon AB. All rights reserved.
Bellman, Bellman & Symfon and the Bellman & Symfon logo are registered trademarks of Bellman & Symfon AB. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE9127_001DAS001

bellman.com