

Maxi Pro Trådlöst hörhjälpmedel

BE2021



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

Samtalsförstärkning

Hör vad som sägs runt matbordet utan ansträngning

Telefonförstärkning

Prata i mobilen utan att någon behöver upprepa sig

Enkel att använda

Robust och ergonomisk design med greppvänligt material

TV-lyssning

Titta på ditt favoritprogram utan att störa andra

Upptäck glädjen i att höra bättre

Maxi Pro hjälper dig att delta obehindrat i umgänget med dina nära och kära. Den lyfter fram orden så att du hör dem klart och tydligt. Det betyder att du inte behöver anstränga dig så mycket för att höra.

Men Maxi Pro kan mycket mer än så. Anslut den till din TV och lyssna på precis den volym du önskar, eller använd den för att förstärka ljudet i din mobiltelefon. Med Maxi Pro behöver du inte oroa dig för att missa något.

Maxi Pro är gjord i ett greppvänligt material och ligger säkert i handen eller på bordet. Den har stora knappar med tydliga symboler och är ett bra alternativ för dig som darrar lite på handen eller upplever att du ser sämre ibland.

 **Bluetooth™**

Qualcomm® aptX™
low latency 




Teknisk information

Mått och vikt

Höjd: 140 mm Djup: 27 mm
Bredd: 45 mm Vikt: 127 g



Knappar och reglage



Egenskaper

- **Digitalt ljud**
Klart och naturligt tal med minimal fördröjning och ingen distorsion.
- **Qualcomm® aptX™ LL**
Ansluts till mobiltelefonen och TV:n via Maxi Pro TV-sändare.
- **Enkel att använda**
Ergonomisk design med stora taktila knappar, mjukt greppvänligt material och kraftiga LED indikatorer. Idealisk för personer med nedsatt känsel eller syn.
- **Hörapparatvänlig**
Fungerar med alla hörapparater med telespole. (Kräver tillbehör, halsslinga BE9159)

Ström och batteri

- Batteri: 2 x 3.7V 750 mAh Li-on
- Användningstid: Upp till 70 tim
- Strömförbrukning: 18 mA

Frekvens och räckvidd

- Bluetooth-frekvens: 2402 – 2480 MHz
- Räckvidd: Upp till 25 m, fri sikt.
- Teknik: Qualcomm® aptX™ Low Latency

Anslutningar

- Hörlursuttag: 3.5 mm mini-stereo
- Laddningsuttag: 2.5 mm kontakt, DC 5V, 1.0 A

Omgivning

- Arbetstemperatur: 0° – 35 °C
- Relativ luftfuktighet: 15% – 90% (ej kondenserande)

Utsignal

- **Utnivå med BE9124 Öronsnäckor**
135dB @ 1kHz (SPL90)
136dB (HF Ave. SPL90)
Förstärkning vid full volym: 49dB @ 1kHz
Referensförstärkning: 49dB @ 1kHz (SPL70)
- **Utnivå med BE9122 Hörlurar**
122dB @ 1kHz (SPL90)
127dB (HF Ave. SPL90)
Förstärkning vid full volym: 36dB @ 1kHz
Referensförstärkning: 36dB @ 1kHz (SPL70)
- **Utnivå med BE9403 Stetoclips**
145dB @ 1kHz (SPL90)
50dB (HF Ave. SPL90)
Förstärkning vid full volym: 56dB @ 1kHz
Referensförstärkning: 60dB @ 1kHz (SPL70)
- **Mikrofon SNR**
53dB @ 1kHz 1% THD
- **Distorsion**
0.2% THD @ 1kHz – 6dB @ 1% THD (Mic elektrisk)
- **Bluetooth SNR**
85dB @ 1kHz 1%THD (BT med TV-sändare)
- **Frekvensgång**
20Hz – 8kHz (Mic), 20Hz – 20kHz (Bluetooth)
- **Uteffekt**
Max 82mW @ 1kHz / 16 Ω (THD=1%)

Skötsel och rengöring

- För att rengöra produkten, koppla ur nätsladden och alla kablar. Använd sedan en mjuk, luddfri trasa. Undvik att få fukt i öppningar.
- Använd inte rengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.

I paketet

- BE2021 Maxi Pro
- BE9233 Hörlurar med mikrofon
- Laddningssladd
- Nätadapter
- Kontakt
- Bruksanvisning



Tillbehör

- BE9122 Hörlurar (stereo), svarta
- BE9124 Öronsnäckor (stereo), svarta
- BE9233 Hörlurar med mikrofon, svart
- BE9229 Öronsnäckor med mikrofon, svarta
- BE9403 Stetoclips, svarta
- BE9159 Halsslinga med 90 cm kabel, svart
- BE9161 Halsslinga med 15 cm kabel, svart
- BE9228 Fiberoptisk kabel, vit
- BE9123 Mini-stereo-till-RCA kabelsats, vit
- BE9254 Enkel DC-till-USB laddningssladd, vit
- BE9148 Dubbel DC-till-USB laddningssladd, svart
- BE9273 Universal nätadapter, vit
- BE9262 Universal nätadapter, svart

© och TM 2020, Bellman & Symfon AB

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE2021_048DSH003_SE

bellman.com