

Extern mikrofon

BE9127



Egenskaper

Använd under möten
För att förbättra talförståelsen

Använd vid TV:n
För ett tydligare och klarare ljud

5 meter lång sladd
Ingen förlängningssladd behövs


För möten och TV-lyssning.

Den externa mikrofonen från Bellman & Symfon är speciellt utvecklad för Maxi och Mino digitala samtalsförstärkare. Den kan användas som en mikrofon på avstånd under möten och konferenser för att förbättra talförståelsen i bullriga miljöer.

Den externa mikrofonen kan även användas vid din TV. Placera bara mikrofonen nära högtalarna och njut av ett tydligt och klart TV-ljud.

Tekniska data

- Sladdlängd 4,9 m
- Kontakter 2.5 mm monoplugg
- Mikrofon Omni
- Vikt 35 g
- Färg Svart
- I paketet Extern mikrofon
Klämma med osynlig tejp
Överdrag till mikrofonen
Kom igång guide



© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.
Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9127_001DAS002

bellman.com