

Microset™ 耳麦

BE9129



 Bellman & Symfon®



特色

免提听力

把你的 Mino 收藏在口袋里

小巧轻便

看起来更别致

取出包装即可使用

无需再安装任何程序

一体式麦克风、耳塞 搭配 Mino 极致发挥

Microset™ 耳麦专为 Mino 设计。把 Mino 放进你的内口袋，用翻领麦克风来收取声音。它包括一个全向翻领麦克风和一个耳塞。

耳塞的技术规格

- 灵敏度 113(±3) dB/mW (@ 1kHz)
- 频率特性 50 Hz to 20 kHz
- 最大功率 10 mW
- 阻抗 32 ohm

麦克风的技术规格

- 类型
- 方向性
- 灵敏度
- 频率特性
- S/N 比率
- 偏置电压

驻极体电容式麦克风
全向
-47 (±3) dB1
110 Hz to 16 kHz
>58 dB
最大10伏直流电压

电线和插头

- 电线长度
- 插头

95 厘米
3.5 毫米立体声插头



© 2018, Bellman & Symfon AB. All rights reserved.
Bellman, Bellman & Symfon and the Bellman & Symfon logo are registered trademarks of Bellman & Symfon AB. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE9129_001DAS002

bellman.com