

Pager-Ladegerät

BE1260-C



Eigenschaften

Nachts erreichbar sein
Benachrichtigt Sie mit einem Vibrationsalarm

Ausgang Vibrationskissen
Unterstützt zwei Vibrationskissen

Ausfall-Akkus
Funktioniert selbst bei Stromausfall



Ladegerät für den Visit-Pager.

Das Pager-Ladegerät von Bellman & Symfon ist speziell für das Visit-Smart-Home-System konzipiert und wird zum Wiederaufladen des Akkus im Visit-Pager verwendet.

Der Pager gibt selbst beim Laden Alarmmeldungen aus. Schließen Sie einfach ein Vibrationskissen an das Ladegerät an, um sich durch Vibrationen wecken zu lassen, wenn während Ihrer Ruhephase ein Visit-Sender aktiviert wird. Das Ladegerät verfügt über einen zusätzlichen Akku und bleibt auch bei Stromausfällen voll funktionsfähig. Somit können Sie in Ruhe schlafen.

Technische Daten

- | | |
|---|----------------------|
| ■ Abmessungen | 78 x 88 x 43 mm |
| ■ Gewicht, mit Akkus und Netzteil | 200 g |
| ■ Netzstrom | 7.5 VDC / 1500 mA |
| ■ Ausfall-Akku | interne Akkus (NiMH) |
| ■ Strom für Vibration | 2.0 - 4.0 VDC |
| ■ Zubehör: | |
| BE1470-868 Visit Pager-Empfänger | |
| BE1270-P02 Vibrationskissen. Bis zu zwei Einheiten anschließbar | |
| ■ Nur für den Innengebrauch | |

Zulassungen



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).



© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.
Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1260-C_051DSH1.0_DE

bellman.com