

Vibrationskissen

BE1270-P02



 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Starke Vibrationen

Weckt auch Personen mit dem tiefsten Schlaf

Rutschfeste Oberfläche

Sicherer Halt auf der gewünschten Position

Langes Kabel, 2 m

Kann ganz einfach dort platziert werden, wo sie es brauchen

Visit-Zubehör

Zum Anschluss an die Visit-Empfänger

MD

Medizinisches Gerät mit
CE-Kennzeichnung gemäß EU-
MDR 2017/745

Weckt Sie mit Vibrationen unter dem Kissen oder der Matratze.

Das Vibrationskissen von Bellman & Symfon ist stark genug, um selbst Personen mit einem tiefen Schlaf zu wecken. Einfach unter der Matratze oder dem Kissen platzieren und in den Empfänger oder die Ladestation von Bellman & Symfon einstecken.

Das BE1270 benötigt keine extra Batterien und die rutschfeste Oberfläche verhindert leichtes wegrutschen.


Das lange Kabel bietet Ihnen freie Wahl bei der Platzierung.




Technische Daten

Größe und Gewicht

Höhe: 88 mm
Breite: 88 mm
Tiefe: 27 mm
Gewicht: 120 g



Verbindungen



Kompatibilität

Das Vibrationskissen kann an die folgenden Produkte angeschlossen werden:

Visit-Empfänger

- BE1441-868 Visit Tischblitzlampe
- BE1442-868 Visit Tischblitzlampe mit Reservebatterie
- BE1450-868 Visit Tragbarer Empfänger
- BE1580-868 Wecker Visit

Visit-Zubehör

- BE1260-C Pager-Ladegerät für den BE1470-868 Visit Pager-Empfänger
- BE1570 Ladegerät für BE1560 Visit Armband-Empfänger

Wecker

- BE1370-C Wecker Pro

Stromverbrauch

- Betriebsspannung 2,0 – 4,0 V DC von einem Visit-Empfänger
- Stromverbrauch 250 – 750 mA

Kabel und Anschlüsse

- Kabellänge: 2 m, 6,5'
- Anschluss: 3,5 mm Monostecker

Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Nicht wiederverwendbar.

Umweltbestimmungen

- Nur für den Innengebrauch
- Temperatur: 0° bis 35° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% – 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- BE1270-P02 Vibrationskissen mit Kabel (2 m)
- Bedienungsanleitung



Zulassungen

MD Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1270-P02_037DSH1.0_DE

bellman.com