

Wecker Pro

BE1370-C



 Bellman & Symfon®



Funktionen

- 1 Extra lauter Alarm bis zu 100dB***
Aufsteigendes Multitonsignal
- 2 4× helle LED-Blitze**
Sogar bei Tageslicht effektiv
- 3 Leistungsstarkes Vibrationskissen**
Weckt Sie über Vibrationen
- 4 Nachtlicht**
Weist den Weg zum Bett
- 5 Ausfall-Akkus**
Sorgen für volle Funktion, wenn der Strom ausfällt
- 6 Intelligente Schlummerfunktion**
Automatische Schlummerintervall-verringerung.
- 7 Telefonanschluss**
Möglichkeit das Telefon anzuschließen

* 100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm

Aufwachen war nie einfacher.

Mit dem Pro-Wecker von Bellman & Symfon müssen Sie keine Angst mehr haben, zu verschlafen. Lassen Sie sich von einem extralauten und hörbaren Alarm, vier 4 hellen LED-Blitzen oder einem Vibrationskissen wecken, das direkt unter Ihrem Kissen vibriert. Die ideale Lösung, falls Sie morgens mehr Zeit benötigen aus dem Bett zu kommen oder schlecht hören.

Der Pro-Wecker bietet viele einmalige Funktionen wie beispielsweise das Nachtlicht - ein sanftes blaues Licht, das

Ihnen nachts den Weg zum Bett weist - und eine intelligente Schlummerfunktion, die die Zeitintervalle automatisch von 9 auf 2 Minuten verkürzt. Das Alarmsignal deckt alle Frequenzen ab, damit es auch für Menschen hörbar ist, die an einer Hörschwäche für eine bestimmte Frequenz leiden. Der Pro-Wecker ist äußerst benutzerfreundlich. Er ist mit einem großen LCD-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, sowie zwei separaten Dreh- und Druckknöpfen zum Einstellen von Zeit und Alarm.



Medizinisches Gerät mit CE-Kennzeichnung gemäß EU-MDR 2017/745

Technische Daten

Größe und Gewicht

Höhe:	108 mm
Breite:	121 mm
Tiefe:	92 mm
Gewicht:	350 g inkl. Ausfall-Akkus



Anschlüsse

- Externer Triggereingang 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
- Modularer Telefonstecker RJ-11
Analoges Netzwerk: 26-120 V RMS, 15-100 Hz

Ausgabesignale

- Ton
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Integriertes Multifrequenzsignal mit einer Hauptfrequenz von 950 Hz - 3000 Hz
- Blitzlicht
4 extrahelle blinkende LED-Leuchten
Warnung! Blitzlichter können epileptische Anfälle auslösen!
- Vibrationskissen
Vibrationsstärke: Gleichstrom 2.0 - 4.0 V

Anzeige

- Typ: Twisted Nematic (TN)-LCD
- In 5 Schritten anpassbare Hintergrundbeleuchtung
Die Hintergrundbeleuchtung wird mit der Schlummertaste aktiviert
- Wahlweise permanente Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: weiß
- Anzeigeabschaltung: 8 Sekunden

Zulassungen

MD Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

Weck- und Schlummerfunktion

- Alarmabschaltung: 20 Minuten
- Absteigendes Schlummerintervall von 9 auf 2 Minuten in Zweiminutenschritten

Nachtlicht

- Integriertes sanftes blaues Nachtlicht, das den Weg zum Bett weist. Typ: Elektrolumineszierend
- Ein-/Ausschaltung mit der Schlummertaste (3 sek gedrückt halten)
- Abschaltung: 1 Stunde mit Netzstrom, 15 Minuten bei Akkubetrieb

Betrieb

- Separate Dreh- und Druckknöpfe zur einfachen Einstellung von Uhrzeit und Alarm
- Taste zum Wechseln zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Zeitformat
- Taste zu Anpassung der Hintergrundbeleuchtung in fünf Schritten
- Taste, die Alarmton und LED-Blitze ein-/ausschaltet
- Akkuüberwachung, die den Ausfall-Akku-Status überwacht und anzeigt
- Die Ausfall-Akkus werden für Ton, Vibrationen, Blitzlicht und Nachtlicht verwendet

Lieferumfang

- BE1370-C Wecker Pro
- BE1270-P02 Vibrationskissen
- Netzteil, Gleichstrom 7,5 V / 1,5 A
- 4 wiederaufladbare NiMH-Akkus, Größe AAA
- Bedienungsanleitung

Zubehör

Für den Wecker sind folgende Zubehörteile erhältlich:

- BE1270-P02 Vibrationskissen
- BE9105 Telefonkabel
- BE9026-P02 Alarmtrittmatte
- TAE-Adapter: BE9013 für Deutschland
BE9014 für Österreich

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: 0° bis 35° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 % (nichtkondensierend)

Tasten und Bedienung



© 2025 und ™ Bellman & Symfon AB.

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produktdesigns sind patentiert. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

BE1370-C_040DSH1.0_DE

bellman.com