

Ansteck-Mikrofon

BE9136-P02



Merkmale

Verwendung bei Besprechungen
Um die Sprachverständlichkeit zu verbessern

Verwendung bei Vorträgen
Für einen klaren und deutlichen Klang

Passen Sie die Kabellänge an
Mit optionalem Verlängerungskabel

Für Besprechungen und Vorträge


Das externe Mikrofon ist speziell für die digitalen Sprachverstärker Maxi und Mino entwickelt worden. Es kann während Vorträgen, Meetings oder Konferenzen zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit in belebten Umgebungen verwendet werden.

Zulassungen

MD Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

Technische Spezifikationen

■ Kabellänge	1 m, 3.2'
■ Steckverbinder	2.5 mm Mono-Klinenstecker
■ Richtcharakteristik	Omnidirektion
■ Empfindlichkeit	-44dB
■ S/N	>58dB
■ Gewicht	12 g, 0.4 oz.
■ Farbe	Schwarz



■ Zubehör	BE9408 Verlängerungskabel für Mikrofon. Kabellänge 4 m
■ Im Paket	Externes Mikrofon Krawattenklammer Schaumstoffkappe für Mikrofone

© und TM 2025, Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktdesigns sind patentiert. Dieses Dokument kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE9136-P02_003DSH1.0-DE

bellman.com