

Vibio Sengevibrator

BE1221-P02



Egenskaper

Kraftige vibrasjoner
Vekker deg som sover tungt

Trådløs Bluetooth®
Med lett-å-bruke mobilapp

Varsling
For samtale og meldinger

Slumrebånd
Slumre med et lett trykk

"Set-and-Forget"
Fungerer også uten mobil

Våkne i tid uten å forstyrre resten av familien

Vibio er en trådløs sengevibrator som du styrer fra mobilen. Legg Vibio under puten eller madrassen og still alarmen i appen som er tilgjengelig for både iOS og Android. Når det er på tide å stå opp, vekker Vibio deg med vibrasjoner istedenfor lyd. Vibio er et perfekt valg for deg som har det vanskelig for å bli vekket, har en partner som sover lett, eller har det vanskelig for å høre en tradisjonell vekkeklokke.

Vibio har en rekkevidde på ca. 30 meter og kan dessuten varsle deg for samtale og meldinger. Du kan velge å slumre alarmen på mobilen eller direkte under puten ved å dra i tekstilbåndet.



MD

CE-merket
medisinsk enhet
i henhold til EU
MDR 2017/745



Teknisk informasjon



Mål og vekt

Sengevibrator

Ø: 94 × 94 mm

Høyde: 27 mm


Vekt: 153 g

Slumreband

Lengde: 120 mm



Knapper og uttak



Kompabilitet

- iOS 15 / Android 8 og senere
- iPhone 6S og senere
- Moderne Android-mobiler

Frekvens og rekkevidde

- Bluetooth® frekvens: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth® rekkevidde: Opp til 30 m.
Rekkevidden kan reduseres av vegger og store gjenstander.

Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Temperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% – 90%, ikke kondenserende

Kabler og tilkoblinger

- Kabellengde: 1 m
- Kontakter: USB type A til USB Micro-B

Strøm og batteri

- Batteridrift: 1 × 3.7V AA Litium-ion
- Strømforbruk:
Aktiv med sterk vibrasjon < 1000 mA
Standby < 100 µA
- Driftstid: Opp til 60 dager pr. lading
- Ladetid: Opp til 1,5 timer @ 500mA
- Ladestrøm: Opp til 500 mA, 5V DC

Vedlikehold og rengjøring

- Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut.
- Bruk ikke vindusvask, rengjøringsmiddel, spray, løsemiddel, alkohol, ammoniak eller produkter som inneholder skuremiddel.

Kommunikasjon

- Bluetooth® 5

Godkjenninger

MD Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

I esken

- Vibio Sengevibrator
- Ladekabel
- Bruksanvisning (mobiltelefon IKKE inkludert)



© 2025 og ™ Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1221-P02_033DSH1.0-NO

bellman.com