

Sängvibrator

BE1270-P02



Egenskaper

Kraftfull vibration

Väcker även de som sover tungt

Gummerad yta

Ligger på plats när den vibrerar

Säker att använda

Använder lågspänning

2 meter lång sladd

Lätt att placera där du vill ha den

Kompatibel med Visit

Fungerar med alla Visitmottagare

MD

CE-märkt medicinsk enhet
enligt EU MDR 2017/745

Väcker dig med vibrationer under kudden eller madrassen.

Sängvibratoren från Bellman & Symfon är kraftfull nog att väcka även den som sover tungt. Anslut sängvibratoren till en Visitmottagare eller laddare och placera den under kudden eller madrassen.


Sängvibratoren är mycket kraftfull utan att drivas av inbyggda batterier och har en gummerad yta som håller den säkert på plats när den vibrerar. Den är utrustad med en lång kabel, så att du kan placera den precis där du vill ha den.



Teknisk information

Mått och vikt

Höjd:	88 mm
Bredd:	88 mm
Djup:	27 mm
Vikt:	120 g



Kompatibilitet

Sängvibratoren kan anslutas till följande produkter:

Visitmottagare

- BE1441-868 Visit Blixtmottagare
- BE1442-868 Visit Blixtmottagare med batteriereserv
- BE1450-868 Visit Portabel Mottagare
- BE1380/BE1580-868 Visit Väckarklocka

Visit tillbehör

- BE1260-C Visit laddare för BE1470-868 Visit pager
- BE1570 Visit laddare för BE1560 armbandsmottagare

Väckarklockor


- BE1350 Väckarklocka classic
- BE1370-C Väckarklocka pro

Godkännanden



Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

Anslutningar



Strömförsörjning

- Driftspänning
2.0 – 4.0 V DC från en Visitmottagare
- Strömförbrukning
250 – 750 mA

Kablar och kontakter

- Kabellängd: 2 m
- Kontakt: 3.5 mm mono

Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning.

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90% icke kondenserande

I paketet

- BE1270-P02 Sängvibrator
- Bruksanvisning



© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1270-P02_001DSH1.0_SE

bellman.com