


Kabelset

BE9126



Egenskaper

Hi-fi stereoljud
Lyssna på den volym du väljer

Flexibel
För ditt eget val av ljudkälla

5 meter lång sladd
Ingen förlängningssladd behövs

Kabel med stereoteleplugg och RCA-hörlursingång.

Använd kabelsetet för att koppla ihop din multimediautrustning med något av Bellman & Symfons olika digitala lyssningssystem. Med kabelsetet kan du njuta av högkvalitativt stereoljud från din TV, stereo, hemmabio, dator, surfplatta eller mobiltelefon.


Kabelsetet innehåller en 5 m lång kabel med stereoplugg och en stereo RCA-hörlursingång.

Stereoingång

- Sladdlängd 5 m
- Kontakter 2.5 mm stereoplugg
3.5 mm stereoplugg
- Vikt 97 g

RCA-hörlursingång

- Sladdlängd 25 cm
- Kontakter 3.5 mm stereoplugg
2 x RCA phono plugs
- Vikt 18 g



© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna. Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9126_001DAS002

bellman.com