

Extern mikrofon

BE9136



Egenskaper

Använd under möten
För att förbättra talförståelsen

Använd vid TV:n
För ett tydligare och klarare ljud

Justera kabellängden
Med förlängningsladd (tillval)


För möten och TV-lyssning.

Den externa mikrofonen från Bellman & Symfon är speciellt utvecklad för Maxi och Mino digitala samtalsförstärkare. Den kan användas som en mikrofon på avstånd under möten och konferenser för att förbättra talförståelsen i bullriga miljöer.

Den externa mikrofonen kan även användas vid din TV. Placera bara mikrofonen nära högtalarna och njut av ett tydligt och klart TV-ljud.

Tekniska data

■ Sladdlängd	1 m
■ Kontakter	2.5 mm monoplugg
■ Mikrofon	Omni
■ Sensitivity	-44dB
■ S/N	>58dB
■ Vikt	12 g
■ Färg	Svart
■ I paketet	Extern mikrofon Klämma Överdrag till mikrofonen



Förlängningsladd (tillval)

BE9408 Förlängningsladd

■ Sladdlängd	4 m
■ Kontakter	2.5 mm monoplugg

© 2021, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna. Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9136_003DSH001-SE

bellman.com