

Microset™ 耳麥

BE9129



特征

免提聆聽

可將 Mino 收納於口袋中使用

小巧輕量

呈現隱蔽外觀

即開即用

無需安裝程序

專為 Mino 設計的 全功能麥克風與耳塞套裝

此款麥克風組件專為 Mino 語音放大器設計。可將 Mino 放置於內側口袋或使用皮帶夾固定，並透過襟領麥克風拾取聲音。套組包含全向性襟領麥克風與單耳耳機各一。

耳機規格

- 靈敏度 113(± 3) dB/mW (@ 1kHz)
- 頻率響應 50 Hz 至 20 kHz
- 最大功率 10 mW
- 阻抗 32 ohm

麥克風規格

- 類型
- 指向性
- 靈敏度
- 頻率響應
- 信噪比
- 偏壓

電容式麥克風

全向性

-47 (±3) dB1

110 Hz to 16 kHz

>58 dB

最高 10 VDC

線纜與連接器

- 線纜長度
- 連接器

95公分, 3.1英尺

3.5mm 立體聲插頭



© 2025, Bellman & Symfon AB 版權所有

Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 標誌均為 Bellman & Symfon AB 的註冊商標。本產品資料如有變更，恕不另行通知。

BE9129_001DSH1.0-TRCN

bellman.com