


Öronsnäckor med mikrofon

BE9229-P02



Egenskaper

Svarsknapp
Med integrerad mikrofon

In-ear design
Ökar taluppfattbarheten

Litet och lätt
För ett mer diskret utseende

Prata och lyssna ostört.

Detta headset är speciellt utvecklat för Maxi Pro och kan även användas till att lyssna på musik eller prata i telefon ostört. Det har en svarsknapp med integrerad mikrofon och ger ett tydligt och detaljerat stereoljud.

Headsetet har låg vikt och erbjuder mycket bra isolering från störande omgivningsljud, vilket förbättrar talförståelsen.

Teknisk data

■ Frekvens	20 Hz - 20 kHz
■ Impedans	16 Ω
■ Känslighet	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ Kontakt	3,5 mm stereoplugg
■ Sladdlängd	1,25 m
■ Vikt	16 g
■ Färg	Svart
■ Trasselfri sladd	
■ Två storlekar på silikonproppar medföljer	

Godkännanden

MD Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.
Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9229-P02_001DSH1.0_SE bellman.com