

## Skräddarsy ditt system



I paketet ingår flera nyttiga tillbehör. För dig som vill skräddarsy din lösning finns det också en rad originaltillbehör att komplettera med. Välj Domino Classic och du kommer snabbt att upptäcka hur enkelt det är att bli mer delaktig i umgänget med vänner, arbetskamrater och klasskamrater.

### I Domino Classic-paketet ingår

- Sändarenhet
- Mottagarenhet
- Skyddande resestui
- Öronsnäckor (in-ear)
- Universal charger kit
- Halsrem & bältesspänne

## Här är lösningen



## Upptäck Domino Classic

**Fantastiskt ljud.** Domino Classic är ett nytvecklade lyssningsystem som använder helt digital signalbehandling och trådlös bredbandsöverföring till att lyfta fram tal i svåra lyssningssituationer. Domino levererar kristallklart tal, fritt från störande bakgrundsljud.

Vare sig du använder hörapparat dagligen eller bara hör lite sämre ibland kan Domino Classic hjälpa dig att höra bättre i de flesta vardagliga situationer.

**Enkel att använda.** Domino Classic är intuitivt lätt att överblicka och hantera. Du styr alla lyssningsfunktioner med en enkel knapptryckning och det finns inga komplicerade menyer att hamna vilse i.

**Högsta kvalitet.** Domino är utvecklad av Bellman & Symfon i Sverige och levereras med två års garanti.



### Produkter som förenklar din vardag

I 20 år har Bellman & Symfon arbetat med att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel. Våra hörselprodukter består av en rad innovativa lösningar som är utvecklade i ett unikt samarbete mellan audionomer, audiologer, ledande forskare och användare. Hörselprodukter med oslagbar ljudkvalitet som är intuitivt lätta att använda.

Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information:



**Head Office**  
Bellman & Symfon Europe AB  
Södra Långebergsgatan 30  
421 32 Västra Frölunda  
Sverige  
Tel +46 31 68 28 20  
Fax +46 31 68 28 90  
E-post info@bellman.se  
www.bellman.se


**China Office**  
Bellman & Symfon Asia Ltd.  
1115-1116, Main Tower, GD Int'l Hotel  
339 Huanshi Dong Rd  
Guangzhou, China, 510095  
Phone +86 20 8318 2950  
Fax +86 20 8333 5528  
E-mail info.cn@bellman.com  
www.bellman.cn

© 2010, Bellman & Symfon AB. Bellman, Bellman Audio och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter är reserverade. Samtliga produkter är mönsterskyddade.

CL\_00185H001SE

**Bellman audio**  
FOR EASY COMMUNICATION

## Domino Classic Trådlöst lyssningsystem



## Känns det bekant?



## Svårt att höra?



**Hemma.** Har du ibland svårt att uppfatta vad alla säger i umgänget med släkt och vänner?



**På arbetet.** Är det besvärligt att vara delaktig på möten och seminarier?



**I skolan.** Kan det vara jobbigt att höra vad läraren säger på lektionen?



**Utomhus.** Behöver folk ofta upprepa sig när ni vistas bullriga miljöer som t.ex utomhus?



**Vid TV:n.** Tycker din partner att du skruvar upp TV:n på för hög volym?



**Med hörapparat.** Upplever du att din hörapparat inte alltid hjälper?



## Upptäck ett enkelt sätt att höra



**High Definition Audio**  
Domino Classic använder helt digital signalbehandling och överför ljud trådlöst via bredbandslänk. Resultatet är kristallklart stereoljud med hög kvalitet.




**Wireless Secure Encryption**  
Domino Classic använder den senaste digitala krypteringsteknologin. Resultatet är störningsfritt tal som är omöjligt att avlyssna.









**Travel Smart 2.4 GHz**  
Domino Classic använder frekvensstandarden 2.4 GHz. Det betyder att du kan använda ditt Dominosystem överallt i världen.



**Easy Connect**  
Anslut enkelt fler mottagare eller koppla in TV:n, radion, datorn eller stereon i sändaren och njut av trådlöst HiFi-ljud i stereo.



## Upptäck ett enkelt sätt att höra bättre





## Så fungerar Domino Classic

Domino Classic består av en sändare och en mottagare som är utrustade med varsin rundupptagande mikrofon.

**Så funkar det.** Ljudet i rummet fångas upp av mikrofonerna. Med hjälp av avancerad ljudbehandling förtydligas tal samtidigt som störande bakgrundsljud rensas bort. Talet skickas sedan trådlöst till din mottagare via en krypterad bredbandslänk - helt utan förlust i ljudkvalitet.

**Full kontroll.** Mottagaren förstärker volymen och överför ljudet till dina hörlurar, öronsnäckor eller till din halsslinga. Från mottagaren styr du alla lyssningsfunktioner.

**Mer än tal.** Du kan dessutom koppla TV:n, radion, datorn eller stereon till sändaren och lyssna trådlöst med full bredbandskvalitet.



## Tillbehör för varje tillfälle



Bellman & Symfons originaltillbehör är speciellt utvecklade för att maximera ditt Domino Classic systems prestanda. Kontakta din närmaste återförsäljare eller besök [www.bellman.se/classic](http://www.bellman.se/classic)