

Maxi Pro

Trådløst hørselshjelpemiddel

BE2021



Egenskaper

Samtaleforsterkning

Hør hva som sies rundt bordet uten anstrengelser

Telefonforsterkning

Snakk i mobilen uten at det er behov for å gjenta hva som sies

Lett å bruke

Robust og ergonomisk design med gripevennlig materiale

TV-lytting

Se på ditt favoritt TV-program utan å forstyrre andre

Oppdag gleden av å høre bedre

Maxi Pro hjelper deg å delta uten problemer i samtaler med dine kjære. Den løfter fram ordene slik at du hører dem klart og tydelig. Det betyr at du ikke trenger å anstrenge deg så mye for å høre.

Men Maxi Pro kan mye mer enn så. Kobl den til ditt TV-apparat og stil lyden som du ønsker, eller bruk den for å forsterke lyden fra mobiltelefon. Med Maxi Pro behøver du ikke å være urolig for å gå glipp av noe.

Maxi Pro er laget i et gripevennlig materiale og ligger godt i hånden eller på bordet. Den har store knapper med tydelige symboler og er et bra alternativ for deg som skjelver litt på hånden eller opplever at du ser dårlig av og til.



Teknisk informasjon

Mål og vekt

Høyde: 140 mm


Dybde: 27 mm

Bredde: 45 mm

Vekt: 127 g



Knapper og kontroller



Egenskaper

- **Digital lyd**
Klart og naturlig tale med minimal forsinkelse og ingen forvrengning.
- **Qualcomm® aptX™ LL**
Tilkobles mobiltelefonen og TV via Maxi Pro TV-sender.
- **Lett å bruke**
Ergonomisk design med store taktile knapper, mykt gripevennlig materiale og kraftige LED indikatorer. Ideell for personer med nedsatt sanselig følelse eller syn.
- **Høreapparatvennlig**
Fungerar med alle høreapparater med telespole. (Krever tillbehør, halsslynge BE9159)

Strøm og batteri

- Batteri: 2 x 3.7V 750 mAh Li-on
- Driftstid: Opp til 70 tim
- Strømforbruk: 18 mA

Frekvens og rekkevidde

- Bluetooth-frekvens: 2402 – 2480 MHz
- Rekkevidde: Opp til 25 m, fri sikt.
- Teknologi: Qualcomm® aptX™ Low Latency

Tilkoblinger

- Hodetelefonuttak: 3.5 mm mini-stereo
- Ladeuttak: 2.5 mm kontakt, DC 5V, 1.0 A

Utganger

- **Utnivå med BE9124 Øretelefoner**
135dB @ 1kHz (SPL90)
136dB (HF Ave. SPL90)
Forsterkning ved full styrke: 49dB @ 1kHz
Referensforsterkning: 49dB @ 1kHz (SPL70)
- **Utnivå med BE9122 Hodetelefoner**
122dB @ 1kHz (SPL90)
127dB (HF Ave. SPL90)
Forsterkning ved full styrke: 36dB @ 1kHz
Referensforsterkning: 36dB @ 1kHz (SPL70)
- **Mikrofon SNR**
53dB @ 1kHz 1% THD
- **Forvrengning**
0.2% THD @ 1kHz – 6dB @ 1% THD
(Mik elektrisk)
- **Bluetooth SNR**
85dB @ 1kHz 1%THD (BT med TV-sender)
- **Frekvensrespons**
20Hz – 8kHz (Mic), 20Hz – 20kHz (Bluetooth)
- **Uteffekt**
Maks 82mW @ 1kHz / 16 Ω (THD=1%)

Vedlikehold og rengjøring

- For å gjøre rent produktet, koble ut strømledningen og alle andre kabler. Bruk en myk, løfløst klut. Unngå å få fuktighet i åpningene.
- Ikke bruk vaskemidler, aerosolspray, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller skuremidler.

I esken

- BE2021 Maxi Pro
- BE9233 Hodetelefon med mikrofon
- Ladeledning
- Strømadapter
- Kontakt
- Bruksanvisning



Tillbehør

- BE9122 Hodetelefon (stereo), svarte
- BE9124 Øretelefoner (stereo), svarte
- BE9233 Hodetelefon med mikrofon, svart
- BE9229 Øretelefoner med mikrofon, svarte
- BE9159 Halsslynge med 90 cm ledning, svart
- BE9161 Halsslynge med 15 cm ledning, svart
- BE9228 Fiberoptisk ledning, hvitt
- BE9123 Mini-stereo-til-RCA ledningssett, hvitt
- BE9254 Enkel DC-til-USB ladeledning, hvit
- BE9148 Dubbel DC-til-USB ladeledning, svart
- BE9273 Universal strømadapter, hvit
- BE9262 Universal strømadapter, svart

Omgivelser

- Driftstemperatur: 0° – 35 ° C
- Relativ luftfuktighet: 15% – 90%
(ikke kondenserende)

© og TM 2020 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.