

頭戴式人機

BE9122



特征

半封閉驅動耳機
音質清·低雜音

單邊導線
防纏繞設計

輕便可伸縮
易攜帶

堅固耐用的頭戴式耳機

此款頭戴式耳機專為 Bellman & Symfon 系列個人交流器和個人交流系統而精心挑選。採用半封閉式驅動單元，反饋極低，音質清晰。配備單側連接線，既堅固耐用又方便使用。

耳機採用輕量化可摺疊設計，可完美收納於 BE9147 旅行盒中。

技術規格

■ 驅動單元	Ø 30mm
■ 最大承受功率	100 mW
■ 頻率響應範圍	20 Hz - 20 kHz
■ 阻抗	32Ω +/- 10%
■ 靈敏度	≥109 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ 連接器	3.5mm 立体声插头
■ 線纜長度	1.25m
■ 重量	57g
■ 顏色	黑色

© 2025, Bellman & Symfon AB 版權所有

Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 標誌均為 Bellman & Symfon AB 的註冊商標。本產品資料如有變更，恕不另行通知。

BE9122_001DSH1.0-TRCN

bellman.com