



## Die Lösung



**Fernseh- und Musikgenuß**  
Mit Mino können Sie Musik oder Fernsehen in einer Lautstärke genießen ohne andere zu stören. In höchster Hi-fi Qualität.

**Mehr Power für Ihr Hörgerät**  
Mit Mino und Teleschleife sorgen Sie für optimale Verstärkung und Mino funktioniert als Lautstärken- und Klangeinstellung für das Hörgerät.



### Produkte für den Alltag

Bellman & Symfon entwickelt seit über 20 Jahren verschiedene Hörlösungen, mit dem Ziel, die Lebensqualität von Hörgeschädigten zu verbessern. Unsere Produkte sind zusammen mit Hörgeräteakustikern, führenden Forschern, Industriedesignern und Hörgeschädigten entwickelt worden. Klangqualität und Anwenderfreundlichkeit sind unser Leitmotiv.

## Mino Der professionelle Hörverstärker



## Schwierigkeiten beim Hören?



## Kennen Sie diese Situationen?

-  **Zu Hause.** Haben Sie Schwierigkeiten zu verstehen, was Ihr Lebenspartner gerade sagt?
-  **Zusammen mit Freunden.** Bitten Ihre Freunde Sie des öfteren, das Gesagte noch einmal zu wiederholen?
-  **Im Theater oder im Konzert.** Zögern Sie, ins Theater oder ins Konzert zu gehen?
-  **Im Geschäft.** Haben Sie Schwierigkeiten, den Verkäufer zu verstehen?
-  **Beim Fernsehen.** Beschwert sich Ihre Familie über den lauten Fernseher?
-  **Mit Hörgerät.** Merken Sie, daß Ihr Hörgerät manchmal nicht ausreicht?

## Entdecken Sie, wie Sie mit digitaler Technologie



**Einfache Bedienung**  
Mino ist ein Hörverstärker, der einfach zu bedienen ist. Keine komplizierten Menüs.

**Leistungsstark**  
Mino ist mit einer wiederaufladbaren Li-Ion-Batterie versehen, genau wie ein modernes Mobiltelefon. Praktisch und gut.



**Zoom**  
Mino hat omnidirektionale und Richtmikrofone. Mit dem Richtmikrofon kann auf den Redner gezielt werden. Allgemeine Störgeräusche werden gesenkt.

**Mit dem Mino ins Theater**  
Mino ist mit einer Telespule versehen. In Gebäuden, die mit einer Induktionsschleifenanlage versehen sind, funktioniert Mino ausgezeichnet.



**Maßgeschneidert**  
Möchten Sie Mino Ihren Bedürfnissen anpassen? Dann wählen das Zubehör, was Ihren Bedürfnissen gerecht wird.

## Entdecken Sie Mino

Mino ist ein neuentwickelter Hörverstärker, der Ihnen hilft, im Alltag wieder besser zu hören.



**Klang mit CD-Qualität**  
Für Mino wird eine ähnliche digitale Technologie verwendet, wie man sie in modernen CD/DVD Playern findet. Mino sorgt für kristallklaren Klang bei gleichzeitiger Senkung von Hintergrundgeräuschen.

**Klein und leicht**  
Mino ist genauso klein wie ein modernes Mobiltelefon und wiegt nur 69 g. Mino kann leicht in die Jackentasche gesteckt werden.



**European office**  
Södra Långebergsgatan 30  
421 32 Västra Frölunda  
Sweden  
Phone +46 31 68 28 20  
Fax +46 31 68 28 90  
E-mail info@bellman.se

**Asia Pacific office**  
1115-16, Main Tower, GD Int'l Hotel  
339 Huanshi Dong Rd  
Guangzhou, China, 510095  
Phone +86 20 8318 2950  
Fax +86 20 8333 5528  
E-mail info.cn@bellman.com

© 2011, Bellman & Symfon AB, all rights reserved. Bellman, Bellman & Symfon and the Bellman & Symfon logo are registered trademarks of Bellman & Symfon AB.






[bellman.com](http://bellman.com)

CL\_001B5H003\_DE



**MicroSet™**  
Die diskrete Art, besser zu hören.

## Entdecken Sie, wie Sie mit digitaler Technik besser hören



### Zu Hause



Stellen Sie Mino in gewünschter Lautstärke ein. Legen Sie ihn in die Nähe Ihres Gesprächsteilnehmers und hören Sie einfach nur zu.

Mino hebt die Sprache effizient hervor und unterdrückt störende Hintergrundgeräusche. So hören Sie deutlich jedes Wort. Als Zubehör wählen Sie zwischen Kopfhörer, Ohrhörer, Kinnbügelhörer oder MicroSet™.

▼ Kopfhörer    ▼ Ohrhörer    ▼ Kinnbügelhörer



### Mit Freunden



Probleme mit dem Hören, wenn etwas in lauter Umgebung gesagt wird? Wählen Sie das Richtmikrofon, um störende Hintergrundgeräusche zu senken.



### Im Theater oder im Konzert



Zögern Sie, ins Theater oder ins Konzert zu gehen? Öffentliche Gebäude wie beispielsweise Kinos, Konzertsäle oder Kirchen können mit Induktionsschleifenanlagen ausgestattet sein.

In diesen Gebäuden wird der Lautsprecher in ein elektromagnetisches Feld umgewandelt, den Mino mithilfe einer eingebauten Telespule auffängt. Mino sorgt für perfekten Klang, egal, ob er in der Jackettasche getragen wird oder auf dem Tisch liegt.



### Im Geschäft



Beim Einkaufen ist es schön, beide Hände freizuhaben.

MicroSet™ ist ein Ohrhörer, der gerade zu diesem Zweck entwickelt worden ist. Er besteht aus einem kleinen Mikrofon, das ans Revers angesteckt wird sowie einem diskreten Ohrhörer. Das Mikrofon ist gerichtet, so daß Hintergrundgeräusche effizient gesenkt werden und eine ungestörte Unterhaltung mit dem Verkäufer möglich ist.

▼ MicroSet™    ▼ USB-Ladekabel



### Beim Fernsehen



Bei Hörproblemen kann es schnell passieren, daß Fernseher oder Radio lauter gestellt werden – zum Unmut von Nachbarn und Familienmitgliedern.

Mit dem Audiokabel läßt sich Bellman Audio Mino leicht an den Fernseher anschließen, wodurch ein hervorragender Stereoklang gewährleistet ist und die Ohren der Nachbarn geschont werden. Die Mischfunktionstaste am Mino ermöglicht einen unkomplizierten Wechsel zwischen Fernsehton und Unterhaltung mit Familienmitgliedern.

▼ Audiokabel 5 m    ▼ Ladestation fürs Auto



### Mit Hörgerät



Wenn Ihr Hörgerät in gewissen Situationen nicht ausreicht, sollten Sie Mino mit diskreter Teleschleife benutzen.

Mino sorgt für mehr Verstärkung und funktioniert gleichzeitig als Fernbedienung für Lautstärke, Diskant und Mikrofonwahl. Mino kann an den Fernseher angeschlossen werden und verstärkt den Fernsehton im Hörgerät. Reisen Sie gerne? Mino kann nebst Zubehör in einem strapazierfähigen Reiseetui verwahrt werden.

▼ Teleschleife    ▼ Reiseetui

