

Hörlurar med mikrofon

BE9233-P02



Egenskaper

Svarsknapp
Med integrerad mikrofon

Halvtäta hörlurar
Klart ljud, minimal återkoppling

Lätta och vikbara
Enkla att bära med sig

Prata och lyssna ostört.

Detta headset är speciellt utvecklat för Maxi Pro och kan även användas till att lyssna på musik eller prata i telefon ostört. De är utrustade med bygel och har halvslutande hörselkåpor som sitter utanpå örat. Headsetet har ett klart ljud med minimal återkoppling.

Det är dessutom utrustat med en svarsknapp med mikrofon.

Teknisk data

■ Drivrutin	Ø 30 mm
■ Uteffekt	max 100 mW
■ Frekvens	20 Hz - 20 kHz
■ Impedans	32 Ω +/- 10%
■ Känslighet	113 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ Kontakt	3.5 mm stereoplugg
■ Sladdlängd	1,25 m
■ Vikt	63 g
■ Färg	Svart

Godkännanden



Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

© 2021, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.
Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9233-P02_001DSH1.0_SE bellman.com