

Öronsnäckor

BE9124-P02



Egenskaper

Täta hörlurar
Minskar risken för återkoppling

In-ear design
Ökar taluppfattbarheten

Liten och lätt
För ett mer diskret utseende

Diskreta och lätta öronsnäckor.

Öronsnäckorna är speciellt utvalda för Bellman & Symfons digitala lyssningshjälpmedel. De är lätta och ger ett tydligt och detaljerat stereoljud. De är mycket täta vilket förebygger rundgång och ger ett minimum av störande omgivningsljud och återkoppling.

Öronsnäckorna har låg vikt och ger en mycket bra isolering från störande omgivningsljud, vilket förbättrar talförståelsen.

Teknisk data

■ Frekvens	20 Hz - 20 kHz
■ Impedans	16 Ω +/- 10%
■ Känslighet	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ Kontakt	3,5 mm stereoplugg
■ Sladdlängd	1,25 m
■ Vikt	16 g
■ Färg	Svart
■ Trasselfri sladd	
■ Två storlekar på silikonproppar medföljer	

Godkännanden

MD Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.
Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE9124-P02_001DSH1.0_SE bellman.com