

Microset™ 耳麦

BE9129



特征

免提聆听
可将 Mino 收纳于口袋中使用

小巧轻量
呈现隐蔽外观

即开即用
无需安装程序

专为 Mino 设计的一体式麦克风与耳塞

此款麦克风组件专为 Mino 语音放大器设计。可将 Mino 放置于内侧口袋或使用皮带夹固定，并通过领夹式麦克风拾取声音。套装包含全指向领夹麦克风与单边耳塞。

耳塞规格

- 灵敏度 113(± 3) dB/mW (@ 1kHz)
- 频率响应 50 Hz 至 20 kHz
- 最大功率 10 mW
- 阻抗 32 ohm

麦克风规格

- 类型 驻极体电容麦克风
- 指向性 全指向
- 灵敏度 -47 (±3) dB1
- 频率响应 110 Hz to 16 kHz
- 信噪比 >58 dB
- 偏置电压 最高 10 VDC

线缆与连接器

- 线缆长度 95cm
- 连接器 3.5mm 立体声插头



© 2025, Bellman & Symfon AB 版权所有
Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 标识均为 Bellman & Symfon AB 的注册商标。本产品资料如有变更，恕不另行通知。
BE9129_001DSH1.0-SICN bellman.com