

Maxi

个人听力辅助器



发现听力改善的乐趣

Maxi是一款可以帮助您与亲人或旁人享受交流乐趣的个人听力辅助器。即使是在环境嘈杂的情况下，它都可以传递给您响亮而清晰的声音。这就是说，您再也无需费尽心思去倾听。

例如，在和家人聚餐、在商店购物，或是听收音机和看电视的时候，Maxi都会让您听到清晰的讲话。Maxi可以单独使用，也可以和助听器配套使用。





“现在，我参加
家庭聚会再也
不觉得累了”



在家里

就算是在安静的环境下，有时也很难听清讲话的内容。

只需把Maxi放到讲话者前方的桌子上，它就可以帮您听清讲话的内容。您可以选择使用头戴式耳机、入耳式耳塞或下挂式耳塞来收听。在嘈杂的环境下，Maxi还是助听器的好帮手，可以进一步过滤背景噪音，传递清晰的语音给助听器。

▼ 头戴式耳机 ▼ 入耳式耳塞 ▼ 下挂式耳塞



“现在，我们再也不会听错彼此的讲话了”

在社交场合

聚会场合往往很多人同时讲话，比较嘈杂。在这种环境下要听清谈话就更加困难了。厌烦了一次次地让别人重复讲话内容，最后只好保持沉默。

Maxi可以帮助您在嘈杂的环境下听清谈话。只需将Maxi向讲话者，您就能听清您想倾听的谈话。

▼ 环颈圈

Maxi可以通过环颈圈连接助听器或人工耳蜗。





看电视

如果您有听力困难，可能很容易就把电视或收音机的音量调得过大，这样不经意间就影响了家人。

现在再也无需调大音量，也能听得清楚。通过音频转换线连接 Maxi 和电视或收音机，您就能立刻享受到清晰的立体声效，却不用打扰家人。如果您要与家人讨论节目，只需按住“M”键，就可加入到家人的讨论中。

- ▼ 音频转换线，5米





在影剧院

去影剧院欣赏电影或音乐会是一项令人愉悦的休闲活动。但是，如果要很费力才能听清，那就会错过这种美妙的体验。

很多公共场所，例如，影剧院、音乐厅、教堂都会安装电感环路系统。Maxi可以通过内置的电感线圈收到管弦乐队、电影或喇叭的声音。当您想要跟旁边的人交谈，只需简单按住“M”键就可以切换。

▼ 电感符号“T”

下次去电影院或音乐厅的时候，可以留意一下看看有没有这个带“T”的电感符号。





在药房


在药房里，药剂师的声音混杂在环境噪音中，对于有听力困难的人来说，很容易就会漏听药剂师的叮嘱等重要信息。而且，您也不会想大声交谈而让别人听到您的隐私信息。

把Maxi放在柜台上，无需药剂师提高讲话的音量，您也可以听清讲话的内容。您还可以带着Maxi去见医生。

▼ 旅行包

您是否经常外出？您可以另外订购这个耐用的帆布旅行包，它是专门设计用于保护Maxi和相关配件的。





“现在，我再也不用担心
漏听别人的讲话了”

在车里

在车里恐怕是最难以进行交谈的听力环境之一了，除了周围嘈杂的交通噪音之外，乘客通常都不可能与您面对面地对话。在这种环境下很难听清其他人的谈话。

只需把Maxi挂在您同伴的颈上，您可以清晰地听到讲话，而交通噪音却减弱了。如果您坐得比较远，您可以把领夹麦克风夹在您同伴的衣领上来收听讲话。

▼ 领夹麦克风



简单易用

几分钟就会使用


Maxi很直观易用，几分钟就会使用。只需简单按一个键，就可以开启使用。没有复杂的操作菜单，只需连接上耳机、耳塞或环颈圈，调到合适的音量便可。



自然清晰的声音

无需费力倾听

Maxi使用了最新的数字技术，可以传递如现代CD和DVD机般高品质的清晰的声音。它可以有效地过滤背景噪音，放大言语声音。这就意味着您不用费劲地倾听，就可以轻松地与别人交谈。



符合人体工程学

高品质且耐用

Maxi非常耐用，而且很人性化。醒目的大按钮，柔软易握的橡胶材料，对比分明的指示灯，这都让Maxi非常容易操作。Maxi尤为适合视力不好或者手脚不太灵敏的人士。



Maxi与助听器配套使用

Maxi会先过滤烦人的背景噪音后，再将清晰的言语声音传递到您的助听器或人工耳蜗。这就意味着您不用费劲地倾听，就可以轻松地与别人交谈。

以下是它的工作原理：



1. 把Maxi放在桌上

Maxi收到声音后，会把背景噪音过滤后，传递清晰的言语声。

2. 把环颈圈挂在颈上

通过环颈圈，把言语声无线传输到助听器或人工耳蜗中。

3. 听到声音

助听器或人工耳蜗进一步优化声音后，传输到耳朵中。

助听器须带电感功能



性能

- 全向麦克风 ✓
- 数字信号处理 ✓
- 数字降噪 ✓
- 音调调节 ✓
- 音量调节 ✓
- 左右平衡调节 ✓
- 内置电感线圈 ✓
- 外部声源接口 ✓
- 麦克风按钮 ✓
- 基本设置 ✓

包装含有：

- Maxi个人听力辅助器
- 头戴式耳机或入耳式耳塞
- 音频转换线
- 两粒AA碱性电池
- 挂绳
- 腰夹
- 说明书

不同国家或地区的包装规格或有不同。



专注于您的听力

瑞典 Bellman & Symfon 贝尔曼公司一直为提高听障人士的生活品质而不断努力。我们的团队和合作伙伴与听力学家和顶尖专家紧密合作，致力于保护和改善您的听力。

欧洲总部

Bellman & Symfon Europe AB
Södra Långebergsgatan 30
421 32 Västra Frölunda
Sweden
Phone +46 31 68 28 20
Fax +46 31 68 28 90
E-mail info@bellman.se

亚太分公司

Bellman & Symfon Asia Ltd.
广东省广州市越秀区环市东路339号
广东国际大厦主楼1115-16室
邮编：510095
电话：020 8318 2950
传真：020 8333 5528
E-mail info.cn@bellman.com