


# In-ear Øretelefoner

## BE9229



### Egenskaper

**Svarknapp**  
Med integrert mikrofon

**In-ear design**  
Øker taleopfattelse

**Liten og lett**  
For en mer diskret utseende

## Snakk og hør uforstyrret.

Dette settet er spesielt utviklet for Maxi Pro og kan også brukes for å høre på musikk eller prate i telefonen uforstyrret. Det har en svarknapp med integrert mikrofon og gir en tydelig og detaljert stereolyd.

Settet har lav vekt og gir mye bra skjerming mot forstyrrende omgivelseslyd. Dette forbedrer taleforståelsen.

### Tekniske data

■ Frekvens	20 Hz - 20 kHz
■ Impedans	16 Ω
■ Følsomhet	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ Kontakt	3,5 mm stereoplugg
■ Ledningslengde	1,25 m
■ Vekt	16 g
■ Farge	Svart
■ Krøllefri ledning	
■ To størrelser på silikonpropper følger med	

© 2020, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.  
Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE9124\_001DAS002-NO

[bellman.com](http://bellman.com)