

# Øretelefoner

BE9124



## Egenskaper

**Tette øretelefoner**  
Reduserer risiko for  
tilbakekoblinger

**I-øre design**  
Øker taleforståelse

**Liten och lett**  
For et mer diskret utseende

## Diskrete og lette øretelefoner.

Øretelefonene er spesielt utviklet for Bellman & Symfons digitale lyttehjelpemidler. De er lette og gir et tydelig og detaljert stereolyd. De er ganske tette noe som forhindrer forstyrrende bakgrunnsstøy og tilbakekobling (feedback).

Øretelefonene er lette og gir god isolasjon fra støyende bakgrunnsstøy. Dette forbedrer taleforståelsen.

### Teknisk data

■ Frekvens	20 Hz - 20 kHz
■ Impedans	16 $\Omega$ +/- 10%
■ Følsomhet	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
■ Kontakt	3,5 mm stereoplugg
■ Ledningslengde	1,2 m
■ Vekt	16 g
■ Farge	Svart
■ Krøllefri ledning	
■ To størrelser på silikonpropper følger med	

© 2021, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.  
Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE9124\_001DAS003-NO

[bellman.com](https://bellman.com)