

入耳式耳塞

BE9124



特征

封闭式扬声器
有效降低反馈风险

入耳式设计
提升语音清晰度

小巧轻便
外观低调隐蔽

轻巧隐形耳塞

本款耳塞专为 Bellman & Symfon 系列个人交流器及个人交流系统精选。采用封闭式扬声器设计,能有效减少声音泄漏和反馈风险,呈现细节丰富、高清晰度的立体声效。

耳塞机身轻盈,具备出色的环境噪音隔离能力,可显著提升语音辨识度。

技术规格

- 频率响应范围20 Hz - 20 kHz
- 阻抗16 Ω +/- 10%
- 灵敏度93 dB/mW @ 1 kHz SPL
- 连接器3.5 mm 立体声插头
- 线缆长度1.25 m
- 重量16 g
- 颜色黑色
- 防缠绕线缆
- 附赠两种尺寸耳塞套

© 2025, Bellman & Symfon AB 版权所有
Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 标识均为 Bellman & Symfon AB 的注册商标。本产品资料如有变更,恕不另行通知。